

rea[®]

Azalea[®] Minor



Desenvolvida para adultos de baixa estatura e jovens adolescentes



Yes, you can.

A cadeira de rodas **Rea Azalea Minor** foi concebida para utilizadores que necessitam de uma largura de assento estreita e profundidade curta. Desenvolvida a partir da cadeira **Rea Azalea**, a **Rea Azalea Minor** herdou da mesma fiabilidade e do mesmo sistema de basculação único DSS com sistema de compensação incorporado.

Estão disponíveis várias cores de chassis assim como um encosto regulável em tensão.

A compatibilidade cruzada da Rea Azalea

Rea Azalea Minor concebida para utilizadores que necessitam de um assento de tamanho mais pequeno, tais como pequenos adultos ou adolescentes. Característica chave de **Azalea Minor** é o sistema de distribuição do peso com mecanismo DSS para assegurar uma inclinação estável e torna a cadeira altamente manobrável. A largura e profundidade da **Azalea Minor** pode ser ajustado de acordo com as necessidades individuais do utilizador.

Encosto ajustável em tensão

O encosto regulável em tensão oferece uma modelação individual com a escolha de almofadas de encosto ou cobertura lateral.



◀ Encosto ajustável em tensão

Ajustável em altura e largura.



◀ Tabuleiro

É transparente e apresenta recorte anterior para melhor resposta de posicionamento.



◀ Cadeira mais curta

O chassis é 30 mm mais curto, a profundidade do assento é 50 mm mais curta e o encosto 100 mm mais baixo do que nos modelos padrão.


Para outros acessórios da Rea Azalea, consulte por favor a brochura Rea Azalea ou visite www.invacarerea.com para ver vídeos dos mesmos

Dados Técnicos ▼

Para mais informações pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

Largura do assento ▼	Profundidade do assento ▼	Altura do assento ▼	Altura do encosto ▼	Altura de apoio de braço ▼	Comprimento de apoios para os pés ▼	Ângulo de assento ▼	Ângulo de encosto ▼
Azalea Minor	340 - 440 mm	380 - 450 mm	400/450 mm	550 - 650 mm	240 - 360 mm	330 - 627 mm	+1° to 25° 0° - 30°
Largura total ▼	Altura total ▼	Comprimento total incluindo o apoio de pernas ▼	Peso total ▼	Peso max. utilizador ▼	Peso de transporte ▼	Crash tested ▼	Inclinação máxima para uso de travão de parque ▼
Azalea Minor	largura assento + 220 mm (largura assento + 230 mm)	900 - 1250 mm	900 - 970 mm	32 kg	Max 75 kg	14,5 kg ¹	ISO 7176-19 7°

Cor do chassis ▼



Estofa do encosto ▼



1. Peso de transporte aumenta 4.2 kg se escolher a opção de basculação elétrica e reclinção



Tel. : +351 225 193 360
portugal@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal II
Rua Estrada Velha, nº949
4465-784 Leça do Balio
Portugal

Rea, Rea design e DSS (Dual Stability System) design são marcas registadas da Invacare International. A Rea Azalea foi concebida com DSS (Dual Stability System). Proporciona ao utilizador uma maior estabilidade e segurança ao ser inclinado ou o encosto está reclinado.

