

Rampas portáteis



Deslocações do dia-a-dia
mais facilitadas



A Invacare oferece agora uma gama de rampas que vão ao encontro das várias necessidades dos utilizadores: telescópicas ou dobráveis, em duas ou três partes ou em monobloco.

Os três modelos disponíveis têm características e desempenhos diferentes de forma a ir ao encontro das várias necessidades de superação de obstáculos por parte do utilizador ou cuidador, sem qualquer tipo de esforço.

Rampas básicas, Quick2go Compact e monobloco




Básica em duas partes: a mais leve

- Rampa telescópica em duas partes e de alumínio
- Leve: 8,8 kg o par
- Superfície anti-derrapante
- Sistema de bloqueio



Quick2go Compact em três partes: a mais compacta

- Rampas telescópicas em 3 partes e em alumínio
- Compactas: comprimento das rampas dobradas - 87 cm
- Superfície anti-derrapante
- Sistema de bloqueio e pegas para transporte



Rampa dobrável a meio em alumínio

- Rampa em monobloco, dobrável a meio e em alumínio
- Simples e rápida de colocar
- Pega para transporte

Características técnicas

Para mais informações consulte o Manual de Utilizador.

	Rampa básica	Rampa Quick2go Compact	Rampa dobrável a meio em alumínio
Referência	1654128	1654129	1654130
Performances			
Comprimento rampa fechada	121 cm	87 cm	182,40 cm
Comprimento rampa aberta	210 cm	200 cm	182,40 cm
Largura total	19,40 cm	23,72 cm	71,40 cm
Largura interior	14,5 cm	18 cm	69 cm
Capacidade máxima	270 kg	260 kg	300 kg
Altura máxima do obstáculo *	13 cm	12 cm	11 cm
Altura máxima do obstáculo **	42 cm	40 cm	36 cm
Características			
Altura (rebordos)	4,4 cm	5 cm	3,5 cm
Peso do produto	8,8 kg (o par)	13,6 kg (o par)	13,9 kg
Superfície anti-derrapante	Sim	Sim	Sim
Sistema de bloqueio	Sim	Sim	Não
Sistema de encarte	Telescópica	Telescópica	Dobrável

* Para uma cadeira de rodas manual ou elétrica com um único utilizador

** Para uma cadeira de rodas manual com o utilizador e a ajuda de uma terceira pessoa

Tel: 225 193 360
Email: portugal@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal
Rua da Estrada Velha, 949
4465-784 Leça do Balio



Yes, you can.®