

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



**Yes, you can.®**

**P.R.P.**

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

# Invacare® **Colibri, Leo®, Orion® e Comet®**

**Código ISO 12 23 03**

Aqui encontra a gama completa de scooters de mobilidade INVACARE, dispondo cada um dos modelos de diversos acessórios e cores como opção.  
Selecione o modelo de acordo com a sua necessidade, tendo como critérios o tipo de terreno /contexto onde vai usar (interior/exterior), o tipo de piso, a autonomia pretendida, assim como a velocidade e ainda a unidade de assento e acessórios disponíveis.

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz    ☒ Característica standard    ☐ Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

**Peso do utilizador =                      kg.**

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>Invacare® Colibri® Versão INDOOR</b>		
<b>Código ISO 12 23 03 - Micro Scooter de Mobilidade desmontável sem ferramentas</b> através do sistema patenteado Invacare LiteLock, equipada com unidade de assento giratório com alavanca em posição central, apoios de braços rebatíveis e reguláveis em largura, encosto rebatível sobre o assento, coluna de direção ajustável em ângulo; cesto dianteiro incluído, <b>rodas 200x50</b> , pneu anti-furo, <b>baterias de 12Ah</b> (autonomia até 16km), <b>motor 200W</b> , peso total 44kg; peso max utilizador 136kg.		
1676151	<input type="checkbox"/> Scooter Colibri 4 rodas 200x50, 12Ah, 8 km/h, cor Azul	1.326,00 €
1676157	<input type="checkbox"/> Scooter Colibri 4 rodas 200x50, 12Ah, 8 km/h, cor Vermelha	1.326,00 €
1676153	<input type="checkbox"/> Scooter Colibri 4 rodas 200x50, 12Ah, 8 km/h, cor Verde	1.326,00 €
<b>Invacare® Colibri® Versão Outdoor</b>		
<b>Código ISO 12 23 03 - Micro Scooter de Mobilidade desmontável sem ferramentas</b> através do sistema patenteado Invacare LiteLock, equipada com unidade de assento giratório com alavanca em posição central, apoios de braços rebatíveis e reguláveis em largura, encosto rebatível sobre o assento, coluna de direção ajustável em ângulo; cesto dianteiro incluído, <b>rodas 210x65</b> , pneu anti-furo, <b>baterias de 18Ah</b> (autonomia até 16km), <b>motor 200W</b> , peso total 49kg; peso max utilizador 136kg.		
1579004	<input type="checkbox"/> Scooter Colibri 4 rodas 210x65, 18Ah, 8 km/h, cor Azul	1.489,20 €
1676148	<input type="checkbox"/> Scooter Colibri 4 rodas 210x65, 18Ah, 8 km/h, cor Vermelha	1.489,20 €
1579007	<input type="checkbox"/> Scooter Colibri 4 rodas 210x65, 18Ah, 8 km/h, cor Verde	1.489,20 €
<b>Invacare® Leo®</b>		
<b>Código ISO 12 23 03 - Mini Scooter de Mobilidade de 4 rodas</b> , equipada com assento giratório e deslizante, encosto rebatível sobre o assento, apoio de braços rebatíveis, reguláveis em largura e ângulo, <b>rodas de 10" pneumáticas</b> , volante <b>ergonómico</b> integrado em coluna de direção ajustável em ângulo, <b>sistema de luzes</b> e cesto frontal incluído; <b>Baterias 36Ah</b> (autonomia até 38 km), <b>Motor 240 W</b> . Desmontável para transporte (peso sem baterias 59kg, peso com baterias 83kg); Peso máximo do utilizador: 136 kg.		
1579607	<input type="checkbox"/> Scooter Leo 4 rodas 8 km/h, cor Azul	1.927,80 €
1579428	<input type="checkbox"/> Scooter Leo 4 rodas 8 km/h, cor Vermelha	1.927,80 €



Código	Descrição	P.R.P. €
<b>Invacare® Orion®</b>		
<b>Código ISO 12 23 03 - Midi Scooter de 4 rodas</b> equipada com <b>coluna de direção ajustável em ângulo e volante ergonômico</b> , assento <b>DELUXE 20"</b> giratório e deslizante, encosto com regulação do ângulo e sistema rebatível sobre o assento, apoio de braços reguláveis em largura e ângulo, travão de mão; sistema de <b>luzes LED</b> e cesto dianteiro. <b>Baterias 50 Ah; Motor 240 W (600w em pico de performance)</b> . Sistema de desaceleração e estabilização automática em curva;		
1676168	<input type="checkbox"/> Orion Metro 4 rodas <b>10km/h</b> , cor <b>vermelha</b> , <b>rodas de 11" pneumáticas</b> , suspensão dianteira com barras paralelas; suspensão traseira; Peso total 110kg; Peso máximo do utilizador: 136 kg.	2.993,70 €
1676178	<input type="checkbox"/> Orion Metro 4 rodas <b>10km/h</b> , cor <b>cinza</b> , <b>rodas de 11" pneumáticas</b> , suspensão dianteira com barras paralelas; suspensão traseira; <b>INCLUI 1 ESPELHO RETROVISOR</b> ; Peso total 110kg; Peso máximo do utilizador: 136 kg.	3.034,50 €
1676190	<input type="checkbox"/> Orion Pro 4 rodas <b>10km/h</b> , cor <b>vermelha</b> , <b>ecrã LCD</b> , <b>rodas 12" pneumáticas</b> ; <b>suspensão avançada</b> com barra diagonal ajustável nas rodas dianteiras e suspensão traseira junto do assento; Peso total 136kg. Peso máximo do utilizador: 160 kg.	3.315,00 €
<b>Invacare® Comet®</b>		
<b>Código ISO 12 23 03 - Scooter de mobilidade Comet PRO</b> inclui assento <b>DELUXE 20"</b> giratório e deslizante, apoio de braços reguláveis em largura e ângulo, <b>coluna de direcção regulável em ângulo e volante ergonómico</b> , <b>ecrã LCD</b> com informação e programação, travão de mão, <b>rodas com pneumáticos de 13"</b> ; <b>suspensão avançada nas rodas dianteiras</b> e suspensão traseira ajustável, sistema de <b>luzes LED</b> , incluindo luz de travagem, alavanca de engate e desengate do motor e cesto dianteiro incluído.		
<b>Baterias 75Ah; Motor 550W (1600 W no pico de performance);</b> Peso total 136kg; Peso máximo utilizador de 160 kg.		
<b>Código ISO 12 23 03 - Scooter de mobilidade Comet Ultra</b> com assento <b>ULTRA</b> , ideal para situações bariátricas, giratório e deslizante, apoio de braços reguláveis em largura e ângulo, coluna de <b>direcção regulável em ângulo e volante ergonómico</b> , <b>ecrã LCD</b> com informação e programação, travão de mão, <b>rodas com pneumáticos de 13"</b> e suspensão avançada nas quatro rodas, sistema de luzes LED incluindo luz de travagem, alavanca de engate e desengate do motor e cesto dianteiro incluído;		
<b>Baterias 75Ah; Motores 650W (1800W no pico de performance)</b> oferecem maior performance de subida e melhor tração. Peso total 143kg; <b>Peso máximo de utilizador de 220 kg.</b>		
1676208	<input type="checkbox"/> Comet Pro 4 rodas <b>15 km/h</b> , cor <b>Vermelha</b>	3.850,50 €
1676223	<input type="checkbox"/> Comet Pro 4 rodas <b>15 km/h</b> , cor <b>Azul</b>	3.850,50 €
1639515	<input type="checkbox"/> Comet Ultra 4 rodas, <b>10 km/h</b> , cor <b>Cinza</b>	4.131,00 €



Acessórios (fornecidos juntamente com a scooter, mas sem montagem)								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COLIBRI	LEO	ORION PRO	ORION METRO	COMET PRO	COMET ULTRA	PREÇO
SP1518241	Espelho retrovisor direito/esquerdo		●	●	●	●	●	37,49 €
SP1572971	Suporte para botija de oxigénio (nc : 1505727, 1505728, 1505731) <b>NOTA: CONFIRME DIMENSÕES DA GARRAFA DE OXIGÉNIO</b>	●	●	●	●	●	●	98,18 €
SP1505728	Suporte para andadeira (nc : 1505727, 1505729, 1505731, 1528274) <b>NOTA: VALIDAR SE ESTÁ PREPARADO PARA A SUA ANDADEIRA</b>		●	●	●	●	●	98,18 €
SP1553851	Suporte para andarilho (nc : 1505727, 1505729, 1505731, 1528274) <b>NOTA: VALIDAR SE ESTÁ PREPARADO PARA O SEU ANDARILHO</b>		●	●	●	●	●	285,60 €
SP1528274	Suporte para canadianas ou bengalas (nc : 1505727; 1505728)	●	●	●	●	●	●	62,48 €
SP1507388	Adaptador para Acessórios Colibri <b>(Obrigatório em combinação com SP1528274 / SP1572971)</b>	●						26,78 €
SP1637915	Cesto dianteiro XL			●	●	●	●	80,33 €
SP1604197	Cesto traseiro COLIBRI (OBRIGATÓRIO escolher em conjunto com SP1507388)	●						80,33 €
SP1505727	Cesto traseiro (nc : 1528274, 1505729, 1505728, 1505731)		●	●	●	●	●	98,18 €
SP1505731	Mochila para transporte de objetos (colocada no encosto) (nc : 1505727, 1505728, 1505729)			●	●	●	●	116,03 €
SP1637913	Caixa de armazenamento traseira com chave de bloqueio (preto)			●	●	●	●	196,35 €
SP1509434	Cobertura de armazenamento Colibri/Leo	●	●					169,58 €
1677531	Cobertura de armazenamento Orion/Comet			●	●	●		133,88 €
SP1509362	Cinto pélvico com auto-lock p/ scooter Leo		●					53,55 €
SP1518274	Cinto pélvico com auto-lock			●	●	●	●	71,40 €
SP1543160	Pára-brisas		●	●	●	●	●	196,35 €
SP1638965	Pára-choques dianteiro Orion			●	●			89,25 €
SP1638966	Pára-choques traseiro Orion			●	●			89,25 €
SP1528298	Pára-choques dianteiro Comet					●	●	89,25 €
SP1638967	Pára-choques traseiro Comet					●	●	89,25 €
SP1521594	Suporte para copo			●	●	●	●	71,40 €
SP1637912	Suporte para telemóvel			●	●	●	●	67,83 €



Espelho retrovisor direito/ esquerdo



Suporte para andadeira/ andarilho



Cesto traseiro



Caixa de armazenamento traseira com chave de bloqueio (preto)



Suporte para telemóvel

\* Nota: A ref. SP1507388 - adaptador para acessórios Colibri é obrigatória para conseguir instalar alguns acessórios na COLIBRI.