

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Colibri, Leo®, Orion® e Comet® CE

Código ISO 12 23 03

Aqui encontra a gama completa de scooters de mobilidade INVACARE, dispondo cada um dos modelos de diversos acessórios e cores como opção. Seleccione o modelo de acordo com a sua necessidade, tendo como critérios o tipo de terreno /contexto onde vai usar (interior/exterior), o tipo de piso, a autonomia pretendida, assim como a velocidade e ainda a unidade de assento e acessórios disponíveis.

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
Invacare® Colibri® Versão INDOOR		
Código ISO 12 23 03 - Micro Scooter de Mobilidade desmontável sem ferramentas através do sistema patenteado Invacare LiteLock, equipada com unidade de assento giratório com alavanca em posição central, apoios de braços rebatíveis e reguláveis em largura, encosto rebatível sobre o assento, coluna de direção ajustável em ângulo; cesto dianteiro incluído, rodas 200x50 , pneu anti-furo, baterias de 12Ah (autonomia até 16km), motor 200W , peso total 44kg; peso max utilizador 136kg.		
1676151	Scooter Colibri 4 rodas 200x50, 12Ah, 8 km/h, cor Azul	1.326,00 €
1676157	Scooter Colibri 4 rodas 200x50, 12Ah, 8 km/h, cor Vermelha	1.326,00 €
1676153	Scooter Colibri 4 rodas 200x50, 12Ah, 8 km/h, cor Verde	1.326,00 €
Invacare® Colibri® Versão Outdoor		
Código ISO 12 23 03 - Micro Scooter de Mobilidade desmontável sem ferramentas através do sistema patenteado Invacare LiteLock, equipada com unidade de assento giratório com alavanca em posição central, apoios de braços rebatíveis e reguláveis em largura, encosto rebatível sobre o assento, coluna de direção ajustável em ângulo; cesto dianteiro incluído, rodas 210x65 , pneu anti-furo, baterias de 18Ah (autonomia até 16km), motor 200W , peso total 49kg; peso max utilizador 136kg.		
1579004	Scooter Colibri 4 rodas 210x65, 18Ah, 8 km/h, cor Azul	1.489,20 €
1676148	Scooter Colibri 4 rodas 210x65, 18Ah, 8 km/h, cor Vermelha	1.489,20 €
1579007	Scooter Colibri 4 rodas 210x65, 18Ah, 8 km/h, cor Verde	1.489,20 €
Invacare® Leo®		
Código ISO 12 23 03 - Mini Scooter de Mobilidade de 4 rodas , equipada com assento giratório e deslizante, encosto rebatível sobre o assento, apoio de braços rebatíveis, reguláveis em largura e ângulo, rodas de 10" pneumáticas, volante ergonómico integrado em coluna de direção ajustável em ângulo, sistema de luzes e cesto frontal incluído; Baterias 36Ah (autonomia até 38 km), Motor 240 W . Desmontável para transporte (peso sem baterias 59kg, peso com baterias 83kg); Peso máximo do utilizador: 136 kg.		
1579607	Scooter Leo 4 rodas 8 km/h, cor Azul	1.927,80 €
1579428	Scooter Leo 4 rodas 8 km/h, cor Vermelha	1.927,80 €



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
Invacare® Orion®		
<p>Código ISO 12 23 03 - Midi Scooter de 4 rodas equipada com coluna de direção ajustável em ângulo e volante ergonómico, assento DELUXE 20" giratório e deslizante, encosto com regulação do ângulo e sistema rebatível sobre o assento, apoio de braços reguláveis em largura e ângulo, travão de mão; sistema de luzes LED e cesto dianteiro. Baterias 50 Ah; Motor 240 W (600w em pico de performance). Sistema de desaceleração e estabilização automática em curva;</p>		
1676168	Orion Metro 4 rodas 10km/h , cor vermelha , rodas de 11" pneumáticas , suspensão dianteira com barras paralelas; suspensão traseira; Peso total 110kg; Peso máximo do utilizador: 136 kg.	2.993,70 €
1676178	Orion Metro 4 rodas 10km/h , cor cinza , rodas de 11" pneumáticas , suspensão dianteira com barras paralelas; suspensão traseira; INCLUI 1 ESPELHO RETROVISOR ; Peso total 110kg; Peso máximo do utilizador: 136 kg.	3.034,50 €
1676190	Orion Pro 4 rodas 10km/h , cor vermelha , ecrã LCD , rodas 12" pneumáticas; suspensão avançada com barra diagonal ajustável nas rodas dianteiras e suspensão traseira junto do assento; Peso total 136kg. Peso máximo do utilizador: 160 kg.	3.315,00 €
Invacare® Comet®		
<p>Código ISO 12 23 03 - Scooter de mobilidade Comet PRO inclui assento DELUXE 20" giratório e deslizante, apoio de braços reguláveis em largura e ângulo, coluna de direcção regulável em ângulo e volante ergonómico, ecrã LCD com informação e programação, travão de mão, rodas com pneumáticos de 13"; suspensão avançada nas rodas dianteiras e suspensão traseira ajustável, sistema de luzes LED, incluindo luz de travagem, alavanca de engate e desengate do motor e cesto dianteiro incluído.</p> <p>Baterias 75Ah; Motor 550W (1600 W no pico de performance); Peso total 136kg; Peso máximo utilizador de 160 kg.</p> <p>Código ISO 12 23 03 - Scooter de mobilidade Comet Ultra com assento ULTRA, ideal para situações bariátricas, giratório e deslizante, apoio de braços reguláveis em largura e ângulo, coluna de direcção regulável em ângulo - volante ergonómico, ecrã LCD com informação e programação, travão de mão, rodas com pneumáticos de 13" e suspensão avançada nas quatro rodas, sistema de luzes LED incluindo luz de travagem, alavanca de engate e desengate do motor e cesto dianteiro incluído;</p> <p>Baterias 75Ah; Motores 650W (1800W no pico de performance) oferecem maior performance de subida e melhor tração. Peso total 143kg; Peso máximo de utilizador de 220 kg.</p>		
1676208	Comet Pro 4 rodas 15 km/h , cor Vermelha	3.850,50 €
1676223	Comet Pro 4 rodas 15 km/h , cor Azul	3.850,50 €
1639515	Comet Ultra 4 rodas, 10 km/h , cor Cinza	4.131,00 €



Acessórios (fornecidos juntamente com a scooter, mas sem montagem)								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COLIBRI	LEO	ORION PRO	ORION METRO	COMET PRO	COMET ULTRA	PREÇO
SP1518241	Espelho retrovisor direito/esquerdo		●	●	●	●	●	37,49 €
SP1572971	Suporte para botija de oxigénio (nc : 1505727, 1505728, 1505731) NOTA: CONFIRME DIMENSÕES DA GARRAFA DE OXIGÉNIO	●	●	●	●	●	●	98,18 €
SP1505728	Suporte para andadeira (nc : 1505727, 1505729, 1505731, 1528274) NOTA: VALIDAR SE ESTÁ PREPARADO PARA A SUA ANDADEIRA		●	●	●	●	●	98,18 €
SP1553851	Suporte para andarilho (nc : 1505727, 1505729, 1505731, 1528274) NOTA: VALIDAR SE ESTÁ PREPARADO PARA O SEU ANDARILHO		●	●	●	●	●	285,60 €
SP1528274	Suporte para canadianas ou bengalas (nc : 1505727; 1505728)	●	●	●	●	●	●	62,48 €
SP1507388	Adaptador para Acessórios Colibri (Obrigatório em combinação com SP1528274 / SP1572971)	●						26,78 €
SP1637915	Cesto dianteiro XL			●	●	●	●	80,33 €
SP1604197	Cesto traseiro COLIBRI (OBRIGATÓRIO escolher em conjunto com SP1507388)	●						80,33 €
SP1505727	Cesto traseiro (nc : 1528274, 1505729, 1505728, 1505731)		●	●	●	●	●	98,18 €
SP1505731	Mochila para transporte de objetos (colocada no encosto) (nc : 1505727, 1505728, 1505729)			●	●	●	●	116,03 €
SP1637913	Caixa de armazenamento traseira com chave de bloqueio (preto)			●	●	●	●	196,35 €
SP1509434	Cobertura de armazenamento Colibri/Leo	●	●					169,58 €
1677531	Cobertura de armazenamento Orion/Comet			●	●	●		133,88 €
SP1509362	Cinto pélvico com auto-lock p/ scooter Leo		●					53,55 €
SP1518274	Cinto pélvico com auto-lock			●	●	●	●	71,40 €
SP1543160	Pára-brisas		●	●	●	●	●	196,35 €
SP1638965	Pára-choques dianteiro Orion			●	●			89,25 €
SP1638966	Pára-choques traseiro Orion			●	●			89,25 €
SP1528298	Pára-choques dianteiro Comet					●	●	89,25 €
SP1638967	Pára-choques traseiro Comet					●	●	89,25 €
SP1521594	Suporte para copo			●	●	●	●	71,40 €
SP1637912	Suporte para telemóvel			●	●	●	●	67,83 €



Espelho retrovisor direito/ esquerdo



Suporte para andadeira/ andarilho



Cesto traseiro



Caixa de armazenamento traseira com chave de bloqueio (preto)



Suporte para telemóvel

* Nota: A ref. SP1507388 - adaptador para acessórios Colibri é obrigatória para conseguir instalar alguns acessórios na COLIBRI.