

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



**Yes, you can.®**

**P.R.P.**

Válido a partir de julho de 2022, Acresce IVA à taxa legal em vigor

**Invacare® Colibri, Leo®, Orion® e Comet®** CE

**Código ISO 12 23 03 / 12 16 09**

Aqui encontra a gama completa de scooters de mobilidade INVACARE, dispondo cada um dos modelos de diversos acessórios e cores como opção. Selecione o modelo de acordo com a sua necessidade, tendo como critérios o tipo de terreno /contexto onde vai usar (interior/exterior), o tipo de piso, a autonomia pretendida, assim como a velocidade e ainda a unidade de assento e acessórios disponíveis.

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz     Característica standard     Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

**Peso do utilizador =                      kg.**

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>Invacare® Colibri® Versão INDOOR</b>		
<b>Código ISO 12 23 03 / 12 16 09 - Micro Scooter de Mobilidade desmontável sem ferramentas</b> através do sistema patenteado Invacare LiteLock, equipada com unidade de assento giratório com alavanca em posição central, apoios de braços rebatíveis e reguláveis em largura, encosto rebatível sobre o assento, coluna de direção ajustável em ângulo; cesto dianteiro incluído, <b>rodas 200x50</b> , pneu anti-furo, <b>baterias de 12Ah</b> (autonomia até 16km), <b>motor 200W</b> , peso total 44kg; peso max utilizador 136kg.		
1676151	Scooter Colibri 4 rodas 200x50, 12Ah, 8 km/h, cor Azul	1355,20
1676157	Scooter Colibri 4 rodas 200x50, 12Ah, 8 km/h, cor Vermelha	1355,20
1676153	Scooter Colibri 4 rodas 200x50, 12Ah, 8 km/h, cor Verde	1355,20
<b>Invacare® Colibri® Versão Outdoor</b>		
<b>Código ISO 12 23 03 / 12 16 09 - Micro Scooter de Mobilidade desmontável sem ferramentas</b> através do sistema patenteado Invacare LiteLock, equipada com unidade de assento giratório com alavanca em posição central, apoios de braços rebatíveis e reguláveis em largura, encosto rebatível sobre o assento, coluna de direção ajustável em ângulo; cesto dianteiro incluído, <b>rodas 210x65</b> , pneu anti-furo, <b>baterias de 18Ah</b> (autonomia até 16km), <b>motor 200W</b> , peso total 49kg; peso max utilizador 136kg.		
1579004	Scooter Colibri 4 rodas 210x65, 18Ah, 8 km/h, cor Azul	1518,55
1676148	Scooter Colibri 4 rodas 210x65, 18Ah, 8 km/h, cor Vermelha	1518,55
1579007	Scooter Colibri 4 rodas 210x65, 18Ah, 8 km/h, cor Verde	1518,55
<b>Invacare® Leo®</b>		
<b>Código ISO 12 23 03 / 12 16 09 - Mini Scooter de Mobilidade de 4 rodas</b> , equipada com assento giratório e deslizante, encosto rebatível sobre o assento, apoio de braços rebatíveis, reguláveis em largura e ângulo, <b>rodas de 10" pneumáticas</b> , volante ergonómico integrado em coluna de direção ajustável em ângulo, <b>sistema de luzes</b> e cesto frontal incluído; <b>Baterias 36Ah</b> (autonomia até 38 km), <b>Motor 240 W</b> . Desmontável para transporte (peso sem baterias 59kg, peso com baterias 83kg); Peso máximo do utilizador: 136 kg.		
1579607	Scooter Leo 4 rodas 8 km/h, cor Azul	1881,55
1579428	Scooter Leo 4 rodas 8 km/h, cor Vermelha	1881,55
<b>Invacare® Orion®</b>		
<b>Código ISO 12 23 03 / 12 16 09 - Midi Scooter de 4 rodas</b> equipada com <b>coluna de direção ajustável em ângulo e volante ergonómico</b> , assento <b>DELUXE 20"</b> giratório e deslizante, encosto com regulação do ângulo e sistema rebatível sobre o assento, apoio de braços reguláveis em largura e ângulo, travão de mão; sistema de <b>luzes LED</b> e cesto dianteiro. <b>Baterias 50 Ah; Motor 240 W (600w em pico de performance)</b> . Sistema de desaceleração e estabilização automática em curva;		
1676168	Orion Metro 4 rodas <b>10km/h</b> , cor <b>vermelha</b> , <b>rodas de 11" pneumáticas</b> , suspensão dianteira com barras paralelas; suspensão traseira; Peso total 110kg; Peso máximo do utilizador: 136 kg.	2934,25



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeia. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
1676178	Orion Metro 4 rodas <b>10km/h</b> , cor <b>cinza</b> , <b>rodas de 11" pneumáticas</b> , suspensão dianteira com barras paralelas; suspensão traseira; <b>INCLUI 1 ESPELHO RETROVISOR</b> ; Peso total 110kg; Peso máximo do utilizador: 136 kg.	2970,50
1676190	Orion Pro 4 rodas <b>10km/h</b> , cor <b>vermelha</b> , <b>ecrã LCD</b> , <b>rodas 12" pneumáticas</b> ; <b>suspensão avançada</b> com barra diagonal ajustável nas rodas dianteiras e suspensão traseira junto do assento; Peso total 136kg. Peso máximo do utilizador: 160 kg.	3206,50
<b>Invacare® Comet®</b>		
<p><b>Código ISO 12 23 03 / 12 16 09 - Scooter de mobilidade Comet PRO</b> inclui assento <b>DELUXE 20"</b> giratório e deslizante, apoio de braços reguláveis em largura e ângulo, <b>coluna de direcção regulável em ângulo e volante ergonómico</b>, <b>ecrã LCD</b> com informação e programação, travão de mão, <b>rodas com pneumáticos de 13"</b>; <b>suspensão avançada nas rodas dianteiras</b> e suspensão traseira ajustável, sistema de <b>luzes LED</b>, incluindo luz de travagem, alavanca de engate e desengate do motor e cesto dianteiro incluído.</p> <p><b>Baterias 75Ah; Motor 550W (1600 W no pico de performance);</b> Peso total 136kg; Peso máximo utilizador de 160 kg.</p> <p><b>Código ISO 12 23 03 / 12 16 09 - Scooter de mobilidade Comet Ultra</b> com assento ULTRA, ideal para situações bariátricas, giratório e deslizante, apoio de braços reguláveis em largura e ângulo, coluna de <b>direcção regulável em ângulo e volante ergonómico</b>, <b>ecrã LCD</b> com informação e programação, travão de mão, <b>rodas com pneumáticos de 13"</b> e suspensão avançada nas quatro rodas, sistema de luzes LED incluindo luz de travagem, alavanca de engate e desengate do motor e cesto dianteiro incluído;</p> <p><b>Baterias 75Ah; Motores 650W (1800W no pico de performance)</b> oferecem maior performance de subida e melhor tração. Peso total 143kg; <b>Peso máximo de utilizador de 220 kg.</b></p>		
1676208	Comet Pro 4 rodas <b>15 km/h</b> , cor <b>Vermelha</b>	3690,50
1676223	Comet Pro 4 rodas <b>15 km/h</b> , cor <b>Azul</b>	3690,50
1639515	Comet Ultra 4 rodas, <b>10 km/h</b> , cor <b>Cinza</b>	3993,00
<b>Acessórios</b> - Procure junto do revendedor INVACARE informações de preço e disponibilidade de Acessórios para a sua scooter		
<b>Kit de cores de carenagens para Scooters da gama Orion e Comet</b>		
Cada kit é constituído por 6 peças. A aplicação é simples, de encaixe fácil sem necessidade de ferramentas.		
SP1608821	Branco	Sob Consulta
SP1608822	Verde	Sob Consulta
SP1604096	Azul	Sob Consulta
SP1608831	Cinza	Sob Consulta
SP1654684	Vermelho Garnet	Sob Consulta
SP1637415	Bege	Sob Consulta
SP1637416	Bronze	Sob Consulta
SP1637417	Vermelho carmim	Sob Consulta
SP1637418	Azul elétrico	Sob Consulta
SP1637419	Cromado	Sob Consulta
SP1637420	Mosaico Tons de vermelho (EXCLUSIVO)	Sob Consulta
SP1637421	Mosaico Tons de azul (EXCLUSIVO)	Sob Consulta
SP1637422	Mosaico Tons de branco (EXCLUSIVO)	Sob Consulta



SP1608822



SP1637416



SP1654684



SP1608823



SP1608821

Escolha a configuração da sua scooter em:  
<https://invacarescooter.com/portugal-pt/#configurator>

Acessórios (fornecidos juntamente com a scooter, mas sem montagem)								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COLIBRI	LEO	ORION PRO	ORION METRO	COMET PRO	COMET ULTRA	PREÇO
SP1518241	Espelho retrovisor direito/esquerdo		●	●	●	●	●	Sob Consulta
SP1572971	Suporte para botija de oxigénio (nc : 1505727, 1505728, 1505731) <b>NOTA: CONFIRME DIMENSÕES DA GARRAFA DE OXIGÉNIO</b>	●	●	●	●	●	●	Sob Consulta
SP1505728	Suporte para andadeira (nc : 1505727, 1505729, 1505731, 1528274) <b>NOTA: VALIDAR SE ESTÁ PREPARADO PARA A SUA ANDADEIRA</b>		●	●	●	●	●	Sob Consulta
SP1553851	Suporte para andarilho (nc : 1505727, 1505729, 1505731, 1528274) <b>NOTA: VALIDAR SE ESTÁ PREPARADO PARA O SEU ANDARILHO</b>		●	●	●	●	●	Sob Consulta
SP1528274	Suporte para canadianas ou bengalas (nc : 1505727; 1505728)	●	●	●	●	●	●	Sob Consulta
SP1507388	Adaptador para Acessórios Colibri <b>(Obrigatório em combinação com SP1528274 / SP1572971)</b>	●						Sob Consulta
SP1637915	Cesto dianteiro XL			●	●	●	●	Sob Consulta
SP1604197	Cesto traseiro COLIBRI (OBRIGATÓRIO escolher em conjunto com SP1507388)	●						Sob Consulta
SP1505727	Cesto traseiro (nc : 1528274, 1505729, 1505728, 1505731)		●	●	●	●	●	Sob Consulta
SP1505731	Mochila para transporte de objetos (colocada no encosto) (nc : 1505727, 1505728, 1505729)			●	●	●	●	Sob Consulta
SP1637913	Caixa de armazenamento traseira com chave de bloqueio (preto)			●	●	●	●	Sob Consulta
SP1509434	Cobertura de armazenamento Colibri/Leo	●	●					Sob Consulta
SP1518240	Cobertura de armazenamento Orion/Comet			●	●	●		Sob Consulta
SP1509362	Cinto pélvico com auto-lock p/ scooter Leo		●					Sob Consulta
SP1518274	Cinto pélvico com auto-lock			●	●	●	●	Sob Consulta
SP1543160	Pára-brisas		●	●	●	●	●	Sob Consulta
SP1638965	Pára-choques dianteiro Orion			●	●			Sob Consulta
SP1638966	Pára-choques traseiro Orion			●	●			Sob Consulta
SP1528298	Pára-choques dianteiro Comet					●	●	Sob Consulta
SP1638967	Pára-choques traseiro Comet					●	●	Sob Consulta
SP1521594	Suporte para copo			●	●	●	●	Sob Consulta
SP1637912	Suporte para telemóvel			●	●	●	●	Sob Consulta



Espelho retrovisor direito/ esquerdo



Suporte para andadeira/ andarilho



Cesto traseiro



Caixa de armazenamento traseira com chave de bloqueio (preto)



Suporte para telemóvel

\* Nota: A ref. SP1507388 - adaptador para acessórios Colibri é obrigatória para conseguir instalar alguns acessórios na COLIBRI.