

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

KÜSCHALL COMPACT 2.0



Código ISO - 12 22 03 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas
Cadeira de rodas manual ativa liga leve, chassis de alumínio hidroformado, perfil frontal ergonómico (70°, 80°, tapered), sistema de encarte por cruzeta vertical com sistema One-Finger-Folding exigindo menor esforço para encartar, eixo traseiro multi-ajustável em altura e profundidade para máxima personalização, apoios de pernas fixos / destacáveis com manípulo e apoios de pés individuais ou plataforma única com sistema rebatível, cinto de pés, encosto com estofa regulável em tensão, protetores de roupa com ou sem rebordo, forquetas dianteiras ajustáveis em altura, protetor chassis traseiro para suporte aquando do transporte.
Kit de personalização com decalques premium (BOLD ou TAG).
Grande número de ajustes, tamanhos e opções disponíveis.
Peso máximo do utilizador: 130kg
Peso da cadeira: a partir de 9,6kg*
Peso para transporte: a partir de 6,7kg*



Garantia 5 anos para o chassis, 2 anos para restantes componentes, excluindo peças de desgaste
Obs. As medidas podem variar +/- 1 cm.

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ☒ Característica standard ☐ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Para esclarecimento de medidas totais consulte o documento „Calculadora de medidas Kuschall“ em www.invacare.pt, no menu „Documentação comercial“

Código	Descrição	P.R.P. €
MODELO		
DCA0012	◆ KÜSCHALL COMPACT 2.0	2.895,72 €
FABRICO ESPECIAL		
DCA0000	FABRICO ESPECIAL	○
UCA0001	UNIQUE - personalização (Apenas referentes a opções começadas por UCA****)	○
ONE SOLUTION KUSCHALL 2.0 - Escolha o seu Pack de Produtos de Posicionamento		
DCA0220	Pack Carbono FUNÇÃO, ALIVIO DE PRESSÃO E SUPORTE POSTURAL (Inclui Almofada Matrix Libra + Encosto Matrix MX2 + Cinto Pélvico BODYPOINT EVOFLEX - Para Largura de Assento 360MM apenas possível com SD 400/42mm) (NC : 1300, 1305, 1310, 1315, 1350, 1355, 1400, 1405, 1415, 1425)	1.620,49 €
DCA0230	Pack Alumínio FUNÇÃO, ALIVIO DE PRESSÃO E SUPORTE POSTURAL (Inclui Almofada Matrix Libra + Encosto Matrix Elite E2 plano/ profundo + Cinto Pélvico BODYPOINT EVOFLEX - Para Largura de Assento 360MM apenas possível com SD 400/425 mm) (NC : 1300, 1305, 1310, 1315, 1400, 1405, 1415, 1425)	1.256,47 €
CHASSIS DIANTEIRO		
DCA1100	◆ Chassis frontal rebatível standard (NC: 1900, 1902, 3040, 3140)	◆
DCA1110	Chassis frontal standard, Patins Fixos a 70° NC: FSTF<440mm, 1805, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130)	○
DCA1120	Chassis frontal standard, Patins Fixos a 80° FSTF<440mm, 1805, 1962, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130, 5550, 5600, 5650	○
DCA1130	Chassis frontal tapered, Patins Fixos a 70° (NC : 1300, 1305 , FSTF<440mm, 1805, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130)	○
DCA1140	Chassis frontal TAPERED, Patins Fixos a 80° (NC : 1300, 1305, FSTF<440mm, 1805, 1962, 3000, 3010, 3020, 3030, 3100, 3110, 3120, 3130, 5550, 5600, 5650	○
LARGURA DE ASSENTO (SW)		
DCA1300	280 MM (NC : encostos e almofadas Matrix, 2210, 2630, 2750, 3260, 6000, 6010, 8450)	92,67 €
DCA1305	300 MM (NC : 2210, encostos e almofadas Matrix, 2630, 2750, 3260, 6000, 6010, 8450)	92,67 €



PATINS REBATÍVEIS E DESTACÁVEIS



Chassis frontal fixo





Chassis frontal standard (1110, 1120)



Chassis frontal tapered (1130, 1140)

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição		P.R.P. €
DCA1310	320 MM	(NC : encostos e almofadas Matrx, 2630, 2750, 3260, 6000, 6010, 8450)	92,67 €
DCA1315	340 MM	(NC : encostos e almofadas Matrx, 2750, 6000, 6010, 8450)	○
DCA1320	360 MM	(NC : almofadas Matrx)	○
DCA1325	380 MM		○
DCA1330	400 MM		◆
DCA1335	420 MM		○
DCA1340	440 MM (cruzeta dupla)		○
DCA1345	460 MM (cruzeta dupla)	(NC: 2630)	○
DCA1350	480 MM (cruzeta dupla)	(NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2630)	○
DCA1355	500 MM (cruzeta dupla)	(NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2630)	92,67 €
PROFUNDIDADE DO ASSENTO (SD)			
DCA1400	320 MM	(NC : 2155, 2160, 2630, 2750, almofadas Matrx, 2910, 5650)	○
DCA1405	340 MM	(NC : 2155, 2160, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2910, 5650)	○
DCA1415	360 MM	(NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 5650)	○
DCA1425	380 MM	(NC : 2720, 2744, 5650)	○
DCA1435	◆ 400 MM	(NC : 2744)	◆
DCA1445	420 MM		○
DCA1460	440 MM	(NC : 2740, 2742)	○
DCA1470	460 MM	(NC : 2740, 2742, 2744)	○
DCA1480	480 MM	(NC : 2740, 2742, 2744, 2746)	○
DCA1490	500 MM	(NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746)	○
ALTURA DO ENCOSTO (BH)			
DCA1615	300 MM	(NC : 2140, 2240, 2595)	○
DCA1620	315 MM	(NC : 2140, 2240, 2595)	○
DCA1625	330 MM	(NC : 2140, 2240, 2595)	○
DCA1630	345 MM	(NC : 2240, 2595)	○
DCA1635	360 MM	(NC : 2240, 2595)	○
DCA1640	◆ 375 MM	(NC : 2240, 2595)	◆
DCA1645	390 MM	(NC : 2240, 2595)	○
DCA1650	405 MM	(NC : 2240)	○
DCA1655	420 MM	(NC : 2240)	○
DCA1660	435 MM	(NC : 2240)	○
DCA1665	450 MM	(NC : 2240)	○
DCA1670	465 MM	(NC : 2240)	○
DCA1675	480 MM	(NC : 2240)	○
DCA1680	495 MM	(NC : 2240)	○
DCA1685	510 MM	(NC : 2240)	○
ALTURA ASSENTO / CHÃO DIANTEIRA (FSTF)		VER TABELA AJUDA 1 E 5	
DCA1700	370 MM	(NC: 1810 a 1870, 1932 a 1962, 3030, 3130, 6000, 6010, 6410, 6420, 7600)	○
DCA1705	380 MM	(NC: 1815 a 1870, 1934 a 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600)	○
DCA1710	390 MM	(NC: 1820 a 1870, 1936 a 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600)	○
DCA1715	400 MM	(NC: 1825 a 1870, 1938 a 1962, 3030, 3130, 6410, 6420, 7600)	○
DCA1720	410 MM	(NC : 1830 a 1870, 1940 a 1962, 3030, 3130)	○
DCA1725	420 MM	(NC : 1835 a 1870, 1942 a 1962)	○
DCA1730	430 MM	(NC : 1840 a 1870, 1944 a 1962)	○
DCA1735	440 MM	(NC : 1845 a 1870, 1946 a 1962)	○
DCA1740	450 MM	(NC : 1850 a 1870, 1948 a 1962)	○
DCA1745	460 MM	(NC : 1855 a 1870, 1950 a 1962)	○
DCA1750	470 MM	(NC: 1860 a 1870, 1952 a 1962)	○



RSTF / Tamanho da roda traseira

22" : 360-470 mm
 24" : 390-490 mm
 25" : 420-500 mm
 26" : 420-500 mm

RSTF / FSTF : chassis rebatível


Apoios de perna a 70° & 80° :
 RSTF = „FSTF - 100 mm“ até „FSTF - 0 mm“

RSTF / FSTF : chassis dianteiro fixo

Chassis 70° :
 RSTF = „FSTF - 100 mm „ até „FSTF - 0 mm“

Chassis 80° :
 RSTF = „FSTF - 100 mm „ até „FSTF - 30 mm“

Código	Descrição		P.R.P. €
DCA1755	480 MM	(NC: 1865, 1870, 1954 a 1962)	○
DCA1760	490 MM	(NC: 1810, 1956 a 1962)	○
DCA1765	◆ 500 MM	(NC : 1810, 1815, 1958 a 1962)	◆
DCA1770	510 MM	(NC: 1810 a 1820, 1960, 1962)	○
DCA1775	520 MM	(NC: 1810 a 1825, 1962)	○
DCA1780	530 MM	(NC: 1810 a 1830)	○
ALTURA ASSENTO / CHÃO TRASEIRA (RSTF)		VER TABELA AJUDA 5	
DCA1805	370 MM	(NC : 6000, 6010, 6410, 6420, 6430)	○
DCA1810	380 MM	(NC : 6000, 6010, 6410, 6420, 6430)	○
DCA1815	390 MM	(NC : 6420, 6430)	○
DCA1820	400 MM	(NC : 6420, 6430)	○
DCA1825	410 MM	(NC : 6420, 6430)	○
DCA1830	420 MM		○
DCA1835	430 MM		○
DCA1840	440 MM		○
DCA1845	◆ 450 MM		◆
DCA1850	460 MM		○
DCA1855	470 MM		○
DCA1860	480 MM	(NC : 6400)	○
DCA1865	490 MM	(NC : 6400)	○
DCA1870	500 MM	(NC : 6000, 6010, 6400, 6410)	○
ALTURA JOELHO CALCANHAR (LLL) (VER TABELA DE AJUDA 2)			
DCA1900	200 MM	(NC: 3030, 3130)	○
DCA1902	210 MM	(NC: 3030, 3130)	○
DCA1904	220 MM	(NC: 3030, 3130)	○
DCA1906	230 MM	(NC: 3030, 3130)	○
DCA1908	240 MM	(NC: 3030, 3130)	○
DCA1910	250 MM	(NC: 3030, 3130)	○
DCA1912	260 MM	(NC: 3030, 3130)	○
DCA1914	270 MM	(NC: 3030, 3130)	○
DCA1916	280 MM	(NC: 3030, 3130)	○
DCA1918	290 MM	(NC: 3030, 3130)	○
DCA1920	300 MM	(NC: 3030, 3130)	○
DCA1922	310 MM	(NC: 3030, 3130)	○
DCA1924	320 MM	(NC: 3030, 3130)	○
DCA1926	330 MM	(NC: 3030, 3130)	○
DCA1928	340 MM	(NC: 3030, 3130)	○
DCA1930	350 MM	(NC: 3030, 3130)	○
DCA1932	360 MM	(NC: 3030, 3130)	○
DCA1934	370 MM	(NC: 3030, 3130)	○
DCA1936	380 MM		○
DCA1938	390 MM		○
DCA1940	400 MM		○
DCA1942	410 MM		○
DCA1944	420 MM		○
DCA1946	◆ 430 MM		◆
DCA1948	440 MM		○
DCA1950	450 MM		○
DCA1952	460 MM		○
DCA1954	470 MM		○
DCA1956	480 MM		○
DCA1958	490 MM		○
DCA1960	500 MM		○
DCA1962	510 MM	(NC : 3000, 3100, 3010, 3110)	○
ENCOSTO			
TUBOS DE ENCOSTO			
DCA2110	◆ Rectos fixos, standard	(NC : 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180)	◆
DCA2120	Fixos Inclinados em 7º ao nível lombar	(NC : 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180, encostos Matrix)	○



LLL / FSTF : chassiss dianteiro fixo

Chassis 70° :
LLL max. = „FSTF - 20 mm“

Chassis 80° :
LLL max. = „FSTF - 30 mm“

LLL / FSTF : chassiss rebatível

Apoios de perna a 70°: LLL max. = „FSTF 20 mm“
Apoios de perna a 80°: LLL max. = „FSTF 30 mm“

LLL / FSTF : Apoios de pernas elevatórios:

Posição inicial a 75°
LLL max = FSTF -40 mm
LLL min = 380 mm

Segunda posição a 60°
LLL max = FSTF + 00 mm
LLL min = 380 mm

LLL / Apoio de pés

Dependendo da configuração o apoio de pés pode ser montado alto



2120

Código	Descrição		P.R.P. €
DCA2130		Ajustáveis em ângulo (selecionar ângulo de encosto abaixo)	231,66 €
DCA2140		Rebatíveis sobre o assento (Selec. âng. abaixo) (NC : 2180, 2430)	289,58 €
ÂNGULO DE ENCOSTO REGULÁVEL			
DCA2155		Ângulo encosto 82º	○
DCA2160		Ângulo encosto 86º	○
DCA2165		Ângulo encosto 90º	○
DCA2170		Ângulo encosto 94º	○
DCA2175		Ângulo encosto 98º	○
DCA2180		Ângulo encosto 102º	○
TELA DE ENCOSTO			
DCA2200		Standard ligeiramente almofadado (NC : encosto matr, 2400, 2430, 2595)	○
DCA2210		Light (NC : encosto matr, 2430, 2595)	144,78 €
DCA2220	◆	Premium Nylon almofadado, regulável em tensão, tecido preto, bolsa posterior (NC : encosto matr)	◆
DCA2230		Aero-back, perfurado, respirável, almofadado, regulável em tensão, tecido preto, bolsa posterior (NC : encosto matr)	289,58 €
DCA2240		Sem tela de encosto (NC: 2430, 2595)	○
UNIQUE - Cor das costuras da tela de encosto (aplicável apenas à tela Aero-Back)			
UCA2241		Amarelo Neon	163,20 €
UCA2242		Rosa Neon	163,20 €
UCA2243		Azul	163,20 €
UCA2244		Branco	163,20 €
UCA2245		Vermelho	163,20 €
UCA0002		Cor especial - Indicar RAL	Sob Consulta
UNIQUE - Bordado na tela de encosto (aplicável apenas à tela Aero-Back)			
UCA2246		Smiley	285,60 €
UCA2248		Traveler	285,60 €
UCA2249		Sakura Beauty	285,60 €
UCA2250		Funny Cactus	285,60 €
UCA2251		Logo Küschall	285,60 €
UCA0003		Outro desenho à sua escolha - Forneça o design desejado em formato .ai / .pdf ou .png, se a imagem estiver em alta resolução	Sob Consulta
UNIQUE - Estampado na tela de encosto (aplicável apenas à tela Aero-Back)			
UCA2253		Smiley	127,50 €
UCA2255		Traveler	127,50 €
UCA2256		Sakura Beauty	127,50 €
UCA2257		Funny Cactus	127,50 €
UCA2259		Paint Stain	127,50 €
UCA0004		Outro desenho à sua escolha - Forneça o design desejado em formato .ai / .pdf ou .png, se a imagem estiver em alta resolução	Sob Consulta
ENCOSTOS MATRX (NC Apoio de Cabeça 2490)			
DCA2300		Matrx MX2, altura 150 mm (inclui hardware de extração rápida) (NC: 7600)	1.146,70 €
DCA2305		Matrx MX2, altura 230 mm (inclui hardware de extração rápida) (NC: 7600)	1.146,70 €
DCA2310		Matrx MX2, altura 305 mm (inclui hardware de extração rápida)	1.146,70 €
DCA2315		Matrx MX2, altura 405 mm (inclui hardware de extração rápida) (NC: 7600)	1.146,70 €
DCA2316		Encosto ELITE E2 Profundo, altura 160 MM (inclui hardware de fixação mini set) Não possível para SW<360MM (NC: 7600)	810,80 €
DCA2317		Encosto ELITE E2 Profundo, altura 210 MM (inclui hardware de fixação mini set) Não possível para SW<360MM (NC: 7600)	810,80 €
DCA2318		Encosto ELITE E2 Profundo, altura 260 MM (inclui hardware de fixação mini set) Não possível para SW<360MM (NC: 7600)	810,80 €
DCA2320		Matrx Elite E2 Profundo, altura 310 mm (inclui hardware de extração rápida)	810,80 €
DCA2322		Encosto ELITE E2 Profundo, altura 360 MM (inclui hardware de fixação mini set) Não possível para SW<360MM	810,80 €



2220



2230

INFORMAÇÃO IMPORTANTE PARA MONTAGEM DE ENCOSTOS

No caso de montar um encosto personalizado, verifique se a altura total do encosto não excede 590 mm.



2300, 2305, 2310, 2315

Código	Descrição	P.R.P. €
DCA2325	Matrx Elite E2 Profundo, altura 410 mm (inclui hardware de extração rápida)	810,80 €
DCA2330	Matrx Elite E2 Profundo, altura 460 mm (inclui hardware de extração rápida)	810,80 €
DCA2331	Encosto ELITE E2 Profundo, altura 510 MM (inclui hardware de fixação easy set) Não possível para SW<360MM	810,80 €
DCA2332	Encosto ELITE E2 Plano, altura 160MM (inclui hardware de fixação Mini Set) Não possível para SW<360MM (NC: 7600)	752,89 €
DCA2334	Encosto ELITE E2 Plano, altura 210MM (inclui hardware de fixação Mini Set) Não possível para SW<360MM (NC: 7600)	752,89 €
DCA2335	Matrx Elite E2, altura 260 mm (inclui hardware de extração rápida) (NC: 7600)	752,89 €
DCA2340	Matrx Elite E2, altura 310 mm (inclui hardware de extração rápida)	752,89 €
DCA2345	Matrx Elite E2, altura 360 mm (inclui hardware de extração rápida)	752,89 €
DCA2350	Matrx Elite E2, altura 410 mm (inclui hardware de extração rápida)	752,89 €
DCA2355	Matrx Elite E2, altura 460 mm (inclui hardware de extração rápida)	752,89 €
DCA2357	Encosto ELITE E2 Plano, altura 510MM (inclui hardware de fixação Mini Set) Não possível para SW<360MM	752,89 €
LARGURA DO ENCOSTO MATRX (VER TABELA DE AJUDA 6)		
DCA2360	360mm (medida de referência Largura tronco 265mm)	○
DCA2362	380mm (medida de referência Largura tronco 290mm)	○
DCA2364	410mm (medida de referência Largura tronco 315mm)	○
DCA2366	430mm (medida de referência Largura tronco 340mm)	○
DCA2368	460mm (medida de referência Largura tronco 370mm)	○
DCA2370	480mm (medida de referência Largura tronco 390mm)	○
DCA2372	510mm (medida de referência Largura tronco 420mm)	○
PUNHOS		
DCA2400	Sem punhos	○
DCA2410	Punhos fixos curtos (NC : 6580)	86,87 €
DCA2420	◆ Punhos fixos Longos ◆	◆
DCA2430	Punhos c/ altura regulável (mont. Exterior) (NC : 3520, 3620)	231,66 €
DCA2440	Punhos reguláveis em altura, integrados (NC : 2595)	289,58 €
DCA2450	Punhos dobráveis (NC : 2595, 6580)	318,54 €
APOIO DE CABEÇA (Apenas possível para cadeiras Largura > 38cm e Punhos Fixos Longos 2420)		
DCA2490	Apoio de Cabeça (NC 2595, 6580)	220,08 €
OPÇÕES DE ENCOSTO		
DCA2595	Esticador rebatível e destacável	115,83 €
ASSENTO		
TELA DE ASSENTO		
DCA2610	◆ Nylon com uma faixa aderente central ◆	◆
DCA2620	Nylon com uma faixa aderente fêmea ao centro e duas ásperas nas laterais	○
DCA2610	Regulável em tensão (NC: 2800, 2910, 7600)	104,25 €
UNIQUE - Cor das costuras da tela de assento (aplicável apenas à opção DCA2610)		
UCA2602	Amarelo Neon	193,80 €
UCA2603	Rosa Neon	193,80 €
UCA2604	Azul	193,80 €
UCA2605	Branco	193,80 €
UCA2606	Vermelho	193,80 €
UCA0005	Cor especial - Indicar RAL	Sob Consulta
ALMOFADA		
DCA2710	FLO-TECH LITE	120,82 €
DCA2720	MATRX LIBRA	462,16 €
DCA2750	Vicair Active O2 - 6 cm altura	581,40 €
OPÇÕES DE ASSENTO		
DCA2800	Bolsa de assento amovível	86,87 €
BOLSA DE ASSENTO		
DCA2910	Bolsa grande (instalada debaixo do assento)	34,75 €
APOIO DE PÉS E DE PERNAS		
Apoio de Perna Rebatível direito		Consultar tabela ajuda 7



2320, 2325, 2330

2335, 2340, 2345, 2350, 2355




2450

2430



2490



2610



2710



2720



2610



2800

Apoio de Pernas :
Note que apoios de pernas especiais, como para amputados, elevatórios etc, são compatíveis com SW > 380 mm.

Código	Descrição			P.R.P. €
DCA3000		Ângulo aberto, 70°	(NC: 3110)	◆
DCA3010		Ângulo médio-fechado, 80°	(NC : 3100, 5650)	○
DCA3020		Amputado	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	173,75 €
DCA3030		Elevatório, com ajuste em ângulo joelho	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	144,78 €
DCA3040		Sem apoio de perna		○
Apoio de Perna Rebatível Esquerdo Consultar tabela ajuda 7				
DCA3100		Ângulo aberto, 70°		◆
DCA3110		Ângulo médio-fechado, 80°	(NC : 5650)	○
DCA3120		Amputado	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	173,75 €
DCA3130		Elevatório, com ajuste em ângulo joelho	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310)	144,78 €
DCA3040		Sem apoio de perna		○
TIPO DE PATIM (VER TABELA DE AJUDA 2)				
DCA3260	◆	Duplo, rebatível, em plástico		◆
DCA3270		Duplo, ajustável em ângulo e profundidade, em carbono	(NC : 3310)	277,99 €
DCA3280		Único, rebatível e ajustável em ângulo e profundidade, em carbono	(NC : 3310)	231,66 €
CINTO DE PÉS				
DCA3300		Cinto de pernas montado no chassis		○
DCA3305		Cinto de pernas montado nos suportes		○
DCA3310	◆	Calcanheiras		◆
GUARDAS LATERAIS				
PROTECTORES DE ROUPA CONSULTAR TABELA AJUDA 3				
DCA3400		Protetores de roupa fixos, Economy - Novos!	(NC: apoios de braço (except tubulares), 7600, 8450)	○
DCA3410		Protetores de roupa fixos, carbono - Novo desenho!	(NC : apoios de braço (except tubulares), 7600, 8450)	○
DCA3425	◆	Protetores de roupa fixos, composite com rebordo - Novos!	(NC : apoios de braço (except tubulares), 6000, 6010, 6140, 6150, 6580, 7600, 8450)	◆
DCA3430		Protetores de roupa fixos, carbono com rebordo - Novo desenho!	(NC : apoios de braço (except tubulares), 6000, 6010, 6140, 6580, 7600, 8450, 6150, 6553, 6950)	173,75 €
DCA3440		Protetores de roupa destacaveis, carbono com rebordo - Novo Desenho!	(NC : apoios de braço (except tubulares), 6140, 6150, 6553, 8450)	173,75 €
DCA3450		Protetores de roupa destacaveis, composite com rebordo - Novo Desenho!	(NC : apoios de braço (except tubulares), 6140, 6150, 8450)	115,83 €
UNIQUE - Cor dos Protetores de Roupa (aplicável apenas à opção DCA3400)				
UCA3422		Transparente		561,00 €
UCA3423		Azul transparente		805,80 €
UCA3424		Amarelo Neon Transparente		805,80 €
UCA3425		Laranja Neon Transparente		805,80 €
UCA3426		Vermelho Neon Transparente		805,80 €
UCA0006		Cor especial - Indicar RAL		Sob Consulta
UCA0007		Desenho à sua escolha - Forneça o design desejado em formato .ai / .pdf ou .png, se a imagem estiver em alta resolução		Sob Consulta
APOIO DE BRAÇO DIREITO				
DCA3500		Ajustável em altura (com ferramenta), destacável, curto, sem bloqueio, inclui protetor de roupa direito (NC 6150)		144,78 €
DCA3510		Ajustável em altura (com ferramenta), destacável, longo, sem bloqueio, inclui protetor de roupa direito (NC 6150)		144,78 €



3000 / 3100 3020 / 3120



3400



3440



3450



3500/3600



3520/3620



3530/3630



3540/3640

Atenção:

Quando selecionado o apoio de braço Hemi é montado na estrutura do apoio braço Kuschall



3530 / 3630



3540/3640

Código	Descrição		P.R.P. €
DCA3520	Tubular, sem bloqueio, altura ajustável, destacável, rebatível, com almofada	(NC : 6950, 8450)	115,83 €
DCA3530	Küschall, altura ajustável, destacável, rebatível, almofada neoprene preta	(NC : 6130, 6140, 6150)	144,78 €
DCA3540	Küschall Hemi, altura ajustável, destacável, rebatível, com almofada Hemi neoprene preta	(NC : 6130, 6140, 6150, 8450)	185,32 €
APOIO DE BRAÇO ESQUERDO			
DCA3600	Ajustável em altura (com ferramenta), destacável, curto, sem bloqueio, inclui protetor de roupa direito		144,78 €
DCA3610	Ajustável em altura (com ferramenta), destacável, longo, sem bloqueio, inclui protetor de roupa direito		144,78 €
DCA3620	Tubular, sem bloqueio, altura ajustável, destacável, rebatível, com almofada	(NC : 6950, 8450)	115,83 €
DCA3630	Küschall, altura ajustável, destacável, rebatível, almofada neoprene preta	(NC : 6130, 6140, 6150)	144,78 €
DCA3640	Küschall Hemi, altura ajustável, destacável, rebatível, com almofada Hemi neoprene preta	(NC : 6130, 6140, 6150, 8450)	185,32 €
CORES DO CHASSIS E PERSONALIZAÇÃO			
CORES DO CHASSIS			
DCA4000	◆ Preto espacial (RAL 9005)		◆
DCA4010	Cinza antracite (RAL 7016)		○
DCA4020	Branco (RAL 9016)	(NC : 4220)	○
DCA4030	Vermelho carmim (RAL 3002)		○
DCA4040	Azul Celeste (RAL 5017)		○
DCA4100	Preto brilhante (RAL 9005)		405,41 €
DCA4060	Amarelo (RAL 1016)		405,41 €
DCA4130	Cinza claro (RAL 9006)		405,41 €
DCA4145	Azul Noite		405,41 €
DCA4150	Vermelho rubi (RAL 3003)		405,41 €
DCA4170	Laranja dinamite		405,41 €
DCA4180	Verde floresta (RAL 6029)		405,41 €
UCA4101	Acabamento em alumínio polido e espelhado		814,98 €
UCA4102	Verde Pastel		765,00 €
UCA4103	Azul Céu		765,00 €
UCA4104	Roxo Ameixa		765,00 €
UCA4105	Salmão		765,00 €
UCA0008	Cor especial - indicar RAL		Sob Consulta
UN1673612	Pintura Termocromática - muda de cor entre 26º e 31º		Sob Consulta
UN1673547	Pintura Hydrodipping		Sob Consulta
UN1673626	Pintura Bicolor		Sob Consulta
UNIQUE - Verniz Cerâmico			
UCA4066	Acabamento do chassis em Verniz Cerâmico (apenas para cores de chassis UCA****)		693,60 €
ESTILO DO DECALQUE			
DCA4190	BOLD	(NC : 4300, 4310)	110,04 €
DCA4195	◆ TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)	◆
COR DO DECALQUE BOLD			
DCA4200	Preto		○
DCA4210	Cinza Escuro		○
DCA4220	Cinza Claro		○
DCA4230	Vermelho		○
DCA4240	Azul		○
DCA4250	Dourado		○
UCA4252	Amarelo Neon		193,80 €
UCA4253	Verde Neon		193,80 €



BOLD



TAG

Código	Descrição		P.R.P. €
UCA4254		Laranja Neon	193,80 €
UCA4255		Rosa Neon	193,80 €
UCA4256		Vermelho Neon	193,80 €
UCA0009		Cor especial - indicar RAL	Sob Consulta
COR DO DECALQUE TAG			
DCA4300		Preto	○
DCA4310	◆	Vermelho	◆
RODAS DIANTEIRAS (VER TABELA AJUDA 1)			
DCA5050		4" Everyday c/ borracha preta	○
DCA5100		4" Comfort Preta	○
DCA5150		4" Starec preto	69,49 €
DCA5200		4" Frog Legs com jante e eixo preto	110,04 €
DCA5250		4" Frog Legs com jante cinza e eixo preto	110,04 €
DCA5300		5" Everyday c/ borracha preta	○
DCA5350	◆	5" Comfort Preta	◆
DCA5400		5" Starec preta	69,49 €
DCA5450		5" Frog Legs com jante de alumínio preta e eixo preto	110,04 €
DCA5500		5" Frog Legs com jante de alumínio cinza e eixo preto	110,04 €
DCA5550		6" Confort Preta	○
DCA5600		6" Pneumática	34,75 €
DCA5650		7" Confort Preta	○
UNIQUE - cor das jantes das rodas dianteiras Froglegs			
UCA5502		Rosa	224,40 €
UCA5504		Laranja	224,40 €
UCA5506		Azul	224,40 €
UCA5507		Violeta	224,40 €
UCA5508		Vermelho	224,40 €
UCA5509		Dourado	224,40 €
UNIQUE - Rolamentos em cerâmica para rodas dianteiras Froglegs			
UCA5510		Rolamentos em cerâmica	107,10 €
UNIQUE - FORQUETAS MONOBRAÇO			
UN1673619		Forquetas Frog Legs Uni-Tine	Sob Consulta
RODAS TRASEIRAS			
RODA COM ARO DUPLO			
DCA6000		Roda direita com aro duplo (com pneu light 7 bar, aro alumínio)	(NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6830, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680) 463,31 €
DCA6010		Roda esquerda com aro duplo (com pneu light 7 bar, aro alumínio)	(NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6830, 6840, 6900, 6910, 6950, 8650, 8680) 463,31 €
FIXAÇÃO DE RODAS TRASEIRAS			
DCA6020	◆	Fixação standard (peça de fixação do eixo com 4 posições - Não permite Posição 5 e 6)	(NC : 6140, 6150) ◆
DCA6040		Extensão da roda traseira (peça de fixação do eixo com 5 posições - OBRIGATÓRIO para Posição 5 e 6)	(NC: 6100, 6580, 6950) 144,78 €
POSIÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS - VER TABELA DE AJUDA 4			
DCA6100		Posição 1 (mais ativa)	(NC : 6580, 6840) ○
DCA6110		Posição 2	(NC : 6950) ○
DCA6120	◆	Posição 3	◆
DCA6130		Posição 4	(NC : 6580, 6950) ○
DCA6140		Posição 5	○
DCA6150		Posição 6 (mais passiva)	○
EIXO DE EXTRAÇÃO RÁPIDA PARA TETRAPLÉGICOS			
DCA6300		TETRA-CLIP	(NC: 6550, 6551, 6552, 6553, 6554, 6580, 6950) 86,87 €
TAMANHO DAS RODAS TRASEIRAS			



5350



5200 / 5250 /
5450 / 5500



5050 / 5300



UN1673619



6300

Código	Descrição		P.R.P. €
DCA6400	22"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6760, 6710 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950)	173,75 €
DCA6410	◆ 24"		◆
DCA6420	25"	(NC: 6500, 6510, 6580, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950)	○
DCA6430	26"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6830, 6840, 6950)	231,66 €
RODAS TRASEIRAS			
DCA6500	Rodas Ativas 24" (incl aros alumínio e pneu leve cinzento)	(NC : todos os aros motores e protetores raios)	○
DCA6510	◆ Rodas KÜSCHALL STAREC 24", 26" Jante, eixo e raios pretos; 22" eixo cinza		◆
DCA6520	Rodas PERFORMANCE 24", 25", eixo e raios reforçados, jante, tudo preto	(NC : 6660)	405,41 €
DCA6550	Rodas SPINERGY LXX, 24", 25" jante preta, eixo preto, 18 raios pretos	(NC : 6660, 6910)	573,35 €
DCA6580	Rodas 22", 24", 26" com travão de tambor, manipulós na posição de acompanhante	(NC : 6950, 8680)	434,36 €
UCA6551	Rodas Spinerger Lite Extreme LX 24", 25" - (12 raios)	NC: 6660, 6910, 7900, 7910	1.275,00 €
UCA6552	Rodas Spinerger Lite Extreme X-Laced XLX 24", 25" - (12 raios)	NC: 6660, 6910, 7900, 7910	1.315,80 €
UCA6553	Rodas Spinerger X-Laced Sport Lite Extreme XSLX 24", 25" - (24 raios)	NC: 6660, 6910, 7900, 7910	1.428,00 €
UCA6554	Rodas Spinerger Fibra de Carbono CLX 24", 25" - (18 raios)	NC: 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6565, 6660, 6910, 7900, 7910	1.581,00 €
	Rodas Loopwheels Urban - com suspensão integrada nas rodas		Sob Consulta
UNIQUE - Anodização das jantes das rodas traseiras Spinerger			
UCA6557	Azul		255,00 €
UCA6558	Dourado		255,00 €
UCA6559	Verde		255,00 €
UCA6560	Laranja		255,00 €
UCA6561	Vermelho		255,00 €
UCA6562	Violeta		255,00 €
UNIQUE - Anodização do eixo das rodas traseiras Spinerger			
UCA6563	Azul		255,00 €
UCA6564	Dourado		255,00 €
UCA6565	Prateado		255,00 €
UCA6566	Verde		255,00 €
UCA6567	Laranja		255,00 €
UCA6568	Vermelho		255,00 €
UCA6569	Violeta		255,00 €
UNIQUE - Cor dos raios das rodas traseiras Spinerger			
UCA6570	Azul		255,00 €
UCA6571	Verde		255,00 €
UCA6572	Laranja		255,00 €
UCA6573	Rosa		255,00 €
UCA6574	Vermelho		255,00 €
UCA6575	Violeta		255,00 €
UCA6576	Branco		255,00 €
UCA6577	Amarelo		255,00 €
UNIQUE - Rolamentos em cerâmica para as rodas traseiras Spinerger			
UCA6579	Rolamentos em cerâmica		358,02 €
TIPO DE PNEU			
DCA6600	◆ 24" MAXXIS LITE GUARD, pneumático leve , com perfil em espinha e proteção anti-furo SILVERSHIELD 0,45mm, preto		◆




Rodas ativas de 24"


Com aros-motor em alumínio cinza, com 6 pontos de fixação (parafusos) e pneus light 7.5 bar como standard



Loopwheels Urban



Código	Descrição	P.R.P. €
DCA6625	22", 24", 25", 26" Pneumático ALPHA PROTECT, com relevo e dupla camada anti-furo, preto	110,04 €
DCA6630	24" Pneumático MBL SpeedLite 25mm, perfil liso, preto	115,83 €
DCA6660	Maciço, com perfil, preto, 24"	104,25 €
AROS MOTORES		
DCA6700	Com borracha aderente para rodas 22", 24", 26" dist. 30 mm.	115,83 €
DCA6710	Aço 24", 26", dist. 30 mm.	92,67 €
DCA6720	Titanio 24", dist. 30mm (fornecido com possibilidade de instalar a 40mm - especial)	288,42 €
DCA6740	24"/ 25" Carbolife Gekko (banda antiderrapante), dist. 30 cm	376,44 €
DCA6750	24"/ 25" Carbolife Gekko S (banda antiderrapante), dist. 30 cm	376,44 €
DCA6760	24" Carbolife CURVE L (perfil ergonómico), dist. 30 mm	347,48 €
DCA6770	24" Carbolife QUADRO, (perfil ergonómico e antiderrapante) dist. 3 mm	376,44 €
DCA6780	◆ Alum ligh cinza, 22",24",25", 26", dist. 30mm (fornecido com possibilidade de instalar a 40mm - especial)	◆
DCA6790	Alum ligh PRETO, 22",24",25", 26", dist. 30 mm.	○
ÂNGULO DAS RODAS TRASEIRAS (CAMBER)		
DCA6820	◆ 0°	◆
DCA6830	1°	○
DCA6840	3°	○
PROTETORES DE RAIOS		
DCA6900	Transparentes 22", 24", 26"	173,75 €
DCA6910	Negros 22", 24", 26"	173,75 €
KIT DE FIXAÇÃO ALBER		
DCA6950	Kit de fixação E-MOTION (inclui rodas anti-volteio Alber)	(NC : 7500, 7510, 7520, 8100, 8110, 8120, 8200, 8210) 677,60 €
UNIQUE - Kits de Anodização		
UCA6960	Kit 1: Forquetas	204,00 €
UCA6961	Kit 2: Forquetas, suporte da forqueta, suporte da roda traseira, suporte do travão e alavanca de extração dos apoios de pernas (apenas nas versões de chassis rebatível).	418,20 €
UNIQUE - Cores Premium para Kit Anodização		
UCA6963	Vermelho	○
UCA6964	Violeta	○
UCA6965	Cobre	○
UCA6966	Verde	○
UCA6967	Laranja	○
UCA6968	Dourado	○
UCA6969	Champanhe	○
UCA6970	Rosa	○
UCA6971	Azul	○
UCA6972	Acabamento em alumínio polido e espelhado	○
TRAVÕES - VER TABELA DE AJUDA 4		
DCA7200	◆ Travão de puxar	◆
DCA7210	Travões de empurrar, alavanca dobrada	○
DCA7220	Travões de empurrar	○
DCA7240	Travões ativos/tesoura	(NC : 7300) 92,67 €
DCA7250	Travões ativos ultra-leves	(NC : 7300) 150,58 €
EXTENSÃO DA ALAVANCA DE TRAVÃO		
DCA7300	Para alavanca de travão reta	57,92 €
OPÇÕES DE SEGURANÇA (VER TABELA AJUDA 5)		
RODAS ANTI-VOLTEIO (Máximo 2 opções por lado; Opções= roda anti-volteio, ponteira, sup canadiana, roda transito)		
DCA7500	Roda anti-volteio direita	110,04 €
DCA7510	Roda anti-volteio esquerda	110,04 €
DCA7520	Roda anti-volteio, par	214,28 €
KIT DE TRANSPORTE		
DCA7600	Kit de transporte etiquetas com homologação para transporte, de acordo com ISO 7176-19	110,04 €
CINTO PÉLVICO		



7250

Scissor brakes	Seat depth	Rear wheel position					
		1	2	3	4	5	6
ST32-38							
ST40							
ST42							
ST44							
ST46							
ST48							
ST50							

Tabela: Relação entre Travões ativos/tesoura, posição da roda traseira e profundidade de assento



7500 / 7510

Kit ALBER :

Quando selecionado o Kit de Fixação para Alber E-motion ou Twion apenas ficam disponíveis 3 posições de ajuste do eixo e as rodas anti-volteio da Alber são obrigatórias em detrimento das Kuschall.



7810 / 7820 / 7830

Código	Descrição	P.R.P. €
DCA7800	Cinto Standard (não almofadado)	92,67 €
DCA7810	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, S, FLAT-MOUNT com fivela Standard	150,58 €
DCA7820	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, M, FLAT-MOUNT com fivela Rehab	150,58 €
DCA7830	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, L, FLAT-MOUNT com fivela Rehab	150,58 €
REFLECTORES		
DCA7900	Reflectores montados nos raios da cadeira	○
DCA7910	Reflectores s/ montar	○
ACESSÓRIOS		
PROTECTOR DE CHASSIS		
DCA8000	◆ Protecção chassis traseiro	◆
DCA8010	Protecção chassis dianteiro	57,92 €
PONTEIRA (Máximo 2 opções por lado; Opções= roda anti-volteio, ponteira, sup canadiana, roda transito)		
DCA8100	Ponteira, montagem à direita (NC : 8200)	115,83 €
DCA8110	Ponteira, montagem à esquerda (NC: 8210)	115,83 €
DCA8120	Ponteira, montagem em ambos os lados (NC : 8200, 8210)	220,08 €
SUPORTE CANADIANAS (Máximo 2 opções por lado; Opções= roda anti-volteio, ponteira, sup canadiana, roda transito)		
DCA8200	Suporte para canadianas, montagem à direita	115,83 €
DCA8210	Suporte para canadianas, montagem à esquerda	115,83 €
RODAS DE TRÂNSITO (Máximo 2 opções por lado; Opções= roda anti-volteio, ponteira, sup canadiana, roda transito)		
DCA8300	Rodas de trânsito de 3"	208,49 €
OUTRAS OPÇÕES		
DCA8450	Mesa	173,75 €
DCA8550	Kit de ferramentas	13,24 €
DCA8650	Bolsa para as Rodas	115,83 €
DCA8680	Rodas 24" mountain Bike com bolsa (roda completa c/ aros em alumínio; eixos incluídos)	521,23 €
DCA8800	Faixa de Suporte gémeos - BODYPOINT	86,87 €
DCA8850	Bolsa de transporte BODYPOINT (com clip fixação na tela de assento)	98,45 €

**TABELA AJUDA 1 - Relação entre FSTF e Tamanho de Roda dianteira e posição de montagem**

Roda Dianteira	Montagem Alta				Montagem Standard			
	4"	5"	6"	7"	4"	5"	6"	7"
FSTF 380								
FSTF 390								
FSTF 400								
FSTF 410								
FSTF 420								
FSTF 430								
FSTF 440								
FSTF 450								
FSTF 460								
FSTF 470								
FSTF 480								
FSTF 490								
FSTF 500								
FSTF 510								
FSTF 520								
FSTF 530								
FSTF 540								
FSTF 550								

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

TABELA AJUDA 2 - Indicação de Posição de Montagem do Tipo de Patim em relação a Angulo e LLL

LLL	DC3260				DCA3270				DCA3280			
	Chassis rebatível		Chassis Fixo		Chassis rebatível		Chassis Fixo		Chassis rebatível		Chassis Fixo	
	70°	80°	70°	80°	70°	80°	70°	80°	70°	80°	70°	80°
200			HIGH	HIGH			HIGH	HIGH				
210			HIGH	HIGH		HIGH	HIGH	HIGH				
220			HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH				
230			HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH				
240		HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH				
250		HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH				
260	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH				
270	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH				
280	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	STD	HIGH	HIGH		STD		
290	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD		
300	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	STD	STD	HIGH	STD	STD	STD		STD
310	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	STD	STD	HIGH	STD	STD	STD		STD
320	HIGH	STD	HIGH	HIGH	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
330	HIGH	STD	HIGH	HIGH	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
340	HIGH	STD	HIGH	HIGH	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
350	STD	STD	HIGH	HIGH	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
360	STD	STD	HIGH	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
370	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
380	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
390	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
400	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
410	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
420	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
430	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
440	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
450	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
460	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
470	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
480	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
490	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
500	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
510	STD		STD		STD		STD		STD		STD	

STD	Patim Montado na Posição Standard
HIGH	Patim Montado na Posição Subida
	OK
	NC

TABELA DE AJUDA 3 - NC de Protetores de Roupa sem rebordo em relação a RSTF, tamanho e posição da roda traseira

Position	22" Rear wheel						24" Rear wheel						25" Rear wheel						26" Rear wheel					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
RSTF360																								
RSTF370																								
RSTF380																								
RSTF390																								
RSTF400																								
RSTF410																								
RSTF420																								
RSTF430																								
RSTF440																								
RSTF450																								
RSTF460																								
RSTF470																								
RSTF480																								
RSTF490																								
RSTF500																								

TABELA DE AUDA 4 - Travões em relação a Posição da Roda traseira, tamanho da roda e profundidade do assento (SD)

	Posição Roda Traseira	Roda traseira 22"						Roda traseira 24"						Roda traseira 25"						Roda traseira 26"					
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Travões de Empurrar	SD 320-380	NC	NC	NC				NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC		
	SD 400	NC	NC					NC	NC	NC				NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC		
	SD 420	NC						NC	NC					NC	NC	NC				NC	NC	NC	NC		
	SD 440							NC						NC	NC					NC	NC	NC	NC		
	SD 460													NC						NC	NC				
	SD 480																			NC					
	SD 500																								
Travões de Puxar	SD 320-380	NC						NC	NC					NC	NC	NC				NC	NC	NC	NC		
	SD 400							NC						NC	NC					NC	NC	NC	NC		
	SD 420													NC						NC	NC	NC	NC		
	SD 440																			NC					
	SD 460																								
	SD 480																								
	SD 500																								
Travões ativos/tesoura	SD 320-380	NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC		
	SD 400	NC	NC	NC				NC	NC	NC	NC	NC		NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC		
	SD 420	NC	NC					NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC			NC	NC	NC	NC		
	SD 440	NC						NC	NC	NC				NC	NC	NC				NC	NC	NC	NC		
	SD 460							NC						NC	NC					NC	NC	NC	NC		
	SD 480													NC						NC					
	SD 500																			NC					
Travões ativos ultra-leves	SD 320-380							NC						NC	NC					NC	NC	NC	NC		
	SD 400													NC						NC	NC	NC	NC		
	SD 420																			NC					
	SD 440																								
	SD 460																								
	SD 480																								
	SD 500																								

NC	NC
NC com patins destacáveis	NC com patins destacáveis

TABELA AJUDA 5 - Possibilidade de Roda Anti-volteio em relação a FSTF, RSTF e tamanho de roda traseira

		FSTF 380	FSTF 390	FSTF 400	FSTF 410	FSTF 420	FSTF 430	FSTF 440	FSTF 450	FSTF 460	FSTF 470	FSTF 480	FSTF 490	FSTF 500	FSTF 510	FSTF 520	FSTF 530
22"	RSTF360																
	RSTF370																
	RSTF380																
	RSTF390																
	RSTF400																
	RSTF410																
	RSTF420																
	RSTF430																
	RSTF440																
	RSTF450																
	RSTF460																
	RSTF470																
24"	RSTF390																
	RSTF400																
	RSTF410																
	RSTF420																
	RSTF430																
	RSTF440																
	RSTF450																
	RSTF460																
	RSTF470																
	RSTF480																
25"	RSTF410																
	RSTF420																
	RSTF430																
	RSTF440																
	RSTF450																
	RSTF460																
	RSTF470																
	RSTF480																
	RSTF490																
	RSTF500																
26"	RSTF420																
	RSTF430																
	RSTF440																
	RSTF450																
	RSTF460																
	RSTF470																
	RSTF480																
	RSTF490																

TABELA AJUDA 6 - LARGURA DO ENCOSTO MATRIX

	Escolha de Medidas para Encostos ELITE E2 / ELITE E2 PROFUNDO						
SEAT WIDTH (SW)	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM	480 MM	510 MM
280 MM							
300 MM							
320 MM							
340 MM							
360 MM							
380 MM							
400 MM							
420 MM							
440 MM							
460 MM							
480 MM							
500 MM							

	Escolha de Medidas para Encostos MX2						
SEAT WIDTH (SW)	360 MM	380 MM	410 MM	430 MM	460 MM	480 MM	510 MM
280 MM							
300 MM							
320 MM							
340 MM							
360 MM							
380 MM							
400 MM							
420 MM							
440 MM							
460 MM							
480 MM							
500 MM							

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

TABELA AJUDA 7 - Apoio de perna ajustável em Ângulo (3030/3130) em relação a LLL e FSTF

FSTF LLL	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
210													
220													
230													
240													
250													
260													
270													
280													
290													
300													
310													
320													
330													
340													
350													
360													
370													
380													
390													
400													
410													
420													
430													
440													
450													
460													
470													
480													
490													
500													
510													
520													
530													

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.