

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



**Yes, you can.®**

## P.R.P.

Válido a partir de Junho de 2020, Acresce IVA à taxa legal em vigor

### KÜSCHALL COMPACT 2.0 FIX



**Código ISO - 12 22 03** - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas  
Cadeira de rodas manual ativa liga leve, chassis de alumínio hidroformado, perfil frontal ergonómico (70°, 80°, tapered), sistema de encarte por cruzeta vertical com sistema One-Finger-Folding exigindo menor esforço para encartar, eixo traseiro multi-ajustável em altura e profundidade para máxima personalização, apoios de pernas fixos e apoios de pés individuais ou plataforma única com sistema rebatível, cinto de pés, encosto com estofa regulável em tensão, protetores de roupa com ou sem rebordo, forquetas dianteiras ajustáveis em altura, protetor chassis traseiro para suporte aquando do transporte. Kit de personalização com decalques premium (BOLD ou TAG). Grande número de ajustes, tamanhos e opções disponíveis.

Peso máximo do utilizador: 130kg  
Peso da cadeira: a partir de 9,6kg\*  
Peso para transporte: a partir de 6,7kg\*



Garantia 5 anos para o chassis, 2 anos para restantes componentes, excluindo peças de desgaste  
Obs. As medidas podem variar +/- 1 cm.

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz    ☒ Característica standard    ☐ Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

**Peso do utilizador =                      kg.**



Código	Descrição	P.R.P. €
<b>MODELO</b>		
DCA0012	◆ KÜSCHALL COMPACT FIX 2.0	
<b>MYKÜSCHALL</b>		
DCA0000	FABRICO ESPECIAL MYKÜSCHALL	○
<b>ASSENTO</b>		
<b>CHASSIS DIANTEIRO</b>		
DCA1110	◆ Chassis fixo ativo, 70°	2.500,00
DCA1120	Chassis Fixo Dinâmico, 80° (NC : 1780, 1962, rodas dianteiras 6 e 7")	2.500,00
DCA1130	Chassis Fixo Tapered 70° (NC : 1300, 1305)	2.650,00
DCA1140	Chassis Fixo Tapered 80° (NC : 1300, 1305, 1780, 1962, rodas dianteiras 6 e 7")	2.650,00
<b>LARGURA DE ASSENTO (SW)</b>		
DCA1300	280 MM (NC : encostos e almofadas Matrx, 2210, 3260, 6000, 6010, 8450)	80,00
DCA1305	300 MM (NC : 2210, encostos e almofadas Matrx, 3260, 6000, 6010, 8450)	80,00
DCA1310	320 MM (NC : encostos e almofadas Matrx, 3260 6000, 6010, 8450)	80,00
DCA1315	340 MM (NC : encostos e almofadas Matrx, 6000, 6010, 8450)	○
DCA1320	360 MM (NC : almofadas Matrx )	○
DCA1325	380 MM	○
DCA1330	400 MM	◆
DCA1335	420 MM	○
DCA1340	440 MM (cruzeta dupla)	○
DCA1345	460 MM (cruzeta dupla)	○
DCA1350	480 MM (cruzeta dupla) (NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345 )	○
DCA1355	500 MM (cruzeta dupla) (NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345 )	80,00
<b>PROFUNDIDADE DO ASSENTO (SD)</b>		
DCA1400	320 MM (NC : 2155, 2160, almofadas Matrx, 2910, 5650 )	○
DCA1405	340 MM (NC : 2155, 2160, 2710, 2720, 2730, 2740, 2742, 2744, 2746, 2910, 5650 )	○
DCA1415	360 MM (NC : 2710, 2720, 2730, 2742, 2744, 2746, 5650 )	○
DCA1425	380 MM (NC : 2720, 2730, 2744, 5650 )	○
DCA1435	◆ 400 MM (NC : 2744 )	◆
DCA1445	420 MM	○

**NOVIDADE**



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição		P.R.P. €
DCA1460	440 MM	(NC : 2740, 2742 )	○
DCA1470	460 MM	(NC : 2740, 2742, 2744 )	○
DCA1480	480 MM	(NC : 2740, 2742, 2744, 2746 )	○
DCA1490	500 MM	(NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746 )	○
<b>ALTURA DO ENCOSTO (BH)</b>			
DCA1600	Obrigatório escolher para selecionar encosto Matrix (altura do encosto é fornecida de acordo com o tipo de encosto escolhido)	(NC : 2120, 2130, 2140, 2200, 2210, 2220, 2230, 2595, 7600 )	○
DCA1615	300 MM	(NC : 2140, 2210, 2240, 2595, 7600 )	○
DCA1620	315 MM	(NC : 2140, 2210, 2240, 2595, 7600 )	○
DCA1625	330 MM	(NC : 2140, 2210, 2240, 2595, 7600 )	○
DCA1630	345 MM	(NC : 2210, 2240, 2595, 7600 )	○
DCA1635	360 MM	(NC : 2240, 2595, 7600 )	○
DCA1640	◆ 375 MM	(NC : 2240, 2595, 7600 )	◆
DCA1645	390 MM	(NC : 2240, 2595, 7600 )	○
DCA1650	405 MM	(NC : 2240 )	○
DCA1655	420 MM	(NC : 2240 )	○
DCA1660	435 MM	(NC : 2240 )	○
DCA1665	450 MM	(NC : 2240 )	○
DCA1670	465 MM	(NC : 2240 )	○
DCA1675	480 MM	(NC : 2240 )	○
DCA1680	495 MM	(NC : 2240 )	○
DCA1685	510 MM	(NC : 2240 )	○
<b>ALTURA ASSENTO / CHÃO DIANTEIRA (FSTF)</b>			
DCA1735	440 MM	(NC : 1845 a 1870, 1946 a 1962 )	○
DCA1740	450 MM	(NC : 1850 a 1870, 1948 a 1962 )	○
DCA1745	460 MM	(NC : 1855 a 1870, 1950 a 1962 )	○
DCA1750	470 MM	(NC : 1860 a 1870, 1952 a 1962 )	○
DCA1755	480 MM	(NC : 1865, 1870, 1954 a 1962 )	○
DCA1760	490 MM	(NC : 1810, 1956 a 1962 )	○
DCA1765	◆ 500 MM	(NC : 1810, 1815, 1958 a 1962 )	◆
DCA1770	510 MM	(NC : 1810 a 1820, 1960, 1962 )	○
DCA1775	520 MM	(NC : 1810 a 1825, 1962 )	○
DCA1780	530 MM	(NC : 1810 a 1830 )	○
<b>ALTURA ASSENTO / CHÃO TRASEIRA (RSTF)</b>			
DCA1810	380 MM	(NC : 6410, 6420, 6430 )	○
DCA1815	390 MM	(NC : 6420, 6430 )	○
DCA1820	400 MM	(NC : 6420, 6430 )	○
DCA1825	410 MM	(NC : 6420, 6430 )	○
DCA1830	420 MM		○
DCA1835	430 MM		○
DCA1840	440 MM		○
DCA1845	◆ 450 MM		◆
DCA1850	460 MM		○
DCA1855	470 MM		○
DCA1860	480 MM	(NC : 6400 )	○
DCA1865	490 MM	(NC : 6400 )	○
DCA1870	500 MM	(NC : 6400, 6410 )	○
<b>ALTURA JOELHO CALCANHAR (LLL)</b>			
DCA1900	200 MM		○
DCA1902	210 MM		○
DCA1904	220 MM		○
DCA1906	230 MM		○
DCA1908	240 MM		○
DCA1910	250 MM		○
DCA1912	260 MM		○
DCA1914	270 MM		○
DCA1916	280 MM		○




#### RSTF / Tamanho da roda traseira

22" : 360-470 mm  
 24" : 390-490 mm  
 25" : 420-500 mm  
 26" : 420-500 mm

#### RSTF / FSTF : chassis dianteiro fixo

Chassis 70° :  
 RSTF = „FSTF - 100 mm „ até „FSTF - 0 mm“

Chassis 80° :  
 RSTF = „FSTF - 100 mm „ até „FSTF - 30 mm“



#### LLL / FSTF : chassis dianteiro fixo

Chassis 70° :  
 LLL max. = „FSTF - 20 mm“

Chassis 80° :  
 LLL max. = „FSTF - 30 mm“

Código	Descrição	P.R.P. €
DCA1918	290 MM	○
DCA1920	300 MM	○
DCA1922	310 MM	○
DCA1924	320 MM	○
DCA1926	330 MM	○
DCA1928	340 MM	○
DCA1930	350 MM	○
DCA1932	360 MM	○
DCA1934	370 MM	○
DCA1936	380 MM	○
DCA1938	390 MM	○
DCA1940	400 MM	○
DCA1942	410 MM	○
DCA1944	420 MM	○
DCA1946	◆ 430 MM	◆
DCA1948	440 MM	○
DCA1950	450 MM	○
DCA1952	460 MM	○
DCA1954	470 MM	○
DCA1956	480 MM	○
DCA1958	490 MM	○
DCA1960	500 MM	○
DCA1962	510 MM	○
<b>ENCOSTO</b>		
<b>TUBOS DE ENCOSTO</b>		
DCA2110	◆ Rectos fixos, standard	(NC : 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180 ) ◆
DCA2120	Fixos Inclinados em 7º ao nível lombar	(NC : 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180, encostos Matrx ) ○
DCA2130	Ajustáveis em ângulo (selecionar ângulo de encosto abaixo)	(NC : encostos Matrx ) 200,00
DCA2140	Rebatíveis sobre o assento (Selec. âng. abaixo)	(NC : 2180, encostos Matrx, 2430 ) 250,00
<b>ÂNGULO DE ENCOSTO REGULÁVEL</b>		
DCA2155	Ângulo encosto 82º	○
DCA2160	Ângulo encosto 86º	○
DCA2165	Ângulo encosto 90º	○
DCA2170	Ângulo encosto 94º	○
DCA2175	Ângulo encosto 98º	○
DCA2180	Ângulo encosto 102º	○
<b>TELA DE ENCOSTO</b>		
DCA2200	◆ Standard ligeiramente almofadado	(NC : encosto matrx, 2400, 2430, 2595 ) ◆
DCA2210	Light	(NC : encosto matrx, 2430, 2595) 125,00
DCA2220	Regulável em tensão tecido preto premium	(NC : encosto matrx ) ○
DCA2230	Aero-Back regulável em tensão	(NC : encosto matrx ) 250,00
DCA2240	Sem tela de encosto	(NC: 2595 ) ○
<b>ENCOSTOS MATRX</b>		
DCA2300	Matrx MX2, altura 150 mm (inclui hardware de extração rápida)	990,00
DCA2305	Matrx MX2, altura 230 mm (inclui hardware de extração rápida)	990,00
DCA2310	Matrx MX2, altura 305 mm (inclui hardware de extração rápida)	990,00
DCA2315	Matrx MX2, altura 405 mm (inclui hardware de extração rápida)	990,00
DCA2320	Matrx Elite Deep, altura 310 mm (inclui hardware de extração rápida)	640,00
DCA2325	Matrx Elite Deep, altura 410 mm (inclui hardware de extração rápida)	640,00
DCA2330	Matrx Elite Deep, altura 460 mm (inclui hardware de extração rápida)	640,00
DCA2335	Matrx Elite Standard, altura 260 mm (inclui hardware de extração rápida)	590,00
DCA2340	Matrx Elite Standard, altura 310 mm (inclui hardware de extração rápida)	590,00
DCA2345	Matrx Elite Standard, altura 360 mm (inclui hardware de extração rápida)	590,00

**LLL / Apoio de pés**

Dependendo da configuração o apoio de pés pode ser montado alto



2120

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE PARA MONTAGEM DE ENCOSTOS**

No caso de montar um encosto personalizado, verifique se a altura total do encosto não excede 590 mm.



2300, 2305, 2310, 2315




2320, 2325, 2330




2335, 2340, 2345, 2350, 2355

Código	Descrição		P.R.P. €
DCA2350		Matrx Elite Standard, altura 410 mm (inclui hardware de extração rápida)	590,00
DCA2355		Matrx Elite Standard, altura 460 mm (inclui hardware de extração rápida)	590,00
<b>PUNHOS</b>			
DCA2400		Sem punhos	○
DCA2410		Punhos fixos curtos (NC : 6580 )	75,00
DCA2420	◆	Punhos fixos Longos	◆
DCA2430		Punhos c/ altura regulável (mont. Exterior) (NC : 3520, 3620 )	200,00
DCA2440		Punhos reguláveis em altura, integrados (NC : 2595 )	250,00
DCA2450		Punhos dobráveis (NC : 2595, 6580 )	275,00
<b>OPÇÕES DE ENCOSTO</b>			
DCA2595		Esticador rebatível e destacável	100,00
<b>ASSENTO</b>			
<b>TELA DE ASSENTO</b>			
DCA2610	◆	Nylon com uma faixa aderente	◆
DCA2620		Nylon com uma faixa aderente fêmea ao centro e duas ásperas nas laterais	○
<b>ALMOFADA</b>			
DCA2700		Almofada standard, 60mm com espuma visco no topo	80,00
DCA2710		FLO-TECH LITE	125,00
DCA2720		MATRX LIBRA	399,00
DCA2730		MATRX VI	390,00
<b>OPÇÕES DE ASSENTO</b>			
DCA2800		Bolsa de assento amovível	75,00
<b>BOLSA DE ASSENTO</b>			
DCA2910		Bolsa grande (instalada debaixo do assento)	30,00
<b>APOIO DE PÉS E DE PERNAS</b>			
<b>APOIO DE PÉS</b>			
DCA3260	◆	Duplo, rebatível, em plástico	◆
DCA3270		Duplo, ajustável em ângulo e profundidade, em carbono (NC : 3310 )	240,00
DCA3280		Único, rebatível e ajustável em ângulo e profundidade, em carbono (NC : 3310 )	200,00
<b>CINTO DE PÉS</b>			
DCA3300		Cinto de pernas montado no chassis	○
DCA3305		Cinto de pernas montado nos suportes	○
DCA3310	◆	Calcanheiras	◆
<b>GUARDAS LATERAIS</b>			
<b>PROTECTORES DE ROUPA</b>			
DCA3400		Protetores de roupa fixos, Economy - Novos! (NC: apoios de braço (except tubulares), 7600, 8450 )	○
DCA3410		Protetores de roupa fixos, carbono - Novo desenho! (NC : apoios de braço (except tubulares), 7600, 8450 )	○
DCA3425	◆	Protetores de roupa fixos, composite com rebordo - Novos! (NC : apoios de braço (except tubulares), 6000, 6010, 6580, 7600, 8450 )	◆
DCA3430		Protetores de roupa fixos, carbono com rebordo - Novo desenho! (NC : apoios de braço (except tubulares), 6000, 6010, 6580, 7600, 8450, 6140, 6150)	150,00
DCA3440		Protetores de roupa destacaveis, carbono com rebordo - Novo Desenho! (NC : apoios de braço (except tubulares), 6140, 6150, 8450)	150,00
DCA3450		Protetores de roupa destacaveis, composite com rebordo - Novo Desenho! (NC : apoios de braço (except tubulares), 8450)	100,00
<b>APOIO DE BRAÇO DIREITO</b>			
DCA3500		Ajustável em altura (com ferramenta), destacável, curto, sem bloqueio, inclui protetor de roupa direito	125,00
DCA3510		Ajustável em altura (com ferramenta), destacável, longo, sem bloqueio, inclui protetor de roupa direito	125,00
DCA3520		Tubular, sem bloqueio, altura ajustável, destacável, rebatível, com almofada (NC : 6950, 8450 )	100,00



Código	Descrição		P.R.P. €
DCA3530	Küschall, altura ajustável, destacável, rebatível, almofada neoprene preta	(NC : 6130, 6140, 6150 )	125,00
DCA3540	Hemi, altura ajustável, destacável, rebatível, com almofada Hemi neoprene preta	(NC : 6130, 6140, 6150, 8450 )	160,00
<b>APOIO DE BRAÇO ESQUERDO</b>			
DCA3600	Ajustável em altura (com ferramenta), destacável, curto, sem bloqueio, inclui protetor de roupa direito		125,00
DCA3610	Ajustável em altura (com ferramenta), destacável, longo, sem bloqueio, inclui protetor de roupa direito		125,00
DCA3620	Tubular, sem bloqueio, altura ajustável, destacável, rebatível, com almofada	(NC : 6950, 8450 )	100,00
DCA3630	Küschall, altura ajustável, destacável, rebatível, almofada neoprene preta	(NC : 6130, 6140, 6150 )	125,00
DCA3640	Hemi, altura ajustável, destacável, rebatível, com almofada Hemi neoprene preta	(NC : 6130, 6140, 6150, 8450 )	160,00
<b>CORES DO CHASSIS E PERSONALIZAÇÃO</b>			
<b>CORES DO CHASSIS</b>			
DCA4000	◆ Preto espacial		◆
DCA4010	Cinza antracite		○
DCA4020	Branco	(NC : 4220 )	○
DCA4030	Vermelho Carmin		○
DCA4040	Azul Celeste		○
DCA4100	Preto Brilhante	(NC : 4190 )	350,00
DCA4110	Cinza Aço	(NC : 4190 )	350,00
DCA4120	Cinza Xisto	(NC : 4190 )	350,00
DCA4130	Cinza claro	(NC : 4190 )	350,00
DCA4140	Azul Real	(NC : 4190 )	350,00
DCA4150	Vermelho Rubi	(NC : 4190 )	350,00
DCA4160	Cinza Fumado	(NC : 4190 )	350,00
DCA4170	Laranja dinamite	(NC : 4190 )	350,00
DCA4180	Verde floresta	(NC : 4190 )	350,00
DCA4050	Cor especial	(NC : 4190 )	Sob Consulta My Kuschal
<b>ESTILO DO DECALQUE</b>			
DCA4190	BOLD	(NC : 4300, 4310 )	95,00
DCA4195	◆ TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250 )	◆
<b>COR DO DECALQUE BOLD</b>			
DCA4200	Preto		○
DCA4210	Cinza Escuro		○
DCA4220	Cinza Claro		○
DCA4230	Vermelho		○
DCA4240	Azul		○
DCA4250	Dourado		○
<b>COR DO DECALQUE TAG</b>			
DCA4300	Preto		○
DCA4310	◆ Vermelho		◆
<b>RODAS DIANTEIRAS</b>			
DCA5050	4" Everyday c/ borracha preta		○
DCA5100	4" Comfort Preta		○
DCA5150	4" Starec preto		60,00
DCA5200	4" Frog Legs com jante e eixo preto		95,00
DCA5250	4" Frog Legs com jante cinza e eixo preto		95,00
DCA5300	5" Everyday c/ borracha preta		○
DCA5350	◆ 5" Comfort Preta		◆
DCA5400	5" Starec preta		60,00
DCA5450	5" Frog Legs com jante de alumínio preta e eixo preto		95,00
DCA5500	5" Frog Legs com jante de alumínio cinza e eixo preto		95,00
DCA5550	6" Confort Preta		○

**Atenção:**  
Quando selecionado o apoio de braço Hemi é montado na estrutura do apoio REA e não o Apr braço Kuschall



3530 / 3630      3540/3640



BOLD



TAG



5350

5200 / 5250 / 5450 / 5500



5050 / 5300

Código	Descrição	P.R.P. €
DCA5600	6" Pneumática	30,00
DCA5650	7" Confort Preta	○
<b>RODAS TRASEIRAS</b>		
<b>RODA COM ARO DUPLO</b>		
DCA6000	Roda direita com aro duplo (com pneu light 7 bar, aro alumínio)	(NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6680, 6840, 6900, 6910, 6950, No Choice Rear Wheel Type, No Choice Handrim, 8650, 8680 ) 400,00
DCA6010	Roda esquerda com aro duplo (com pneu light 7 bar, aro alumínio)	(NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6680, 6840, 6900, 6910, 6950, No Choice Rear Wheel Type, No Choice Handrim, 8650, 8680 ) 400,00
<b>FIXAÇÃO DE RODAS TRASEIRAS</b>		
DCA6020	◆ Fixação standard	(NC : 6140, 6150 ) ◆
DCA6040	Extensão da roda traseira	(NC: 6100, 6950 ) 125,00
<b>POSIÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS</b>		
DCA6100	Posição 1 (mais ativa)	(NC : 6580, 6840 ) ○
DCA6110	Posição 2	(NC : 6950 ) ○
DCA6120	◆ Posição 3	◆
DCA6130	Posição 4	(NC : 6950 ) ○
DCA6140	Posição 5	○
DCA6150	Posição 6 (mais passiva)	○
<b>EIXO DE EXTRAÇÃO RÁPIDA PARA TETRAPLÉGICOS</b>		
DCA6300	TETRA-CLIP	(NC: 6550, 6580, 6950 ) 75,00
<b>TAMANHO DAS RODAS TRASEIRAS</b>		
DCA6400	22"	(NC : 6500, 6520, 6550, , 6620, 6630, 6650, 6660, 6760, 6710 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950 ) 150,00
DCA6410	◆ 24"	◆
DCA6420	25"	(NC: 6500, 6510, 6580, 6640, 6650, 6660, 6670, 6700, 6710, 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950 ) ○
DCA6430	26"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6630, 6640, 6650, 6660, 6670, 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6770, 6840, 6950 ) 200,00
<b>RODAS TRASEIRAS</b>		
DCA6500	Rodas Ativas 24" (incl aros alumínio e pneu leve cinzento)	(NC : todos os aros motores e protetores raios) ○
DCA6510	◆ Rodas KÜSCHALL STAREC 24", 26" Jante preta, eixo cor prata, raios cor prata	◆
DCA6520	Rodas PERFORMANCE 24", 25", Jante preta, eixo starec prata	(NC : 6650, 6660, 6670 ) 350,00
DCA6550	Rodas SPINERGY LXX, 24", 25" ,jante preta, eixo preto, raios pretos	(NC : 6650, 6660, 6670 ) 495,00
DCA6580	Rodas 22", 24", 26" com travão de acompanhante	( NC : 6950 ) 375,00
<b>TIPO DE PNEU</b>		
DCA6600	◆ Schwalbe Rightrun preto/cinza 22", 24", 25", 26"	◆
DCA6620	24" 25" 26" 'Marathon Plus Schwalbe (anti-furo, devido a camada de borracha especial 5mm)	(NC : 6680 ) 95,00
DCA6630	24", 25" SCHWALBE ONE, Preto	100,00
DCA6640	Pneumático, 7 bares (roda 24"), 4.5 bares (roda 22"), cinza	○
DCA6650	Maciça, profile, cinza, 24"	(NC : 6680 ) ○
DCA6660	Maciça, pneu Kik, preto, 24"	(NC : 6680 ) 90,00
DCA6670	Maciça, leve, cinza, 22" 24"	(NC : 6680 ) 90,00
<b>PROTEÇÃO ANTI-FURO</b>		
DCA6680	Proteção anti-furo	70,00



6300


**Rodas ativas de 24"**

Com aros-motor em alumínio cinza, com 6 pontos de fixação (parafusos) e pneus light 7.5 bar como standard





Código	Descrição	P.R.P. €
<b>AROS MOTORES</b>		
DCA6700	Com borracha aderente para rodas 22", 24", 26" dist. 30 mm.	100,00
DCA6710	Aço 24", 26", dist. 30 mm.	80,00
DCA6720	Titânio 24", dist. 30 mm.	249,00
DCA6730	Titânio 24", dist. 40 mm.	249,00
DCA6740	24" Carbolife Gekko L (banda antiderrapante), dist. 30 cm	325,00
DCA6750	24" Carbolife Gekko S (banda antiderrapante), dist. 30 cm	325,00
DCA6760	24" Carbolife CURVE L (perfil ergonómico), dist. 30 mm	300,00
DCA6770	24" Carbolife QUADRO, (perfil ergonómico e antiderrapante) dist. 3 mm	325,00
DCA6780	◆ Alum ligh cinza, 22", 24", 25", 26", dist. 30 mm.	◆
DCA6790	Alum ligh PRETO, 22", 24", 25", 26", dist. 30 mm.	○
DCA6800	Alum light cinza, 22", 24", 25", 26", dist 40 mm.	○
<b>ÂNGULO DAS RODAS TRASEIRAS (CAMBER)</b>		
DCA6820	◆ 0°	◆
DCA6840	3° (NC : 6950 )	○
<b>PROTETORES DE RAIOS</b>		
DCA6900	Transparentes 22", 24", 26"	150,00
DCA6910	Negros 22", 24", 26"	150,00
<b>KIT DE FIXAÇÃO ALBER</b>		
DCA6950	Kit de fixação E-MOTION & TWION (inclui rodas anti-volteio Alber)	(NC : 7500, 7510, 7520, 8100, 8110, 8120, 8200, 8210, 8680 ) 575,00
<b>TRAVÕES</b>		
DCA7200	◆ Travão de puxar	◆
DCA7210	Travões Standard, alavanca dobrada	○
DCA7220	Travões Standard, alavanca reta	○
DCA7240	Travões ativos (NC : 7300 )	80,00
DCA7250	Travões ativos ultra-leves (NC : 7300 )	130,00
<b>EXTENSÃO DA ALAVANCA DE TRAVÃO</b>		
DCA7300	Para alavanca de travão reta	50,00
<b>OPÇÕES DE SEGURANÇA</b>		
<b>RODAS ANTI-VOLTEIO</b>		
DCA7500	Roda anti-volteio direita	95,00
DCA7510	Roda anti-volteio esquerda	95,00
DCA7520	Roda anti-volteio, par	185,00
<b>KIT DE TRANSPORTE</b>		
DCA7600	Kit de transporte (inclui cinto e etiquetas)	(NC : 7800 ) 95,00
<b>CINTO PÉLVICO</b>		
DCA7800	Cinto Standard (não almofadado)	80,00
DCA7810	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, S, FLAT-MOUNT com fivela Standard	120,00
DCA7820	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, M, FLAT-MOUNT com fivela Rehab	130,00
DCA7830	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, L, FLAT-MOUNT com fivela Rehab	130,00
<b>REFLECTORES</b>		
DCA7900	Reflectores montados nos raios da cadeira	○
DCA7910	Reflectores s/ montar	○
<b>ACESSÓRIOS</b>		
<b>PROTETOR DE CHASSIS</b>		
DCA8000	◆ Protecção chassis traseiro	◆
DCA8010	Protecção chassis dianteiro	50,00
<b>PONTEIRA</b>		
DCA8100	Ponteira, montagem à direita (NC : 8200 )	100,00
DCA8110	Ponteira, montagem à esquerda (NC: 8210 )	100,00
DCA8120	Ponteira, montagem em ambos os lados (NC : 8200, 8210 )	190,00
<b>SUPORTE CANADIANAS</b>		
DCA8200	Suporte para canadianas, montagem à direita	100,00
DCA8210	Suporte para canadianas, montagem à esquerda	100,00
<b>RODAS DE TRÂNSITO</b>		
DCA8300	Rodas de trânsito de 3"	180,00



7250

Scissor brates	Rear wheel position					
	1	2	3	4	5	6
Seat depth						
ST32-38						
ST40						
ST42						
ST44						
ST46						
ST48						
ST50						



7500 / 7510

**Kit ALBER :**

Quando selecionado o Kit de Fixação para Alber E-motion ou Twion apenas ficam disponíveis 3 posições de ajuste do eixo e as rodas anti-volteio da Alber são instaladas em detrimento das Kuschall.



7810 / 7820 / 7830



8200

8300

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>OUTRAS OPÇÕES</b>		
DCA8450	Mesa	150,00
DCA8500	◆ Bomba de ar	◆
DCA8550	◆ Kit de ferramentas	◆
DCA8650	Bolsa para as Rodas	100,00
DCA8680	Rodas 24" mountain Bike com bolsa (roda completa c/ aros em alumínio; eixos incluídos)	450,00
DCA8800	Faixa de Suporte gêmeos - BODYPOINT	75,00
DCA8850	Bolsa de transporte BODYPOINT (com clip fixação na tela de assento)	85,00

