

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



**Yes, you can.®**

## P.R.P.

Válido a partir de Junho de 2020, Acresce IVA à taxa legal em vigor

### KÜSCHALL COMPACT 2.0



**Código ISO - 12 22 03** - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas  
Cadeira de rodas manual ativa liga leve, chassis de alumínio hidroformado, perfil frontal ergonómico,  
patins destacáveis a 70°, 80°, sistema de encarte por cruzeta vertical com sistema One-Finger-Fol-  
ding exigindo menor esforço para encartar, eixo traseiro multi-ajustável em altura e profundidade para  
máxima personalização, apoios de pernas destacáveis com manipulo, apoios de pés individuais ou  
plataforma única com sistema rebatível, cinto de pés, encosto com estofa regulável em tensão, prote-  
tores de roupa com ou sem rebordo, forquetas dianteiras ajustáveis em altura, protetor chassis traseiro  
para suporte aquando do transporte. Kit de personalização com decalques premium (BOLD ou TAG).  
Grande número de ajustes, tamanhos e opções disponíveis.

Peso máximo do utilizador: 130kg  
Peso da cadeira: a partir de 10,5kg\*  
Peso para transporte: a partir de 7,8kg\*



Garantia 5 anos para o chassis, 2 anos para restantes componentes, excluindo peças de desgaste  
Obs. As medidas podem variar +/- 1 cm.

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz    ☒ Característica standard    ☐ Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

**Peso do utilizador =                      kg.**

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>MODELO</b>		
DCA0012	◆ KÜSCHALL COMPACT 2.0	
<b>MYKÜSCHALL</b>		
DCA0000	FABRICO ESPECIAL MYKÜSCHALL	○
<b>ASSENTO</b>		
<b>CHASSIS DIANTEIRO</b>		
DCA1100	◆ Rebatível Standard	2.500,00
<b>LARGURA DE ASSENTO (SW)</b>		
DCA1300	280 MM (NC : encostos e almofadas MatrX, 2210, 3020, 3120, 3260, 6000, 6010, 8450)	80,00
DCA1305	300 MM (NC : encostos e almofadas MatrX, 2210, 3020, 3120, 3260, 6000, 6010, 8450)	80,00
DCA1310	320 MM (NC : encostos e almofadas MatrX, 3020, 3120, 3260 6000, 6010, 8450)	80,00
DCA1315	340 MM (NC : encostos e almofadas MatrX, 3020, 3120, 6000, 6010, 8450)	○
DCA1320	360 MM (NC : 2710, 3020, 3120 )	○
DCA1325	380 MM (NC : 3020, 3120 )	○
DCA1330	◆ 400 MM	◆
DCA1335	420 MM	○
DCA1340	440 MM (Cruzeta dupla)	○
DCA1345	460 MM (Cruzeta dupla)	○
DCA1350	480 MM (Cruzeta dupla) (NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345 )	○
DCA1355	500 MM (Cruzeta dupla) (NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345 )	80,00
<b>PROFUNDIDADE DO ASSENTO (SD)</b>		
DCA1400	320 MM (NC : 2155, 2160, almofadas MatrX, 2910, 5650 )	○
DCA1405	340 MM (NC : 2155, 2160, almofadas MatrX, 2910, 5650 )	○
DCA1415	360 MM (NC : almofadas MatrX, 5650 )	○
DCA1425	380 MM (NC : 2720, 2730, 5650 )	○
DCA1435	◆ 400 MM	◆
DCA1445	420 MM	○
DCA1460	440 MM	○
DCA1470	460 MM	○
DCA1480	480 MM	○
DCA1490	500 MM (NC : 2710 )	○


**NOVIDADE**



PATINS REBATÍVEIS E DESTACÁVEIS





CHASSIS HIDROFORMADO



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>ALTURA DO ENCOSTO (BH)</b>		
DCA1600	Obrigatório escolher para selecionar encosto Matrix (altura do encosto é fornecida de acordo com o tipo de encosto escolhido)	(NC : 2120, 2130, 2140, 2200, 2210, 2220, 2230, 2595, 7600 )
DCA1615	300 MM	(NC : 2140, 2210, 2240, 2595, 7600 )
DCA1620	315 MM	(NC : 2140, 2210, 2240, 2595, 7600 )
DCA1625	330 MM	(NC : 2140, 2210, 2240, 2595, 7600 )
DCA1630	345 MM	(NC : 2210, 2240, 2595, 7600 )
DCA1635	360 MM	(NC : 2240, 2595, 7600 )
DCA1640	375 MM	(NC : 2240, 2595, 7600 )
DCA1645	390 MM	(NC : 2240, 2595, 7600 )
DCA1650	405 MM	(NC : 2240 )
DCA1655	420 MM	(NC : 2240 )
DCA1660	435 MM	(NC : 2240 )
DCA1665	450 MM	(NC : 2240 )
DCA1670	465 MM	(NC : 2240 )
DCA1675	480 MM	(NC : 2240 )
DCA1680	495 MM	(NC : 2240 )
DCA1685	510 MM	(NC : 2240 )
<b>ALTURA ASSENTO / CHÃO DIANTEIRA (FSTF)</b>		
DCA1705	380 MM	(NC : 1815 a 1870, 1934 a 1962, 3020, 3030, 3120, 3130, 6410, 6420, 7600 )
DCA1710	390 MM	(NC : 1820 a 1870, 1936 a 1962, 3020, 3030, 3120, 3130, 6410, 6420, 7600 )
DCA1715	400 MM	(NC : 1825 a 1870, 1938 a 1962, 3020, 3030, 3120, 3130, 6410, 6420, 7600 )
DCA1720	410 MM	(NC : 1830 a 1870, 1940 a 1962, 3030, 3130 )
DCA1725	420 MM	(NC : 1835 a 1870, 1942 a 1962 )
DCA1730	430 MM	(NC : 1840 a 1870, 1944 a 1962 )
DCA1735	440 MM	(NC : 1845 a 1870, 1946 a 1962 )
DCA1740	450 MM	(NC : 1850 a 1870, 1948 a 1962 )
DCA1745	460 MM	(NC : 1855 a 1870, 1950 a 1962 )
DCA1750	470 MM	(NC : 1800, 1860 a 1870, 1952 a 1962 )
DCA1755	480 MM	(NC : 1800, 1805, 1865, 1870, 1954 a 1962 )
DCA1760	490 MM	
DCA1765	500 MM	(NC : 1800, 1805, 1810, 1815, 1958 a 1962 )
DCA1770	510 MM	(NC : 1800 a 1820, 1960, 1962 )
DCA1775	520 MM	(NC : 1800 a 1825, 1962 )
DCA1780	530 MM	(NC : 1800 a 1830 )
<b>ALTURA ASSENTO / CHÃO TRASEIRA (RSTF)</b>		
DCA1800	360 MM	(NC : 6410, 6420, 6430)
DCA1805	370 MM	(NC : 6410, 6420, 6430)
DCA1810	380 MM	(NC : 6410, 6420, 6430 )
DCA1815	390 MM	(NC : 6420, 6430 )
DCA1820	400 MM	(NC : 6420, 6430 )
DCA1825	410 MM	(NC : 6420, 6430 )
DCA1830	420 MM	
DCA1835	430 MM	
DCA1840	440 MM	
DCA1845	450 MM	
DCA1850	460 MM	
DCA1855	470 MM	
DCA1860	480 MM	(NC : 6400 )
DCA1865	490 MM	(NC : 6400 )
DCA1870	500 MM	(NC : 6400, 6410 )




#### RSTF / Tamanho da roda traseira

22" : 360-470 mm  
24" : 390-490 mm  
25" : 420-500 mm  
26" : 420-500 mm

#### RSTF / FSTF : chassis rebatível

Apoios de perna a 70° & 80° :  
RSTF = "FSTF - 100 mm " até  
"FSTF - 0 mm"

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>ALTURA JOELHO CALCANHAR (LLL)</b>		
DCA1902	210 MM (NC: 3020, 3030, 3120, 3130 )	○
DCA1904	220 MM (NC: 3020, 3030, 3120, 3130 )	○
DCA1906	230 MM (NC: 3020, 3030, 3120, 3130 )	○
DCA1908	240 MM (NC: 3020, 3030, 3120, 3130 )	○
DCA1910	250 MM (NC: 3020, 3030, 3120, 3130 )	○
DCA1912	260 MM (NC: 3020, 3030, 3120, 3130 )	○
DCA1914	270 MM (NC: 3020, 3030, 3120, 3130 )	○
DCA1916	280 MM (NC: 3020, 3030, 3120, 3130 )	○
DCA1918	290 MM (NC: 3020, 3030, 3120, 3130 )	○
DCA1920	300 MM (NC: 3020, 3030, 3120, 3130 )	○
DCA1922	310 MM (NC: 3020, 3030, 3120, 3130 )	○
DCA1924	320 MM (NC: 3020, 3030, 3120, 3130 )	○
DCA1926	330 MM (NC: 3020, 3030, 3120, 3130 )	○
DCA1928	340 MM (NC: 3020, 3030, 3120, 3130 )	○
DCA1930	350 MM (NC: 3020, 3030, 3120, 3130 )	○
DCA1932	360 MM (NC: 3020, 3030, 3120, 3130 )	○
DCA1934	370 MM (NC: 3020, 3030, 3120, 3130 )	○
DCA1936	380 MM	○
DCA1938	390 MM	○
DCA1940	400 MM	○
DCA1942	410 MM	○
DCA1944	420 MM	○
DCA1946	◆ 430 MM	◆
DCA1948	440 MM	○
DCA1950	450 MM	○
DCA1952	460 MM	○
DCA1954	470 MM	○
DCA1956	480 MM	○
DCA1958	490 MM	○
DCA1960	500 MM	○
DCA1962	510 MM (NC : 3000, 3100, 3010, 3110 )	○
<b>ENCOSTO</b>		
<b>TUBOS DE ENCOSTO</b>		
DCA2110	◆ Rectos fixos, standard (NC : 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180 )	◆
DCA2120	Fixos Inclinados em 7º ao nível lombar (NC : 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180, encostos matr x )	○
DCA2130	Ajustáveis em ângulo (selecionar ângulo de encosto abaixo) (NC : encostos matr x )	200,00
DCA2140	Rebatíveis sobre o assento (Selec. âng. abaixo) (NC : 2180, encostos matr x, 2430)	250,00
<b>ÂNGULO DE ENCOSTO REGULÁVEL</b>		
DCA2155	Ângulo encosto 82º	○
DCA2160	Ângulo encosto 86º	○
DCA2165	Ângulo encosto 90º	○
DCA2170	Ângulo encosto 94º	○
DCA2175	Ângulo encosto 98º	○
DCA2180	Ângulo encosto 102º	○
<b>TELA DE ENCOSTO</b>		
DCA2200	◆ Standard ligeiramente almofadado (NC : encosto matr x, 2400, 2430, 2595 )	◆
DCA2210	Light (NC : encosto matr x, 2430, 2595)	125,00
DCA2220	Regulável em tensão tecido preto premium (inclui bolsa no encosto) (NC : encosto matr x )	○
DCA2230	Aero-Back regulável em tensão (inclui bolsa de encosto) (NC : encosto matr x )	250,00
DCA2240	Sem tela de encosto (NC: 2595 )	○
<b>ENCOSTOS MATRX</b>		
DCA2300	Matrx MX2, altura 150 mm (inclui hardware de extração rápida)	990,00
DCA2305	Matrx MX2, altura 230 mm (inclui hardware de extração rápida)	990,00
DCA2310	Matrx MX2, altura 305 mm (inclui hardware de extração rápida)	990,00



#### LLL / FSTF : chassiss rebatível

Apoios de perna a 70°:  
LLL max. = "FSTF 20 mm"

Apoios de perna a 80°:  
LLL max. = "FSTF 30 mm"

#### LLL / FSTF : Apoios de pernas elevatórios:

Posição inicial a 75°  
LLL max = FSTF -40 mm  
LLL min = 380 mm

Segunda posição a 60°  
LLL max = FSTF + 00 mm  
LLL min = 380 mm

#### LLL / Apoio de pés

Dependendo da configuração o apoio de pés pode ser montado alto



2120

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE PARA MONTAGEM DE ENCOSTOS

No caso de montar um encosto personalizado, verifique se a altura total do encosto não excede 590 mm.

Código	Descrição		P.R.P. €
DCA2315	Matrx MX2, altura 405 mm (inclui hardware de extração rápida)		990,00
DCA2320	Matrx Elite Deep, altura 310 mm (inclui hardware de extração rápida)		640,00
DCA2325	Matrx Elite Deep, altura 410 mm (inclui hardware de extração rápida)		640,00
DCA2330	Matrx Elite Deep, altura 460 mm (inclui hardware de extração rápida)		640,00
DCA2335	Matrx Elite Standard, altura 260 mm (inclui hardware de extração rápida)		590,00
DCA2340	Matrx Elite Standard, altura 310 mm (inclui hardware de extração rápida)		590,00
DCA2345	Matrx Elite Standard, altura 360 mm (inclui hardware de extração rápida)		590,00
DCA2350	Matrx Elite Standard, altura 410 mm (inclui hardware de extração rápida)		590,00
DCA2355	Matrx Elite Standard, altura 460 mm (inclui hardware de extração rápida)		590,00
<b>PUNHOS</b>			
DCA2400	Sem punhos		○
DCA2410	Punhos fixos curtos	(NC : 6580 )	75,00
DCA2420	◆ Punhos fixos Longos		◆
DCA2430	Punhos c/ altura regulável (mont. Exterior)	(NC : 3520, 3620 )	200,00
DCA2440	Punhos reguláveis em altura, integrados	(NC : 2595 )	250,00
DCA2450	Punhos dobráveis	(NC : 2595, 6580 )	275,00
<b>OPÇÕES DE ENCOSTO</b>			
DCA2595	Esticador rebatível e destacável		100,00
<b>ASSENTO</b>			
<b>TELA DE ASSENTO</b>			
DCA2610	◆ Nylon com uma faixa aderente		◆
DCA2620	Nylon com uma faixa aderente fêmea ao centro e duas ásperas nas laterais		○
<b>ALMOFADA</b>			
DCA2700	Almofada standard, 60mm com espuma visco no topo		80,00
DCA2710	FLO-TECH LITE		125,00
DCA2720	MATRX LIBRA		399,00
DCA2730	MATRX VI		390,00
<b>OPÇÕES DE ASSENTO</b>			
DCA2800	Bolsa de assento amovível		75,00
<b>BOLSA DE ASSENTO</b>			
DCA2910	Bolsa grande (instalada debaixo do assento)		30,00
<b>APOIO DE PÉS E DE PERNAS</b>			
<b>APOIOS DE PERNAS REBATÍVEIS</b>			
<b>APOIO DE PERNA DIREITO</b>			
DCA3000	◆ Ângulo aberto, 70°	(NC : 3110 )	◆
DCA3010	Ângulo médio-fechado, 80°	(NC : 3100, 5650 )	○
DCA3020	Amputado	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310 )	150,00
DCA3030	Ajustável em ângulo	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310 )	125,00
DCA3040	Sem apoio de perna		○
<b>APOIO DE PERNA ESQUERDO</b>			
DCA3100	◆ Ângulo aberto, 70°		◆
DCA3110	Ângulo médio-fechado, 80°	(NC : 5650 )	○
DCA3120	Amputado	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310 )	150,00
DCA3130	Ajustável em ângulo	(NC : 3280, 3300, 3305, 3310 )	125,00
DCA3140	Sem apoio de perna		○
<b>APOIO DE PÉS</b>			
DCA3260	◆ Duplo, rebatível, em plástico		◆
DCA3270	Duplo, ajustável em ângulo e profundidade, em carbono	(NC : 3310 )	240,00
DCA3280	Único, rebatível e ajustável em ângulo e profundidade, em carbono	(NC : 3310 )	200,00
<b>CINTO DE PÉS</b>			
DCA3300	Cinto de pernas montado no chassis		○
DCA3305	Cinto de pernas montado nos suportes		○
DCA3310	◆ Calcanheiras		◆



2300, 2305, 2310, 2315



2320, 2325, 2330




2335, 2340, 2345, 2350, 2355




2450



2430



2610



2700



2710



2730



2720



2800

**Apoio de Pernas :**

Note que apoios de pernas especiais, como para amputados, elevatórios etc, são compatíveis com SW > 380 mm.



3000 / 3100



3020 / 3120



3030 / 3130

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>GUARDAS LATERAIS</b>		
<b>PROTECTORES DE ROUPA</b>		
DCA3400	Protetores de roupa fixos, economy - Novos!	(NC: apoios de braço (except tubulares), 7600, 8450 )
DCA3410	Protetores de roupa fixos, carbono - Novo desenho!	(NC : apoios de braço (except tubulares), 7600, 8450 )
DCA3425	Protetores de roupa fixos, composite com rebordo - Novos!	(NC : apoios de braço (except tubulares), 6000, 6010, 6580, 7600, 8450 )
DCA3430	Protetores de roupa fixos, carbono com rebordo - Novo desenho!	(NC : apoios de braço (except tubulares), 6000, 6010, 6580, 7600, 8450, 6140, 6150 )
DCA3440	Protetores de roupa destacaveis, carbono com rebordo - Novo Desenho!	(NC : apoios de braço (except tubulares), 6140, 6150, 8450)
DCA3450	Protetores de roupa destacaveis, composite com rebordo - Novo Desenho!	(NC : apoios de braço (except tubulares), 8450)
<b>APOIO DE BRAÇO DIREITO</b>		
DCA3500	Ajustável em altura (com ferramenta), destacável, curto, sem bloqueio, inclui protetor de roupa direito	125,00
DCA3510	Ajustável em altura (com ferramenta), destacável, longo, sem bloqueio, inclui protetor de roupa direito	125,00
DCA3520	Tubular, sem bloqueio, altura ajustável, destacável, rebatível, com almofada	(NC : 6950, 8450 )
DCA3530	altura ajustável, destacável, rebatível, almofada neoprene preta	(NC : 6130, 6140, 6150 )
DCA3540	Hemi, altura ajustável, destacável, rebatível, com almofada neoprene preta	(NC : 6130, 6140, 6150, 8450 )
<b>APOIO DE BRAÇO ESQUERDO</b>		
DCA3600	Ajustável em altura (com ferramenta), destacável, curto, sem bloqueio, inclui protetor de roupa direito	125,00
DCA3610	Ajustável em altura (com ferramenta), destacável, longo, sem bloqueio, inclui protetor de roupa direito	125,00
DCA3620	Tubular, sem bloqueio, altura ajustável, destacável, rebatível, com almofada	(NC : 6950, 8450)
DCA3630	Küschall, altura ajustável, destacável, rebatível, almofada neoprene preta	(NC : 6130, 6140, 6150 )
DCA3640	Hemi, altura ajustável, destacável, rebatível, com almofada neoprene preta	(NC : 6130, 6140, 6150, 8450 )
<b>CORES DO CHASSIS E PERSONALIZAÇÃO</b>		
<b>COR DO CHASSIS</b> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px;">NOVIDADE</span>		
DCA4000	◆ Preto espacial	◆
DCA4010	Cinzento antracite	○
DCA4020	Branco	(NC : 4220 )
DCA4030	Vermelho Carmin	○
DCA4040	Azul Celeste	○
DCA4100	Preto Brilhante	(NC : 4190 )
DCA4110	Cinza Aço	(NC : 4190 )
DCA4120	Cinza Xisto	(NC : 4190 )
DCA4130	Cinza claro	(NC : 4190 )
DCA4140	Azul Real	(NC : 4190 )
DCA4150	Vermelho Rubi	(NC : 4190 )
DCA4160	Cinzento Fumado	(NC : 4190 )
DCA4170	Laranja dinamite	(NC : 4190 )
DCA4180	Verde floresta	(NC : 4190 )
DCA4050	Cor especial	(NC : 4190 )
<b>ESTILO DO DECALQUE</b>		
DCA4190	BOLD	(NC : 4300, 4310 )



3400



3440



3450



3500/3600



3520/3620



3530/3630

**Atenção:**  
Quando selecionado o apoio de braço Hemi é montado na estrutura do apoio REA e não o Apr braço Küschall



3530 / 3630



3540/3640

Código	Descrição		P.R.P. €
DCA4195	◆ TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250 )	◆
<b>COR DO DECALQUE BOLD</b>			
DCA4200		Preto	○
DCA4210		Cinza Escuro	○
DCA4220		Cinza Claro	○
DCA4230		Vermelho	○
DCA4240		Azul	○
DCA4250		Dourado	○
<b>COR DO DECALQUE TAG</b>			
DCA4300		Preto	○
DCA4310	◆	Vermelho	◆
<b>RODAS DIANTEIRAS</b>			
DCA5050		4" Everyday c/ borracha preta	○
DCA5100		4" Comfort Preta	○
DCA5150		4" Starec preto	60,00
DCA5200		4" Frog Legs com jante e eixo preto	95,00
DCA5250		4" Frog Legs com jante cinza e eixo preto	95,00
DCA5300		5" Everyday c/ borracha preta	○
DCA5350	◆	5" Comfort Preta	◆
DCA5400		5" Starec preta	60,00
DCA5450		5" Frog Legs com jante de alumínio preta e eixo preto	95,00
DCA5500		5" Frog Legs com jante de alumínio cinza e eixo preto	95,00
DCA5550		6" Confort Preta	○
DCA5600		6" Pneumática	30,00
DCA5650		7" Confort Preta	○
<b>RODAS TRASEIRAS</b>			
<b>RODA COM ARO DUPLO</b>			
DCA6000		Roda direita com aro duplo (com pneu light 7 bar, aro alumínio)	(NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6680, 6840, 6900, 6910, 6950, No Choice Rear Wheel Type, No Choice Handrim, 8650, 8680 ) 400,00
DCA6010		Roda esquerda com aro duplo (com pneu light 7 bar, aro alumínio)	(NC : 6040, 6130, 6140, 6150, 6300, 6400, 6420, 6430, 6500, 6510, 6520, 6550, 6580, 6680, 6840, 6900, 6910, 6950, No Choice Rear Wheel Type, No Choice Handrim, 8650, 8680 ) 400,00
<b>FIXAÇÃO DE RODAS TRASEIRAS</b>			
DCA6020	◆	Fixação standard	(NC : 6140, 6150 ) ◆
DCA6040		Extensão da roda traseira	(NC: 6100, 6950 ) 125,00
<b>POSIÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS</b>			
DCA6100		Posição 1 (mais ativa)	(NC : 6580, 6840 ) ○
DCA6110		Posição 2	(NC : 6950 ) ○
DCA6120	◆	Posição 3	◆
DCA6130		Posição 4	(NC : 6950 ) ○
DCA6140		Posição 5	○
DCA6150		Posição 6 (mais passiva)	○
<b>EIXO DE EXTRAÇÃO RÁPIDA PARA TETRAPLÉGICOS</b>			
DCA6300		TETRA-CLIP	(NC: 6550, 6580, 6950 ) 75,00
<b>TAMANHO DAS RODAS TRASEIRAS</b>			
DCA6400		22"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6560, 6620, 6630, 6650, 6660, 6760, 6710 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950 ) 150,00
DCA6410	◆	24"	◆
DCA6420		25"	(NC: 6500, 6510, 6580, 6640, 6650, 6660, 6670, 6700, 6710, 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950 ) ○
DCA6430		26"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6630, 6640, 6650, 6660, 6670, 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6770, 6840, 6950 ) 200,00
<b>RODAS TRASEIRAS</b>			



BOLD



TAG



5350

5200 / 5250 /  
5450 / 5500

5050 / 5300





6300



Código	Descrição		P.R.P. €
DCA6500	Rodas Ativas 24" (incl aros alumínio e pneu leve cinzento)	(NC : todos os aros motores e protetores raios)	○
DCA6510	◆ Rodas KÜSCHALL STAREC 24", 26" Jante preta, eixo cor prata, raios cor prata		◆
DCA6520	Rodas PERFORMANCE 24", 25", Jante preta, eixo starec prata	(NC : 6650, 6660, 6670 )	350,00
DCA6550	Rodas SPINERGY LXK, 24", 25", jante preta, eixo preto, raios pretos	(NC : 6650, 6660, 6670 )	495,00
DCA6580	Rodas 22", 24", 26" com travão de acompanhante	( NC : 6950 )	375,00
<b>TIPO DE PNEU</b>			
DCA6600	◆ Schwalbe Rightrun preto/cinza 22", 24", 25", 26"		◆
DCA6620	24" 25" 26" 'Marathon Plus Schwalbe (anti-furo, devido a camada de borracha especial 5mm)	(NC : 6680 )	95,00
DCA6630	24", 25" SCHWALBE ONE, Preto		100,00
DCA6640	Pneumático, 7 bares (roda 24"), 4.5 bares (roda 22"), cinza		○
DCA6650	Maciça, profile, cinza, 24"	(NC : 6680 )	○
DCA6660	Maciça, pneu Kik, preto, 24"	(NC : 6680 )	90,00
DCA6670	Maciça, leve, cinza, 22" 24"	(NC : 6680 )	90,00
<b>PROTEÇÃO ANTI-FURO</b>			
DCA6680	Proteção anti-furo		70,00
<b>AROS MOTORES</b>			
DCA6700	Com borracha aderente para rodas 22", 24", 26" dist. 30 mm.		100,00
DCA6710	Aço 24", 26", dist. 30 mm.		80,00
DCA6720	Titânio 24", dist. 30 mm.		249,00
DCA6730	Titânio 24", dist. 40 mm.		249,00
DCA6740	24" Carbolife Gekko L (banda antiderrapante), dist. 30 cm		325,00
DCA6750	24" Carbolife Gekko S (banda antiderrapante), dist. 30 cm		325,00
DCA6760	24" Carbolife CURVE L (perfil ergonómico), dist. 30 mm		300,00
DCA6770	24" Carbolife QUADRO, (perfil ergonómico e antiderrapante) dist. 3 mm		325,00
DCA6780	◆ Alum ligh cinza, 22",24",25", 26", dist. 30 mm.		◆
DCA6790	Alum ligh PRETO, 22",24",25", 26", dist. 30 mm.		○
DCA6800	Alum light cinza, 22", 24", 25", 26", dist 40 mm.		○
<b>ÂNGULO DAS RODAS TRASEIRAS (CAMBER)</b>			
DCA6820	◆ 0°		◆
DCA6840	3°	(NC : 6950 )	○
<b>PROTETORES DE RAIOS</b>			
DCA6900	Transparentes 22", 24", 26"		150,00
DCA6910	Negros 22", 24", 26"		150,00
<b>KIT DE FIXAÇÃO ALBER</b>			
DCA6950	Kit de fixação E-MOTION & TWION (inclui rodas anti-volteio Alber)	(NC : 7500, 7510, 7520, 8100, 8110, 8120, 8200, 8210, 8680 )	575,00
<b>TRAVÕES</b>			
DCA7200	◆ Travão de puxar		◆
DCA7210	Travões Standard, alavanca dobrada		○
DCA7220	Travões Standard, alavanca reta		○
DCA7240	Travões ativos	(NC : 7300 )	80,00
DCA7250	Travões ativos ultra-leves	(NC : 7300 )	130,00
<b>EXTENSÃO DA ALAVANCA DE TRAVÃO</b>			
DCA7300	Para alavanca de travão reta		50,00
<b>OPÇÕES DE SEGURANÇA</b>			
<b>RODAS ANTI-VOLTEIO</b>			
DCA7500	Roda anti-volteio direita		95,00
DCA7510	Roda anti-volteio esquerda		95,00
DCA7520	Roda anti-volteio, par		185,00
<b>KIT DE TRANSPORTE</b>			
DCA7600	Kit de transporte (inclui cinto e etiquetas)	(NC : 7800 )	95,00

**Rodas ativas de 24"**

Com aros-motor em alumínio cinza, com 6 pontos de fixação (parafusos) e pneus light 7.5 bar como standard



		Rear wheel position					
Scissor brates	Seat depth	1	2	3	4	5	6
	ST32-38						
	ST40						
	ST42						
	ST44						
	ST46						
	ST48						
	ST50						



7250

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>CINTO PÉLVICO</b>		
DCA7800	Cinto Standard (não almofadado)	80,00
DCA7810	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, S, FLAT-MOUNT com fivela Standard	120,00
DCA7820	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, M, FLAT-MOUNT com fivela Rehab	130,00
DCA7830	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, L, FLAT-MOUNT com fivela Rehab	130,00
<b>REFLETORES</b>		
DCA7900	Refletores montados nos raios da cadeira	○
DCA7910	Refletores s/ montar	○
<b>ACESSÓRIOS</b>		
<b>PROTECTOR DE CHASSIS</b>		
DCA8000	◆ Protecção chassis traseiro	◆
DCA8010	Protecção chassis dianteiro	50,00
<b>PONTEIRA</b>		
DCA8100	Ponteira, montagem à direita (NC : 8200 )	100,00
DCA8110	Ponteira, montagem à esquerda (NC: 8210 )	100,00
DCA8120	Ponteira, montagem em ambos os lados (NC : 8200, 8210 )	190,00
<b>SUPORTE CANADIANAS</b>		
DCA8200	Suporte para canadianas, montagem à direita	100,00
DCA8210	Suporte para canadianas, montagem à esquerda	100,00
<b>RODAS DE TRÂNSITO</b>		
DCA8300	Rodas de trânsito de 3"	180,00
<b>OUTRAS OPÇÕES</b>		
DCA8450	Mesa	150,00
DCA8500	◆ Bomba de ar	◆
DCA8550	◆ Kit de ferramentas	◆
DCA8650	Bolsa para as Rodas	100,00
DCA8680	Rodas 24" mountain Bike com bolsa (roda completa c/ aros em alumínio; eixos incluídos)	450,00
DCA8800	Faixa de Suporte gémeos - BODYPOINT	75,00
DCA8850	Bolsa de transporte BODYPOINT (com clip fixação na tela de assento)	85,00



7500 / 7510

**Kit ALBER :**

Quando seleccionado o Kit de Fixação para Alber E-motion ou Twion apenas ficam disponíveis 3 posições de ajuste do eixo e as rodas anti-volteio da Alber são instaladas em detrimento das Kuschall.



7810 / 7820 / 7830



8010



8100



8200



8300



8650



8550



8800