

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, n° 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

KÜSCHALL CHAMPION SK 2.0

Código ISO - 12 22 03

Cadeira de rodas manual ativa com chassis de alumínio hidroformado, perfil frontal ergonómico com sistema rebatível para transporte, sistema de encarte com um único movimento com cruzeta horizontal de alta robustez e estabilidade, encosto rebatível sobre o assento com ajuste em ângulo, eixo traseiro ajustável em altura e profundidade, estofado do encosto regulável em tensão, protetores de roupa com ou sem rebordo, patim único rebatível e ajustável em ângulo com sistema de fecho automático, cinto de pés, clip de fixação do chassis, forquetas dianteiras ajustáveis em altura
Diferentes ângulos de chassis disponíveis (75º,90º).
Kit de personalização com decalques premium (TAG).
Grande número de ajustes, tamanhos e opções disponíveis.



CE

Peso máximo do utilizador: 120kg

Obs. As medidas podem variar +/- 1 cm.

Küschall

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

N° da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Para esclarecimento de medidas totais consulte o documento „Calculadora de medidas Küschall“ em www.invacare.pt, no menu „Documentação comercial“

| Código | Descrição | P.R.P. € |
|---|--|--|
| MODELO | | |
| DHA0031 | ◆ KÜSCHALL CHAMPION 2.0 | 3633,84 |
| MYKÜSCHALL | | |
| DHA0000 | FABRICO ESPECIAL MYKÜSCHALL SELECIONAR PARA PEDIR COR DE CHASSIS ESPECIAL (DHA4050) Anexar a descrição completa da cadeira | |
| ONE SOLUTION KUSCHALL 2.0 - Escolha o seu Pack de Produtos de Posicionamento | | |
| DHA0220 | Pack Carbono FUNÇÃO, ALIVIO DE PRESSÃO E SUPORTE POSTURAL (Inclui Almofada Matrx Libra + Encosto Matrx MX2 + Cinto Pélvico BODYPOINT EVOFLEX - Para Largura de Assento 360MM apenas possível com SD 400/42mm) | (NC : 1405, 1415, 1425, 7230) 1668,16 |
| DHA0230 | Pack Alumínio FUNÇÃO, ALIVIO DE PRESSÃO E SUPORTE POSTURAL (Inclui Almofada Matrx Libra + Encosto Matrx Elite E2 plano/ profundo + Cinto Pélvico BODYPOINT EVOFLEX - Para Largura de Assento 360MM apenas possível com SD 400/425 MM) | (NC : 1405, 1415, 1425, 7230) 1293,42 |
| ASSENTO | | |
| CHASSIS | Material / Ângulo / Tipo | |
| DHA1150 | ◆ Chassis de Alumínio 75° | ◆ |
| DHA1160 | ○ Chassis de Alumínio 90° | ○ |
| OPÇÕES DE CHASSIS | | |
| DHA1250 | Champion SK: Chassis frontal rebatível com sistema de encarte (PARA A VERSÃO CHAMPION SK É OBRIGATÓRIO CONSIDERAR ESTA OPÇÃO E CUSTO ADICIONAL. SE NÃO PRETENDE A OPÇÃO SK DEVE CONSULTAR A TABELA PRP KUSCHALL CHAMPION 2.0) | 681,35 |
| LARGURA DE ASSENTO (SW) | | |
| DHA1320 | 360 MM | (NC : 2710, 7000) ○ |
| DHA1325 | 380 MM | (NC : 7000) ○ |
| DHA1330 | ◆ 400 MM | ◆ |
| DHA1335 | 420 MM | ○ |
| DHA1340 | 440 MM | ○ |
| DHA1345 | 460 MM | ○ |
| PROFUNDIDADE DO ASSENTO (SD) | | |
| DHA1405 | 340 MM | (NC : 2710, 2720, 7810, 7820, 7830) 56,78 |
| DHA1415 | 360 MM | (NC : 2710, 2720, 7810, 7820, 7830) ○ |
| DHA1425 | 380 MM | (NC : 2720) ○ |
| DHA1435 | ◆ 400 MM | ◆ |
| DHA1445 | 420 MM | ○ |



DHA1250

NOTA: Em caso de renovação da cadeira, recomendamos que proceda a uma nova medição. Uma atualização do modelo envolve alterações nas medições e na posição sentada do utilizador.

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

| Código | Descrição | | P.R.P. € |
|---|---|---|---|
| DHA1460 | | 440 MM | ○ |
| DHA1470 | | 460 MM | ○ |
| DHA1480 | | 480 MM | (NC : 2710) ○ |
| ALTURA DO ENCOSTO (BH) | | | |
| DHA1600 | Altura do encosto depende do encosto Matrix escolhido | OBRIGATÓRIO Selecionar para usar encosto Matrix | (NC : 2200, 2220, 2230) ○ |
| DHA1615 | | 300 MM | (NC : 2200, 2240, 2400) ○ |
| DHA1620 | | 315 MM | (NC : 2200, 2240, 2400) ○ |
| DHA1625 | | 330 MM | (NC : 2240) ○ |
| DHA1630 | | 345 MM | (NC : 2240) ○ |
| DHA1635 | | 360 MM | (NC : 2240) ○ |
| DHA1640 | ◆ | 375 MM | (NC : 2240) ◆ |
| DHA1645 | | 390 MM | (NC : 2240) ○ |
| DHA1650 | | 405 MM | (NC : 2240) ○ |
| DHA1655 | | 420 MM | (NC : 2240) ○ |
| DHA1660 | | 435 MM | (NC : 2240) ○ |
| DHA1665 | | 450 MM | (NC : 2240) ○ |
| DHA1670 | | 465 MM | (NC : 2240) ○ |
| ALTURA ASSENTO / CHÃO DIANTEIRA (FSTF) | | | |
| DHA1740 | | 450 MM | (NC : 1946 a 1960) ○ |
| DHA1745 | | 460 MM | (NC : 1948 a 1960) ○ |
| DHA1750 | | 470 MM | (NC : 1950 a 1960) ○ |
| DHA1755 | | 480 MM | (NC : 1952 a 1960) ○ |
| DHA1760 | | 490 MM | (NC : 1954 a 1960) ○ |
| DHA1765 | ◆ | 500 MM | (NC : 1956 a 1960) ◆ |
| DHA1770 | | 510 MM | (NC : 1958, 1960) ○ |
| DHA1775 | | 520 MM | (NC : 1960) ○ |
| DHA1780 | | 530 MM | ○ |
| DHA1785 | | 540 MM | só com rodas dianteiras de 5" (NC : 5050, 5100, 5150, 5200, 5250) ○ |
| ALTURA ASSENTO / CHÃO TRASEIRA (RSTF) | | | |
| Selecionar chasis 75° se $0 < FSTF - RSTF < 70MM$; selecionar chasis 85° se $30 < FSTF - RSTF < 100MM$ | | | |
| DHA1815 | | 390 MM | Só com rodas traseiras de 22" & 24" (NC : 6420, 6430) ○ |
| DHA1820 | | 400 MM | Só com rodas traseiras de 22" & 24" (NC : 6420, 6430) ○ |
| DHA1825 | | 410 MM | (NC : 6430) ○ |
| DHA1830 | | 420 MM | (NC : 6430) ○ |
| DHA1835 | | 430 MM | ○ |
| DHA1840 | ◆ | 440 MM | ◆ |
| DHA1845 | | 450 MM | ○ |
| DHA1850 | | 460 MM | ○ |
| DHA1855 | | 470 MM | Só com rodas traseiras de 25" & 26" (NC : 6410) ○ |
| DHA1860 | | 480 MM | Só com rodas traseiras de 25" & 26" (NC : 6410) ○ |
| ALTURA JOELHO CALCANHAR (LLL) | | | |
| Selecionar chasis 75° se $LLL \leq FSTF - 30 MM$; selecionar chasis 85° se $LLL \leq FSTF - 40 MM$ | | | |
| DHA1936 | | 380 MM | Com opção SK (DHA1250) só disponível com SD $\geq 380MM$ ○ |
| DHA1938 | | 390 MM | Com opção SK (DHA1250) só disponível com SD $\geq 400MM$ ○ |

Dependendo da configuração dos patins, pode ser montado na parte superior se:

FSTF > 500 mm e LLL < 400mm



OU

FSTF \leq 500 mm e LLL \leq 350 mm

LLL < 320 mm disponível como especial em MYküschall

RSTF / Tamanho da roda traseira


22": 390 - 440 mm
24": 390 - 460 mm
25": 410 - 480 mm
26": 430 - 490 mm



A altura Joelho Calcanhar (LLL) deve ser medida retirando a altura da almofada de assento

Patim/Largura de assento(SW)
Chassis Standard:
Patim com montagem alta não compatível com SW 360 mm

Chassis tapered:
Patim com montagem alta não compatível com SW 360 mm - 400 mm



| Código | Descrição | P.R.P. € |
|------------------------|--|---|
| DHA1940 | 400 MM | ○ |
| DHA1942 | 410 MM | ○ |
| DHA1944 | 420 MM | ○ |
| DHA1946 | ◆ 430 MM | ◆ |
| DHA1948 | 440 MM | ○ |
| DHA1950 | 450 MM | ○ |
| DHA1952 | 460 MM | ○ |
| DHA1954 | 470 MM | ○ |
| DHA1956 | 480 MM | ○ |
| DHA1958 | 490 MM | ○ |
| DHA1960 | 500 MM | ○ |
| ENCOSTO | | |
| DHA2140 | ◆ Ajustável em ângulo, rebatível para a frente c/ sistema de bloqueio | O encosto fica bloqueado quando se rebate ◆ |
| TELA DE ENCOSTO | | |
| DHA2200 | Standard ligeiramente almofadado | Não compatível com BH < 330 MM (NC : 2300 a 2350, 2430) ○ |
| DHA2220 | ◆ Regulável em tensão tecido preto premium | (NC : 2300 a 2350) ◆ |
| DHA2230 | Aero-Back regulável em tensão | (NC : 2300 a 2350) 283,90 |
| DHA2240 | Sem tela de encosto | Obrigatório para escolher encosto Matrx (NC : 2430) ○ |
| ENCOSTOS MATRX | | |
| DHA2300 | Matrx MX2, altura 150 mm (inclui hardware de extração rápida) | (NC : 3480) 1124,22 |
| DHA2305 | Matrx MX2, altura 230 mm (inclui hardware de extração rápida) | (NC : 3480) 1124,22 |
| DHA2310 | Matrx MX2, altura 305 mm (inclui hardware de extração rápida) | (NC : 3480) 1124,22 |
| DHA2315 | Matrx MX2, altura 405 mm (inclui hardware de extração rápida) | (NC : 3480) 1124,22 |
| DHA2316 | Encosto ELITE E2 Profundo, altura 160 MM com hardware MINI-SET incluído | (NC : 3480) 794,90 |
| DHA2317 | Encosto ELITE E2 Profundo, altura 210 MM com hardware MINI-SET incluído | (NC : 3480) 794,90 |
| DHA2318 | Encosto ELITE E2 Profundo, altura 260 MM com hardware MINI-SET incluído | (NC : 3480) 794,90 |
| DHA2320 | Encosto ELITE E2 Profundo, altura 310 MM com hardware MINI-SET incluído | (NC : 3480) 794,90 |
| DHA2322 | Encosto ELITE E2 Profundo, altura 360 MM com hardware MINI-SET incluído | (NC : 3480) 794,90 |
| DHA2325 | Encosto ELITE E2 Profundo, altura 410 MM com hardware MINI-SET incluído (NC : 3480) | (NC : 3480) 794,90 |
| DHA2330 | Encosto ELITE E2 Profundo, altura 460 MM com hardware EASY-SET incluído | (NC : 3480) 794,90 |
| DHA2331 | Encosto ELITE E2 Profundo, altura 510 MM com hardware EASY-SET incluído | (NC : 3480) 794,90 |
| DHA2332 | Encosto ELITE E2 plano, altura 160 MM com hardware MINI-SET incluído | (NC : 3480) 738,13 |
| DHA2334 | Encosto ELITE E2 plano, altura 210 MM com hardware MINI-SET incluído | (NC : 3480) 738,13 |
| DHA2335 | Encosto ELITE E2 plano, altura 260 MM com hardware MINI-SET incluído | (NC : 3480) 738,13 |
| DHA2340 | Encosto ELITE E2 plano, altura 310 MM com hardware MINI-SET incluído | (NC : 3480) 738,13 |
| DHA2345 | Encosto ELITE E2 plano, altura 360 MM com hardware MINI-SET incluído | (NC : SW 480mm; 3480) 738,13 |
| DHA2350 | Encosto ELITE E2 plano, altura 410 MM com hardware MINI-SET incluído | (NC : 3480) 738,13 |
| DHA2355 | Encosto ELITE E2 plano, altura 460 MM com hardware EASY-SET incluído | (NC : 3480) 738,13 |
| DHA2357 | Encosto ELITE E2 plano, altura 510 MM com hardware EASY-SET incluído | (NC : 3480) 738,13 |



2200



2230

2220

INFORMAÇÃO IMPORTANTE PARA MONTAGEM DE ENCOSTOS
No caso de montar um encosto personalizado, verifique se a altura total do encosto não excede 465 mm.




Matrx Elite E2

| Código | Descrição | | | P.R.P. € |
|--|-----------|--|--|---------------------|
| LARGURA DO ENCOSTO MATRX (VER TABELA DE AJUDA 4 - NO FINAL DA TABELA) | | | | |
| DHA2360 | | 360mm (medida de referência Largura tronco 265mm) | | ○ |
| DHA2362 | | 380mm (medida de referência Largura tronco 290mm) | | ○ |
| DHA2364 | | 410mm (medida de referência Largura tronco 315mm) | | ○ |
| DHA2366 | | 430mm (medida de referência Largura tronco 340mm) | | ○ |
| DHA2368 | | 460mm (medida de referência Largura tronco 370mm) | | ○ |
| DHA2370 | | 480mm (medida de referência Largura tronco 390mm) | | ○ |
| DHA2372 | | 510mm (medida de referência Largura tronco 420mm) | | ○ |
| PUNHOS | | | | |
| DHA2400 | | Sem punhos | Não compatível com BH < 330 MM | ○ |
| DHA2410 | | Punhos fixos curtos | Não compatível com encostos MATRX | 85,17 |
| DHA2420 | ◆ | Punhos fixos Longos | Não compatível com tela light & respaldos Matrx | ◆ |
| DHA2430 | | Punhos c/ altura regulável (mont. Exterior) | Não compatível com encostos MATRX (NC : 3480) | 227,12 |
| DHA2440 | | Punhos reguláveis em altura, integrados | | 283,90 |
| DHA2450 | | Punhos dobráveis | Não compatível com encostos MATRX | 312,29 |
| ÂNGULO ENCOSTO (BA) | | | | |
| DHA2510 | | 76° | | ○ |
| DHA2530 | | 80,5° | | ○ |
| DHA2550 | ◆ | 85° | | ◆ |
| DHA2570 | | 89,5° | | ○ |
| DHA2590 | | 94° | | ○ |
| ASSENTO | | | | |
| TELA DE ASSENTO | | | | |
| DHA2600 | ◆ | Standard | | ◆ |
| ALMOFADA E OPÇÕES | | | | |
| DHA2710 | | FLO-TECH LITE | | 118,45 |
| DHA2720 | | MATRX LIBRA | Só compatível com SD < 400 MM ; SW 360 MM Só compatível com SD 400/420 MM | 453,10 |
| OPÇÕES DE ASSENTO | | | | |
| DHA2800 | | Bolsa de assento amovível | Inclui kit de fixação (DHA7010) | 85,17 |
| APOIO DE PÉS | | | | |
| DHA3240 | | Rebatível, ajust. Ângulo, Posição Avançada | | ○ |
| DHA3250 | ◆ | Rebatível, ajust. Ângulo, Posição Recuada | | ◆ |
| CINTO DE PÉS | | | | |
| DHA3320 | ◆ | Montado nos suportes da roda dianteira | | ◆ |
| DHA3330 | | Montado no chassis | | ○ |
| PROTECTORES DE ROUPA, ANTI-SALPICOS E APOIO DE BRAÇOS | | | | |
| PROTECTORES DE ROUPA, ANTI-SALPICOS | | | | |
| DHA3420 | | Protetor de roupa rebatível, carbono, sem rebordo - Novo desenho! | | ○ |
| DHA3425 | | Protetores de roupa fixos, composite com rebordo - Novos! | Só com rodas de 24" & 25" (NC : 3490, 6430) | ○ |
| DHA3430 | | Protetores de roupa fixos, carbono com rebordo - Novo desenho! | | (NC : 3490) 170,34 |
| DHA3440 | | Protetores de roupa destacaveis, carbono com rebordo - Novo Desenho! | Aumento de largura total: + 20 mm (NC : 3490) | 170,34 |



Ângulo do encosto



2510-2590



2600



2720



2800



3240/3250



3420



3425



3430




3440



3450

| Código | Descrição | | | P.R.P. € | |
|--|-----------|--|--|---|-------------------------|
| DHA3450 | ◆ | Protetores de roupa destacáveis, composite com rebordo - Novo Desenho! | Só com rodas de 24" & 25" Aumento da largura total: + 20 mm | (NC : 3490, 6430) | ◆ |
| APOIO DE BRAÇOS | | | | | |
| DHA3480 | | Tubulares almofadados, reg. Altura, rebatíveis e destacáveis | Não compatível com encosto Matrx | | 255,50 |
| DHA3490 | | Laterais, reguláveis em altura, curtos | Aumento de largura total: + 20 mm | Protetor de roupa não incluído | 283,90 |
| CORES DO CHASSIS E PERSONALIZAÇÃO | | | | | |
| COR DO CHASSIS | | | | | |
| DHA4000 | ◆ | Preto especial | | | ◆ |
| DHA4010 | | Cinzento antracite | | | ○ |
| DHA4020 | | Branco | | | ○ |
| DHA4030 | | Vermelho Carmin | | | ○ |
| DHA4040 | | Azul Celeste | | | ○ |
| DHA4100 | | Preto Brilhante | | | 397,46 |
| DHA4060 | | Amarelo Flashy | | | 397,46 |
| DHA4070 | | Violeta atomico | | | 397,46 |
| DHA4130 | | Cinza claro | | | 397,46 |
| DHA4140 | | Azul Real | | | 397,46 |
| DHA4150 | | Vermelho Rubi | | | 397,46 |
| DHA4170 | | Laranja dinamite | | | 397,46 |
| DHA4180 | | Verde floresta | | | 397,46 |
| DHA4050 | | Cor especial | Consultar preços e prazos com o departamento de Apoio a Clientes | Fornecer código RAL/ informação adicional | Sob Consulta My Kuschal |
| ESTILO DO DECALQUE | | | | | |
| DHA4195 | ◆ | TAG | | | ◆ |
| COR DO DECALQUE TAG | | | | | |
| DHA4300 | | Preto | | | ○ |
| DHA4310 | ◆ | Vermelho | | | ◆ |
| RODAS | | | | | |
| RODAS DIANTEIRAS | | | | | |
| DHA5050 | | 4" Everyday c/ borracha preta | Não compatível com FSTF 540 MM | | ○ |
| DHA5100 | | 4" Comfort Preta | Não compatível com FSTF 540 MM | | ○ |
| DHA5150 | | 4" Starec preto | Não compatível com FSTF 540 MM | | 68,13 |
| DHA5200 | | 4" Frog Legs com jante e eixo preto | Não compatível com FSTF 540 MM | | 107,88 |
| DHA5250 | | 4" Frog Legs com jante cinza e eixo preto | Não compatível com FSTF 540 MM | | 107,88 |
| DHA5300 | | 5" Everyday c/ borracha preta | | | ○ |
| DHA5350 | ◆ | 5" Comfort Preta | | | ◆ |
| DHA5400 | | 5" Starec preta | | | 68,13 |
| DHA5450 | | 5" Frog Legs com jante de alumínio preta e eixo preto | | | 107,88 |
| DHA5500 | | 5" Frog Legs com jante de alumínio cinza e eixo preto | | | 107,88 |
| POSIÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS (centro de gravidade) | | | | | |
| DHA6100 | | Posição 1 (mais activa) | Posição menos estável | | ○ |
| DHA6110 | | Posição 2 | | | ○ |
| DHA6120 | | Posição 3 | | | ○ |
| DHA6130 | | Posição 4 | | | ○ |
| DHA6140 | ◆ | Posição 5 | | | ◆ |



| Código | Descrição | | P.R.P. € |
|---|--|---|----------|
| DHA6150 | | Posição 6 | ○ |
| DHA6160 | | Posição 7 | ○ |
| DHA6170 | | Posição 8 | ○ |
| DHA6180 | Posição 9 (menos activa) | Posição mais estável | ○ |
| EIXO DE EXTRAÇÃO RÁPIDA PARA TETRAPLÉGICOS | | | |
| DHA6300 | TETRA-CLIP | (NC : 6550, 6950, 6960) | 85,17 |
| TAMANHO DAS RODAS TRASEIRAS | | | |
| DHA6410 | ◆ 24" | | ◆ |
| DHA6420 | 25" | (NC : 6500, 6510, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950, 6960) | ○ |
| DHA6430 | 26" | (NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6810, 6950, 6960) | 227,12 |
| RODAS TRASEIRAS | | | |
| DHA6500 | Rodas Ativas 24" (Jantes, eixo e raios - pretos - aros alumínio, pressão dos pneumáticos 7.5 bares) | (NC : todos os aros, 6900, 6910) | ○ |
| DHA6510 | Rodas KÜSCHALL STAREC 22", 24", 26" (roda 22" - jante preta, eixo e raios cinza; roda 24"/26" - jante, eixo e raios pretos - Starec black version) | | ◆ |
| DHA6520 | Rodas PERFORMANCE 24", 25", Jante preta, eixo starec negro, raios forjados pretos | (NC : 6660) | 397,46 |
| DHA6550 | Rodas SPINERGY L XK, 24", 25" ,jante preta, eixo preto, raios pretos | (NC : 6660, 6910) | 562,11 |
| TIPO DE PNEU | | | |
| DHA6600 | ◆ 24" MAXXIS LITE GUARD, pneumático leve , com perfil em espinha e proteção anti-furo SILVERSHIELD 0,45mm, preto | | ◆ |
| DHA6625 | 24", 25", 26" Pneumático ALPHA PROTECT, com relevo e dupla camada anti-furo, preto | | 107,88 |
| DHA6630 | 24" Pneumático MBL SpeedLite 25mm, perfil liso, preto | | 113,56 |
| DHA6660 | Maciço, com relevo, preto 24" (NC travões performance) | | ○ |
| AROS-MOTOR | | | |
| DHA6700 | Com borracha aderente para rodas 22", 24", 26" dist. 30 mm. | (Tabs longas com 2posições: 3/4 cm, fornecidas a 3cm) | 113,56 |
| DHA6710 | Aço 24", 26" , dist. 30 mm. | (Tabs curtas apenas uma posição - 3 cm) | 90,85 |
| DHA6720 | Titanio 24", dist. 30 mm. | (Tabs curtas apenas uma posição - 3 cm) | 282,76 |
| DHA6740 | 24/25" Carbolife Gekko (banda antiderrapante), dist. 30 cm | (Tabs longas com 2posições: 3/4 cm, fornecidas a 3cm) | 369,06 |
| DHA6750 | 24/25" Carbolife Gekko S (banda antiderrapante), dist. 30 cm | (Tabs longas com 2posições: 3/4 cm, fornecidas a 3cm) | 369,06 |
| DHA6760 | 24" Carbolife CURVE L (perfil ergonómico), dist. 30 mm | (Tabs longas com 2posições: 3/4 cm, fornecidas a 3cm) | 340,67 |
| DHA6770 | 24" Carbolife QUADRO, (perfil ergonómico e antiderrapante) dist. 3 mm | (Tabs longas com 2posições: 3/4 cm, fornecidas a 3cm) | 369,06 |
| DHA6780 | Alum ligh cinza, 22",24",25", 26", dist. 30 mm. | (Tabs longas com 2posições: 3/4 cm, fornecidas a 3cm) | ○ |
| DHA6790 | ◆ Alum ligh PRETO, 22",24",25", 26" , dist. 30 mm. | (Tabs curtas apenas uma posição - 3 cm) | ◆ |
| ÂNGULO DAS RODAS TRASEIRAS (CAMBER) | | | |
| DHA6820 | | 0° | ○ |
| DHA6830 | ◆ 1° | (NC : 6950, 6960) | ◆ |



| Código | Descrição | P.R.P. € |
|--|---|---------------------------------------|
| DHA6840 | 3° (NC : 6960, 7230) | ○ |
| PROTETORES DE RAIOS | | |
| DHA6900 | Transparentes 22", 24", 26" | 170,34 |
| DHA6910 | Negros 22", 24", 26" | 170,34 |
| KIT DE FIXAÇÃO ALBER | | |
| DHA6950 | Kit de fixação E-MOTION & TWION inclui 2 rodas anti-volteio Alber / Só com rodas de 24" | (NC : 7500, 7510, 7520, 8200) 652,96 |
| CLIPS DE FIXAÇÃO | | |
| DHA7000 | Faixas aderentes macho/ fêmea de fixação | ○ |
| DHA7010 | ◆ Clips de fixação | ◆ |
| CORDEL PARA AJUDAR A (DES)ENCARTAR | | |
| DHA7100 | ◆ Cordel que auxilia o (des)encarte da cadeira pela frente | ◆ |
| TRAVÕES | | |
| DHA7200 | Travão de puxar | ○ |
| DHA7210 | ◆ Travões Standard, alavanca dobrada | ◆ |
| DHA7220 | Travões Standard, alavanca reta | ○ |
| DHA7230 | Travão performance (NC : 7300, 7810, 7820, 7830) | 68,13 |
| DHA7240 | Travões ativos / tesoura (NC : 7300) | 90,85 |
| DHA7250 | Travões ativos ultra-leves | 147,63 |
| EXTENSÃO DA ALAVANCA DE TRAVÃO | | |
| DHA7300 | Para alavanca de travão reta | 56,78 |
| OPÇÕES DE SEGURANÇA | | |
| RODAS ANTI-VOLTEIO | | |
| DHA7500 | Roda anti-volteio direita (NC : 8300) | 107,88 |
| DHA7510 | Roda anti-volteio esquerda (NC : 8300) | 107,88 |
| DHA7520 | Roda anti-volteio, par | 210,08 |
| CINTO PÉLVICO | | |
| DHA7810 | Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, S, FLAT-MOUNT com fivela Standard | Peso utilizador : 25-50 KG 147,63 |
| DHA7820 | Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, M, FLAT-MOUNT com fivela Rehab | Peso utilizador : 50-75 KG 147,63 |
| DHA7830 | Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, L, FLAT-MOUNT com fivela Rehab | Peso utilizador : 75-100 KG 147,63 |
| DHA7840 | Posição de Montagem do Cinto Bodypoint - AVANÇADA (90°em relação ao assento - pos anterior ao protetor de roupa) | ○ |
| DHA7850 | Posição de Montagem do Cinto Bodypoint - RECUADA (60-70°em relação ao assento - pos posterior ao protetor de roupa) - incompatível com protetores com rebordo | ○ |
| REFLETORES | | |
| DHA7900 | Reflectores montados nos raios da cadeira | ○ |
| DHA7910 | Reflectores s/ montar | ○ |
| ACESSÓRIOS | | |
| PROTECTOR DE CHASSIS | | |
| DHA8010 | Protecção chassis dianteiro (2 unids) Removível, com velcro | 56,78 |
| PONTEIRA max. 2 acessórios por lado | | |
| DHA8100 | Ponteira, montagem à direita | 113,56 |
| SUPORTE CANADIANAS | | |
| DHA8200 | Suporte para canadianas, montagem à direita | 113,56 |
| RODAS DE TRÂNSITO | | |
| DHA8300 | Rodas de trânsito de 3" Só em combinação com (DHA7520) | 204,40 |
| OUTRAS OPÇÕES | | |
| DHA8550 | Kit de ferramentas | 12,98 |
| DHA8650 | Saco para Rodas traseiras | 113,56 |
| DHA8680 | Rodas 24" mountain Bike com bolsa (roda completa c/ aros em alumínio; eixos incluídos) | 511,01 |



6900



7010



7210



7220



7230



7240



7250




7250

7500/
7510/
7520

7510



7810 / 7820 / 7830



7900



8010



8100



8200



8300



8650

| Código | Descrição | P.R.P. € |
|---------|--|---|
| DHA8750 | Bolsa de viagem para Champion com opção SK (chassis frontal rebatível) Não se recomenda com protetores anti-salpicos fixos, punhos fixos, punhos ajustáveis em altura, encostos e almofadas MatrX | Bolsa rígida (a cadeira tem de estar encartada) 374,74 |
| DHA8800 | Faixa de Suporte gémeos - BODYPOINT | 85,17 |
| DHA8850 | Bolsa de transporte BODYPOINT (com clip fixação na tela de assento) | 96,52 |



8750



8850

INFORMAÇÃO IMPORTANTE PARA OPÇÃO DHA8750 - BOLSA DE VIAGEM PARA CHAMPION COM OPÇÃO SK:

Dependendo da configuração da cadeira (largura, profundidade) e das opções escolhidas, a cadeira pode não caber na bolsa de viagem ou pode ser danificada durante o transporte. Não recomendado com:

- Protetores anti-salpicos fixos
- Punhos fixos,
- Punhos ajustáveis em altura
- Encostos e almofadas MatrX

| TABELA I: POSIÇÃO DO PATIM EM RELAÇÃO COM O ÂNGULO DE ASSENTO E RODA DIANTEIRA | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|----|----|----------|----|----|-----------------------|----|----|----------|----|----|
| | | PATIM POSIÇÃO AVANÇADA | | | | | | PATIM POSIÇÃO RECUADA | | | | | |
| | | SD340 - SD380 | | | SD ≥ 400 | | | SD340 - SD380 | | | SD ≥ 400 | | |
| | Diferença entre FSTF e RSTF | 3" | 4" | 5" | 3" | 4" | 5" | 3" | 4" | 5" | 3" | 4" | 5" |
| 75° Frame | 0 mm | | | | | | | | | | | | |
| | 10 mm | | | | | | | | | | | | |
| | 20 mm | | | | | | | | | | | | |
| | 30 mm | | | | | | | | | | | | |
| | 40 mm | | | | | | | | | | | | |
| | 50 mm | | | | | | | | | | | | |
| | 60 mm | | | | | | | | | | | | |
| 90° Frame | 30 mm | | | | | | | | | | | | |
| | 40 mm | | | | | | | | | | | | |
| | 50 mm | | | | | | | | | | | | |
| | 60 mm | | | | | | | | | | | | |
| | 70 mm | | | | | | | | | | | | |
| | 80 mm | | | | | | | | | | | | |
| | 90 mm | | | | | | | | | | | | |
| | 100 mm | | | | | | | | | | | | |

| Tabela II - Montagem do patim, tipo de chassis e Largura de assento | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Chassis Standard | | | | | | | | | |
| | SW 340 | SW 360 | SW 380 | SW 400 | SW 420 | SW 440 | SW 460 | SW 480 | |
| Montagem do Patim Standard | | | | | | | | | |
| Montagem do Patim Subida | | | | | | | | | |

| Tabela III - Relação entre Tipo de Chassis e Roda dianteira com Altura do Assento Dianteira e Profundidade | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---------------|----|----|----------|----|----|---------------|----|----|----------|----|----|
| | | Chassis Longo | | | | | | Chassis Curto | | | | | |
| | | SD340 - ST380 | | | SD ≥ 400 | | | SD340 - ST380 | | | SD ≥ 400 | | |
| | FSTF | 3" | 4" | 5" | 3" | 4" | 5" | 3" | 4" | 5" | 3" | 4" | 5" |
| 75° Frame | 540 | | | | | | | | | | | | |
| | 530 | | | | | | | | | | | | |
| | 520 | | | | | | | | | | | | |
| | 510 | | | | | | | | | | | | |
| | 500 | | | | | | | | | | | | |
| | 490 | | | | | | | | | | | | |
| | 480 | | | | | | | | | | | | |
| | 470 | | | | | | | | | | | | |
| | 460 | | | | | | | | | | | | |
| 90° Frame | 540 | | | | | | | | | | | | |
| | 530 | | | | | | | | | | | | |
| | 520 | | | | | | | | | | | | |
| | 510 | | | | | | | | | | | | |
| | 500 | | | | | | | | | | | | |
| | 490 | | | | | | | | | | | | |
| | 480 | | | | | | | | | | | | |
| | 470 | | | | | | | | | | | | |
| | 460 | | | | | | | | | | | | |
| | 450 | | | | | | | | | | | | |

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

TABELA AJUDA 4 - LARGURA DO ENCOSTO MATRX

| | ELITE E2 / ELITE DEEP E2 MATRX BACKREST WIDTH CHOICE | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SEAT WIDTH (SW) | 360 MM | 380 MM | 410 MM | 430 MM | 460 MM | 480 MM | 510 MM |
| 360 MM | Green | Green | Red | Red | Red | Red | Red |
| 380 MM | Green | Green | Red | Red | Red | Red | Red |
| 400 MM | Red | Green | Green | Red | Red | Red | Red |
| 420 MM | Red | Red | Green | Green | Red | Red | Red |
| 440 MM | Red | Red | Red | Green | Green | Red | Red |
| 460 MM | Red | Red | Red | Green | Green | Red | Red |
| 480 MM | Red | Red | Red | Red | Green | Green | Green |

| | MX2 MATRX BACKREST WIDTH CHOICE | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SEAT WIDTH (SW) | 360 MM | 380 MM | 410 MM | 430 MM | 460 MM | 480 MM | 510 MM |
| 360 MM | Green | Green | Red | Red | Red | Red | Red |
| 380 MM | Green | Green | Green | Red | Red | Red | Red |
| 400 MM | Red | Green | Green | Red | Red | Red | Red |
| 420 MM | Red | Red | Green | Green | Red | Red | Red |
| 440 MM | Red | Red | Red | Green | Green | Red | Red |
| 460 MM | Red | Red | Red | Green | Green | Red | Red |
| 480 MM | Red | Red | Red | Red | Green | Red | Red |

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.