

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



P.R.P.

Válido a partir de março de 2020, Acresce IVA à taxa legal em vigor

KÜSCHALL CHAMPION SK 2.0

Código ISO - 12 22 03

Cadeira de rodas manual ativa com chassis de alumínio hidroformado, perfil frontal ergonómico com sistema rebatível para transporte, sistema de encarte com um único movimento com cruzeta horizontal de alta robustez e estabilidade, encosto rebatível sobre o assento com ajuste em ângulo, eixo traseiro ajustável em altura e profundidade, estofado do encosto regulável em tensão, protetores de roupa com ou sem rebordo, patim único rebatível e ajustável em ângulo com sistema de fecho automático, cinto de pés, clip de fixação do chassis, forquetas dianteiras ajustáveis em altura
Diferentes ângulos de chassis disponíveis (75º, 90º).
Kit de personalização com decalques premium (TAG).
Grande número de ajustes, tamanhos e opções disponíveis.

Peso máximo do utilizador: 120kg

Obs. As medidas podem variar +/- 1 cm.



Küschall

NOVIDADE

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ♦ Característica standard ○ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
MODELO		
DHA0031	♦ KÜSCHALL CHAMPION 2.0	♦
MYKÜSCHALL		
DHA0000	FABRICO ESPECIAL MYKÜSCHALL SELECIONAR PARA PEDIR COR DE CHASSIS ESPECIAL (DHA4050) Anexar a descrição completa da cadeira	
ASSENTO		
CHASSIS	Material / Ângulo / Tipo	
DHA1150	♦ Chassis de Alumínio 75°	♦
DHA1160	Chassis de Alumínio 90°	○
OPÇÕES DE CHASSIS		
DHA1250	Champion SK: Chassis frontal rebatível com sistema de encarte	3.800,00
LARGURA DE ASSENTO (SW)		
DHA1320	360 MM	(NC :2710, 7000) ○
DHA1325	380 MM	(NC : 7000) ○
DHA1330	♦ 400 MM	♦
DHA1335	420 MM	○
DHA1340	440 MM	○
DHA1345	460 MM	○
PROFUNDIDADE DO ASSENTO (SD)		
DHA1405	340 MM	(NC : 2630, 2710, 2720, 7810, 7820, 7830) 50,00
DHA1415	360 MM	(NC : 2710, 2720, 7810, 7820, 7830) ○
DHA1425	380 MM	(NC : 2720) ○
DHA1435	♦ 400 MM	♦
DHA1445	420 MM	○
DHA1460	440 MM	○
DHA1470	460 MM	○
DHA1480	480 MM	(NC : 2710) ○
ALTURA DO ENCOSTO (BH)		
DHA1600	Altura do encosto depende do encosto Matrx escolhido OBRIGATÓRIO Seleccionar para usar encosto Matrx	(NC : 2200, 2220, 2230) ○
DHA1615	300 MM	(NC : 2200, 2240, 2400, 2595) ○

NOVIDADE



DHA1250

NOTA: Em caso de renovação da cadeira, recomendamos que proceda a uma nova medição. Uma atualização do modelo envolve alterações nas medições e na posição sentada do utilizador.

Código	Descrição			P.R.P. €
DHA1620		315 MM	(NC : 2200, 2240, 2400, 2595)	○
DHA1625		330 MM	(NC : 2240, 2595)	○
DHA1630		345 MM	(NC : 2240, 2595)	○
DHA1635		360 MM	(NC : 2240, 2595)	○
DHA1640	◆	375 MM	(NC : 2240, 2595)	◆
DHA1645		390 MM	(NC : 2240, 2595)	○
DHA1650		405 MM	(NC : 2240)	○
DHA1655		420 MM	(NC : 2240)	○
DHA1660		435 MM	(NC : 2240)	○
DHA1665		450 MM	(NC : 2240)	○
DHA1670		465 MM	(NC : 2240)	○
ALTURA ASSENTO / CHÃO DIANTEIRA (FSTF)				
DHA1740		450 MM	(NC : 1946 a 1960)	○
DHA1745		460 MM	(NC : 1948 a 1960)	○
DHA1750		470 MM	(NC : 1950 a 1960)	○
DHA1755		480 MM	(NC : 1952 a 1960)	○
DHA1760		490 MM	(NC : 1954 a 1960)	○
DHA1765	◆	500 MM	(NC : 1956 a 1960)	◆
DHA1770		510 MM	(NC : 1958, 1960)	○
DHA1775		520 MM	(NC : 1960)	○
DHA1780		530 MM	(NC : 5000)	○
DHA1785		540 MM	só com rodas dianteiras de 5" (NC : 5000, 5050, 5100, 5150, 5200, 5250)	○
ALTURA ASSENTO / CHÃO TRASEIRA (RSTF)		Selecionar chasis 75° se $0 < FSTF - RSTF < 70\text{MM}$; selecionar chasis 85° se $30 < FSTF - RSTF < 100\text{MM}$		
DHA1815		390 MM	Só com rodas traseiras de 22" & 24" (NC : 6420, 6430)	○
DHA1820		400 MM	Só com rodas traseiras de 22" & 24" (NC : 6420, 6430)	○
DHA1825		410 MM	(NC : 6430)	○
DHA1830		420 MM	(NC : 6430)	○
DHA1835		430 MM		○
DHA1840	◆	440 MM		◆
DHA1845		450 MM	(NC : 6400)	○
DHA1850		460 MM	(NC : 6400)	○
DHA1855		470 MM	Só com rodas traseiras de 25" & 26" (NC : 6400, 6410)	○
DHA1860		480 MM	Só com rodas traseiras de 25" & 26" (NC : 6400, 6410)	○
ALTURA JOELHO CALCANHAR (LLL)		Selecionar chasis 75° se $LLL \leq FSTF - 30\text{ MM}$; selecionar chasis 85° se $LLL \leq FSTF - 40\text{ MM}$		
DHA1936		380 MM	Com opção SK (DHA1250) só disponível com SD $\geq 380\text{MM}$	○
DHA1938		390 MM	Com opção SK (DHA1250) só disponível com SD $\geq 400\text{MM}$	○
DHA1940		400 MM		○
DHA1942		410 MM		○
DHA1944		420 MM		○
DHA1946	◆	430 MM		◆
DHA1948		440 MM		○

Dependendo da configuração dos patins, pode ser montado na parte superior se:

FSTF > 500 mm e LLL < 400mm



OU

FSTF \leq 500 mm e LLL \leq 350 mm

LLL < 320 mm disponível como especial em MYküschall

RSTF / Tamanho da roda traseira


22": 390 - 440 mm
24": 390 - 460 mm
25": 410 - 480 mm
26": 430 - 490 mm



A altura Joelho Calcanhar (LLL) deve ser medida retirando a altura da almofada de assento

Patim/Largura de assento(SW)
Chassis Standard:
Patim com montagem alta não compatível com SW 360 mm

Chassis tapered:
Patim com montagem alta não compatível com SW 360 mm - 400 mm



Código	Descrição		P.R.P. €
DHA1950		450 MM	○
DHA1952		460 MM	○
DHA1954		470 MM	○
DHA1956		480 MM	○
DHA1958		490 MM	○
DHA1960		500 MM	○
ENCOSTO			
DHA2140	◆	Ajustável em ângulo, rebatível para a frente c/ sistema de bloqueio	O encosto fica bloqueado quando se rebate ◆
TELA DE ENCOSTO			
DHA2200		Standard ligeiramente almofadado	Não compatível com BH < 330 MM (NC : 2300 a 2350, 2430, 2595) ○
DHA2220	◆	Regulável em tensão tecido preto premium	(NC : 2300 a 2350) ◆
DHA2230		Aero-Back regulável em tensão	(NC : 2300 a 2350) 250,00
DHA2240		Sem tela de encosto	Obrigatório para escolher encosto Matrx (NC : 2410, 2420, 2430, 2450, 2595) ○
ENCOSTOS MATRX			
DHA2300		Matrx MX2, altura 150 mm (inclui hardware de extração rápida)	(NC : 3480) 990,00
DHA2305		Matrx MX2, altura 230 mm (inclui hardware de extração rápida)	(NC : 3480) 990,00
DHA2310		Matrx MX2, altura 305 mm (inclui hardware de extração rápida)	(NC : 3480) 990,00
DHA2315		Matrx MX2, altura 405 mm (inclui hardware de extração rápida)	(NC : 3480) 990,00
DHA2320		Matrx Elite Deep, altura 310 mm (inclui hardware de extração rápida)	(NC : 3480) 640,00
DHA2325		Matrx Elite Deep, altura 410 mm (inclui hardware de extração rápida)	(NC : 3480) 640,00
DHA2335		Matrx Elite Standard, altura 260 mm (inclui hardware de extração rápida)	(NC : 3480) 590,00
DHA2340		Matrx Elite Standard, altura 310 mm (inclui hardware de extração rápida)	(NC : 3480) 590,00
DHA2345		Matrx Elite Standard, altura 360 mm (inclui hardware de extração rápida)	(NC : 3480) 590,00
DHA2350		Matrx Elite Standard, altura 410 mm (inclui hardware de extração rápida)	(NC : 3480) 590,00
PUNHOS			
DHA2400		Sem punhos	Não compatível com BH < 330 MM ○
DHA2410		Punhos fixos curtos	Não compatível com encostos MATRX 75,00
DHA2420	◆	Punhos fixos Longos	Não compatível com tela light & respaldos Matrx ◆
DHA2430		Punhos c/ altura regulável (mont. Exterior)	Não compatível com encostos MATRX (NC : 3480) 200,00
DHA2440		Punhos reguláveis em altura, integrados	(NC : 2595) 250,00
DHA2450		Punhos dobráveis	Não compatível com encostos MATRX (NC : 2595) 275,00
ÂNGULO ENCOSTO (BA)			
DHA2510		76°	○
DHA2530		80.5°	○
DHA2550	◆	85°	◆
DHA2570		89.5°	○
DHA2590		94°	○
OPÇÃO PARA ENCOSTO			
DHA2595		Esticador, rebatível e destacável	Não compatível com encosto MATRX e BH < 405 MM 100,00

2200



2220



2230



2220

INFORMAÇÃO IMPORTANTE PARA MONTAGEM DE ENCOSTOS
No caso de montar um encosto personalizado, verifique se a altura total do encosto não excede 465 mm.



2420



2410



2430




2450



2440

Ângulo do encosto



2510-2590

Código	Descrição			P.R.P. €
ASSENTO				
TELA DE ASSENTO				
DHA2600	◆	Standard		◆
DHA2630		Tela Light	Não compatível com SW e SD > 420 MM e SD 340 MM (DHA1405)	90,00
ALMOFADA E OPÇÕES				
DHA2700		Almofada standard, 60mm com espuma visco no topo		80,00
DHA2710		FLO-TECH LITE		125,00
DHA2720		MATRX LIBRA	Só compatível com SD < 400 MM ; SW 360 MM Só compatível com SD 400/420 MM	399,00
OPÇÕES DE ASSENTO				
DHA2800		Bolsa de assento amovível	Inclui kit de fixação (DHA7010)	75,00
APOIO DE PÉS				
DHA3240		Rebatível, ajust. Ângulo, Posição Avançada		○
DHA3250	◆	Rebatível, ajust. Ângulo, Posição Recuada		◆
CINTO DE PÉS				
DHA3320	◆	Montado nos suportes da roda dianteira		◆
DHA3330		Montado no chassis		○
PROTECTORES DE ROUPA, ANTI-SALPICOS E APOIO DE BRAÇOS				
PROTECTORES DE ROUPA, ANTI-SALPICOS				
DHA3405		Protetor de roupa rebatível, carbono, sem rebordo - Novo desenho!	Só com rodas de 24" & 25"	(NC : 6400 , 6430) ○
DHA3425		Protetores de roupa fixos, composite com rebordo - Novos!	Só com rodas de 24" & 25"	(NC : 6400 , 6430) ○
DHA3430		Protetores de roupa fixos, carbono com rebordo - Novo desenho!		(NC : 3490) 150,00
DHA3440		Protetores de roupa destacaveis, carbono com rebordo - Novo Desenho!	Aumento de largura total: + 20 mm	(NC : 3490) 150,00
DHA3450	◆	Protetores de roupa destacaveis, composite com rebordo - Novo Desenho!	Só com rodas de 24" & 25" Aumento da largura total: + 20 mm	(NC : 6400 , 6430) ◆
APOIO DE BRAÇOS				
DHA3480		Tubulares almofadados, reg. Altura, rebatíveis e destacáveis	Não compatível com encosto Matrx	225,00
DHA3490		Laterais, reguláveis em altura, curtos	Aumento de largura total: + 20 mm Protetor de roupa não incluído	250,00
CORES DO CHASSIS E PERSONALIZAÇÃO				
COR DO CHASSIS <div>NOVIDADE</div>				
DHA4000	◆	Preto espacial	Personalização com decalque TAG	◆
DHA4010		Cinzeno antracite	Personalização com decalque TAG	○
DHA4020		Branco	Personalização com decalque TAG	○
DHA4030		Vermelho Carmin	Personalização com decalque TAG	○
DHA4040		Azul Celeste	Personalização com decalque TAG	○
DHA4100		Preto Brilhante	Prazo de entrega adicional +10 dias Personalização apenas com decalque TAG	350,00
DHA4110		Cinza Aço	Prazo de entrega adicional +10 dias Personalização apenas com decalque TAG	350,00



Código	Descrição				P.R.P. €
DHA4120		Cinza Xisto	Prazo de entrega adicional +10 dias	Personalização apenas com decalque TAG	350,00
DHA4130		Cinza claro	Prazo de entrega adicional +10 dias	Personalização apenas com decalque TAG	350,00
DHA4140		Azul Real	Prazo de entrega adicional +10 dias	Personalização apenas com decalque TAG	350,00
DHA4150		Vermelho Rubi	Prazo de entrega adicional +10 dias	Personalização apenas com decalque TAG	350,00
DHA4160		Cinzento Fumado	Prazo de entrega adicional +10 dias	Personalização apenas com decalque TAG	350,00
DHA4170		Laranja dinamite	Prazo de entrega adicional +10 dias	Personalização apenas com decalque TAG	350,00
DHA4180		Verde floresta	Prazo de entrega adicional +10 dias	Personalização apenas com decalque TAG	350,00
DHA4050		Cor especial	Consultar preços e prazos com o departamento de Apoio a Clientes	Fornecer código RAL/ informação adicional	Sob Consulta My Kuschal

ESTILO DO DECALQUE

NOVIDADE

DHA4195	◆	TAG	◆
---------	---	-----	---

COR DO DECALQUE TAG


DHA4300		Preto	○
DHA4310	◆	Vermelho	◆

RODAS**RODAS DIANTEIRAS**

DHA5000		3" Superdesportiva	Não compatível com FSTF 530-540 MM	○
DHA5050		4" Everyday c/ borracha preta	Não compatível com FSTF 540 MM	○
DHA5100		4" Comfort Preta	Não compatível com FSTF 540 MM	○
DHA5150		4" Starec preto	Não compatível com FSTF 540 MM	60,00
DHA5200		4" Frog Legs com jante e eixo preto	Não compatível com FSTF 540 MM	95,00
DHA5250		4" Frog Legs com jante cinza e eixo preto	Não compatível com FSTF 540 MM	95,00
DHA5300		5" Everyday c/ borracha preta		○
DHA5350	◆	5" Comfort Preta		◆
DHA5400		5" Starec preta		60,00
DHA5450		5" Frog Legs com jante de alumínio preta e eixo preto		95,00
DHA5500		5" Frog Legs com jante de alumínio cinza e eixo preto		95,00

POSIÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS (centro de gravidade)

DHA6100		Posição 1 (mais activa)	Posição menos estável	○
DHA6110		Posição 2		○
DHA6120		Posição 3		○
DHA6130		Posição 4		○
DHA6140	◆	Posição 5		◆
DHA6150		Posição 6		○
DHA6160		Posição 7		○
DHA6170		Posição 8		○



5000

5050/5300




5100/5350

5200/5450



5250/5500

Código	Descrição		P.R.P. €
DHA6180	Posição 9 (menos activa)	Posição mais estável	○
EIXO DE EXTRAÇÃO RÁPIDA PARA TETRAPLÉGICOS			
DHA6300	TETRA-CLIP	(NC : 6550, 6950, 6960)	75,00
TAMANHO DAS RODAS TRASEIRAS			
DHA6400	22"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6620, 6630, 6650, 6710, 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6770, 6810, 6950, 6960)	150,00
DHA6410	◆ 24"		◆
DHA6420	25"	(NC : 6500, 6510, 6640, 6650, 6700, 6710, 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950, 6960)	○
DHA6430	26"	(NC : 6500, 6520, 6550, 6630, 6640, 6650, 6720, 6730, 6740, 6750, 6760, 6770, 6810, 6950, 6960)	200,00
RODAS TRASEIRAS			
DHA6500	Rodas Ativas 24" (Jantes, eixo e raios - pretos - aros alumínio, pressão dos pneumáticos 7.5 bares)	(NC : todos os aros, 6900, 6910)	○
DHA6510	Rodas KÜSCHALL STAREC 22", 24", 26", Jante preta, eixo cor prata, raios cor prata		◆
DHA6520	Rodas PERFORMANCE 24", 25", Jante preta, eixo starec negro, raios pretos	(NC : 6650)	350,00
DHA6550	Rodas SPINERGY LXX, 24", 25", jante preta, eixo preto, raios pretos	(NC : 6650)	495,00
TIPO DE PNEU			
DHA6600	◆ Schwalbe Rightrun preto/cinza 22", 24", 25", 26"		◆
DHA6620	24" 25" 26" ,Marathon Plus Schwalbe (anti-furo, devido a camada de borracha especial 5mm)		95,00
DHA6630	24", 25" SCHWALBE ONE, Preto	Proteção V-Guard (fibra Hi-tech)	100,00
DHA6640	Pneumático, 7 bares (roda 24"), 4.5 bares (roda 22"), cinza		○
DHA6650	Maciça, profile, cinza, 24"		○
AROS-MOTOR			
DHA6700	Com borracha aderente para rodas 22", 24", 26" dist. 30 mm.	(Tabs longas com 2posições: 3/4 cm, fornecidas a 3cm)	100,00
DHA6710	Aço 24", 26", dist. 30 mm.	(Tabs curtas apenas uma posição - 3 cm)	80,00
DHA6720	Titanio 24", dist. 30 mm.	(Tabs curtas apenas uma posição - 3 cm)	249,00
DHA6730	Titanio 24", dist. 40 mm.	(Tabs longas com 2posições: 3/4 cm, fornecidas a 4cm)	249,00
DHA6740	24" Carbolife Gekko L (banda antiderrapante), dist. 30 cm	(Tabs longas com 2posições: 3/4 cm, fornecidas a 3cm)	325,00
DHA6750	24" Carbolife Gekko S (banda antiderrapante), dist. 30 cm	(Tabs longas com 2posições: 3/4 cm, fornecidas a 3cm)	325,00
DHA6760	24" Carbolife CURVE L (perfil ergonómico), dist. 30 mm	(Tabs longas com 2posições: 3/4 cm, fornecidas a 3cm)	300,00
DHA6770	24" Carbolife QUADRO, (perfil ergonómico e antiderrapante) dist. 3 mm	(Tabs longas com 2posições: 3/4 cm, fornecidas a 3cm)	325,00
DHA6780	Alum ligh cinza, 22",24",25", 26", dist. 30 mm.	(Tabs curtas apenas uma posição - 3 cm)	○
DHA6790	◆ Alum ligh PRETO, 22",24",25", 26", dist. 30 mm.	(Tabs curtas apenas uma posição - 3 cm)	◆



6300



6500



6520



6550



6510



6600



6620



6630



6640



6650






6780/6800 6700 6710 6720/6730




6790

Código	Descrição		P.R.P. €
DHA6800	Alum light cinza, 22", 24", 25", 26", dist 40 mm.	(Tabs longas com 2posições: 3/4 cm, fornecidas a 4cm)	○
ÂNGULO DAS RODAS TRASEIRAS (CAMBER)			
DHA6820	0°		○
DHA6830	◆ 1°	(NC : 6950, 6960)	◆
DHA6840	3°	(NC : 6950, 6960, 7230)	○
PROTETORES DE RAIOS			
DHA6900	Transparentes 22", 24", 26"		150,00
DHA6910	Negros 22", 24", 26"		150,00
KIT DE FIXAÇÃO ALBER			
DHA6950	Kit de fixação E-MOTION & TWION	inclui 2 rodas anti-volteio Alber / Só com rodas de 24"	(NC : 7500, 7510, 7520, 8200) 575,00
CLIPS DE FIXAÇÃO			
DHA7000	Faixas aderentes macho/ fêmea de fixação		○
DHA7010	◆ Clips de fixação		◆
CORDEL PARA AJUDAR A (DES)ENCARTAR			
DHA7100	◆ Cordel que auxilia o (des)encarte da cadeira pela frente		◆
TRAVÕES			
DHA7200	Travão de puxar		○
DHA7210	◆ Travões Standard, alavanca dobrada		◆
DHA7220	Travões Standard, alavanca reta		○
DHA7230	Travão performance	(NC : 7300, 7810, 7820, 7830)	60,00
DHA7240	Travões ativos	(NC : 7300)	80,00
DHA7250	Travões ativos ultra-leves		130,00
EXTENSÃO DA ALAVANCA DE TRAVÃO			
DHA7300	Para alavanca de travão reta		50,00
OPÇÕES DE SEGURANÇA			
RODAS ANTI-VOLTEIO			
DHA7500	Roda anti-volteio direita	(NC : 8300)	95,00
DHA7510	Roda anti-volteio esquerda	(NC : 8300)	95,00
DHA7520	Roda anti-volteio, par		185,00
CINTO PÉLVICO			
DHA7800	Cinto Standard (não almofadado)		80,00
DHA7810	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, S, FLAT-MOUNT com fivela Standard	Peso utilizador : 25-50 KG	120,00
DHA7820	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, M, FLAT-MOUNT com fivela Rehab	Peso utilizador : 50-75 KG	130,00
DHA7830	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, L, FLAT-MOUNT com fivela Rehab	Peso utilizador : 75-100 KG	130,00
REFLECTORES			
DHA7900	Reflectores montados nos raios da cadeira		○
DHA7910	Reflectores s/ montar		○
ACESSÓRIOS			
PROTECTOR DE CHASSIS			
DHA8010	Protecção chassis dianteiro (2 unids)	Removível, com velcro	50,00
PONTEIRA max. 2 acessórios por lado			
DHA8100	Ponteira, montagem à direita		100,00
SUPORTE CANADIANAS			
DHA8200	Suporte para canadianas, montagem à direita		100,00
RODAS DE TRÂNSITO			



7810 / 7820 / 7830

Código	Descrição		P.R.P. €
DHA8300	Rodas de trânsito de 3"	Só em combinação com (DHA7520)	180,00
OUTRAS OPÇÕES			
DHA8500	◆	Bomba de ar - Novo	◆
DHA8550	◆	Kit de ferramentas	◆
DHA8680		Rodas 24" mountain Bike com bolsa (roda completa c/ aros em alumínio; eixos incluídos)	450,00
DHA8750		Bolsa de viagem para Champion com opção SK (chassis frontal rebatível) Não se recomenda com protetores anti-salpicos fixos, punhos fixos, punhos ajustáveis em altura, encostos e almofadas Matrix	Bolsa rígida (a cadeira tem de estar encartada) 330,00
DHA8800		Faixa de Suporte gémeos - BODYPOINT	75,00
DHA8850		Bolsa de transporte BODYPOINT (com clip fixação na tela de assento)	85,00



INFORMAÇÃO IMPORTANTE PARA OPÇÃO DHA8750 - BOLSA DE VIAGEM PARA CHAMPION COM OPÇÃO SK:

Dependendo da configuração da cadeira (largura, profundidade) e das opções escolhidas, a cadeira pode não caber na bolsa de viagem ou pode ser danificada durante o transporte. Não recomendado com:

- Protetores anti-salpicos fixos
- Punhos fixos,
- Punhos ajustáveis em altura
- Encostos e almofadas Matrix

TABELA I: POSIÇÃO DO PATIM EM RELAÇÃO COM O ÂNGULO DE ASSENTO E RODA DIANTEIRA													
		PATIM POSIÇÃO AVANÇADA						PATIM POSIÇÃO RECUADA					
		SD340 - SD380			SD ≥ 400			SD340 - SD380			SD ≥ 400		
	Diferença entre FSTF e RSTF	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
75° Frame	0 mm												
	10 mm												
	20 mm												
	30 mm												
	40 mm												
	50 mm												
	60 mm												
	70 mm												
90° Frame	30 mm												
	40 mm												
	50 mm												
	60 mm												
	70 mm												
	80 mm												
	90 mm												
	100 mm												

Tabela II - Montagem do patim, tipo de chassi e Largura de assento									
Chassis Standard									
	SW 340	SW 360	SW 380	SW 400	SW 420	SW 440	SW 460	SW 480	
Montagem do Patim Standard									
Montagem do Patim Subida									

Tabela III - Relação entre Tipo de Chassis e Roda dianteira com Altura do Assento Dianteira e Profundidade													
		Chassis Longo						Chassis Curto					
		SD340 - ST380			SD ≥ 400			SD340 - ST380			SD ≥ 400		
	FSTF	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
75° Frame	540												
	530												
	520												
	510												
	500												
	490												
	480												
	470												
	460												
	450												
90° Frame	540												
	530												
	520												
	510												
	500												
	490												
	480												
	470												
	460												
	450												