

P.R.P.

Válido a partir de Março de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® AVIVA RX 40



Código ISO 12 23 06: Cadeira de rodas elétrica de tração traseira com largura mínima da base de 56cm, sistema de suspensão CTC por sinobloco ajustável e definido de acordo com peso do utilizador; Rodas traseiras de 14" (3 opções) e dianteiras de 9" (3 opções) (para excelente combinação em contextos exterior e interior); Alta manobrabilidade com raio de viragem de 753mm); Unidade de Assento standard (largura entre 38 e 43cm) ou telescópico (largura ajustável entre 33 e 53cm) com ajuste em profundidade milimétrico, regulável entre 410 e 510 mm; Eletrónica LiNX Simply Smart, extensível com bluetooth integrado e programável sem fios, com 3 funções de condução personalizadas ao utilizador com opções de comandos especiais; Motores de 4 polos (340W) com velocidade de 10km/h (12km/h como opção) e baterias de 73.5Ah Gel. Sistema de Luzes (intensidade 30 ou 60Lux) e Piscas com baixo consumo energético; Várias opções de sistema de posicionamento MatrX para o assento e encosto e apoios MatrX ELAN para posicionamento da cabeça.
Peso max utilizador: 136Kg



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

| Código | Descrição | COMENTÁRIOS | P.R.P. € |
|---|--|---|---|
| AVIVA RX BASE | | | |
| JCF0001 | ◆ AVIVA RX 40 | Peso máx do utilizador até 136 kg inclui pack performance: 120A módulo de potência + baterias de 73,5Ah | 6.373,89 € |
| ESPECIAL | | | |
| N | | Não | |
| JCX1300 | Fabrico especial | Tempo de entrega: + 10 dias | Sob Consulta |
| CHASSIS AVIVA RX | | | |
| Medido no ponto mais exterior da unidade motriz, rodas de tração motrizes. | | | |
| JCF2810 | ◆ Chassis Estreito (560 mm/22") | NC patim central | ◆ |
| JCF2830 | Chassis Largo (635 mm/25") | | ○ |
| UNIDADE DE ASSENTO | | | |
| JCF2105 | ◆ Unidade de Assento MODULITE Standard | Largura fixa | NC 2052, 2053, 2128, 2113, 0556, 0589, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2253, 1401 |
| PLACA DE ASSENTO | | | |
| JCF2110 | ◆ Placa de Assento rígida | | ◆ |
| LARGURA DE ASSENTO PARA UMA UNIDADE DE ASSENTO AJUSTÁVEL MODULITE STANDARD | | | |
| Ajuste + 50 mm através dos apoios de braços | | | |
| JCF2121 | 380 mm | Pode ser reduzida para 330 mm com apoios de braço Inrigged | NC , 2174, 2175, 2176 ○ |
| JCF2122 | ◆ 430 mm | Pode ser reduzida para 380 mm com apoios de braço Inrigged | ◆ |
| PROFUNDIDADE DE ASSENTO - regulável de 410mm a 510mm | | | |
| JCF2132 | 410 mm | | NC 2196, 2197, 2198, (2195+1404/1405) ○ |
| JCF2134 | ◆ 460 mm | | ◆ |
| JCF2136 | 510 mm | | ○ |
| ALMOFADA DE ASSENTO | | | |
| Tamanhos de acordo com a unidade de assento | | | |
| JCF2142 | ◆ Almofoada MatrX Flo-tech Lite (alt. 75mm, peso máx: 127kg) | | ◆ |
| JCF2143 | Almofoada MatrX Flo-tech Contour Visco NG | | 157,59 € |
| JCF2147 | Almofoada MatrX Libra, 90 mm espessura, Standard (peso max 136kg); HD (peso max 227kg) | Tempo de Entrega: + 4 dias | 462,16 € |
| JCF2140 | Sem almofoada | | ○ |
| TIPO DE ENCOSTO | | | |
| JCF2161 | ◆ Encosto altura 480mm, destacável (sem ferramentas) | Para encosto em Tensão e encostos MatrX | ◆ |



2147

| Código | Descrição | COMENTÁRIOS | P.R.P. € |
|---|---|---|-----------------------|
| ESTOFO DO ENCOSTO | | | |
| JCF2171 | ◆ Encosto regulável em tensão, com tela de encosto bi-material, com bolsa | CURTO = 480 mm / 7 faixas de ajuste medido da placa de assento até ao topo do estofado de encosto | NC 2155, 2230, 2247 ◆ |
| JCF2174 | Encosto Matrx Posture Back, altura 400mm (inc. hardware fixação) | Corresponde à largura de assento escolhida (peso máx utilizador até 136 kg) | NC 2121 790,84 € |
| JCF2175 | Encosto Matrx Posture Back, altura 500mm (inc. hardware fixação) | Corresponde à largura de assento escolhida (peso máx utilizador até 136 kg) | NC 2121 790,84 € |
| JCF2176 | Encosto Matrx Elite E2 plano, altura 500 mm [Tecido Mesh] (inc. hardware fixação) | Corresponde à largura de assento escolhida (peso máx utilizador até 136 kg) | NC 2121 752,89 € |
| JCF2178 | Encosto Matrx Elite E2 profundo, 500 mm [tecido Mesh] | Corresponde à largura de assento escolhida (peso máx utilizador até 136 kg) | 810,80 € |
| JCF2170 | Sem estofado de encosto | NC 2230, 2247 | ○ |
| COR DO ESTOFO DE ENCOSTO | | | |
| JCF2151 | ◆ Tecido Preto | | ◆ |
| JCF2155 | Tecido Preto Spacer | NC 2171 | ○ |
| APOIOS DE BRAÇO (par) | | | |
| JCF2191 | ◆ Apoios de Braço Destacáveis, reguláveis em altura | Intervalo de ajustes a partir da placa de assento: 245 - 315 mm | ◆ |
| JCF2181 | Apoios de Braço Destacáveis, reguláveis em altura (mais altos) | Intervalo de ajustes a partir da placa de assento: 295 - 365 mm | ○ |
| JCF2198 | Ap Braço almofadados com almofada lateral no protetor de roupa | NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2199 | 177,06 € |
| JCF2183 | Apoios de braços Inrigged (reduz a largura de assento 2,5cm cada lado) | | 88,53 € |
| JCF2190 | Sem apoios de braço | | ○ |
| ALMOFADAS PARA APOIOS DE BRAÇO (Par) | | | |
| JCF2195 | ◆ Almofada standard, curta 325mm | NC 2198, (2132+1404/1405) | ◆ |
| JCF2196 | Almofada standard, longa 375mm | NC 2132, 2198 | ○ |
| JCF2197 | Almofada longa Ergonómica 397mm | NC 2132, 2198, 2230, 2247 | 147,54 € |
| JCF2199 | Almofada soft, com revestimento tecido preto TR26 | A ser montado no lado oposto do comando | NC 2198 177,06 € |
| APOIOS DE PESCOÇO/CABEÇA | | | |
| JCF1350 | Apoio de pescoço regulável em profundidade | NC 2230, 2247 | 212,47 € |
| JCF1432 | Apoio de cabeça envolvente com abas laterais, ajustável bilateralmente | NC 2230, 2247 | 230,16 € |
| JCF1427 | Apoio de cabeça envolvente, c/ apoio das maçãs do rosto, ajustável bilateralmente | NC 2230, 2247 | 247,88 € |
| JCF2324 | Apoio de cabeça Elan Eclipse, almofada conforto sup occipital 25.5cm com capa standard e hardware de montagem | NC 2230, 2247 | 377,72 € |
| JCF2325 | Apoio de cabeça Elan occipital e sub-occipital, almofada 23x18cm com capa standard e hardware de montagem | NC 2230, 2247 | 383,61 € |
| JCF2327 | Apoio de cabeça Elan 4 pontos, almofada 28x25.5cm com capa standard e hardware de montagem | NC 2230, 2247 | 531,17 € |
| JCF1495 | Sem apoio de cabeça - Sem hardware de montagem - Apenas com esticador/ barra de empurrar dia. 22mm (apenas em conjunto com assento telescópico) | | ○ |
| BASCULAÇÃO DE ASSENTO | | | |
| JCF1091 | ◆ Basculação manual | 0 - 15° | NC 1401 ◆ |
| JCF1092 | Basculação Eléctrica | 0 - 20° | NC 1401 672,80 € |



2171



15

16



2191



2198



2195

2196

2197



2324



2325



2327

| Código | Descrição | COMENTÁRIOS | P.R.P. € | | |
|--|-----------|--|--|---------------------------|----------|
| ALTURA ASSENTO-CHÃO | | | | | |
| Medida sem almofada de assento e a 0º | | | | | |
| JCF2857 | | Altura de assento 435 mm | ○ | | |
| JCF2858 | ◆ | Altura de assento 460 mm | ◆ | | |
| JCF2859 | | Altura de assento 485 mm | ○ | | |
| RECLINAÇÃO DO ENCOSTO | | | | | |
| JCF0975 | ◆ | Reclinação Manual (ajustável em incrementos de 3,75º) | 90° - 120° | ◆ | |
| UNIDADE DE ASSENTO MODULITE TELESCÓPICA | | | | | |
| TIPO DE PLATAFORMA DE ASSENTO | | | | | |
| JCF2111 | | Plataforma TELESCÓPICA, com calhas laterais e placa de assento rígida; Largura: ajustável de 380mm a 530mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm. | 584,27 € | | |
| JCF2112 | | Plataforma TELESCÓPICA, com calhas laterais e faixas reguláveis em tensão; Largura: ajustável de 380mm a 530mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm. | 584,27 € | | |
| LARGURA DE ASSENTO +50mm através dos apoios de braços | | | | | |
| JCF2121 | | 380 mm (Pode ser reduzido a 33cm c/ apoios de braço inrigged) | NC 2701, 2703, 2705, (0977 +2285 /2283/2287) | ○ | |
| JCF2122 | ◆ | 430 mm | NC 2701, 2703, 2705, | ◆ | |
| JCF2123 | | 480 mm | NC 2702, 2704, 2706 | ○ | |
| JCF2124 | | 530 mm | NC 2174, 2175, 2176, 2178, 2143, 2702, 2704, 2706, (2192 /2194+2172/2173), (2132+2147), 2106 | ○ | |
| KIT BODYFIT | | | | | |
| JCF2106 | | Kit Bodyfit (para combinação com sistema de posicionamento para redução das forças de fricção e cisalhamento) | Aumenta a largura dos tubos do encosto em + 2,54cm de cada lado | NC 2124, 2192, 2194, 2171 | 177,06 € |
| PROFUNDIDADE DE ASSENTO Ajustável na calha de assento | | | | | |
| JCF2132 | | 410 mm | NC 2196, 2197, 2198, (2191 / 181/ 2183+2113), (2124+2147), (2195+ 1404/ 1405), (2184/ 2185/ 2186/ 2187/ 2188/ 2189+ 0556), (2191/ 2181/ 2192/ 2194+ 2184/ 2185/ 21 86/ 2187/ 2188/ 2189+ 2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 | ○ | |
| JCF2134 | ◆ | 460 mm | NC (2191/ 2181/ 2192/ 2194+ 2184/ 2185/ 2186 /2187 /2188 / 2189 + 0556); (2191/ 2181/ 2192/ 2194+ 2184/ 2185/ 2186/ 2187/ 2188/ 2189+ 2253) | ◆ | |
| JCF2136 | | 510 mm | NC 2143, (2191 / 2181/ 2192/ 2194+ 2184 /2185/ 2186/2187/ 2188/ 2189+ 0556) | ○ | |
| ALMOFADA DE ASSENTO Tamanhos de acordo com a unidade de assento | | | | | |
| JCF2142 | ◆ | Almofada Matrx Flo-tech Lite (alt. 75mm, até 127kg). | Para largura 530mm é fornecida almofada Flo-tech Contour | ◆ | |
| JCF2143 | | Almofada Matrx Flo-tech Contour Visco NG | NC 2136, 2124 | 157,59 € | |
| JCF2147 | | Almofada Matrx Libra, 90 mm espessura, Standard (peso max 136kg); HD (peso max 227kg) | Tempo de entrega: + 4 dias | NC (2124+2132) | 462,16 € |
| JCF2140 | | Sem almofada de assento | | ○ | |
| TUBOS DE ENCOSTO Inclui punhos | | | | | |
| JCF2163 | ◆ | Encosto Curto - Altura 480 mm (medido desde a plataforma de assento até ao topo do estofo) | Para encosto regulavel em tensão/ encostos Matrx. Sistema de Ajuste de Largura | NC 2172, 2173 | ◆ |



1092/1095



2111




2112



| Código | Descrição | COMENTÁRIOS | P.R.P. € |
|---|--|--|--|
| JCF2162 | Encosto Longo - Altura 540 mm (medido desde a plataforma de assento até ao topo do estofo) | Para encostos Flex 3 / regulável em tensão/ encostos Matrx, Sistema de Ajuste de Largura | ○ |
| SEM PUNHOS PARA TUBOS DE ENCOSTO | | | |
| JCF2108 | Sem Punho para Tubos de Encosto | NC 1378, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292 | ○ |
| TIPO DE ENCOSTO | | | |
| JCF2171 | ◆ Encosto regulável em tensão, com tela de encosto bi-material, com bolsa | Para encosto Curto: 7 faixas ajustáveis em tensão Para encosto Longo: 8 faixas ajustáveis em tensão | ◆ NC 2152, 1445, 1496, 2155, 2230, 2247, 2106, (2273+1093/1094) |
| JCF2179 | Flex3 Regulável em tensão (em combinação com prof assento mais larga, vai ser reduzido 100mm) | Medida do Encosto (desde a plataforma de assento até ao topo do estofo) 54cm | NC 2128, 2151, 2192, 2193, 2194, 2199, 2155, 2230, 2247 330,50 € |
| JCF2173 | Encosto FLEX 3 LAGUNA, ajustável em largura e altura (h=560 a 790mm) com almofada Laguna | | NC 2163, 2128, (2124+2192/2194) 330,50 € |
| JCF2174 | Encosto Matrx Posture Back, altura 400mm (inc. hardware fixação) [Tecido Mesh] | | NC 1445, 1496, 2124 790,84 € |
| JCF2175 | Encosto Matrx Posture Back, altura 500mm (inc. hardware fixação) [Tecido Mesh] | | NC 1445, 1496, 2124 790,84 € |
| JCF2176 | Encosto Matrx Elite E2 Plano, altura 500 mm (inc. hardware fixação) [Tecido Mesh] | | NC 1445, 1496, 2124 752,89 € |
| JCF2178 | Encosto Matrx Elite E2 profundo, altura 500 mm (inc. hardware fixação) [tecido Mesh] | | NC 1445, 1496, 2124 810,80 € |
| JCF2168 | Encosto Matrx MAC | Selecionar abaixo altura, ajuste da largura e contorno lateral | 663,00 € |
| JCF2169 | Encosto Matrx MAC HUG com Stamina Fiber | Selecionar abaixo altura, ajuste da largura e contorno lateral | 708,90 € |
| JCF2170 | Sem estofo de encosto - apenas os tubos | NC 1445, 1496, 2230, 2247 | s/c |
| ALTURA ENCOSTO MAC | | | |
| JCF2380 | 40.5cm | | ○ |
| JCF2381 | 45.5cm | | ○ |
| JCF2382 | 50.5cm | | ○ |
| JCF2383 | 56cm | | ○ |
| CONTORNO LATERAL ESQUERDO MAC | | | |
| JCF2385 | 9cm | | 117,30 € |
| JCF2386 | 15cm | | 142,80 € |
| JCF2387 | 23cm | | 173,40 € |
| CONTORNO LATERAL DIREITO MAC | | | |
| JCF2389 | 9cm | | 117,30 € |
| JCF2390 | 15cm | | 142,80 € |
| JCF2391 | 23cm | | 173,40 € |
| LARGURA MAC | | | |
| JCF2394 | encosto igual à largura assento | | ○ |
| JCF2395 | +2,5cm que a largura assento | | ○ |
| COR DO ESTOFO DE ENCOSTO | | | |
| JCF2151 | ◆ Preto - Nylon | NC 2179 | ◆ |
| JCF2152 | Estofa de Encosto tecido Negro TR26 | NC 2171 | ○ |
| JCF2155 | Preto Spacer | NC 2171, 2179 | ○ |
| APOIOS DE BRAÇO (par) | | | |
| JCF2191 | ◆ Apoios de Braço Destacáveis, reguláveis em altura 245-315mm, prof. e remov | NC (2132+2113); (2134/2136+sup anca+0556); (2132/ 2134+ 2184/ 2185/ 2186/ 2187/ 2188/ 2189+ 2253) | ◆ |



2162/2163




2173



2174/2175



| Código | Descrição | COMENTÁRIOS | P.R.P. € |
|--|---|--|----------|
| JCF2181 | Apoios de Braço Destacáveis, reguláveis em altura 295-365mm (mais altos) | NC (2132+2113); (2134/2136+sup anca+0556); (2132/ 2134+ 2184/ 2185/ 2186/ 2187/ 2188/ 2189+ 2253) | ○ |
| JCF2198 | Ap Braço almofadados com almofada lateral no protetor de roupa | NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2199 | 177,06 € |
| JCF2183 | Apoios de braços Inrigged (reduz a largura de assento 2,5cm cada lado) | NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113) | 88,53 € |
| JCF2193 | Apoios de braços rebatíveis (peso utilizador max. 150 kg) | NC 1445, 2179 | 230,16 € |
| JCF2192 | Apoios de braços rebat., deslizante, com ponto estabilização na calha de assento (alt. Ajust. 230 - 300 mm) | NC 1445, 2179, 2106, (2134/2136+sup anca+0556), (2124+ 2172/ 2173); (2132/ 2134+2184/ 2185/ 2186/ 2187/ 2188/ 2189+2253) | 295,10 € |
| JCF2194 | Apoios de braços rebat., deslizante, com ponto estabilização na calha de assento (alt. Ajust. 300 - 360 mm) | NC 1445, 2179, 2106, (2134/2136+sup anca+0556), (2124+2172/2173); (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253) | 295,10 € |
| JCF2190 | Sem apoio de braços | | ○ |
| ALMOFADAS PARA APOIOS DE BRAÇO (Par) | | | |
| JCF2195 | ◆ Almofada standard, curta 325mm | NC 2198, (2132 + 1404/ 1405) | ◆ |
| JCF2196 | Almofada standard, longa 375mm | NC 2132, 2198 | ○ |
| JCF2197 | Almofada longa Ergonómica 397mm | NC 2132, 2198, 2230, 2247 | 147,54 € |
| JCF2199 | Almofada suave | A ser montado no lado oposto do comando NC 2198, 2179 | 177,06 € |
| SUPORTES DE ANCA ESQ. Apenas para apoio de braços Destacáveis, Rebatíveis e Rebatíveis deslizantes | | | |
| JCF2184 | Suporte de Anca esq. 140x100mm | NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253) | 247,88 € |
| JCF2186 | Suporte de Anca esq. 230x100mm | NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253) | 247,88 € |
| JCF2188 | Suporte de Anca esq. 330x100mm | NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253) | 247,88 € |
| SUPORTES DE ANCA DT. Apenas para apoio de braços Destacáveis, Rebatíveis e Rebatíveis deslizantes | | | |
| JCF2185 | Suporte de Anca dto. 140x100mm | NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253) | 247,88 € |
| JCF2187 | Suporte de Anca dto. 230x100mm | NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253) | 247,88 € |
| JCF2189 | Suporte de Anca dto. 330x100mm | NC 2198, 2183, (2132+0556), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556); (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253) | 247,88 € |



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

| Código | Descrição | COMENTÁRIOS | P.R.P. € |
|--|---|---|--|
| HARDWARE PARA MONTAGEM DOS SUPORTES DE ANCA | | | |
| JCF2164 | Montagem para ajuste em altura 155mm | | ○ |
| JCF2165 | Montagem para ajuste em altura 206mm | | ◆ |
| APOIOS DE PESCOÇO/CABEÇA | | | |
| JCF1350 | Apoio de pescoço regulável em profundidade | NC 2230, 2247 | 212,47 € |
| JCF1432 | Apoio de cabeça envolvente com abas laterais, ajustável bilateralmente | NC 2230, 2247 | 230,16 € |
| JCF1427 | Apoio de cabeça envolvente, c/ apoio das maçãs do rosto, ajustável bilateralmente | NC 2230, 2247 | 247,88 € |
| JCF2324 | Apoio de cabeça Elan Elipse, almofada conforto sup occipital 25.5cm com capa standard e hardware de montagem | NC 2230, 2247 | 377,72 € |
| JCF2325 | Apoio de cabeça Elan occipital e sub-occipital, almofada 23x18cm com capa standard e hardware de montagem | NC 2230, 2247 | 383,61 € |
| JCF2327 | Apoio de cabeça Elan 4 pontos, almofada 28x25.5cm com capa standard e hardware de montagem | NC 2230, 2247 | 531,17 € |
| JCF1496 | Sem Apoio de cabeça - Apenas perfil para Flex 3 encosto rígido | NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2178 | 137,89 € |
| JCF1495 | Sem hardware de montagem - Apenas com esticador/ barra de empurrar dia. 22mm (apenas em conjunto com assento telescópico) | | ○ |
| APOIOS LATERAIS DE TRONCO (APENAS COMPATIVEL COM ENCOSTO FLEX 3 LAGUNA) | | | |
| JCF1445 | Apoios laterais de tronco c/ braço longo (par), almofada multi ajustável | NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2178, 2192, 2193, 2194 | 230,16 € |
| BASCULAÇÃO DE ASSENTO | | | |
| JCF1091 | ◆ Basculação manual | 0° - 15° | NC 1401, 2054 |
| JCF1092 | Basculação Eléctrica | 0 - 20° | NC 1401, 2054 |
| JCF1093 | Basculação eléctrica c/ compensação COG | 0 - 30° | NC 1401 (2171/0975+2273) |
| JCF1094 | Elevação de assento (300mm) c/ Basculação Eléctrica c/ compensação COG | 0°-30° | NC 1494, (2054+0556/0589), 2220, (2171/0975+2273) |
| JCF2052 | Basculação eléctrica c/ compensação COG | 0 - 50° | NC: 1401, 2201, 2171 |
| JCF2053 | Elevação de assento (300mm) c/ Basculação Eléctrica c/ compensação COG | 0°-45° | NC: 1494, 2201, 2220, 1910, 1912, 2171 |
| ALTURA ASSENTO-CHÃO | | | |
| Medida sem almofada de assento e a 0° | | | |
| JCF2857 | Altura de assento 435 mm | | ○ |
| JCF2858 | ◆ Altura de assento 460 mm | NC 2054 | ◆ |
| JCF2859 | Altura de assento 485 mm | NC 2054 | ○ |
| OPÇÃO DE BASCULAÇÃO DE ASSENTO (apenas se seleccionou as opções 1093 ou 1094) | | | |
| JBX2054 | Basculação anterior fixa 5° - reduz basculação posterior em 5° | NC 1091, 1092, 2858, 2859, (1094+0556/0589) | 325,69 € |
| RECLINAÇÃO DO ENCOSTO | | | |
| JCF0975 | ◆ Reclinação Manual | 90° - 120° | NC (1093/1094+2273) |
| JCF0977 | Reclinação Eléctrica | 30° | NC (2121 +2285/ 2283/ 2287) |
| APOIOS DE PERNAS E PÉS | | | |
| APOIO DE PERNAS CENTRAL (inclui almofada suporte gêmeos e patim ajust. em angulo) | | | |
| JCF0556 | Montagem central, ângulo ajustável 280 - 385mm comprimento | NC 2105, (2132+ 2184/ 2185/ 2186/ 2187/ 2188/2189), (1094+ 2054), (2134/ 2136+ 2191/ 2181/ 2192/ 2194+ 2184/ 2185/2186/ 2187/ 2188/ 2189), 0517, 1244 | 885,27 € |
| JCF0589 | Apoio de pernas central LNX com reclinação elétrica com sistema de compensação de comprimento 340-410mm | (apenas possível com base larga) | NC 2105, (1094+2054), 1244, (2810 + 0835/0836/0838), (2810+1416) |
| JCF2855 | Sem apoio de pernas | | ○ |
| PATIM /PLATAFORMA DE APOIO DE PÉS | | | |



2324



2325



2327



1445



1093

1094



0975



0977



| Código | Descrição | COMENTÁRIOS | P.R.P. € |
|---|---|---|------------|
| JCF2365 | Patins ajustável em ângulo e largura, tamanho S (127 largura x 190 mm comprimento) | | ○ |
| JCF0559 | Patins ajustável em ângulo e largura, tamanho M (140 largura x 240 mm comprimento) | | ○ |
| JCF0516 | Patins ajustável em ângulo e largura, tamanho L (150 largura x 290 mm profundidade) | | ○ |
| JCF0517 | Plataforma única de apoio de pés, ajustável em ângulo, tamanho M (305 largura x 275 mm comprimento) | NC 0556 | ○ |
| APOIO DE PERNAS SEPARADOS (PAR) | | | |
| JCF0526 | Standard 80° | Ajuste comprimento perna: 350 - 450 mm NC 0504 | ○ |
| JCF0503 | ◆ Apoio de pernas Vari F, ajustável em ângulo com ferramentas 0-70° | Ajuste comprimento perna: 290 - 460 mm | ◆ |
| JCF0533 | Apoio de pernas Vari A, ajustável em ângulo com manipulador 0-70° - inclui sup. gêmeos | Ajuste comprimento perna: 290 - 460 mm NC 0512 | 295,10 € |
| JCF0531 | Apoio de pernas elevatório eléctrico ADE 0°-80° | Ajuste comprimento perna: 290 - 460 mm NC 0512 | 885,27 € |
| JCF0501 | Sem apoios de pernas | NC 0512, 0504, 0513 | ○ |
| TIPO DE PATIM (par) | | | |
| JCF0512 | ◆ Patins Fixos | NC 0501, 0533, 0531 | ◆ |
| JCF0504 | Patins reguláveis em ângulo | NC 0501, 0526 | 118,03 € |
| JCF0513 | Patins reguláveis em ângulo e profundidade | NC 0501 | 177,06 € |
| TIPO DE COMANDO E ELETRÓNICA LINX | | | |
| COMANDO LINX + TIPO DE SUPORTE | | | |
| JCF2203 | ◆ Comando LiNX - DLX-REM211: 3 perfis de condução e funções elétricas | NC 1437, 2231, 2232, 2233, 2230, 2247, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2258, 1908, 1909 | ◆ |
| JCF2204 | Comando LiNX - DLX-REM216: 3 perfis de condução, funções elétricas e Kit de Luzes (apenas possível de selecionar em combinação c/ ASA1437) | NC 2231, 2232, 2233, 2230, 2247, 2240, 2243, 2271, 2255, 2256, 2270, 2272, 2258 | ○ |
| JCF2205 | Comando LiNX Rehab DLXREM400 com ecrã touch e joystick std, bluetooth integrado e entradas jack p/ switch | NC 2220 | 932,48 € |
| JCF2206 | Comando LiNX Rehab DLXREM500 com ecrã touch sem joystick - display de suporte a comandos especiais (bluetooth integrado e entradas jack p/ switch | NC 1709, 1710, 2220, 2270 | 1.534,46 € |
| OPÇÃO DE SWITCH LATERAL PARA COMANDO REM 400 | | | |
| JCF2270 | 2 Switch laterais para facilitar acesso a on/off e regulação de velocidade | NC 2203, 2204, 2206 | 141,64 € |
| COMANDO PRIMÁRIO E POSIÇÃO DE MONTAGEM | | | |
| JCF1207 | Suporte standard montado direita | NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 1404 | ○ |
| JCF1208 | Suporte standard montado esquerda | NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 1405 | ○ |
| JCF1707 | ◆ Rebatível dta. | NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 1404 | ◆ |
| JCF1708 | Rebatível esq. | NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 1405 | ○ |
| JCF1709 | Suporte Maxx Resolve, rebatível interior/ exterior, regulável em tensão, direita | NC: 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 1404 | 357,00 € |
| JCF1710 | Suporte Maxx Resolve, rebatível interior/ exterior, regulável em tensão, esquerda | NC: 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 1405 | 357,00 € |
| JCF2209 | Multiajustável, rebatível à direita (apenas para REM500) | NC 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 1415, 2217, 1404 | ○ |
| JCF2210 | Multiajustável, rebatível à esquerda (apenas para REM500) | NC 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 1339, 2218, 1405 | ○ |
| JCF2213 | Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à dta | NC 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 1415, 2217, 1404, 1405 | 708,21 € |
| JCF2214 | Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à esq. | NC 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 1339, 2218, 1404, 1405 | 708,21 € |



LiNX



| Código | Descrição | COMENTÁRIOS | P.R.P. € |
|--|--|---|--------------|
| JCF2227 | Suporte dto., montado para o acompanhante | NC 2206, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312 | 141,64 € |
| JCF2228 | Suporte esq., montado para o acompanhante | NC 2206, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363 | 141,64 € |
| JBX2239 | Montagem individual, por pedido (Especial) | Requer informação adicional | sob consulta |
| COMANDO DUPLO LINX + TIPO DE SUPORTE | | | |
| JCF2220 | Comando duplo LiNX (DLXREM050 como comando secundário) | NC 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, (220 1+ 1283/ 1223/ 1224), 2227, 2228 | 873,46 € |
| JCF2219 | Comando compacto na posição de acompanhante (DLXACU200) | NC 2108, 1221, 1222, 2227, 2228 | 873,46 € |
| JCF2245 | Comando duplo Invacare LiNX IDC (COMANDO INTUITIVO) | NC 2108, 2259, 2260 | 1.652,49 € |
| JCF2259 | Suporte fixo à Direita, para posição de acompanhante | NC 2291, 2245, 1312 | ○ |
| JCF2260 | Suporte fixo à esquerda, para posição de acompanhante | NC 2292, 2245, 1363 | ○ |
| JCF1221 | Suporte destacável à direita, para posição de acompanhante | NC 2291, 2220, 2219, 2227, 1312 | 141,64 € |
| JCF1222 | Suporte destacável à esquerda, para posição de acompanhante | NC 2292, 2220, 2219, 2228, 1363 | 141,64 € |
| LINX - COMANDOS COMPACTOS & SUPORTES (Requer o REM400/500 como comando principal) | | | |
| JCF2231 | Comando compacto proporcional DLXCR400 (força deflexão 192g) | NC 2203, 2204 | 743,62 € |
| JCF2232 | Comando compacto proporcional joystick baixa força DLX-CR400LF (força deflexão 112g) | NC 2203, 2204 | 826,24 € |
| JCF2207 | Montagem à dta. | NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404 | ○ |
| JCF2208 | Montagem à esq. | NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405 | ○ |
| JCF2265 | Montagem Central, rebatível para a direita | NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415 | 708,21 € |
| JCF2266 | Montagem Central, rebatível para a esquerda | NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 | 708,21 € |
| JBX2215 | Montagem individual, por pedido (Especial) | Requer informação adicional | sob consulta |
| COMANDOS ALTERNATIVOS | | | |
| COMANDO DE CABEÇA (Requer o comando REM400 ou 500 como comando principal) | | | |
| JCF2230 | Comando de cabeça com sensores de proximidade (ATOM, ASL104) com abas laterais ajustáveis | NC 2203, 2204, 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427 | 5.606,66 € |
| JCF2247 | Comando de cabeça com sensores de proximidade (PROTON, ASL104P) com varetas laterais multiajustáveis | NC 2203, 2204, 2233, 2092, 2324, 2325, 2327, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427 | 6.609,96 € |
| ACESSÓRIOS WIRELESS PARA ATOM | | | |
| JCF2249 | Recetor Switch triplo wireless(ASL557-3) | | 531,17 € |
| JCF2250 | Emulador de Rato wireless (ASL558) | | 1.062,31 € |
| LINX - COMANDOS PROPORCIONAIS COM TPI E BRACKETS (Requer o REM400/500 como comando principal) | | | |
| JCF2233 | Comando Mini Proporcional MEC (MEC ASL130) | NC 2203, 2204, 2230, 2247, 2128 | 4.131,22 € |
| JCF2240 | Comando Proportional Heavy Duty com mode switch (ASL133) | NC 2203, 2204, 2230, 2247, 2128 | 3.865,64 € |
| JCF2285 | Tabuleiro montado à dta (ASL603, 10x15cm) | NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977) | 295,10 € |
| JCF2286 | Tabuleiro montado à esq (ASL603, 10x15cm) | NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 | 295,10 € |
| JCF2283 | Montagem central, rebatível p/ dta na linha média | NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977) | 708,21 € |
| JCF2284 | Montagem central, rebatível p/ esq na linha média | NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 | 708,21 € |
| JCF2287 | Montagem central, rebatível para a dta na linha média (incl tabuleiro ASL603, 10x15cm) | NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415, (2121+0977) | 1.062,31 € |
| JCF2288 | Montagem central, rebatível para a esq na linha média (incl tabuleiro ASL603, 10x15cm) | NC 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339 | 1.062,31 € |




2219




2245



2231
2232



2230



2247



2233

| Código | Descrição | COMENTÁRIOS | P.R.P. € |
|--|--|---|----------|
| JBX2289 | Montagem individual, por pedido (Especial) | Requer informação adicional | |
| COMANDO ALTERNATIVO PARA REGULAR FUNÇÕES DE ASSENTO | | | |
| LINX CAIXA DE FUNÇÕES 10 BOTÕES | | | |
| JCF2251 | Caixa de dez botões/switch DLX-SW10-A p/ acesso a funções elect assento | | 607,88 € |
| JCF2217 | Suporte dto., montado para o utilizador | NC 1415, 2207, 2287, 2283, 2295, 2213, 2209, 2265, 1404 | ○ |
| JCF2218 | Suporte esq., montado para o utilizador | NC 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2214, 2210, 2266, 1405 | ○ |
| JCF2291 | Suporte dto., montado para o acompanhante | NC 2128, 2259, 1221, 2108 | ○ |
| JCF2292 | Suporte esq., montado para o acompanhante | NC 2128, 2260, 1222, 2108 | ○ |
| ACESSÓRIOS LINX | | | |
| CARREGADOR USB | | | |
| JCF2253 | Carregador 2 entradas USB Charger DLXUSB02-A | NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2132/2134+2191/2181/2152+2184/2185/2186/2187/2188/2189) | 212,47 € |
| JCF2281 | Montagem à dta. | | ○ |
| JCF2282 | Montagem à esq. | | ○ |
| COMANDO STOP | | | |
| JCF2258 | Comando Remoto para paragem de emergência (ASL504) | NC 2203, 2204 | 371,81 € |
| MÓDULO INPUT200 | | | |
| JCF2273 | Módulo IN200 (fornecido com entrada Jack para switch ON/OFF + entrada DB9 para controlo input) | NC (1093/ 1094+ 2171/ 0975), 2220 | 619,69 € |
| OUTROS COMPONENTES/ACESSÓRIOS LINX | | | |
| JCF2300 | A serem fornecidos em conjunto com a Cadeira (sem instalação) | | ◆ |
| JBX2301 | A serem fornecidos instalados e programados na cadeira (Obrigatório considerar Especial e registar parametros a programar) | | |
| CONECTORES SWITCH (BUDDY BUTTON) | | | |
| JCF1685 | Vermelho | | 118,03 € |
| JCF1686 | Amarelo | | 118,03 € |
| JCF1687 | Verde | | 118,03 € |
| JCF1690 | Azul | | 118,03 € |
| EGG SWITCH | | | |
| JCF2254 | Egg switch, preto | | 177,06 € |
| CONECTORES SWITCH MINI (BOTÕES PIKO) | | | |
| JCF1711 | Vermelho | | 129,85 € |
| JCF1712 | Amarelo | | 129,85 € |
| JCF1713 | Verde | | 129,85 € |
| JCF1714 | Laranja | | 129,85 € |
| JCF1715 | Azul | | 129,85 € |
| JCF1716 | Preto | | 129,85 € |
| MANÍPULOS DE JOYSTICK BODYPOINT | | | |
| JCF2721 | Manípulo de condução 3" em forma de U, Bodypoint PC101A | | 118,03 € |
| JCF2722 | Manípulo de condução 4" em forma de U, Bodypoint PC102A | | 118,03 € |
| JCF2723 | Manípulo de condução, arco palmar, Bodypoint PC107A | | 118,03 € |
| JCF2724 | Manípulo de condução, forma de cogumelo, para comandos com pino 4.8mm (3/16"), Bodypoint PC110A | | 147,54 € |
| ADAPTADOR SWITCH | | | |
| JCF1681 | Adaptador Switch 5:1 | | 365,91 € |
| DETALHES DA UNIDADE DE TRAÇÃO | | | |
| COR CHASSIS | | | |
| JCF2871 | Preto | | ○ |
| JCF2872 | Cinzento | | ○ |
| JCF2873 | Vermelho | | ○ |
| JCF2874 | ◆ Azul Mercúrio | | ◆ |
| JCF2875 | Lilás | | ○ |



2251



2253



2273



2721
2722



2723



2724



2871



2872



2873



2874



2875

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

| Código | Descrição | COMENTÁRIOS | P.R.P. € |
|--|--|--|---------------------|
| JBX0299 | Premium - Escolher Cor ref RAL (inclui tampas do Encosto Modulite pintadas na mesma cor) | ref RAL a ser mencionada no pedido especial Tempo de entrega: + 15 dias | 442,63 € |
| COR JANTES | | | |
| JCF2882 | Preto | | ○ |
| JCF2883 | Cinzento | | ○ |
| JCF2884 | Vermelho | | ○ |
| JCF2885 | ◆ Azul Mercúrio | | ◆ |
| JCF2886 | Lilás | | ○ |
| JBX2887 | Premium - Escolher Cor ref RAL | ref RAL a ser mencionada no pedido especial Tempo de entrega: + 15 dias | 105,06 € |
| FORQUETA | | | |
| JCF2631 | Forqueta única | NC (1490+1416) | 177,06 € |
| JCF2632 | ◆ Forqueta dupla | Com base larga aumenta largura total para 656 mm | ◆ |
| RODAS DIANTEIRAS | | | |
| JCF0835 | ◆ 9" (225 mm) x 2.80 (70 mm), pneumáticas, pretas | NC (2810+0589) | ◆ |
| JCF0836 | 9" (225 mm) x 2.80 (70 mm), maciças, duas densidades de espuma, pretas | NC (2810+0589) | ○ |
| JCF0838 | 9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) com injeção de gel anti-furo, pretas | NC (2810+0589) | ○ |
| BLOQUEIO DAS RODAS DIANTEIRAS | | | |
| JCF1490 | Bloqueio das rodas dianteiras (sistema manual ativado junto da forqueta) | NC (2631+1416) | 165,25 € |
| RODAS TRASEIRAS | | | |
| JCF0704 | ◆ 14" (355 mm) x 3" (75 mm), pneumáticas, pretas | | ◆ |
| JCF0705 | 14" (355 mm) x 3" (75 mm), maciças, espuma dupla densidade, pretas | | ○ |
| JCF0706 | 14" (355 mm) x 3" (75 mm), com injeção de gel anti-furo, pretas | | ○ |
| SUSPENSÃO CTC | | | |
| JCF2870 | ◆ Suspensão CTC Controlo-tração-conforto | | ◆ |
| SUSPENSÃO PERSONALIZADA PARA RX40 | | | |
| JCF1910 | Suspensão Soft (sugerido para utilizadores até 70 kg) | | ○ |
| JCF1912 | Suspensão Medium (sugerido para utilizadores até 90 kg) | | ○ |
| JCF1911 | ◆ Suspensão Firm (sugerido para utilizadores até 110 kg) | | ◆ |
| JCF1915 | Suspensão Hard (sugerido para utilizadores até 136 kg) | | ○ |
| OPÇÕES DE VELOCIDADE MÁXIMA | | | |
| JCF1294 | Definição para interior, velocidade reduzida para 3km/h | NC 1244 | ○ |
| JCF1282 | 6 km/h | | ○ |
| JCF1283 | ◆ 10 km/h | | ◆ |
| JCF1224 | 12 km/h Velocidade ultra | | 295,10 € |
| BATERIA | | | |
| JCF1260 | ◆ 73,5 Ah Gel | NC 1223 | ◆ |
| JCF1392 | Sem baterias | NC 1223 | ○ |
| G-TRAC | | | |
| JCF1215 | Módulo G-Trac | | 737,73 € |
| CARREGADOR | | | |
| JCF1481 | Sem carregador | | ○ |
| JCF1343 | ◆ Carregador Opti Charge 8A (IP44) | | ◆ |
| JCF1313 | Carregador Opti Charge 10A (IP44) | | 413,13 € |
| RODAS ANTI-VOLTEIO | | | |
| JCF1205 | ◆ Rodas anti-volteio | | ◆ |
| LUZES | | | |
| JCF1437 | Luzes LED com piscas | AXENDO 30 Lux | NC 2203, 1908, 1909 |
| JCF1254 | ◆ Sem sistema de luzes | | NC 1908, 1909 |
| TREPA-PASSEIOS | | | |
| JCF1244 | Trepa-passeios | Com posição de desbloqueio | NC 0556, 0589, 1294 |



1244

| Código | Descrição | COMENTÁRIOS | P.R.P. € | | |
|---|-----------|---|--|---|----------|
| KIT DE TRANSPORTE | | | | | |
| JCF1493 | ◆ | 4-Pontos (para transportar a cadeira sem utilizador) | NC 2894 | ◆ | |
| JCF1494 | | 4-Pontos (para transportar utilizador sentado na cadeira, de acordo ISO 7176-19:2001; Obrigatório Apoio de cabeça) | NC 1094 | ○ | |
| JCF1401 | | 6-Pontos (testado para usar a cadeira como assento do veículo, de acordo ISO 7176-19; Obrigatório Apoio de cabeça) para variantes com elevação e basculação | NC 2105, 1091, 1092, 1093 | ○ | |
| PONTOS DE FIXAÇÃO | | | | | |
| JCF2894 | | Pontos de fixação frontais facilmente acessíveis, com 4 ou 6 pontos adicionais | NC 1493 | 224,27 € | |
| CINTO PÉLVICO | | | | | |
| JCF1329 | | Cinto pélvico com auto-lock (montagem std) | | 56,21 € | |
| JCF2113 | | Cinto pélvico com auto-lock (montagem na placa de assento Modulite telescópica) | NC 2105, (2132+2191/2183/2181) | 56,21 € | |
| JCF2701 | | Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo rehab latch e ajuste central, tam L (comprimento da faixa 620 mm) | NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253 | 147,54 € | |
| JCF2702 | | Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo rehab latch e ajuste central, tam M (comprimento da faixa 460 mm) | NC 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253 | 147,54 € | |
| JCF2703 | | Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Buttom, ajuste central, tam L (comp. faixa 620 mm) | NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253 | 129,85 € | |
| JCF2704 | | Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Buttom, ajuste central, tam M (comp faixa 460 mm) | NC 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253 | 129,85 € | |
| JCF2705 | | Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam L (comp faixa 620 mm) | NC 2105, 2121, 2122, 2132, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253 | 106,23 € | |
| JCF2706 | | Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam M (comp faixa 460 mm) | NC 2105, 2123, 2124, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2253 | 106,23 € | |
| ESPELHO RETROVISOR | | | | | |
| JCF1415 | | Retrovisor direito | NC 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2283, 2287 | 70,82 € | |
| JCF1339 | | Retrovisor esquerdo | NC 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2284, 2288 | 70,82 € | |
| ACESSÓRIOS | | | | | |
| JCF2128 | | Ganchos para suporte da mochila | Peso máx de 6 kg | NC 2105, 2172, 2173, 2227, 2228, 2233, 2240, 2291, 2292 | 118,03 € |
| SUPORTE PARA CANADIANAS (em combinação com comando de acompanhante, montagem terá de ser do lado oposto) | | | | | |
| JCF1312 | | Suporte à direita | NC 2227, 2259, 1221 | 70,82 € | |
| JCF1363 | | Suporte à esquerda | NC 2228, 2260, 1222 | 70,82 € | |
| GUARDA-LAMAS RODAS DIANTEIRAS (preto) | | | | | |
| JCF1416 | | Guarda-lamas para rodas dianteiras | NC (2631+1490), (2810+0589) | 70,82 € | |
| GUARDA-LAMAS RODAS TRASEIRAS (preto) | | | | | |
| JCF1417 | ◆ | Guarda-lamas para rodas traseiras | | ◆ | |
| MESA/TABULEIRO | | | | | |
| JCF1404 | | Rebatível à direita | NC 1207, 1707, 2209, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, (2132+2195), 2213, 2214, 2217 | 295,10 € | |
| JCF1405 | | Rebatível à esquerda | NC 1208, 1708, 2210, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, (2132+2195), 2213, 2214, 2218 | 295,10 € | |



1329



2701, 2702



2703, 2704



2705, 2706



2128

