

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de janeiro de 2023, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Stream

LiNX



Código ISO 122306

Cadeira de rodas elétrica com tração traseira, suspensão traseira com sistema de molas para uso exterior/interior, unidade de assento rígida, largura ajustável 430-490mm e profundidade ajustável 410/460/510mm; almofada de espuma standard largura 430mm; encosto em nylon almofadado, ajustável em tensão, altura 480mm, apoios de pés 80° individuais rebatíveis, destacáveis e ajustáveis em altura, apoios de braços destacáveis e ajustáveis em altura, com comando à direita com eletrónica LiNX programável e kit de luzes (apenas na versão de 6km/h); largura total da base de tração 64cm, diâmetro de viragem 1660mm (raio de viragem 830mm). 2 Motores de 180 W, velocidade de 6 ou 9 km/h; baterias de 60Ah.

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ☒ Característica standard ☐ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
1662007	Invacare® Stream LiNX 6 km/h com kit de luzes	2 728,50
1662081	Invacare® Stream LiNX 9 km/h NC: kit de luzes	2 728,50
Unidade de assento		
ASSENTO		
☐	Largura de 430 mm (reg. entre apoios de braços de 440 - 490 mm)	◆
☐	Profundidade regulável 410 - 460 - 510 mm	◆
☐	Altura 490 mm	◆
TIPO DE ENCOSTO		
☐	Nylon, ajustável em tensão, altura 480 mm	◆
APOIOS DE BRAÇOS		
☐	Regulável em altura 290 - 360 mm	◆
Apoios de pernas e pés		
TIPO DE APOIO DE PERNAS		
☐	80° rebatíveis e destacáveis (reg. 300 - 430 mm)	◆
☐	Patim rebatível com calcanheiras	◆
Tipo de eletrónica		
COMANDO LiNX + TIPO DE SUPORTE		
☐	Comando LiNX REM110	◆
☐	Suporte de comando rebatível à dta. (apenas para versão 9 km/h. Versão 6 km/h o comando é fixo.)	◆
Opções da unidade de tracção / condução		
RODAS DIANTEIRAS		
☐	Maciças 9"	◆
RODAS TRASEIRAS		
☐	Pneumáticas 14"	◆
Opções de performance		
TIPO DE BATERIAS		
☐	60 Ah	◆
Acessórios de performance		
CARREGADOR DE BATERIAS		
☐	8 Ah	◆
PREÇO TOTAL		

