

Küschall®
COMPACT



UNLIMIT YOUR WORLD

Na Kuschall, acreditamos que tudo é possível de alcançar e o poder está em si. A Kuschall Compact 2.0 oferece versatilidade e fiabilidade, num único produto. Sem limites para a tua personalidade e para o teu conforto, **Unlimit your world.**

KÜSCHALL COMPACT

A Kuschall Compact é o exemplo absoluto de fiabilidade e qualidade de alto nível. A cadeira pode ser equipada com apoios de perna fixos ou rebatíveis, que são facilmente adaptados para cumprir as suas necessidades e otimizar o seu conforto. Quer precise de maior nível de configurabilidade, ou de um produto ativo, a fantástica funcionalidade da Compact enquadra-se no seu estilo de vida.

ALUMÍNIO HIDROFORMADO

O chassis hidroformado acrescentou valor ao ADN da família Compact. Enquanto a versatilidade e o conforto permanecem inalterados, o peso foi reduzido até 500 gr. O perfil do chassis hidroformado oferece mais rigidez, onde necessário, e um aspeto contemporâneo à imagem global da cadeira.

CHASSIS HIDROFORMADO

- Chassis e apoio de pés completamente redesenhados. O chassis em alumínio hidroformado permite diminuir o peso até 500 gr.

APOIO DE PERNAS

- Escolha a sua cadeira com apoios de pernas destacáveis, ideais para transporte ou transferências, ou com chassis frontal fixo a 80° ou 70°, para maior rigidez e menor peso.

APOIO DE PÉS

- A nova gama de apoios de pés é compatível com todas as larguras de assento e está alinhada com a linguagem de design moderna, graças à nova plataforma de apoio de pés antideslizante.



Küschall® COMPACT

MECANISMO DE ENCARTE

- Sistema de encarte fácil apenas com o dedo, conjugado com mecanismo de bloqueio longitudinal, para suportar os tubos de assento de forma segura, quando não está encartada.

CRUZETA

- Criada especificamente para utilizadores com força reduzida e para suportar maior peso sem adicionar mais material aos tubos de chassis.

MANTENHA-SE NO CAMINHO CERTO

- Ajuste único e intuitivo do suporte da forqueta, excelente para manter a estabilidade da cadeira.

FORQUETAS

- Novo design sóbrio, com rolamentos integrados. Acumulação de sujidade será significativamente reduzida, tornando a manutenção mais fácil.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

FIÁVEL

Rigidez impressionante - menos desperdício de energia durante a condução, através de várias soluções técnicas incorporadas, em combinação com um patim único. Esta cadeira encarta mais facilmente do que qualquer outra cadeira ativa com sistema de encarte vertical, graças à cruzeta especialmente desenvolvida, para utilizadores com força reduzida.



FUNCIONALIDADE IMPRESSIONANTE

Características e benefícios únicos, incluem apoio de perna a 70° ou 80° e um mecanismo de ajuste com precisão no bloqueio do movimento. Um encosto rebatível como opção, torna esta cadeira num produto pequeno e compacto para transportar.

CONFORTO OTIMIZADO

Um largo número de opções permite adaptar a cadeira com base nas suas necessidades de conforto, tais como, chassis tapered para melhor posicionamento das pernas. É mais fácil manter o posicionamento dos pés no patim, a manobrabilidade da cadeira está melhorada e ocupa menos espaço.



MAIS LEVE COM A HIDROFORMAÇÃO

O chassis foi atualizado ao detalhe, através da tecnologia de hidroformação e houve um cuidado especial no desenho da cadeira, que resulta numa redução substancial de peso, até 500 gr.

PERSONALIZAÇÃO

1 ESCOLHA A COR DO CHASSIS



Branco



Cinza Antracite



Preto Espacial



Vermelho Carmim



Azul

2 ESCOLHA O ESTILO



Tag



Bold

3 ESCOLHA O ACABAMENTO DO DECALQUE



Vermelho



Preto



Cinza Claro



Dourado



Vermelho



Azul



Cinza Escuro



Preto

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LARGURA DO ASSENTO (SW)

280 – 500 mm
em incrementos de 20 mm



PROFUNDIDADE DO ASSENTO

320 – 500 mm
em incrementos de 20 mm



MEDIDA JOELHO - CALCANHAR

200 – 510 mm
em incrementos de 10 mm



ALTURA DO ENCOSTO

300 – 510 mm
em incrementos de 15 mm



ÂNGULO DO ENCOSTO

82°/86°/90°/
94°/98°/102°



ALTURA DO ASSENTO

Frontal: 370 – 530 mm
Traseira: 370 – 500 mm
em incrementos de 10 mm



ÂNGULO DO CHASSIS

70° / 80°
Standard ou tapered



LARGURA TOTAL

Largura de Assento
+ 160 mm



LARGURA TOTAL ENCARTADA

aprox. 290 mm



COMPRIMENTO TOTAL

70°: aprox. 870 – 1220 mm
80°: aprox. 850 – 1200 mm



ÂNGULO DAS RODAS TRASEIRAS

0° / 3°



PESO TOTAL

aprox. 10.5 kg (Chassis Frontal
Rebatível)
aprox. 9.6 kg (Chassis frontal fixo)



PESO PARA TRANSPORTE

aprox. 7.8 kg (Chassis Frontal
Rebatível)
aprox. 6.7 kg (Chassis frontal fixo)



PESO MÁX. DO UTILIZADOR

130 kg



TESTE DE COLISÃO

Aprovado - Preenche todos
os requisitos da ISO 7176-19



Todas as medidas e pesos indicados são baseados na largura do assento de 400 mm e na profundidade do assento de 400 mm na configuração mais leve e compacta. O peso e as medidas podem mudar com as diferentes configurações. Para mais informações, visite o nosso site.



/ UNLIMIT YOUR WORLD

Tel. : +351 225 193 360
portugal@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal II
Rua Estrada Velha, nº949
4465-784 Leça do Balio
Portugal