

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Yes, you can.®

Invacare® Action³ NG ROCKING CHAIR CE

Código ISO - 12 22 03/18 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas / controlada pelo acompanhante

Cadeira de rodas manual, chassis de alumínio com 6 rodas e mecanismo de encarte por cruzeta vertical de alta resistência; Bâscula de assento manual a 25° que permite uma posição de conforto e alívio de pressão; suporte de rodas traseiras 5" articulado para poder superar pequenos obstáculos com sistema de bloqueio incluído, forquetas dianteiras em alumínio, tubos de encosto com ângulo fixo e punhos integrados, tela de assento em nylon com tiras de velcro, encosto almofadado com suporte lombar (pack Conforto como opção); rodas centrais para maior manobrabilidade com pneu 24/1x3/8 com aro motor em alumínio e eixo de extração rápida; apoios de braço rebateáveis e destacáveis com protetor lateral e almofada curta ou longa; apoios de pés individuais a 80° ajustáveis em altura, rebateáveis e destacáveis, Peso máximo utilizador: 125 kg.



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ☒ Característica standard ☐ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
MODELO		
CET0018	◆ Action³ NG Rocking Chair	1.146,70 €
ESPECIAL		
N	◆ Configuração Standard	◆
CETSPEC	Especial	
MODELO-BASE		
CET0026	◆ Modelo-base Action³ NG	◆
PACK CONFORTO		
CET0050	PACK CONFORTO ROCKING CHAIR: Encosto com reclinção pneumática 0/30° Laguna (CET0442) + estrutura rígida e almofada de encosto Laguna tecido preto PU TR26 (CET0490) + apoio de pernas elevatórios 0° a 75° e rebateáveis interior/exterior (incluem almofada suporte de gêmeos) (CET0520/0570) + patins rebateáveis, ajustáveis em ângulo e profundidade (CET0610/0630) + apoio de cabeça standard em tecido preto PU TR26 (CET0905)	(NC : 0180, 0220, 0930, 0935, 0936, 0940, 0945) 532,81 €
PROPULSÃO		
CET0100	◆ Auto-propulsão	◆
ASSENTO		
LARGURA DE ASSENTO		
CET0180	Largura assento 38 cm	(NC : 0421, 0442) ○
CET0190	Largura assento 40,5 cm	○
CET0200	◆ Largura assento 43 cm	◆
CET0210	Largura assento 45,5 cm	○
CET0220	Largura assento 48 cm	(NC: 0421, 0442) ○
CET0230	Largura assento 50,5 cm	○
PROFUNDIDADE DE ASSENTO		
CET0240	◆ Profundidade assento 40 cm	(NC: 0879) ◆
CET0250	Profundidade assento 45 cm	(NC: 0878) ○
CET0252	Profundidade assento ajustável 40 a 45 cm- (Forn.43 cm)	(NC : 0330, 0350) 57,92 €
ALTURA DO ASSENTO		
CET0270	◆ Altura assento 48,5cm - cadeira equipada com rodas 24"	◆
CET0280	Altura assento 46cm - cadeira equipada com rodas 22"	○
TIPO DE ESTOFO DE ASSENTO		
CET0330	Sem tiras aderentes macho/fêmea	○
CET0340	◆ Com tiras aderentes macho/fêmea	◆
CET0350	Estofado almofadado em nylon	○
ENCOSTO		
ALTURA E TIPO DE ENCOSTO		
CET0410	◆ Fixo a 7° 2 alturas 40 / 43 cm (forn. 43 cm)	(NC: 0477, 0945) ◆
CET0420	Fixo a 7° 51 cm altura	(NC: 0477, 0945) ○



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição				P.R.P. €
CET0421		Fixo a 7° para estofo Laguna	51 cm altura	(NC: 0461, 0462, 0463, 0464, 0474, 0477, 0479, 0481, 0882, 0940, 0945, 1345, 1451)	○
CET0431		"Fixo a 7° ajust em angulo e rebatível (-15 a +15°)	altura 35 cm com punhos curtos	(NC: 0465, 0474, 0475, 0479, 0481, 0490, 0882, 0905, 0906, 0907, 0940, 1280, 1345, 1451)	115,83 €
CET0432		Fixo a 7° ajust em angulo e rebatível (-15 a +15°)	altura 35 cm com punhos longos	(NC: 0465, 0474, 0475, 0479, 0481, 0490, 0882)	115,83 €
CET0442		Reclinável (pneumático) de 0 / 30° p/ estofo laguna	altura 51 cm	(NC: 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0474, 0475, 0477, 0479, 0481, 0882, 0940, 0945, 1345, 1451)	139,00 €
CET0450		Reclinável (pneumático) de 0/30° Incl. Esticador / Pos. Rec.	3 alturas 47/49/51 (fornecido a 51cm)	(NC: 0477, 0490, 0940, 0945, 1190)	139,00 €
CET0455		Encosto dobrável para trás	43 cm altura	(NC: 0477, 0490, 0945)	○
CET0460		Encosto dobrável para trás	51 cm altura	(NC: 0477, 0481, 0490, 0945)	○
TIPO DE ESTOFO DE ENCOSTO					
CET0465		Sem estofo		(NC 0882)	
CET0475		Almofadado c/ ap. lombar - estampado NG			○
CET0474	◆	Almofadado Bi-Material (preto e cinza) c/ ap. Lombar e Bolsa de Encosto			◆
CET0477		Almofadado, bi-material reg. tensão (3+1 faixas) e bolsa de encosto			○
CET0479		Almofadado, reg. tensão (3+1 faixas) - estampado NG (inclui esticador)		(NC: 0940, 0945)	57,92 €
CET0481		Almofadado, Bi-Material (preto e cinza) reg. tensão (7+1 faixas) e Bolsa de Encosto (inclui esticador)		(NC:0940, 0945)	57,92 €
CET0490		Estofo conforto Laguna tecido preto PU TR26	51 cm altura	(NC: 0940, 0945, 1451)	231,66 €
APOIO PERNAS / PÉS					
APOIO DE PERNAS DIREITO					
CET0510	◆	Apoio de perna a 80° giratório			◆
CET0520		Elevatório de 0° a 75° e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gêmeo ajustável em altura e ângulo (inclui 0610)		(NC: 0930, 0935, 0936)	173,75 €
CEL0545		Apoio para amputado direito		(NC: 0600, 0610, 0930, 0936)	162,16 €
APOIO DE PERNAS ESQUERDO					
CET0560	◆	Apoio de perna a 80° giratório			◆
CET0570		Elevatório de 0° a 75° e regulável em ângulo c/ almofada lateral de apoio de perna e almofada apoio de gêmeo ajustável em altura e ângulo (inclui 0630)		(NC: 0930, 0935, 0936)	173,75 €
CEL0595		Apoio para amputado esquerdo		(NC: 0620, 0630, 0930, 0936)	162,16 €
APOIO PÉS DIREITO					
CET0600	◆	Patim rebatível direito	inclui calcanheiras	(NC 0937, 0938)	◆
CET0610		Regulável em ângulo e profundidade	inclui calcanheiras		46,33 €
APOIO PÉS ESQUERDO					
CET0620	◆	Patim rebatível esquerdo	inclui calcanheiras	(NC 0937, 0938)	◆
CET0630		Regulável em ângulo e profundidade	inclui calcanheiras		46,33 €
APOIO DE BRAÇOS					
APOIO DE BRAÇOS DIREITO (COR PRETA)			(VER GUIA NO FINAL DA TABELA PRP)		
CET0660		Rebatível e destacável (N°2) - almofada curta	altura 24 cm	(NC: 0775, 0780, 0790, 1480, 1483)	○
CET0670		Rebatível e destacável (N°2) - almofada longa	altura 24 cm	(NC: 0775, 0780, 0790)	○
CET0675		Rebatível e Destacável (N°3), almofada envolvente com suporte de cotovelo	ajustável em altura (170-295mm)	(NC : 0760, 0770, 1480, 1483)	110,04 €
CET0677		Rebatível e Destacável (N°3), Almofada hemi ergonômica e envolvente com sistema de rotação a 360° e suporte palmar plano	ajustável em altura (170-295mm)	(NC : 1480, 1483)	202,70 €
CET0680	◆	Rebatível e destacável (N°3) - almofada curta	regulável em altura	(NC: 0760, 0770, 1480, 1483)	◆
CET0690		Rebatível e destacável (N°3) - almofada longa	regulável em altura e profundidade	(NC: 0760, 077, 1483)	○

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €		
Tipo de Almofada para Suporte palmar - lado direito (apenas compatível com apoio de braço com sistema de rotação a 360º)				
CET0764		Almofada curva para suporte do arco palmar (apenas em conjunto com almofada Hemi dto.)		115,83 €
CET0766		Almofada de suporte com Preensao Palmar p/ Apoio Hemi. Dto. - ideal para posicionamento e redução do tônus		144,78 €
APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO (COR PRETA)				
CET0760		Rebatível e destacável (Nº2) - almofada curta („secretária“)	altura 24 cm (NC: 1480, 1484)	○
CET0770		Rebatível e destacável (Nº2) - almofada longa	altura 24 cm	○
CET0775		Rebatível e Destacável (Nº3), almofada envolvente com suporte de cotovelo	ajustável em altura (170-295mm) (NC : 0764, 0765, 0766, 1480, 1484)	110,04 €
CET0777		Rebatível e Destacável (Nº3), Almofada hemi ergonomica e envolvente com sistema de rotação a 360º e suporte palmar plano	ajustável em altura (170-295mm) (NC : 1480, 1484)	202,70 €
CET0780	◆	Rebatível e destacável (Nº3) - almofada curta („secretária“)	regulável em altura (NC: 1480, 1484)	◆
CET0790		Rebatível e destacável (Nº3) - almofada longa	regulável em altura e profundidade (NC 1484)	○
Tipo de Almofada para Suporte palmar (apenas compatível com apoio de braço com sistema de rotação a 360º)				
CET0764		Almofada curva para suporte do arco palmar (apenas em conjunto com almofada Hemi esq.)		116,88 €
CET0765		Almofada de suporte com Preensao Palmar p/ Apoio Hemi. Esq. - ideal para posicionamento e redução do tônus		144,78 €
OPÇÕES ASSENTO				
CET0840		Sem opções de assento	(NC: 0869, 0878, 0878, 0905, 0906, 0907, 0930, 0935, 0936, 0940, 0945)	○
ALMOFADA DE ASSENTO				
CET0869		Matrx Flo-tech Lite		120,82 €
CET0871		Matrx Flo-tech Contour Visco		141,83 €
CET0876		Matrx Libra		462,16 €
PROFUNDIDADE DA ALMOFADA				
CET0878		40 cm		○
CET0879		50 cm		○
OUTRAS OPÇÕES				
CET0882		Almofadas para Suporte Lateral do tronco (par), fixas nas faixas aderentes da lona de encosto		92,67 €
CET0905		Apoio de pescoço, tecido preto PU TR26 (inclui esticador)	(NC : 0906, 0907, 0940, 0945)	115,83 €
CET0906		Apoio de cabeça com abas laterais (inclui esticador)	(NC : 0907, 0940, 0945)	196,91 €
CET0907		Apoio de cabeça com suporte maçãs do rosto (inclui esticador)	(NC: 0940, 0945)	243,25 €
CET0930		Cinto de pernas ajustável		17,38 €
CET0935		Tubo do patim mais longo UL= 450-530mm	(NC:0936)	57,92 €
CET0936		Tubo do patim mais curto UL= 230-430mm		57,92 €
CET0937		Suporte de Tornozelos BODYPOINT ANKLE HUGGERS (PAR), tamanho M		185,32 €
CET0938		Suporte de Tornozelos BODYPOINT ANKLE HUGGERS (PAR), tamanho L		185,32 €
CET0940		Esticador	(NC: 0945)	57,92 €
CET0945		Esticador dobrável	(NC: 1451)	92,67 €
CORES				
CET0961		Cinza xisto (RAL 7024 textura fina)		○
CET0966	◆	Preto mate		◆
CET0974		Azul Marinho		○
CET0969		Vermelho mate		○
SUPORTE DA FORQUETA				
CET0995	◆	Standard		◆
RODAS DIANTEIRAS				
CET1035		6" X 1.1/4" semi-duras Pretas		○
CET1050	◆	6" X 1.1/4" pneu preto maciço		◆
CET1056		5" 1/2 X 1" 3/4 semi-duras pretas		○
RODAS TRASEIRAS				
TAMANHO DAS RODAS TRASEIRAS				
CET1066		22"	(NC: 1074, 1092, 1260)	○

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

CET1068	◆	24"		(NC: 1261)	◆
TIPO DE RODA TRASEIRA					
CET1071	◆	Rodas Standard	Eixo preto, jante sem cor, raios zincado	(NC : 1092, 1170)	◆
CET1072		Rodas Reforçadas	Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidável	(NC : 1092)	115,83 €
CET1076		Rodas Leves	Eixo e jante pretas, jante enraçada	(NC: 1170, 1201, 1260, 1261)	185,32 €
TIPO DE PNEU					
CET1082		Pneu Maciço Preto 35 Mm (1.3/8)			○
CET1084	◆	Peumático Preto de perfil 35 Mm (1.3/8)			◆
CET1088		Pneumático Preto de baixo perfil 25 Mm (1)			○
CET1092		Pneumático com relevo, anti-furo, MAXXIS ALPHA PROTECT TYRE, preto - pneu resistente com dupla camada anti-furo.			115,83 €
TIPO ARO-MOTOR					
CET1140	◆	Aro-motor em alumínio pré-anodizado			◆
CET1150		Aro-motor com cobertura anti-derrapante preta (supergrrip)			57,92 €
TIPO DE EIXO TRASEIRO					
CET1170		Eixo fixo		(NC: 1365)	○
CET1180	◆	Eixo de extração rápida			◆
POSIÇÃO DE EIXO TRASEIRO					
CET1195	◆	Posição Rocking Chair (Eixos das rodas traseiras 90 mm à frente dos tubos do encosto e ponto de inclinação de 62,5 mm (posição das rodas traseiras ajustável de 77,5 a 102,5 mm)			◆
OPÇÕES DE CHASSIS					
CET1240	◆	Sem opções de chassis		(NC : 1260, 1261)	◆
CET1260		Par protetores de raios 24" (preto)		(NC: 1261)	115,83 €
CET1261		Par protetores de raios 22" e 20" (transparente)			115,83 €
TIPO DE TRAVÕES					
CET1272	◆	Travão de puxar Rocking Chair (por cabos)			◆
OPÇÕES DE SEGURANÇA					
CET1340	◆	Sem opções de segurança		(NC: 1345, 1360)	◆
CET1345		Kit de Transporte		(NC: 1360)	57,92 €
CET1360		Cinto pélvico			23,16 €
Para opções de Cintos de Posicionamento BODYPOINT, por favor consulte a Tabela PRP BODYPOINT					
OPÇÕES PARA O ACOMPANHANTE					
CET1420	◆	Sem opções para o acompanhante		(NC: 1451)	◆
CET1451		Suporte de Soro (apenas c/ opção 0940 - esticador)			42,02 €
ACESSÓRIOS					
CET1460	◆	Sem acessórios		(NC: 1480, 1483, 1484, 1485)	◆
CET1480		Mesa acrílica		(NC: 1483, 1484, 1485)	162,16 €
CET1483		Mini tabuleiro, rebatível, dta.		(NC: 1484)	115,83 €
CET1484		Mini tabuleiro, rebatível, esq.			115,83 €
CET1485		Almofada conforto para mini tabuleiro	(com CET1483 ou CET1484 apenas)		92,67 €
PREÇO TOTAL					
 0660  0680  Almofada hemi com sistema de rotação 360°					

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.