



A gama **Scorpius**

ENCARTÁVEL | COMPACTA | VERSÁTIL



A gama *Invacare Scorpius* foi especificamente criada para utilizadores que desejam manter um estilo de vida ativo e independente, sem preocupações em relação ao espaço que a scooter ocupa, pois é muito compacta. Ideal para uso diário, as scooters de mobilidade encartáveis são também uma companheira de viagem perfeita para quem deseje transportar a scooter.

Encarte fácil e transportável

Suficientemente compacta para caber na bagageira de um carro comum ou para viajar para o estrangeiro, a versátil gama *Scorpius* é perfeita para pessoas que estão constantemente em viagem.

Disponível em 2 versões, a Scorpius pode ser manualmente encartada em 3 simples passos, enquanto a *Scorpius-A* pode ser encartada de forma compacta em menos de 10 segundos pressionando um único botão do comando.



Compacta e Leve

Compactas quando encartadas, ambos os modelos podem ser colocados dentro da bagageira de qualquer carro. Com ambos os modelos a pesarem menos de 30 Kg com as baterias removidas, podem ser levantadas sem esforço sempre que necessário. A impressionante capacidade de serem compactas quando encartadas, significa que ambas as scooters podem ser guardadas em locais pequenos.



Permitidas pelas Companhias Aéreas

Para independência no estrangeiro, a bateria standard de 11.6 AH de iões de lítio pesa apenas 2.8 Kg e está de acordo com as normas IATA e MSDS para viajar em meio de transporte aéreo*.

*É recomendado que verifique com a sua companhia aérea, antes da viagem



5

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

1

Encarte Compacto

- ▶ Encartada sem esforço, para viajar ou ser guardada
- ▶ Dimensões da **Scorpius** encartada= 750 (comp) x 512 (larg) x 540 (alt) mm
- ▶ Dimensões da **Scorpius-A** encartada= 775 (comp) x 512 (larg) x 540 (alt) mm

2

Painel LED Tátil

(apenas na Scorpius-A)

- ▶ Intuitivo, tecnologia de ecrã tátil
- ▶ Capaz de encartar a **Scorpius-A** em menos de 10 segundos!
- ▶ Equipada com dispositivo anti-roubo

3

Luzes LED

- ▶ Luzes em LED na dianteira e traseira com luz de travão.

4

Baterias permitidas pelas companhias aéreas

- ▶ As baterias de íões de lítio de 11.6Ah podem ser transportadas em aeronaves
- ▶ De acordo com as normas IATA e MSDS

5

Durabilidade

- ▶ Com as rodas standard de 8", a gama Scorpius adapta-se aos vários tipos de piso.



Características adicionais

▶ Bolsas de armazenamento

Opcional à frente, atrás ou por baixo do assento as bolsas de armazenamento estão disponíveis, assim como uma capa de proteção da scooter.

▶ Baterias de 17.6AH

Uma bateria de íões de lítio maior está disponível, para pessoas que pretendam percorrer maiores distâncias (23km)



Dados Técnicos ▼

Para uma informação mais legível sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, consulte por favor o site www.invacare.pt

	 Largura do encosto ▼	 Profundidade de assento ▼	 Altura assento-chão ▼	 Dimensões encartada (comp x largx alt) ▼	 Largura total ▼	 Comprimento total ▼
Scorpius	419 mm	340mm	560mm	780 x 512 x 540 mm	512mm	953 mm
Scorpius A	419 mm	340mm	560mm	775 x 512 x 540 mm	512mm	953 mm

	 Altura total ▼	 Peso Total* ▼	 Peso max. utilizador ▼	 Capacidade da bateria ▼	 Diâmetro de viragem ▼	 Altura máx. ultrapassar obstáculos** ▼
Scorpius	953 mm	27.2 kg	115kg / 255 lbs	1 x 24V/11.6Ah	1140mm	50mm / 2 inch**
Scorpius A	953 mm	28 kg	115kg / 255 lbs	1 x 24V/11.6Ah	1140mm	50mm / 2 inch**

	 Distância do solo ▼	 Max. inclinação ▼	 Autonomia ▼	 Velocidade máxima ▼	 Capacidade do motor ▼
Scorpius	43mm /1.7in	6°	15km	8kmp/h	250W, 4600 r.p.m
Scorpius A	43mm /1.7in	6°	15km	8kmp/h	250W, 4600 r.p.m

* Peso sem baterias
** Testado com aceleração

Cor das carenagens ▼



Branco

Vermelho

Estofa ▼



Tecido de malha preto

Tel. : +351 225 193 360
portugal@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal II
Rua Estrada Velha, nº949
4465-784 Leça do Balio
Portugal



Yes, you can.®

© 2020 Invacare International GmbH. Todos os direitos reservados. Toda a informação descrita é correta à data da publicação/ impressão. A Invacare reserva-se no direito de alterar as especificações de produto sem consulta prévia.
Scorpius - PT - 03/2020

