

rea[®]

Clematis[®] E-Tilt



Basculação elétrica para
aumentar a independência.

INVACARE[®]
Yes, you can.[®]

A cadeira de rodas Invacare **Rea Clematis E-Tilt** foi desenvolvida tendo como base a reconhecida **Rea Clematis** e apresenta assento rígido com largura fixa e oferece basculação elétrica de série.

Esta cadeira de rodas foi projetada para proporcionar mais conforto aos utilizadores, dando-lhes a possibilidade de bascular, de forma autónoma, graças à função elétrica acessível através do comando ergonómico. Esta opção facilita também o trabalho do cuidador que não necessita de esforço para bascular a cadeira.

Este modelo está equipado de série com reclinção do encosto manual através de um pistão pneumático.

A **Clematis E-tilt** apresenta diversas opções e acessórios: apoio de cabeça simples ou envolvente, suportes de tronco, tabuleiro, etc. para melhorar o posicionamento do utilizador.



Comando ergonómico

Função de bloqueio disponível para maior segurança. Indicador do estado da bateria incluído. Fornecido com o suporte de comando na guarda lateral do apoio de braço do lado direito. Componentes elétricos LINAK conforme a normativa EN12184: 2014



Basculação elétrica standard


De série na **Clematis E-Tilt** a regulação elétrica da bascula fornece mais independência ao utilizador e assim facilita a tarefa do cuidador.

Dados Técnicos ▼

Para utilizadores com incapacidade visual, estas informações estão disponíveis no nosso site www.invacare.pt

Largura do assento ▼	Profundidade do assento ▼	Altura do assento ▼	Altura do encosto ▼	Altura do apoio de braço ▼	Comprimento dos patins ▼	Ângulo do assento ▼	Ângulo do encosto ▼
Clematis E-Tilt	390 / 440 / 490 mm	420 - 480 mm	400 ¹ - 450 mm	600 - 710 mm	230 - 340 mm	330 - 500 mm	-1° até 21° -1° - 32° ² / 0° até + 33° ³
						<ol style="list-style-type: none"> 1. Apenas para a Clematis E-tilt S Configurável 2. Para a Clematis E-Tilt S (reclinção pneumática) 3. Para a Clematis E-Tilt Plus S (reclinção elétrica) 4. Largura 390 (h 595 x L 840 x l 615), Largura 440 (h 595 x L 840 x l 665), Largura 490 (h 595 x L 840 x l 715) 	
Largura da cadeira ▼	Altura total ▼	Comprimento total com patins ▼	Peso total ▼	Peso máximo do utilizador ▼	Peso para transporte ▼		
Clematis E-Tilt	Largura de assento + 225 mm	960 - 1120 mm	1120 - 1480 mm	39,5 / 41,5 / 43 kg	125 kg	24,5 / 25 / 25,5 kg	

Cores do chassis ▼



Cinza pérola

Estofos ▼



Preto Dartex TR26



COMPATÍVEL



Esta cadeira de rodas não pode ser usada com assento, num veículo motorizado.

Tlf.: 225193360
marketing.pt@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal
Rua da Estrada Velha, 949
4465-784 Leça do Balio
Portugal



Yes, you can.®