

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



P.R.P.

Válido a partir de março 2020, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Rea® Clematis® E-tilt



Código ISO 12 22 08 - Cadeira de rodas com chassis em aço equipado com sistema de basculação elétrica de 20º regulado por comando ergonómico, reclinção de encosto 30º por pistão pneumático, unidade de assento e encosto rígido equipado com almofadas de encosto e assento em espuma de conforto e alta resiliência, estofos cinza tecido dartex, apoios de pernas reguláveis em ângulo com estrutura em alumínio, suporte de gêmeos almofadados e apoios dos pés multi-reguláveis em altura, angulo e profundidade; Apoio de braços almofadados extraíveis e reguláveis em altura e profundidade; Apoio de cabeça almofadado com barra multiregulavel; Rodas traseiras de 24" maciças, com aros motores de alumínio e eixo de extracção rápida; cor cinza pérola
 Peso máximo do utilizador: 125 kg.



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
Rea® Clematis E-tilt		
1662793	Largura de assento 44cm; altura de assento 45cm, rodas dianteiras de 200x45 mm maciças, rodas traseiras de 24" maciças, encosto rígido com almofada com contorno anatomico ligeiro, almofada de assento plana, apoios de braço almofadados e apoios de pernas regulaveis em ângulo	1275,00
ACESSÓRIOS		
1552656	Ap. lateral de tronco rebatível dtº - Dartex - regulável em altura (c/ kit de montagem)	85,00
1552655	Ap. lateral de tronco rebatível esqº - dartex - regulável em altura (c/ kit de montagem)	85,00
1552652	Ap. lateral de tronco fixo Dto. - dartex (unidade dtº ou esqº) - reg. em altura e ângulo (c/ kit de montagem)	75,00
1552651	Ap. lateral de tronco fixo Esq. - dartex (unidade dtº ou esqº) - reg. em altura e ângulo (c/ kit de montagem)	75,00
1508848	Apoio de pescoço	45,00
1446559	Apoio de cabeça envolvente	170,00
1559963	Hardware para fixação de coletes (TEM de selecionar um Ap. Cabeça)	50,00
SP1449897	Separador de coxas redondo	105,00
AP1493220	Almofada hemiplégico esquerdo Não é compatível com mesa de apoio	110,00
AP1493219	Almofada hemiplegico direito Não é compatível com mesa de apoio	110,00
SP1570748	Mesa extraível para largura de 39 cm (inclui Kit de fixação)	150,00
SP1570749	Mesa extraível para largura de 44 cm (inclui Kit de fixação)	150,00
SP1570775	Mesa extraível para largura de 49 cm (inclui Kit de fixação)	150,00
1415416	Kit Bloqueio para Mesa	15,00
1551066	Cinto Pélvico	45,00
1440897	Suporte de soro completo	35,00
PREÇO TOTAL		



Encosto Laguna




1552656

1552651



1508848



1446559

sp1449897



AP1493219/AP1493220



SP1570748/SP1570749 / SP1570775

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.