

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Confidence in posture solutions



Yes, you can.®

**P.R.P.**

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

**Rea® Clematis PRO Stock**

**Código ISO ISO 12.22.03 / ISO 12 22 18** - Cadeira de rodas de posicionamento com chassis em aço de cor bege pérola equipada com sistema de basculação de 25°, reclinção de encosto 30° por pistão pneumático, unidade de assento rígida, regulável em profundidade (420-500mm) com almofada Flosshape encosto rígido ajustável em altura equipado com almofada Laguna com contorno lateral ligeiro, estofos em tecido impermeável a líquidos e permeável a vapores de fácil higienização, apoios de pernas com sistema de reclinção em ângulo, estrutura em alumínio, suporte de gêmeos almofadados (ajustáveis em altura e profundidade) e apoios dos pés multi-reguláveis; Apoio de braços extraíveis e reguláveis em altura e profundidade; Rodas traseiras de 12" ou 24" maciças, todas pretas e com sistema de extração fácil; aros motores de alumínio nas rodas de 24"; travões de pé nas versões de trânsito, rodas anti-volteio com sistema rebatível, punhos no encosto ajustáveis em altura; Altura de Assento ajustável (400-450mm, fornecido a 450mm)

Apoio de cabeça almofadado com barra multiregulável (opcional) e ampla gama de acessórios disponíveis (suportes de tronco, mesas, apoio de cabeça, almofada abdutora, etc): consultar códigos e preços na tabela abaixo.

3 Larguras de Assento disponíveis (390, 440, 490 mm), com possibilidade de ajuste (+5 cm) através dos apoios de braço.

Peso máximo de utilizador : 135 kg

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz     Característica standard     Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

**Peso do utilizador =**                      **kg.**

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>Rodas traseiras de 24" maciças, pretas, com sistema de extração fácil</b>		
DV1673843	Largura de Assento <b>39</b> cm, rodas. 6" maciças, rodas traseiras de 24" <b>maciças.</b>	1.107,19 €
DV1673844	Largura de Assento <b>44</b> cm, rodas. 6" maciças, rodas traseiras de 24" <b>maciças.</b>	1.107,19 €
DV1673846	Largura de Assento <b>49</b> cm, rodas. 6" maciças, rodas traseiras de 24" <b>maciças.</b>	1.107,19 €
<b>Rodas traseiras de 12" maciças, pretas, com sistema de extração fácil</b>		
DV1673847	Largura de Assento <b>39</b> cm, rodas. 6" maciças, rodas traseiras de 12" <b>maciças</b>	1.107,19 €
DV1673848	Largura de Assento <b>44</b> cm, rodas. 6" maciças, rodas traseiras de 12" <b>maciças</b>	1.107,19 €
DV1673849	Largura de Assento <b>49</b> cm, rodas. 6" maciças, rodas traseiras de 12" <b>maciças</b>	1.107,19 €
<b>ACESSÓRIOS (entregues separadamente , sem montagem na cadeira)</b>		
AP1663114	Almofada Abdutora com sistema de fixação unidade de assento e manípulo para extração	119,23 €
AP1648803	Almofada de Apoio de Braço hemi com contorno lateral e suporte cotovelo, esquerdo	96,52 €
AP1648804	Almofada de Apoio de Braço hemi com contorno lateral e suporte cotovelo, direito	96,52 €
AP1667778	Kit de Rodas 12" maciças, com travões de pé	204,40 €
AP60122729	Apoio Cabeça envolvente com ajuste bilateral, com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	193,05 €
AP1666582	Apoio Cabeça envolvente com suporte da região facial (temporo-mandibular), com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	215,76 €
AP60122046	Apoio de pescoço, simples, com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	51,10 €
AP1552651	Suporte Lateral de Tronco, fixo, com kit de montagem no encosto, ajustável em altura e largura, almofadado com tecido PU TR26, ESQUERDO	85,17 €
AP1552652	Suporte Lateral de Tronco, fixo, com kit de montagem no encosto, ajustável em altura e largura, almofadado com tecido PU TR26, DIREITO	85,17 €
AP1552655	Suporte Lateral de Tronco, multiajustável em ângulo, rebatível, com kit de montagem no encosto, ajustável em altura e largura, almofadado com tecido PU TR26, ESQUERDO	96,52 €
AP1552656	Suporte Lateral de Tronco, multiajustável em ângulo, rebatível, com kit de montagem no encosto, ajustável em altura e largura, almofadado com tecido PU TR26, DIREITO	96,52 €
AP1570748	Mesa completa transparente, tam. M, para largura de assento 39cm, com kit de fixação nos apoios de braço (para bloqueio da mesa deve escolher também o item AP1572460)	170,34 €
AP1570749	Mesa completa transparente, tam. L, para largura de assento 44cm, com kit de fixação nos apoios de braço (para bloqueio da mesa deve escolher também o item AP1572460)	170,34 €
AP1570775	Mesa completa transparente, tam. XL, para largura de assento 39cm, com kit de fixação nos apoios de braço (para bloqueio da mesa deve escolher também o item AP1572460)	170,34 €
AP1667776	Semi tabuleiro, transparente, rebatível, com kit de instalação para o apoio de braço do lado esquerdo	113,56 €
AP1667777	Semi tabuleiro, transparente, rebatível, com kit de instalação para o apoio de braço do lado direito	113,56 €



AP1663114



AP60122729



AP1666582



AP60122046



AP1648803/AP1648804

AP1552655  
AP1552656AP1552651  
AP1552652AP1570748  
AP1570749  
AP1570775

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
AP1604625	Almofada para Semi-Tabuleiro	85,17 €
AP1572460	Kit Fixação p/ Mesa (NC com Semi-Tabuleiro)	17,04 €
AP1440897	Suporte de Soro, completo (obrigatório pedir apoio de pescoço/cabeça)	85,17 €
AP1551066	Cinto Pélvico não almofadado, com fecho central em plástico, tipo clip, e faixas ajustáveis bilateralmente	51,10 €
AP1667780	Protetores de Raios para roda 24", par	113,56 €

