

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

**Yes, you can.®****P.R.P.**

Válido a partir de Fevereiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Rea® Clematis PRO Stock

Código ISO ISO 12.22.03 / ISO 12 22 18 - Cadeira de rodas de posicionamento com chassis em aço de cor bege pérola equipada com sistema de basculação de 25°, reclinção de encosto 30° por pistão pneumático, unidade de assento rígida, regulável em profundidade (420-500mm) com almofada Flosshape encosto rígido ajustável em altura equipado com almofada Laguna com contorno lateral ligeiro, estofos em tecido impermeável a líquidos e permeável a vapores de fácil higienização, apoios de pernas com sistema de reclinção em ângulo, estrutura em alumínio, suporte de gêmeos almofadados (ajustáveis em altura e profundidade) e apoios dos pés multi-reguláveis; Apoio de braços extraíveis e reguláveis em altura e profundidade; Rodas traseiras de 12" ou 24" maciças, todas pretas e com sistema de extração fácil; aros motores de alumínio nas rodas de 24"; travões de pé nas versões de trânsito, rodas anti-volteio com sistema rebatível, punhos no encosto ajustáveis em altura; Altura de Assento ajustável (400-450mm, fornecido a 450mm)

Apoio de cabeça almofadado com barra multiregulável (opcional) e ampla gama de acessórios disponíveis (suportes de tronco, mesas, apoio de cabeça, almofada abdutora, etc): consultar códigos e preços na tabela abaixo.

3 Larguras de Assento disponíveis (39Q, 44Q, 49Q mm), com possibilidade de ajuste (+5 cm) através dos apoios de braço.

Peso máximo de utilizador : 135 kg

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ○ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
Rodas traseiras de 24" maciças, pretas, com sistema de extração fácil		
DV1673843	Largura de Assento 39 cm, rodas. 8" maciças, rodas traseiras de 24" maciças .	1.129,33 €
DV1673844	Largura de Assento 44 cm, rodas. 8" maciças, rodas traseiras de 24" maciças .	1.129,33 €
DV1673846	Largura de Assento 49 cm, rodas. 8" maciças, rodas traseiras de 24" maciças .	1.129,33 €
Rodas traseiras de 12" maciças, pretas, com sistema de extração fácil		
DV1673847	Largura de Assento 39 cm, rodas. 8" maciças, rodas traseiras de 12" maciças .	1.129,33 €
DV1673848	Largura de Assento 44 cm, rodas. 8" maciças, rodas traseiras de 12" maciças .	1.129,33 €
DV1673849	Largura de Assento 49 cm, rodas. 8" maciças, rodas traseiras de 12" maciças .	1.129,33 €
ACESSÓRIOS (entregues separadamente, sem montagem na cadeira)		
AP1663114	Almofada Abdutora com sistema de fixação unidade de assento e manípulo para extração	121,61 €
AP1648803	Almofada de Apoio de Braço hemi com contorno lateral e suporte cotovelo, esquerdo	98,45 €
AP1648804	Almofada de Apoio de Braço hemi com contorno lateral e suporte cotovelo, direito	98,45 €
AP1667778	Kit de Rodas 12" maciças, com travões de pé	208,49 €
AP60122729	Apoio Cabeça envolvente com ajuste bilateral, com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	196,91 €
AP1666582	Apoio Cabeça envolvente com suporte da região facial (tempero-mandibular), com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	220,08 €
AP60122046	Apoio de pescoço, simples, com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	52,12 €
AP1552651	Suporte Lateral de Tronco, fixo, com kit de montagem no encosto, ajustável em altura e largura, almofadado com tecido PU TR26, ESQUERDO	86,87 €
AP1552652	Suporte Lateral de Tronco, fixo, com kit de montagem no encosto, ajustável em altura e largura, almofadado com tecido PU TR26, DIREITO	86,87 €
AP1681997	Suporte Lateral de Tronco, multiajustável em ângulo, rebatível, com kit de montagem no encosto, ajustável em altura e largura, almofadado com tecido PU TR26, ESQUERDO	98,45 €
AP1681998	Suporte Lateral de Tronco, multiajustável em ângulo, rebatível, com kit de montagem no encosto, ajustável em altura e largura, almofadado com tecido PU TR26, DIREITO	98,45 €
AP1570748	Mesa completa transparente, tam. M, para largura de assento 39cm, com kit de fixação nos apoios de braço (para bloqueio da mesa deve escolher também o item AP1572460)	173,75 €
AP1570749	Mesa completa transparente, tam. L, para largura de assento 44cm, com kit de fixação nos apoios de braço (para bloqueio da mesa deve escolher também o item AP1572460)	173,75 €
AP1570775	Mesa completa transparente, tam. XL, para largura de assento 39cm, com kit de fixação nos apoios de braço (para bloqueio da mesa deve escolher também o item AP1572460)	173,75 €
AP1667776	Semi tabuleiro, transparente, rebatível, com kit de instalação para o apoio de braço do lado esquerdo	115,83 €
AP1667777	Semi tabuleiro, transparente, rebatível, com kit de instalação para o apoio de braço do lado direito	115,83 €



AP1663114



AP60122729



AP1666582









AP60122046



AP1648803/AP1648804

AP1552655
AP1552656AP1552651
AP1552652AP1570748
AP1570749
AP1570775

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
 Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €	
AP1604625	Almofada para Semi-Tabuleiro	86,87 €	  AP1604625 AP1667776 AP1667777   AP1667780 AP1572460  AP1440897  AP1551066
AP1572460	Kit Fixação p/ Mesa (NC com Semi-Tabuleiro)	17,38 €	
AP1440897	Suporte de Soro, completo (obrigatório pedir apoio de pescoço/cabeça)	86,87 €	
AP1551066	Cinto Pélvico não almofadado, com fecho central em plástico, tipo clip, e faixas ajustáveis bilateralmente	52,12 €	
AP1667780	Protetores de Raios para roda 24", par	115,83 €	
SP1663121	Kit transporte dianteiro (unidade); Nota: para a cadeira ser transportada em segurança precisa de 2 unidades dianteiras e 2 unidades traseiras	19,89 €	
SP1663122	Kit transporte traseiro (unidade); Nota: para a cadeira ser transportada em segurança precisa de 2 unidades dianteiras e 2 unidades traseiras	19,89 €	
