

Küschall®
THE KSL®



UNLIMIT YOUR WORLD

Na Küsschall, acreditamos que tudo é possível de alcançar e o poder está em si. A KSL dá-lhe a confiança para libertar o seu verdadeiro potencial. Com estilo. Nos seus termos. Sem limites para a sua excelência, sem limites para sua condução, **Unlimit your world.**

THE KSL[®]

A **Elegância** incorpora a KSL. Onde a engenharia de ponta se liga a um design elegante e sem paralelo. Tecnicamente perfeita. Feita à medida (bold) e personalizada para os utilizadores experientes, que sabem exatamente o que querem. Uma verdadeira cadeira de rodas **Super Leve**, a essência da beleza pura.

HIDROFORMADA

Com um chassis hidroformado, totalmente soldado, a rigidez permite que a cadeira deslize graciosamente e sem esforço, aonde quer que vá. Nunca antes, a técnica se tinha fundido com o design, de forma tão perfeita. Mais leve que outros produtos em carbono, a sua KSL foi aperfeiçoada com ótima performance e design.

CHASSIS HIDROFORMADO

■ Máxima rigidez e resistência. Formas ergonômicas para facilitar o transporte e poder pegar na cadeira com máxima eficácia e conforto.

TRAVÃO ATIVO ULTRALEVE

■ O novo travão de alumínio, com um design minimalista, traz a leveza para níveis sem precedentes. Precisão até nos mais pequenos detalhes.

EIXO DE CARBONO

■ Componentes estruturais em carbono, para otimizar a redução de peso e a performance de condução.

APOIO DE PÉS EM TITÂNIO

■ A KSL também pode ser personalizada com um patim em titânio, que oferece maior redução do peso.



Küschall®

THE KSL®

CHASSIS TOTALMENTE SOLDADO

■ O chassi totalmente soldado combina estética com performance. Com um peso para transporte de 4,3 kg, A KSL é a Küschall mais leve de sempre.

AROS-MOTOR CARBOLIFE

■ A CarboLife é sinónimo de produtos de alta qualidade. Os aros-motor foram ergonomicamente desenhados para uma pega mais eficaz, com menos tensão nos pulsos. Isto irá aumentar a performance de condução, enquanto reduz a fadiga.

NOVA FORQUETA

■ Forqueta reinventada com os rolamentos integrados, para afastar a sujidade e facilitar a manutenção.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

FEITA À MEDIDA

Feita à medida é o conceito para a construção mais leve. A Kuschall Super Light traz uma geometria poderosa que se funde na silhueta incomparável da cadeira. Desde o chassis dianteiro, até à barra de encosto e ao suporte da forqueta, a nova KSL transmite a mesma linguagem de design.



SUPER LEVE

Enquanto foi concebida para otimizar a força e a performance, a KSL também recebeu componentes de carbono. Isto permite-lhe atingir uma leveza incrível, igualmente comparável a uma cadeira de rodas com um chassis integralmente de carbono.



ELEGANTE

Redesenhamos os apoios de pés, um elemento fundamental para a sua postura sentada, seguindo a geometria poderosa e o apelo dinâmico do look global da cadeira.



CHASSIS FRONTAL HIDROFORMADO

A Hidroformação oferece mais possibilidades de formas e de distribuição dos materiais. Graças a esta tecnologia, os nossos engenheiros e designers foram capazes de levar a KSL ao derradeiro nível de performance. A mesma e incrível leveza, com um chassis mais rígido.

PERSONALIZAÇÃO

1 ESCOLHA A COR DO CHASSIS



Branco



Cinza Antracite



Preto Espacial



Vermelho Carmim



Azul

2 ESCOLHA O ESTILO



3 ESCOLHA O ACABAMENTO DO DECALQUE



Vermelho



Preto



Cinza Claro



Dourado



Vermelho



Azul



Cinza Escuro



Preto

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LARGURA DO ASSENTO (SW)

340 – 440 mm
em incrementos de 20 mm



PROFUNDIDADE DO ASSENTO

385 – 485 mm
em incrementos de 25 mm



MEDIDA JOELHO - CALCANHAR

350 – 500 mm
em incrementos de 10 mm



ALTURA DO ENCOSTO

270 – 420 mm
em incrementos de 15 mm



ÂNGULO DO ENCOSTO

74° / 78° / 82° /
86° / 90°



ALTURA DO ASSENTO

Frontal: 450 – 530 mm
Traseira: 400 – 480 mm
em incrementos de 10 mm



ÂNGULO DO CHASSIS

75° / 90°
Chassis em V ou Tapered



LARGURA TOTAL

SW + 170 mm



COMPRIMENTO TOTAL

75°: aprox. 800 mm
90°: aprox. 730 mm



CENTRO DE GRAVIDADE

80 mm / 95 mm / 110 mm /
125 mm / 140 mm



ÂNGULO DAS RODAS TRASEIRAS

0° / 3° / 6°



PESO TOTAL

aprox. 6.8 kg



PESO PARA TRANSPORTE

aprox. 4.3 kg



PESO MÁX. DO UTILIZADOR

100 kg



Todas as medidas e pesos indicados são baseados na largura do assento de 400 mm e na profundidade do assento de 400 mm na configuração mais leve e compacta. O peso e as medidas podem mudar com as diferentes configurações. Para mais informações, visite o nosso site.



/ UNLIMIT YOUR WORLD

Tel. : +351 225 193 360
portugal@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal
II Rua Estrada Velha, nº949
4465-784 Leça do Balio
Portugal

Küschall, Küschall Unlimit your world, K, Unlimit your world e THE KSL são marcas comerciais da Invacare International GmbH. Foram feitos todos os esforços para garantir que o conteúdo desta publicação esteja totalmente atualizado no momento da impressão. Como parte da melhoria contínua dos seus produtos, a Invacare International GmbH reserva-se ao direito de modificar os modelos existentes a qualquer momento. © July 2023, Invacare International GmbH. Todos os direitos reservados. PT - 1659370