

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



P.R.P.

Válido a partir de janeiro de 2021, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Küschall® THE KSL 2.0**Código ISO - 12 22 03** - Cadeira de rodas manual ativa

ultra leve, chassis rígido em monobloco de alumínio hidroformado de perfil ergonómico, com estrutura frontal 90° (mais fechado) ou 75° (mais aberto) com estrutura em V ou afunilamento do chassis frontal (tapered), com eixo do camber em carbono, posição fixa, encosto fixo com barra estabilizadora com pega ergonómica (ajustável em ângulo e rebatível sobre o assento como opção), com estofado almofadado com faixas de regulação em tensão e bolsa posterior, protetores de roupa em carbono (em carbono com rebordo disponível opcional), apoio de pés estrutura tubular aberta em alumínio hidroformado, peso mínimo de 4,3kg (sem rodas), rodas traseiras 24" ou 25" de extração fácil com pneu com camada anti-furo standard, aro motor em alumínio anodizado (outros tipos de aro motor como opção); faixa de suporte de pernas para maior estabilidade; travão de empurrar; punhos no encosto. Personalização da cadeira com várias opções de cor do chassis e detalhes de decalques opcionais (Tag ou Bold)

Peso máx. utilizador 100kg. Peso da cadeira (com rodas): a partir de 6,8 kg*.

Nota: A cadeira pode apresentar uma tolerância de +/- 1cm face às medidas apresentadas. A largura total da cadeira pode variar em função da configuração. Produto configurado à medida i Não se admitem devoluções!

*Largura e Profundidade de assento de 400 mm e na configuração mais leve possível
Para mais informações configure sua cadeira em www.kuschall.com

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ☒ Característica standard ☐ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
Modelo		
DSA0085	◆ KSL - Kuschall Super Light	4.450,00
MYKÜSCHALL		
DSA0000	FABRICO ESPECIAL MYKÜSCHALL	○
ASSENTO		
CHASSIS		
DSA1000	Ângulo do chassis a 75°	○
DSA1010	Ângulo do chassis a 75° - tapered	○
DSA1020	◆ Ângulo do chassis 90° (NC com rodas dianteiras 5")	◆
DSA1030	Ângulo do chassis 90° - tapered (NC com rodas dianteiras 5")	○
LARGURA DE ASSENTO (SW)		
DSA1315	340 MM (NC : encostos Matrx Mx2, 2710, 2720)	○
DSA1320	360 MM	○
DSA1325	380 MM	○
DSA1330	◆ 400 MM	◆
DSA1335	420 MM	○
DSA1340	440 MM	○
PROFUNDIDADE DO ASSENTO (SD)		
DSA1430	385 MM (NC : 2720, cinto Bodypoint Evoflex)	○
DSA1440	◆ 410 MM	◆
DSA1455	435 MM	○
DSA1470	460 MM	○
DSA1485	485 MM (NC : 2710)	○
ALTURA DO ENCOSTO (BH)		
DSA1600	Altura do encosto depende do encosto escolhido	Obrigatório escolher quando combinado com encostos Matrx Mx2
DSA1605	270 MM (NC : 2210, 2240)	○
DSA1610	285 MM (NC : 2210, 2240)	○
DSA1615	◆ 300 MM (NC : 2240)	◆
DSA1620	315 MM (NC : 2240)	○
DSA1625	330 MM (NC : 2240)	○
DSA1630	345 MM (NC : 2240)	○
DSA1635	360 MM (NC : 2240)	○
DSA1640	375 MM (NC : 2240)	○
DSA1645	390 MM (NC : 2240)	○
DSA1650	405 MM (NC : 2240)	○
DSA1655	420 MM (NC : 2240)	○

NOTA: em caso de renovação de cadeira, recomendamos proceder a uma nova validação das medidas.



Küschall® THE KSL 2.0




Chassis Standard

Chassis Tapered

Código	Descrição			P.R.P. €
ALTURA ASSENTO / CHÃO DIANTEIRA (FSTF)				
DSA1740		450 MM	(NC : RSTF 440 a 480mm, rodas tras. 25")	○
DSA1745		460 MM	(NC : RSTF 450 a 480mm)	○
DSA1750		470 MM	(NC : RSTF 460 a 480mm)	○
DSA1755		480 MM	(NC : RSTF 470 a 480mm)	○
DSA1760		490 MM	(NC : RSTF 480mm)	○
DSA1765	◆	500 MM		◆
DSA1770		510 MM	(NC: 1820)	○
DSA1775		520 MM	(NC : 1820, 1825)	○
DSA1780		530 MM	(NC: 1820, 1825, 1830, 6410)	○
ALTURA ASSENTO / CHÃO TRASEIRA (RSTF)			RSTF = „FSTF -100 MM“ a „FSTF-20 MM“	
DSA1820		400 MM	(NC: rodas tras. 25")	○
DSA1825		410 MM		○
DSA1830		420 MM		○
DSA1835	◆	430 MM		◆
DSA1840		440 MM		○
DSA1845		450 MM		○
DSA1850		460 MM		○
DSA1855		470 MM		○
DSA1860		480 MM		○
MEDIDA ASSENTO-PATIM (JOELHO AO CALCANHAR) - (LLL)		75° : LLL = „FSTF-100 MM“ a „FSTF-30 MM“	90° FRAME: LLL = „FSTF-80 MM TO „FSTF-40 MM“	
DSA1930		350 MM		○
DSA1932		360 MM		○
DSA1934		370 MM		○
DSA1936		380 MM		○
DSA1938		390 MM		○
DSA1940		400 MM		○
DSA1942		410 MM		○
DSA1944		420 MM		○
DSA1946	◆	430 MM		◆
DSA1948		440 MM		○
DSA1950		450 MM		○
DSA1952		460 MM		○
DSA1954		470 MM		○
DSA1956		480 MM		○
DSA1958		490 MM		○
DSA1960		500 MM		○
ENCOSTO				
TIPO DE ENCOSTO				
DSA2110	◆	Encosto fixo à cor do chassis		◆
DSA2140		Encosto rebatível, ângulo ajustável, preto		○
ESTOFO DO ENCOSTO (As opções 2220 e 2230, regulável em tensão incluem bolsa no encosto)				
DSA2200		Standard	(NC : opção encosto Matrx MX2)	○
DSA2210		Tela de encosto Light	(NC : opção encosto Matrx MX2)	125,00
DSA2220	◆	Premium (tecido em nylon almofadado), regulável em tensão, preto	(NC : opção encosto Matrx MX2)	◆
DSA2230		Aero Back (tecido perfurado, mais respirável), regulável em tensão, preto	(NC : opção encosto Matrx MX2)	250,00
DSA2240		Sem estofado de encosto	Selecione se quiser montar um encosto tipo Matrx (NC: 2410, 2420, 2450)	○
ENCOSTOS MATRX				
DSA2300		Matrx MX2, altura 150 mm com hardware de extração rápida	(NC: 2410, 2420, 2450)	990,00
DSA2305		Matrx MX2, altura 230 mm com hardware de extração rápida	(NC: 2410, 2420, 2450)	990,00
DSA2310		Matrx MX2, altura 305 mm com hardware de extração rápida	(NC: 2410, 2420, 2450)	990,00



Tubo do eixo traseiro em Carbono



LLL = * (medida joelho calcanhar) - Altura da Almofada



2210



2200

2220



2230




2300-2315

Código	Descrição			P.R.P. €
DSA2315		Matrx MX2, altura 405 mm com hardware de extração rápida	(NC: 2410, 2420, 2450)	990,00
PUNHOS				
DSA2400	◆	Sem punhos		◆
DSA2410		Punhos fixos, curtos		○
DSA2420		Punhos fixos, longos		○
DSA2440		Reguláveis em altura, integrados	Obrigatório em conjunto com encosto Matrx MX2	250,00
DSA2450		Punhos rebatíveis		275,00
ÂNGULO DO ENCOSTO (BA)				
DSA2500		74° ângulo a partir do assento		○
DSA2520		78° ângulo a partir do assento		○
DSA2540	◆	82° ângulo a partir do assento		◆
DSA2560		86° ângulo a partir do assento		○
DSA2580		90° ângulo a partir do assento		○
ESTOFO DE ASSENTO				
ESTOFO DE ASSENTO				
DSA2600	◆	Standard, inclui faixa central aderente		◆
DSA2630		Assento Light, lona perfurada, inclui faixa central aderente		90,00
ALMOFADAS				
DSA2700	◆	Almofada standard 60mm, espuma dupla topo em visco		◆
DSA2710		FLO-TECH LITE		125,00
DSA2720		Matrx Libra, capa tecido macio	NC com SW 340 MM & SD 385 MM; SW 360 MM apenas com SD 410/435 MM	399,00
APOIO DE PÉS				
TIPO DE PATIM				
DSA3200	◆	único, plataforma aberta, em alumínio hidroformado, preto		◆
DSA3210		único, plataforma aberta, em titânio		100,00
DSA3220		único, plataforma fechada em carbono, ajustável em ângulo	(NC : 3290)	150,00
COBERTURA P/ APOIO DE PÉS				
DSA3290		Cobertura apoio de pés		100,00
CINTO DE PERNAS				
DSA3300		Cinto de pernas montado no chassis		○
DSA3305	◆	Cinto de pernas montado no suporte		◆
PROTETORES DE ROUPA				
DSA3410	◆	Em Carbono, sem rebordo, fixos		◆
DSA3430		Em Carbono, com rebordo sobre a roda, fixos	(NC : travão performance)	150,00
CHASSIS				
COR DO CHASSIS				
DSA4000	◆	Preto espacial	Personalização com decalque BOLD ou TAG	◆
DSA4010		Cinzeno antracite	Personalização com decalque BOLD ou TAG	○
DSA4020		Branco	Personalização com decalque BOLD ou TAG (NC : Bold cinza claro)	○
DSA4030		Vermelho Carmin	Personalização com decalque BOLD ou TAG	○
DSA4040		Azul Celeste	Personalização com decalque BOLD ou TAG	○
DSA4100		Preto Brilhante	Personalização apenas com decalque TAG	○
DSA4060	Amarelo	NOVIDADE	Personalização apenas com decalque TAG	○
DSA4070	Violeta atômico	NOVIDADE	Personalização apenas com decalque TAG	○
DSA4130		Cinza claro	Personalização apenas com decalque TAG	○
DSA4140		Azul Real	Personalização apenas com decalque TAG	○



Ângulo do encosto



2600



2630



2710



2720



3200



3210




3220



3290



3300



3305


Código	Descrição			P.R.P. €
DSA4150		Vermelho Rubi	Personalização apenas com decalque TAG	○
DSA4170		Laranja dinamite	Personalização apenas com decalque TAG	○
DSA4180		Verde floresta	Personalização apenas com decalque TAG	○
DSA4050		Cor especial	Fornecer código RAL/ informação adicional	Sob Consulta My Kuschal
ESTILO DO DECALQUE				
DSA4190		BOLD	(NC : 4300, 4310)	95,00
DSA4195	◆	TAG	(NC : 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250)	◆
COR DO DECALQUE BOLD				
DSA4200		Preto		○
DSA4210		Cinza Escuro		○
DSA4220		Cinza Claro		○
DSA4230		Vermelho		○
DSA4240		Azul		○
DSA4250		Dourado		○
COR DO DECALQUE TAG				
DSA4300		Preto		○
DSA4310	◆	Vermelho		◆
RODAS DIANTEIRAS				
DSA5000		3" Superdesportiva		60,00
DSA5050		4" Everyday c/ borracha preta		○
DSA5100	◆	4" Comfort Preta		◆
DSA5150		4" Starec preto		60,00
DSA5200		4" Frog Legs com jante e eixo preto		95,00
DSA5250		4" Frog Legs com jante cinza e eixo preto		95,00
DSA5300		5" Everyday c/ borracha preta	NC com chassis de 90° (DSA1020/1030)	○
DSA5350		5" Comfort Preta	NC com chassis de 90° (DSA1020/1030)	○
DSA5400		5" Starec preta	NC com chassis de 90° (DSA1020/1030)	60,00
DSA5450		5" Frog Legs com jante de alumínio preta e eixo preto	NC com chassis de 90° (DSA1020/1030)	95,00
DSA5500		5" Frog Legs com jante de alumínio cinza e eixo preto	NC com chassis de 90° (DSA1020/1030)	95,00
RODAS TRASEIRAS				
POSIÇÃO DA RODA TRASEIRA (distância X no desenho)				
DSA6100		140 mm (equivalente ao módulo de assento colocado na posição 1 na K-Series)		○
DSA6110		125 mm (equivalente ao módulo de assento colocadona posição 2 na K-Series)		○
DSA6120	◆	110 mm (equivalente ao módulo de assento colocado na posição 3 na K-Series)		◆
DSA6130		95 mm (equivalente ao módulo de assento colocado na posição 4 na K-Series)		○
DSA6140		80 mm (equivalente ao módulo de assento colocado na posição 5 na K-Series)		○
CAMBER DO EIXO EM CARBONO				
DSA6200		0° CAMBER		○
DSA6210	◆	3° CAMBER		◆
DSA6220		6° CAMBER	(NC : 6950)	○
EIXO TETRA				
DSA6300		Extração de eixo Tetra-Clip	(NC : 6550 6950)	75,00
TAMANHO DA RODA TRASEIRA				
DSA6410	◆	24"		◆
DSA6420		25" (apenas possível aro motor de alumínio)	(NC: 6500, 6510, 6610, protetor raios, 6950)	○
TIPO DE RODA TRASEIRA				
DSA6500		Rodas Ativas 24" (incl aros alumínio e pneu leve cinzento)	Apenas possível com Aro Motor em alumínio e NC protetores raios	○



BOLD



TAG



5000



5050/5300





5100/5350



5200/5450



5250/5500



6300



6500

Código	Descrição	P.R.P. €
DSA6510	Rodas KÜSCHALL STAREC 24", Jante, eixo e raios pretos (peso 1,5Kg) NOVIDADE	◆
DSA6520	Rodas PERFORMANCE 24", 25", Jante, eixo e raios raios forjados (mais resistentes) pretos. (peso 1,4Kg)	350,00
DSA6550	Rodas SPINERGY LXX, 24", 25", jante preta, eixo raios pretos (peso 1,2 Kg)	495,00
TIPO DE PNEU		
DSA6600	Schwalbe Rightrun preto/cinza 24", 25"	○
DSA6610	Schwalbe Rightrun azul 24" resistente a furos	90,00
DSA6620	24" 25", Marathon Plus Schwalbe (anti-furo, devido a camada de borracha especial 5mm)	◆
DSA6630	24", 25" SCHWALBE ONE, Proteção V-Guard (fibra Hi-tech)	100,00
AROS MOTORES		
DSA6700	Com borracha aderente para rodas 24" SUPERGRIPP, DIST. 30 ou 40 mm	100,00
DSA6710	Aço 24", dist. 30 mm.	80,00
DSA6720	Titanio 24", dist. 30 mm.	249,00
DSA6740	24" Carbolife Gekko L (banda antiderrapante), dist. 30 cm	325,00
DSA6750	24" Carbolife Gekko S (banda antiderrapante), dist. 30 cm	325,00
DSA6760	24" Carbolife CURVE L (perfil ergonómico), dist. 30 mm	300,00
DSA6770	24" Carbolife QUADRO, (perfil ergonómico e antiderrapante) dist. 3 mm	325,00
DSA6780	Alum ligh cinza, 24", 25" DIST. 30 mm	○
DSA6790	Alum ligh PRETO, 24", 25" DIST. 30 mm	◆
PROTECTORES DE RAIOS		
DSA6900	24" transparente	150,00
DSA6910	24" preto	150,00
KIT DE FIXAÇÃO ALBER		
DSA6950	Kit de fixação E-MOTION & TWION	(NC : Rodas anti-volteio) 575,00
OPÇÕES DE SEGURANÇA		
TRAVÕES		
DSA7210	Travões Standard, alavanca dobrada	◆
DSA7230	Travão performance	60,00
DSA7240	Travões ativos	80,00
DSA7250	Travões ativos ultra-leves NOVIDADE	130,00
RODAS ANTI-VOLTEIO		
DSA7500	Roda anti-volteio direita	95,00
DSA7510	Roda anti-volteio esquerda	95,00
DSA7520	Roda anti-volteio, par	185,00
CINTO PÉLVICO		
DSA7800	Cinto Standard (não almofadado)	80,00
DSA7810	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, S, FLAT-MOUNT com fivela Standard	120,00
DSA7820	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, M, FLAT-MOUNT com fivela Rehab	130,00
DSA7830	Cinto BODYPOINT EVOFLEX 2 pontos, L, FLAT-MOUNT com fivela Rehab	130,00
REFLETORES		
DSA7900	Reflectores montados nos raios da cadeira	25,00
DSA7910	Reflectores s/ montar	20,00
OUTRAS OPÇÕES		
DSA8010	Protetor do chassi dianteiro	50,00
DSA8500	Bomba de ar	◆
DSA8550	Kit de ferramentas	◆
DSA8650	Bolsa para as rodas traseiras	100,00
DSA8680	Rodas 24" mountain Bike com bolsa (roda completa c/ aros em alumínio; eixos incluídos)	450,00
DSA8800	Faixa de Suporte gémeos - BODYPOINT com fixação em velcro de alta resistência	75,00
DSA8850	Bolsa transporte BODYPOINT com clip fixação na lona de assento	85,00

