



**Kompas**<sup>TM</sup>

LEVE | COMPACTA | PRÁTICA



A Invacare **Kompas** combina a liberdade de um dispositivo de mobilidade elétrica, com design compacto equivalente ao tamanho de uma cadeira de rodas manual, tornando-a ideal para pessoas que pretendem manter um estilo de vida ativo e independente. Sendo uma das cadeiras de rodas elétricas de encartar mais leve do mercado, a **Kompas** é altamente versátil e a solução perfeita para aqueles que pretendem aproveitar a vida ao máximo.

## Facilmente encartável e compacta

Grças a um sistema muito intuitivo, a **Kompas** pode ser encartada de forma fácil e rápida, minimizando o tempo e o esforço necessários. Quando encartada, a cadeira torna-se incrivelmente pequena, ocupando o volume equivalente ao de uma cadeira de rodas manual encartável.

O tamanho compacto, aliado à capacidade de se manter na vertical quando encartada, tornam a **Kompas** ideal para ser armazenada em espaços pequenos, como por baixo das escadas ou entre móveis.



## Extremamente leve e fácil de transportar

Com um peso de 23,4 kg\*, a **Kompas** é a cadeira de rodas elétrica mais compacta e leve dentro do catálogo da Invacare.

Otimizada para ser fácil de manusear, esta cadeira pode ser transportada quando necessário e ser guardada facilmente na mala do carro, por exemplo.



## Polivalente, prática e funcional!

Seja para uso domiciliário, para passeios no exterior ou para saídas diárias, a alta manobrabilidade da Invacare **Kompas** pode ajudar em inúmeros trajetos até 11 km. Apenas tem de a abrir e seguir viagem!



\*Peso não inclui a bateria

5

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS**

1

**Ajustável**

- ▶ Encosto ajustável em altura, que oferece conforto e apoios adicionais a utilizadores mais altos. O encosto dispõe de possibilidade de ajuste em ângulo.
- ▶ Os apoios de braço são ajustáveis em altura e largura. Eles também são rebatíveis.



2

**Bateria de Lítio Removível**

- ▶ Baterias removíveis de 11.4ah, aprovadas para transporte pelas companhias aéreas e com uma porta de carregamento adicional e indicador do estado da bateria.
- ▶ Não há necessidade de retirar as baterias para ser encartada, ao contrário dos outros modelos no mercado.



5

**Chassis Leve**

- ▶ Com um peso de 23,4Kg, chassis compacto e fácil de encartar, pode transportar a **Kompas** sempre que necessário.

3

**Mecanismo de Encarte Simples**

- ▶ O encarte e desencarte é manual, muito simples e sem esforço.
- ▶ Dimensões compactas de 590x370x810mm quando encartada.



4

**Rodas Anti-Volteio**

- ▶ Acessíveis quando encartada, para permitir uma fácil manobrabilidade para transporte e maior estabilidade quando está guardada.



**Características adicionais**

- ▶ **Comando e eletrônica P&G**
  - Comando de alta qualidade, que indica a carga restante da bateria e permite ajustes de velocidade e fácil controlo do movimento.
  - Equipado com uma porta de carregamento.
- ▶ **Sistema de Travagem inteligente**
  - Previne automaticamente o movimento da cadeira, quando está parada, bloqueando de forma eficaz a cadeira de rodas.
- ▶ **Rodas Traseiras Pneumáticas**
  - Permite uma viagem exterior mais suave, com menos impacto no utilizador, sem prejudicar a manobrabilidade.
- ▶ **Cesto de armazenamento**
  - Por baixo do assento, um cesto em nylon permite transportar pequenos objetos, podendo ser removido.
- ▶ **Alavanca do modo manual**
  - Fácil de operar, esta alavanca dissocia os motores das rodas, para um transporte manual.
- ▶ **Bateria de lítio opcional 17.1Ah**
  - Bateria maior disponível como acessório para aumentar a autonomia para 18km.

## Especificações técnicas ▼

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

	Largura do assento ▼	Profundidade do assento ▼	Altura do assento ▼	Dimensões encartada ▼	Largura total ▼	Comprimento total ▼	Altura total ▼
<b>Kompas</b>	460mm	420mm	520mm	590 x 370 x 810mm	590mm	970mm	950-1000mm

	Peso Total ▼	Peso max. utilizador ▼	Capacidade da bateria ▼	Peso da bateria ▼	Capacidade do motor ▼	Diâmetro de viragem ▼	Distância do Chão-Chassis ▼
<b>Kompas</b>	23,4kg (sem baterias)	115kg	11.4ah (baterias de lítio)	2.2kg	70 W	825mm	30mm

	Max. inclinação ▼	Autonomia ▼	Velocidade ▼	Tamanho das rodas traseiras ▼	Tamanho das rodas dianteiras ▼
<b>Kompas</b>	6°	12 km	6.4 km/h	8" pneumáticas	7" Poliuretano

1. Bateria com mais capacidade (17,1Ah) disponível como acessório. Peso: 2.6kg / autonomia 18Km



Baterias com certificação IATA

## Cor do Chassis ▼



Preto e Cinzento

## Estofa ▼



Preto

Tel.: 225 193 360  
marketing.pt@invacare.com  
www.invacare.pt

Invacare Portugal  
Rua da Estrada Velha, 949  
4465-784 Leça do Balio