

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal

Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

Invacare® **Kompas™**



Código ISO 12 23 06: Cadeira de Rodas elétrica de encartar, leve (20,9Kg) e compacta para transporte (590 x 370 x 810mm - encartada), tração traseira, equipada com sistema de encarte manual através de um único movimento no manípulo debaixo do assento; Assento e encosto (ajustável em ângulo) com tecido poliéster almofadado e barra de empurrar no encosto; apoio de braços rebatíveis com almofada ajustável em espuma poliuretano; Patim único, rebatível e ajustável em altura em 3 posições; Rodas traseiras 8" pneumáticas e dianteiras 8" maciças em espuma PU; Rodas anti-volteio fixas; Comando com joystick para condução e botões ligar/desligar, buzina e regulação da velocidade até máximo de 6 km/h; Bateria de lítio 11,4 Ah removível e motores 24V e 70W potência; Cesto de transporte de objetos debaixo do assento; cinto pélvico de segurança incluído. Cor de Chassis Cinzento escuro / Peso máximo utilizador: 115 KG

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Peso do utilizador = **kg.**

	DESCRIÇÃO	
MODELO		
1662630	◆ Invacare® Kompas™	◆
ASSENTO		
LARGURA DE ASSENTO		
	◆ 460 MM	◆
PROFUNDIDADE DE ASSENTO		
	◆ 420 MM	◆
ALTURA ASSENTO		
	◆ 520 MM	◆
TIPO DE ASSENTO		
	◆ Estofado almofadado em poliéster, sem faixas aderentes	◆
ENCOSTO		
TIPO DE ENCOSTO		
	◆ Altura 43mm, ajustável em ângulo com ferramentas	◆
ESTOFO DO ENCOSTO		
	◆ Tecido poliéster almofadado, com faixas com ajuste em tensão e bolsa para transporte de objetos	◆
PATIM		
	◆ Patim único ajustável em altura e rebatível	◆
APOIO DE BRAÇOS (REBATÍVEIS)		
	◆ Almofada de Apoio de Braço em espuma PU, com possibilidade de ajuste da posição	◆
OPÇÕES DE ASSENTO		
	◆ Sem Opções de Assento	◆
COMANDO		
	◆ Comando fixo, instalado à direita, com botão ON/OFF, buzina e regulação da velocidade	◆
COR		
	◆ Cinzento escuro (chassis)	◆
RODAS DIANTEIRAS		
	◆ 7" Maciças, pretas	◆
RODAS TRASEIRAS		
	◆ 8" Pneumáticas, pretas	◆
	◆ Rodas Anti-volteio fixas	◆
CARACTERÍSTICAS		
MOTORES		
	◆ Motores DC 24V, 70W	◆
VELOCIDADE		
	◆ 6,4 km/h	◆
BATERIAS		
	◆ Baterias 11,4 Ah - Bateria Lítio Ion removível	◆
CARREGADOR		
	◆ Carregador	◆

