

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de janeiro de 2023, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Kompas™



Código ISO 12 23 06: Cadeira de Rodas elétrica de encartar, leve (20,9Kg) e compacta para transporte (590 x 370 x 810mm - encartada), tração traseira, equipada com sistema de encarte manual através de um único movimento no manípulo debaixo do assento; Assento e encosto (ajustável em ângulo) com tecido poliéster almofadado e barra de empurrar no encosto; apoio de braços rebatíveis com almofada ajustável em espuma poliuretano; Patim único, rebatível e ajustável em altura em 3 posições; Rodas traseiras 8" pneumáticas e dianteiras 8" maciças em espuma PU; Rodas anti-volteio fixas; Comando com joystick para condução e botões ligar/desligar, buzina e regulação da velocidade até máximo de 6 km/h; Bateria de lítio 11,4 Ah removível e motores 24V e 70W potência; Cesto de transporte de objetos debaixo do assento; cinto pélvico de segurança incluído. Cor de Chassis Cinzento escuro / Peso máximo utilizador: 115 KG

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

	DESCRIÇÃO	P.R.P €
MODELO		
1662630	◆ Invacare® Kompas™	2782,50
ASSENTO		
LARGURA DE ASSENTO		
◆	460 MM	◆
PROFUNDIDADE DE ASSENTO		
◆	420 MM	◆
ALTURA ASSENTO		
◆	520 MM	◆
TIPO DE ASSENTO		
◆	Estofa almofadado em poliéster, sem faixas aderentes	◆
ENCOSTO		
TIPO DE ENCOSTO		
◆	Altura 43mm, ajustável em ângulo com ferramentas	◆
ESTOFO DO ENCOSTO		
◆	Tecido poliéster almofadado, com faixas com ajuste em tensão e bolsa para transporte de objetos	◆
PATIM		
◆	Patim único ajustável em altura e rebatível	◆
APOIO DE BRAÇOS (REBATÍVEIS)		
◆	Almofada de Apoio de Braço em espuma PU, com possibilidade de ajuste da posição	◆
OPÇÕES DE ASSENTO		
◆	Sem Opções de Assento	◆
COMANDO		
◆	Comando fixo, instalado à direita, com botão ON/OFF, buzina e regulação da velocidade	◆
COR		
◆	Cinzento escuro (chassis)	◆
RODAS DIANTEIRAS		
◆	7" Maciças, pretas	◆
RODAS TRASEIRAS		
◆	8" Pneumáticas, pretas	◆
◆	Rodas Anti-volteio fixas	◆
CARACTERÍSTICAS		
MOTORES		
◆	Motores DC 24V, 70W	◆
VELOCIDADE		
◆	6,4 km/h	◆
BATERIAS		
◆	Baterias 11,4 Ah - Bateria Litio Ion removível	◆
CARREGADOR		
◆	Carregador	◆



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.