

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Esprit Action® Adulto

Código ISO 122306

Cadeira de rodas elétrica, tração traseira, chassis em alumínio de encantar com cruzeta horizontal dupla, equipada com motor integrado nas rodas traseiras de 14" (pneumáticas ou maciças) e com sistema de extração rápida e fácil desmontagem, sem ferramentas, graças ao peso reduzido (elemento mais pesado a partir de 13,8Kg); rodas dianteiras de 8" (maciças ou pneumáticas), baterias 7,65AH com 15Km autonomia, facilmente desmontáveis; motores de 6 km/h (8Km/h opcional); comando de condução com ecrã a cores e acesso a funções de condução, informação de velocidade, autonomia, distância percorrida, relógio e tecnologia giroscópio integrado para diminuição automática da aceleração em terrenos inclinados, sistema de montagem do comando rebatível e ajustável em altura e profundidade; estofo de assento em nylon ajustável em profundidade e várias opções de encosto com estofo do encosto ajustável em tensão e esticador (sistema de posicionamento como opção compatíveis com os tubos de encosto); apoio de braços destacáveis, ajustáveis em altura e apoio de pernas a 80°, rebatíveis e destacáveis com patins individuais ou único; rodas anti-volteio com função de elevação para facilidade na desmontagem da cadeira (opcional); cinto pélvico com fivela central incluído.
 Possibilidade de escolher cor do chassis e detalhes de cor, assim como várias opções de assento, encosto e segurança
 Peso máximo utilizador: 125 kg

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº do pedido:

Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = **kg.**

| Código | Descrição | P.V.P € |
|---|--|------------|
| MODELO | | |
| SPE0060 | ◆ ESPRIT ACTION ADULTO (cruzeta dupla) | ◆ |
| ESPECIAL | | |
| N | ◆ Sem Pedido Especial | ◆ |
| SPE0060 | ◆ Pedido especial | |
| MODELO BASE | | |
| SPE0100 | ◆ MODELO BASE ESPRIT ACTION | 4.628,82 € |
| CHASSIS | | |
| SPE0210 | ◆ CRUZETA DUPLA (Largura de assento 380-605mm / Profundidade 400-500mm) | ◆ |
| COMANDO | | |
| SUORTE DE COMANDO | | |
| SPE0300 | ◆ Suporte Standard (rebatível, ajustável em altura e profundidade) | ◆ |
| SPE0310 | Suporte rebatível Alber (rebatível bilateral, ajustável em altura, profundidade e ângulo) | 264,50 € |
| MONTAGEM | | |
| SPE0400 | ◆ Instalado para o utilizador, no lado direito (NC : 4020) | ◆ |
| SPE0410 | Instalado para o utilizador, no lado esquerdo (NC : 4120) | ○ |
| COMANDO DUPLO (CADEIRA FORNECIDA COM 2 COMANDOS: UM NA POSIÇÃO DO UTILIZADOR E OUTRO NA POSIÇÃO DE ACOMPANHANTE) | | |
| SPE0440 | Comando de acompanhante intuitivo, instalado no esticador, no lado direito. | 743,92 € |
| SPE0450 | Comando de acompanhante intuitivo, instalado no esticador, no lado esquerdo | 743,92 € |
| SPE0460 | Comando de acompanhante intuitivo, instalado no esticador, ajustável do lado direito ou esquerdo | 743,92 € |
| VELOCIDADE | | |
| SPE0500 | ◆ 6 KM/H | ◆ |
| SPE0510 | 8 KM/H | 220,42 € |
| BATERIA | | |
| SPE0600 | ◆ Bateria 7,65AH/36V (autonomia 15 Km) | ◆ |
| OUTRAS OPÇÕES | | |
| SPE0610 | Bateria adicional 7,65AH/36V (autonomia 15 Km) | 385,74 € |
| SPE0630 | Protetor do comando | 55,11 € |
| ASSENTO | | |
| LARGURA DE ASSENTO | | |
| SPE1040 | 380 MM (NC : 1240, 1250, 2100, 5046) | ○ |
| SPE1050 | 405 MM (NC : 1240, 1250) | ○ |
| SPE1060 | ◆ 430 MM (NC : 5042) | ◆ |
| SPE1070 | 455 MM (NC : 5042) | ○ |



Esprit Action 4 - Versão Adulto



Cruzeta Dupla



0300 0310



0440/
0450/
0460



0440



0460



0610



0630

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

| Código | Descrição | | | P.V.P € | | |
|--|-----------|--|--|--------------|---|----------|
| SPE1080 | 480 MM | | (NC : 2100, 2330, 5042, 5044) | ○ | | |
| SPE1090 | 505 MM | | (NC : 5042, 5044, 5046, 5048) | ○ | | |
| SPE1100 | 555 MM | (Lona de assento reforçada) | (NC : 1210, 2000, 2010, 2030, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5080, 5130, 8200) | ○ | | |
| SPE1110 | 605 MM | (Lona de assento reforçada) | (NC : 1210, 2000, 2010, 2030, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5070, 5080, 5130, 8200) | ○ | | |
| PROFUNDIDADE DE ASSENTO | | | | | | |
| SPE1210 | ◆ | 400 mm | (NC : 5085, 5090) | ◆ | | |
| SPE1220 | | Lona de Assento ajustável 400-450mm | Fornecido a 430 mm | (NC : 5090) | 57,87 € | |
| SPE1230 | | 450 mm | (NC : 5042, 5080, 5090) | ○ | | |
| SPE1240 | | Lona de Assento ajustável 450-500mm | (NC : 5042, 5080) | 57,87 € | | |
| SPE1250 | | 500 mm | (NC : 5042, 5044, 5046, 5048, 5080) | ○ | | |
| ALTURA DE ASSENTO | | | | | | |
| SPE1300 | | 460 MM | | ○ | | |
| SPE1310 | ◆ | 485 MM | | ◆ | | |
| ESTOFO DE ASSENTO | | | | | | |
| SPE1410 | ◆ | Nylon, preto, com faixas aderentes de fixação | | ◆ | | |
| ENCOSTO (ESTICADOR INCLUÍDO) | | | | | | |
| TIPO DE ENCOSTO | | | | | | |
| SPE2000 | | Encosto fixo a 7° | 2 alturas 400/430 MM (fornecido a 430 MM) | Punhos fixos | (NC : 2330) | ○ |
| SPE2010 | ◆ | Encosto fixo a 7° | Altura 510 MM | Punhos fixos | (NC : 2330) | ◆ |
| SPE2020 | | Encosto dobrável | Altura 430 MM | Punhos fixos | (NC : 2330) | ○ |
| SPE2030 | | Encosto dobrável | Altura 510 MM | Punhos fixos | (NC : 2320, 2330) | ○ |
| SPE2040 | | Encosto rebatível, ajustável em ângulo (-15° a + 15°), fornecido a 7° | Altura 425-450 MM; fornecido a 425mm (2 posições através do estofado de encosto) | | (NC :2330) | 115,72 € |
| SPE2050 | | Encosto com reclinção 0-30° pneumática (pistão a gás) e dobrável | 3 alturas 390/410/430 MM (fornecido a 430 MM) | Punhos fixos | (NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2330) | 231,44 € |
| SPE2080 | | Encosto com reclinção 0-30° pneumática (pistão a gás) | 3 alturas 390/410/430 MM (fornecido a 430 MM) | Punhos fixos | (NC : 2330) | 150,44 € |
| SPE2090 | | Encosto com reclinção 0-30° pneumática (pistão a gás) | 3 alturas 470/490/510 MM (fornecido a 510 MM) | Punhos fixos | (NC : 2330) | 150,44 € |
| SPE2100 | | Encosto com reclinção 0-30° pneumática (pistão gás) com estrutura rígida p/ almofada PASSAD2 | Altura 510 MM | Punhos fixos | (NC : encostos MatrX, 2300, 2310, 2320, kit transporte) | 231,44 € |
| ENCOSTOS (A largura do encosto MatrX corresponde à largura do assento) Nota! Em combinação com o encosto com reclinção a profundidade útil reduz 20 mm aprox. | | | | | | |
| SPE2200 | | MATRX ELITE E2 plano com fixações Mini Set | Altura 405 MM - prazo de entrega adicional: + 5 días | | (NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140) | 738,13 € |



1220/1240



2000/2010 2080/2090/2100

2020
2030

2040



Novo tecido de Encosto

| Código | Descrição | | | P.V.P € | |
|----------------------------------|--|---|-------------------------------------|----------|---|
| SPE2210 | MATRX ELITE E2 plano com fixações Standard Easy Set | Altura 455 MM - prazo de entrega adicional: + 5 dias | (NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140) | 738,13 € |  2200/2210/2220/2230 |
| SPE2220 | MATRX ELITE E2 Profundo com Fixações Mini Set | Altura 405 MM - prazo de entrega adicional: + 5 dias | (NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140) | 794,90 € | |
| SPE2230 | MATRX ELITE E2 Profundo com Fixações standard Easy Set | Altura 455 MM - prazo de entrega adicional: + 5 dias | (NC: 2300, 2310, 2320, 2330, 5140) | 794,90 € | |
| ESTOFO DE ENCOSTO | | | | | |
| SPE2300 | ◆ Estofo em Nylon almofadado, preto, com 1 faixa ajustável em tensão | | (NC : 5130) | ◆ |  Fixações Mini Fixações Standard |
| SPE2310 | Estofo em Nylon almofadado, preto, com 4 faixas ajustáveis em tensão | | (NC : 5130) | ○ | |
| SPE2320 | Estofo em Nylon almofadado, preto, com 10 faixas ajustáveis em tensão | | (NC : 5130) | 57,87 € |  2300 2310 |
| SPE2330 | Encosto almofadado PASSAD 2, contorno lateral ligeiro e informação escapular, tecido negro suave TR26, altura 510 mm - Apenas para Tipo de encosto SPE2100 | | (NC : 5130, 5140) | ○ | |
| APOIO DE PERNAS / PATINS | | | | | |
| APOIO DE PERNAS DIREITO | | | | | |
| SPE3010 | ◆ Apoio de Pernas a 80°, tubo longo | UL desde 340 até 470 mm | (NC : 3100) | ◆ |  2320 2330 |
| SPE3020 | Apoio de pernas elevatório (0°-80°) rebatível int/ext e destacável | UL desde 340 até 500MM (soporte gêmeos incluído) | (NC : 3220, 5150) | 115,72 € | |
| SPE3030 | Suporte amputado | | (NC : 3200, 3210, 3220) | 115,72 € |  3010/3110 |
| APOIO DE PERNAS, ESQUERDO | | | | | |
| SPE3110 | ◆ Apoio de Pernas a 80°, tubo longo | UL desde 340 até 470 mm | | ◆ | |
| SPE3120 | Apoio de pernas elevatório (0°-80°) rebatível int/ext e destacável | UL desde 340 até 500MM (soporte gêmeos incluído) | (NC : 3220, 5150) | 115,72 € | |
| SPE3130 | Suporte amputado | | (NC : 3220, 3300, 3310) | 115,72 € |  3030/3110 |
| PATIM DIREITO | | | | | |
| SPE3200 | ◆ Patim rebatível | Inclui calcanheiras | | ◆ |  3020/3120 |
| SPE3210 | Patim rebatível, ajustável em ângulo e profundidade | Inclui calcanheiras | | 46,29 € | |
| SPE3220 | Patim único, rebatível | Ajustável em ângulo e profundidade | (NC: 3300, 3310) | 173,59 € |  3200/3300 3220 |
| PATIM ESQUERDO | | | | | |
| SPE3300 | ◆ Patim rebatível | Inclui calcanheiras | | ◆ | |
| SPE3310 | Patim rebatível, ajustável em ângulo e profundidade | Inclui calcanheiras | | 46,29 € | |
| APOIO DE BRAÇOS | | | | | |
| APOIO DE BRAÇOS, DIREITO | | | | | |
| SPE4000 | Destacável, Almofada curta | Ajustável em altura: 235 a 280 para altura assento 460 & 210-280 para altura assento 485MM; Ajustável em profundidade (+35 MM) & largura (+25MM exterior) | (NC: 8200) | ○ |  4000/4010 |
| SPE4010 | ◆ Destacável, Almofada longa | Ajustável em altura: 210 a 280 mm; Ajustável em profundidade +35mm & largura (+25mm exterior) | | ◆ | |
| SPE4020 | Destacável HEMI multiposição -Tecido suave TR26 negro - Dispositivo de bloqueio | Ajustavel em altura: 210-345mm). Ajustavel profundidad +35mm & largura (+25mm exterior) | (NC: 8200) | 181,85 € | |

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

| Código | Descrição | | | P.V.P € | |
|--|---|---|-----------------------|----------|--|
| APOIO DE BRAÇOS, ESQUERDO | | | | | |
| SPE4100 | Destacável, Almofada curta | Ajustável em altura: 235 a 280 para altura assento 460 & 210-280 para altura assento 485MM; Ajustável em profundidade (+35 MM) & largura (+25MM exterior) | (NC: 8200) | ○ |  4020/4120 |
| SPE4110 | ◆ Destacável, Almofada longa | Ajustável em altura: 210 a 280 mm; Ajustável em profundidade +35mm & largura (+25mm exterior) | | ◆ |  |
| SPE4120 | Destacável HEMI multiposição -Tecido suave TR26 negro - Dispositivo de bloqueio | Ajustavel em altura: 210-345mm). Ajustavel profundidade +35mm & largura (+25mm exterior) | (NC: 8200) | 181,85 € |  4000/ 4100 |
|  4010/ 4110 | | | | | |
| OPÇÃO DE ASSENTO | | | | | |
| ALMOFADA DE ASSENTO | | | | | |
| SPE5020 | MATRX FLO-TECH LITE - Altura 78 MM | | (NC : 5090) | 118,45 € | |
| SPE5030 | ALMOFADA MATRX FLO-TECH IMAGE | | (NC : 5090) | 226,60 € | |
| SPE5040 | ALMOFADA MATRX CONTOUR VISCO NG (Peso Max. utilizador 100 KG) | | (NC : 5090) | 154,50 € | |
| SPE5070 | MATRX LIBRA - Altura 70 MM | prazo de entrega adicional + 5 dias | | 453,10 € |  5020 |
|  5070 | | | | | |
| PROFUNDIDADE DA ALMOFADA | | | | | |
| SPE5080 | 400 MM | | | ○ | |
| SPE5085 | 450 MM | | | ○ | |
| SPE5090 | 500 MM | | | ○ | |
| APOIO DE CABEÇA | | | | | |
| SPE5100 | Apoio de Pescoço simples - Tecido negro suave PU TR26 | | | 123,99 € |  5100 |
| SPE5110 | Apoio Cabeça envolvente com ajuste bilateral, com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória | | | 193,05 € |  5110 |
| SPE5120 | Apoio Cabeça envolvente com suporte da região facial (tempero-mandibular), com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória | | | 215,76 € |  5120 |
| SPE5130 | Apoio de Cabeça Matrix com almofada suporte occipital, largura 255mm, barra ajustável | (apenas em combinação com encostos Matrix) | | 405,03 € |  5130 |
|  5170 | | | | | |
| OUTRAS OPÇÕES DE ASSENTO | | | | | |
| SPE5140 | Suportes de tronco (para encosto ajustável em tensão) - par | | | 144,65 € |  5140 |
| SPE5150 | Cinto de Suporte de gêmeos | | | 28,93 € | |
| ESTICADOR | | | | | |
| SPE5170 | ◆ Esticador de Encosto | | | ◆ |  5170 |
| OPÇÕES DE COR | | | | | |
| COR DE CHASSIS | | | | | |
| SPE6000 | Preto Mate | | | ○ |  |
| SPE6015 | Roxo | | | ○ |  |
| SPE6035 | Azul marinho | | | ○ |  |
| SPE6040 | ◆ Cinzento | | | ◆ |  |
| SPE6050 | Cor especial (apenas por pedido especial) | Sujeito a consulta de preço e com prazo alargado de entrega | | |  Verde Lima |
|  Preto | | | | | |
| DETALHES DE COR | | | | | |
| SPE6100 | ◆ Preto | | | ◆ | |
| SPE6120 | Verde lima | | | 71,64 € | |
| RODAS DIANTEIRAS | | | | | |
| SPE7000 | ◆ 200 X 50mm (8" X 2"), maciças, pretas | | | ◆ | |
| SPE7010 | 200 X 50mm (8" X 2"), pneumáticas, pretas | | | ○ | |
| RODAS TRASEIRAS MOTORIZADAS | | | | | |
| SPE7100 | Rodas de 14" (355x70mm), maciças, preto | Inclui sistema de extração fácil | Peso por roda: 7,8 kg | 165,32 € |  7000/7010 |
|  7100/7110 | | | | | |

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

| Código | Descrição | | | P.V.P € | |
|---------------------------------------|-----------|---|---|-----------------------|----------|
| SPE7110 | ◆ | Rodas de 14" (355x70mm), pneumáticas, preto | Inclui sistema de extração fácil | Peso por roda: 6,8 kg | ◆ |
| OPÇÕES DE SEGURANÇA | | | | | |
| RODAS ANTI-VOLTEIO OBRIGATÓRIO | | | | | |
| SPE8000 | ◆ | Rodas anti-volteio, fixas (PAR) | | | ◆ |
| SPE8010 | | Rodas anti-volteio tipo Alber, rebatíveis e ajustáveis em altura, Par | Função de elevação: as rodas permitem elevação da cadeira („função de macaco“) para facilitar a desmontagem | 385,74 € | |
| OUTRAS OPÇÕES DE SEGURANÇA | | | | | |
| SPE8020 | | Cinto pélvico (não almofadado) com fecho central | | | 33,06 € |
| SPE8030 | | Kit de transporte | | | ○ |
| OUTRAS OPÇÕES | | | | | |
| SPE8100 | | Suporte para canadianas/bengala | | | 34,72 € |
| SPE8200 | | Mesa acrílica, rebatível | | | 173,59 € |
| PREÇO TOTAL | | | | | |



8000



8010



8020



8030



8100



8200