

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Esprit Action® Junior



Código ISO 122306

Cadeira de rodas elétrica, tração traseira, chassis em alumínio de encartar com cruzeta horizontal simples, telescópica ajustável de 305 a 380mm, equipada com motor integrado nas rodas traseiras de 14" (pneumáticas ou maciças) e com sistema de extração rápida e fácil desmontagem, sem ferramentas, graças ao peso reduzido (elemento mais pesado a partir de 13,8Kg); rodas dianteiras de 8" (maciças ou pneumáticas), baterias 7,65AH com 15Km autonomia, facilmente desmontáveis; motores de 6 km/h (8Km/h opcional); comando de condução com ecrã a cores e acesso a funções de condução, informação de velocidade, autonomia, distância percorrida, relógio e tecnologia giroscópio integrado para diminuição automática da aceleração em terrenos inclinados, sistema de montagem do comando rebatível e ajustável em altura e profundidade; estofo de assento em nylon ajustável em profundidade e várias opções de encosto com estofo do encosto ajustável em tensão e esticador (sistema de posicionamento como opção compatíveis com os tubos de encosto); apoio de braços destacáveis, ajustáveis em altura e apoio de pernas a 80°, rebatíveis e destacáveis com patins individuais ou único; rodas anti-volteio com função de elevação para facilidade na desmontagem da cadeira (opcional); cinto pélvico com fivela central incluído.
Possibilidade de escolher cor do chassis e detalhes de cor, assim como várias opções de assento, encosto e segurança
Peso total: a partir de 40,4 kg aprox.
Peso máximo utilizador: 80 Kg

Data:

Ortopedia:



Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ☒ Característica standard ☐ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX


Peso do utilizador = kg.

Código	Descripción	P.V.P €
MODELO		
SPD0050	◆ ESPRIT ACTION JUNIOR (cruzeta simples)	◆
ESPECIAL		
N	◆ Sem Pedido Especial	◆
SPDSPEC	Pedido especial	
MODELO BASE		
SPD0100	◆ MODELO BASE ESPRIT ACTION JUNIOR	4.721,40 €
CHASSIS		
SPD0200	◆ CRUZETA SIMPLES	◆
COMANDO		
SUPORTE DE COMANDO		
SPD0300	◆ Suporte Standard (rebatível, ajustável em altura e profundidade)	◆
SPD0310	Suporte rebatível Alber (rebatível bilateral, ajustável em altura, profundidade e ângulo)	269,79 €
MONTAGEM		
SPD0400	◆ Instalado para o utilizador, no lado direito	◆
SPD0410	Instalado para o utilizador, no lado esquerdo	○
COMANDO DUPLO (CADEIRA FORNECIDA COM 2 COMANDOS: UM NA POSIÇÃO DO UTILIZADOR E OUTRO NA POSIÇÃO DE ACOMPANHANTE)		
SPD0440	Comando de acompanhante intuitivo, instalado no esticador, no lado direito. (NC : 0640)	758,80 €
SPD0450	Comando de acompanhante intuitivo, instalado no esticador, no lado esquerdo (NC : 0640)	758,80 €
SPD0460	Comando de acompanhante intuitivo, instalado no esticador, ajustável do lado direito ou esquerdo (NC : 0640)	758,80 €
VELOCIDADE		
SPD0500	◆ 6 KM/H	◆
SPD0510	8 KM/H	224,83 €
BATERIA		
SPD0600	◆ Bateria 7,65AH/36V (autonomia 15 Km)	◆
OUTRAS OPÇÕES		
SPD0610	Bateria adicional 7,65AH/36V (autonomia 15 Km)	393,45 €
SPD0630	Protetor do comando	56,21 €
ASSENTO		
LARGURA DE ASSENTO		
SPD1000	305 MM	○
SPD1010	330 MM	○
SPD1020	355 MM	○
SPD1030	380 MM	○
PROFUNDIDADE DE ASSENTO		



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código		Descripción			P.V.P €
SPD1200	◆	Estofa do Assento ajustável desde 325 a 375 MM	Fornecido a 350 MM		◆
ALTURA DO ASSENTO					
SPD1300	◆	460 MM			◆
SPD1310		485 MM			○
ESTOFO DE ASSENTO					
SPD1400	◆	em Nylon, preto, com faixas aderentes de fixação, ajustável em largura e profundidade			○
ENCOSTO					
TIPO DE ENCOSTO					
SPD2000	◆	Encosto fixo a 7°	2 alturas 400/430 MM (fornecido a 430 MM)	Punhos fixos	◆
SPD2020		Encosto dobrável	Altura 430 MM	Punhos fixos	○
SPD2040		Encosto rebatível, ajustável em ângulo (-15° a +15°), fornecido a 7°	Altura 425-450 MM; fornecido a 425mm (2 posições através do estofa de encosto)	Punhos fixos	118,03 €
SPD2050		Encosto com reclinção 0-30° pneumática (pistão a gás) e dobrável	3 alturas 390/410/430 MM (fornecido a 430 MM)	Punhos fixos	236,07 €
SPD2080		Encosto com reclinção 0-30° pneumática (pistão a gás)	3 alturas 390/410/430 MM (fornecido a 430 MM)	Punhos fixos	141,64 €
ESTOFO DE ENCOSTO					
SPE2300		Estofa em Nylon almofadado, preto, com 1 faixa ajustável em tensão			○
SPD2320	◆	Estofa em Nylon almofadado, preto, com 10 faixas ajustáveis em tensão			◆
APOIO DE PERNAS / PATINS					
APOIO DE PERNAS DIREITO					
SPD3000	◆	Apoio de Pernas a 80°, tubo curto	UL desde 200 até 330MM	(NC : 3110)	◆
SPD3010		Apoio de Pernas a 80°, tubo longo	UL desde 340 até 470 mm	(NC : 3100)	○
APOIO DE PERNAS, ESQUERDO					
SPD3100	◆	Apoio de Pernas a 80°, tubo curto	UL desde 200 até 330MM		◆
SPD3110		Apoio de Pernas a 80°, tubo longo	UL desde 340 até 470 mm		○
PATIM DIREITO					
SPD3200	◆	Patim rebatível	Inclui calcanheiras		◆
SPD3210		Patim rebatível, ajustável em ângulo e profundidade	Inclui calcanheiras		47,22 €
SPD3220		Patim único, rebatível	Ajustável em ângulo e profundidade	(NC: 3300, 3310)	177,06 €
PATIM ESQUERDO					
SPD3300	◆	Patim rebatível	Inclui calcanheiras		◆
SPD3310		Patim rebatível, ajustável em ângulo e profundidade	Inclui calcanheiras		42,02 €
APOIO DE BRAÇOS					
APOIO DE BRAÇOS, DIREITO					
SPD4000	◆	Destacável, Almofada curta	Ajustável em altura: 235 a 280 para altura assento 460 & 210-280 para altura assento 485MM; Ajustável em profundidade (+35 MM) & largura (+25MM exterior)	(NC: 8200)	◆
SPD4010		Destacável, Almofada longa	Ajustável em altura: 210 a 280 mm; Ajustável em profundidade +35mm & largura (+25mm exterior)		○
APOIO DE BRAÇOS, ESQUERDO					



2020


2000



2040



2080




2300

2320



3000/3010



3220



4000/4010

Código	Descrição			P.V.P €	
SPD4100	◆	Destacável, Almofada curta	Ajustável em altura: 235 a 280 para altura assento 460 & 210-280 para altura assento 485MM; Ajustável em profundidade (+35 MM) & largura (+25MM exterior)	(NC: 8200) ◆	
SPD4110		Destacável, Almofada longa	Ajustável em altura: 210 a 280 mm; Ajustável em profundidade +35mm & largura (+25mm exterior)	○	
OPÇÃO DE ASSENTO					
APOIO DE CABEÇA					
SPD5110		Apoio Cabeça envolvente com ajuste bilateral, com manipululos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória		196,91 €	
SPD5120		Apoio Cabeça envolvente com suporte da região facial (tempero-mandibular), com manipululos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória		220,08 €	
OUTRAS OPÇÕES DE ASSENTO					
SPD5140		Suportes de tronco (para encosto ajustável em tensão) - par		147,54 €	
SPD5150		Cinto de Suporte de gémeos		29,51 €	
ESTICADOR					
SPD5160	◆	Esticador de Encosto, ajustável em largura		◆	
OPÇÕES DE COR					
COR DE CHASSIS					
SPD6000		Preto Mate		○	
SPD6015		Roxo		○	
SPD6020		Azul oceano		◆	
SPD6050		Cor especial (apenas por pedido especial)	Sujeito a consulta de preço e com prazo alargado de entrega		
DETALHES DE COR					
SPD6100	◆	Preto		◆	
SPD6120		Verde lima		73,07 €	
RODAS DIANTEIRAS					
SPD7000	◆	200 X 50mm (8" X 2"), maciças, pretas		◆	
SPD7010		200 X 50mm (8" X 2"), pneumáticas, pretas		○	
RODAS TRASEIRAS MOTORIZADAS					
SPD7100		Rodas de 14" (355x70mm), maciças, preto	Inclui sistema de extração fácil	Peso por roda: 7,8 kg	168,63 €
SPD7110	◆	Rodas de 14" (355x70mm), pneumáticas, preto	Inclui sistema de extração fácil	Peso por roda: 6,8 kg	◆
OPÇÕES DE SEGURANÇA					
RODAS ANTI-VOLTEIO					
SPD8000	◆	Rodas anti-volteio, fixas (PAR)		◆	
SPD8010		Rodas anti-volteio tipo Alber, rebatíveis e ajustaveis em altura, Par	Função de elevação: as rodas permitem elevação da cadeira („função de macaco“) para facilitar a desmontagem	393,45 €	
OUTRAS OPÇÕES DE SEGURANÇA					
SPD8020		Cinto pélvico (não almofadado) com fecho central		33,72 €	
SPD8021		Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metalica PB, tam. M		144,78€	
SPD8022		Cinto pélvico BODYPOINT 2 pontos, ajuste central, fivela metalica PB, tam. L		144,78€	
SPD8023		Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metalica PB, tam. M		173,75€	
SPD8024		Cinto pélvico BODYPOINT 4 pontos, ajuste central, fivela metalica PB, tam. L		173,75€	
SPD8030		Kit de transporte		○	
OUTRAS OPÇÕES					
SPD8100		Suporte para canadianas/bengala		35,41 €	
SPD8200		Mesa acrílica, rebatível		177,06 €	
PREÇO TOTAL					



5110 5120



5150



5160



Verde Lima



Preto



7000/7010



7100/7110




8000




8010



8020



8030



8100



8200

