

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® TDX® SP2

LINX®



Código ISO 12 23 06: Cadeira de rodas elétrica de tração central com **Tecnologia Sure Step** para ultrapassar obstáculos mantendo a posição de assento estável e **Tecnologia e Stability Lock** para máxima estabilidade na circulação em pisos irregulares. Unidade de assento Modulite (standard ou telescópico) com ajuste em profundidade milimétrico, regulável entre 410 e 510 mm. Eletrónica **LINX Simply Smart**, programável sem fios com 3 funções de condução personalizadas ao utilizador. Base de tração com largura total de 650mm, diâmetro de viragem de 1120mm (raio de viragem de 560mm). Motores de 4 polos de 340W e baterias de 73Ah.



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ○ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = **kg.**

Código	Descrição	P.R.P. €
ARH0000	TDX SP2 modelo básico	8.592,25
ARW1300	ESPECIAL - SOB CONSULTA	
1. Unidade de Assento MODULITE Standard		
ARH2110	Unidade de Assento MODULITE Standard - placa de assento rígida, largura de 430mm, ajustável de 440 a 480 mm através dos apoios de braços NC 0977, 1092, 1093, 1094, 1095, 1332, 2113, 2121, 2123, 2124, 2162, 2163, 2173, 0556, 0589, 2193, 2194, 2192, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2179	◆
PROFUNDIDADE DE ASSENTO - regulável de 410mm a 510mm		
ARH2132	410 mm NC 2196, 2197, 2198, (2195+1607/1404/1405), (2191/2183/2181+2113), (2124+2147), (2184/2185/2186/2187/2188/2189 +0556), (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○
ARH2134	460 mm NC (2191/ 2181/ 2192/ 2194 + 2184/ 2185/ 2186/ 2187/ 2188/ 2189+0556), (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	◆
ARH2136	510 mm NC 2143	○
ARH2138	560 mm (combinado com o encosto Flex3 regulavel em tensao, a prof assento é reduzida em 10 mm) NC 2141, 2143, (2121 / 2122 / 2123 + 2142 / 2147), (2142 + 2152)	○
ALMOFADA DE ASSENTO		
ARH2141	Almofada standard, nylon preto, 50mm altura NC 2111, 2112, 2138, 2152)	◆
ARH2142	Almofada Matrx Flo-tech Lite (alt. 75mm, peso máx: 127kg) NC (2121/2122/2123+2138), (2138+2152)	118,45
ARH2143	Almofada Matrx Flo-tech Contour Visco 430x430mm (peso máx. 100kg) NC 2136, 2121, 2124, 2138)	139,05
ARH2147	Almofada Matrx Libra, 90 mm espessura Standard (peso max 136 kg); HD (peso max 227 kg) NC (2124+2132), (2121/ 21227 2123) + 2138	453,10
TIPO DE ENCOSTO (NC 0977) ENCOSTO REMOVÍVEL SEM FERRAMENTAS		
ARH2161	Encosto altura 480mm, removível NC 2107,2111, 2112, 2173, 0977, 2128	◆
ARH2171	Encosto regulável em tensão, com tela de encosto bi-material, com bolsa NC 1445, 2152	◆
ARH2174	Encosto Matrx Posture Back, altura 400mm (inc. hardware fixação) NC 1445, 2124	775,33
ARH2175	Encosto Matrx Posture Back, altura 500mm (inc. hardware fixação) NC 1445, 2124	775,33
ARH2176	Encosto Matrx Elite E2 (com espuma recortada), altura 500mm (inc. hardware fixação) NC 1445, 1496, 2124	738,13



matrx
SEATING SERIES

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
ARH2178	Encosto MatrX Elite E2 Profundo (inclui espuma recortada), altura 500 mm NC 1445, 2124	794,90
2. Unidade de Assento MODULITE Telescópica (opção Encosto Flex3 ou MatrX)		
TIPO DE PLATAFORMA DE ASSENTO		
ARH2111	Plataforma TELESCÓPICA , com calhas laterais e placa de assento rígida ; Largura: ajustável de 380mm a 530mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm. NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+2173)	572,81
ARH2112	Plataforma TELESCÓPICA , com calhas laterais e faixas reguláveis em tensão ; Largura: ajustável de 380mm a 530mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm. NC 2141, 2161, (2124+2192/2194+2173)	572,81
LARGURA DE ASSENTO (regulável - 4 posições, selecionar predefinição de fábrica)		
ARH2121	380 mm (Pode ser reduzido a 33cm c/ ap. braço inrigged) NC 2110, 2143, (2138+2142/2147) (2132+2183)	○
ARH2122	430 mm NC (2138+2142/2147)	◆
ARH2123	480 mm NC 2110, (2138+2142/2147)	○
ARH2124	530 mm NC 2110, 2174, 2175, 2178, 2143 (2111/2112+2192/2194+2173), (2132+2147)	○
PROFUNDIDADE DE ASSENTO - regulável de 410mm a 560mm (selecionar predefinição de fábrica)		
ARH2132	410 mm NC 2196, 2197, 2198, (2195+1607/1404/1405), (2191/2183/2181+2113), (2124+2147), (2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556); (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253)	○
ARH2134	460 mm NC (2191/ 2181/ 2192/ 2194 + 2184/ 2185/ 2186/ 2187/ 2188/ 2189+0556) (2191/2181/2192/2194 +2184/2185/2186/2187/2188/2189 +2253)	◆
ARH2136	510 mm NC 2143	○
ARH2138	560 mm (quando combinado com o Flex3 regulável em tensão, a prof. Assento é reduzida 10 mm) NC 2141, 2143, (2121/2122/2123+2142/2147), (2142+2152)	○
ALMOFADA DE ASSENTO		
ARH2142	Almofada MatrX Flo-tech Lite (alt. 75mm, até 127kg, para larg. 380 a 480mm) / Contour (100mm, até 152kg, para larg. 530mm) NC (2121/2122/2123+2138), (2138+2152)	◆
ARH2143	Almofada MatrX Flo-tech Contour Visco 430x430 mm (peso máx. 100kg) NC 2136, 2121, 2124, 2138)	139,05
ARH2147	Almofada MatrX Libra, 90 mm espessura Standard (peso max 136 kg); HD (peso max 227 kg) NC (2124+2132), (2121/ 21227 2123) + 2138	453,10
ARH2140	Sem almofada de assento	○
TUBOS DE ENCOSTO		
ARH2162	Altura 540 mm NC 2110	○
ARH2163	Altura 480 mm NC 2110, 2173	◆
PUNHOS PARA OS TUBOS DE ENCOSTO		
ASA2107	Tubos de encosto com punhos NC 2161	◆
TIPO DE ENCOSTO		
ARH2171	Encosto regulável em tensão, com tela de encosto bi-material, com bolsa NC 1445, 1496, 2152, 2324, 2325, 2327	◆
ARH2179	Encosto Flex3 Reg. Tensão (longo = 540 mm /curto = 480 mm) (em combinação com prof de assento maior, vai reduzir 1 cm) NC's:2110, 2151, 2192, 2193, 2194, 1719, 2128, 2199, 2324, 2325, 2327	324,02
ARH2173	Encosto FLEX 3 , ajustável em largura e altura (h=560 a 790mm) com almofada Laguna NC 2110, 2161, 2163, 2128 (2111/2112+2124+2192/2194)	324,02
ARH2174	Encosto MatrX Posture Back, altura 400mm (inc. hardware fixação) NC 1445, 1496, 2124	775,33
ARH2175	Encosto MatrX Posture Back, altura 500mm (inc. hardware fixação) NC 1445, 1496, 2124	775,33



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
ARH2176	Encosto Matrx Elite E2 (inclui espuma recortada), altura 500mm (inc. hardware fixação)	NC 1445, 1496, 2124 738,13
ARH2178	Encosto Matrx Elite E2 Profundo (inclui espuma recortada), altura 500 mm [tecido Mesh]	NC 1445, 1496, 2124 794,90
ARH2170	Sem estofo de encosto - apenas os tubos	NC 1445, 1496, 2324, 2325, 2327 ○
Opções para a Unidade de Ass. Modulite		
TIPO DE ESTOFO DE ENCOSTO (apenas para Modulite c/ Flex3)		
ARH2151	Nylon preto	NC 2179 ◆
ARH2152	Estofo de tecido facilmente lavável, cinzento escuro	NC 2141, 2171, (2138+2142) ○
APOIOS DE BRAÇO		
ARH2191	T-Arm, reguláveis em altura 245-315 mm, profundidade e removíveis (par)	NC (2132+2113), (2134/2136+ suporte anca+0556, (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253) ◆
ARH2181	T-Arm destacável (50mm mais alto)	NC (2132+2113), (2134/2136+ suporte anca + 0556, (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253) 324,02
ARH2198	Ap Braço tecido macio com revestimento do protetor lateral (par)	NC 2132, 2195, 2196, 2197, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189 173,59
ARH2183	Apoios de braços Inrigged (reduz a largura de ass. 2,5cm cada lado)	NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, (2132+2113), (2121+2132) ○
ARH2193	Apoios de braços rebatível	NC 2110, 1445, 2179 225,65
ARH2192	Apoios de braços rebat., deslizante (alt. Ajust. 230 - 300 mm)	NC 2110, 1445, 2179, (2134/2136+suporte anca+0556), (2111/2112+2124+2173), (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253) 289,31
ARH2194	Apoios de braços rebat., deslizante (alt. Ajust. 300 - 360 mm)	NC 2110, 1445, 2179, (2134/2136+suporte anca+0556), (2111/2112+2124+2173), (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253) 289,31
ALMOFADAS PARA APOIOS DE BRAÇO		
ARH2195	Almofada standard, curta 325mm (par)	NC 2198, (2132+1607/1404/1405) ◆
ARH2196	Almofada standard, longa 375mm (par)	NC 2132, 2198 ○
ARH2197	Almofada Ergonómica 397mm (par)	NC 2132, 2198 144,65
ARH2199	Almofada macia com revestimento de tecido TR26, 95mm largura x 460mm comprimento (estilo Azalea)	NC 2179, 2198 185,15
SUPORTES DE ANCA ESQ. E DTO. (apenas p/ Ap braço ARH2193 e 2192/4)		
ARH2184	Suporte de Anca esq. 140x100mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556, (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253) 243,02
ARH2185	Suporte de Anca dto. 140x100mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556, (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253) 243,02
ARH2186	Suporte de Anca esq. 230x100mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556, (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253) 243,02
ARH2187	Suporte de Anca dto. 230x100mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253) 243,02
ARH2188	Suporte de Anca esq. 330x100mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253) 243,02
ARH2189	Suporte de Anca dto. 330x100mm	NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253) 243,02
HARDWARE PARA MONTAGEM DOS SUPORTES DE ANCA		
ARH2164	Montagem para ajuste em altura 155mm	○
ARH2165	Montagem para ajuste em altura 206mm	○
APOIOS DE PESCOÇO/CABEÇA		
ARH1350	Apoio de pescoço, simples, com manipululos de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	208,30



2191



2198



2199



2184 - 89

Código	Descrição	P.R.P. €		
ARH1432	Apoio Cabeça envolvente com ajuste bilateral, com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	225,65		
ARH1427	Apoio Cabeça envolvente com suporte da região facial (temperomandibular), com manipuladores de ajuste em ângulo e barra vertical com peça de memória	243,02		
ARH2324	Apoio de cabeça Elan Elipse, almofada conforto sup occipital 25.5cm com capa standard e hardware de montagem	NC 2171, 2179, 2170	◆	
ARH2325	Apoio de cabeça Elan occipital e sub-occipital, almofada 23x18cm com capa standard e hardware de montagem	NC 2171, 2179, 2170	376,09	
ARH2327	Apoio de cabeça Elan 4 pontos, almofada 28x25.5cm com capa standard e hardware de montagem	NC 2171, 2179, 2170	520,75	
ARH1496	Sem Apoio de cabeça - Apenas perfil para Flex 3 encosto rígido		○	
ARH1495	Sem hardware de montagem - Apenas com esticador/ barra de empurrar dia. 22mm (apenas em conjunto com assento telescópico)			
APOIOS LATERAIS DE TRONCO (par) Apenas compatível com Encosto Flex 3 Laguna				
ARH1445	Apoios laterais de tronco c/ braço longo (par), almofada multi ajustável	NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2178, 2192, 2193, 2194	225,65	
Regulações da Unidade de Assento Modulite Standard e Telescópica				
BASCULAÇÃO DE ASSENTO (ver tabela de medidas na última página)				
ARH1091	Basculação manual 0 - 8,5°	NC 2054	◆	
ARH1092	Basculação Elétrica 0 - 20° (peso máx. Utilizador 136 Kg)	NC 2110, 2054, 2202	659,61	
ARH1095	Basculação Elétrica 0 - 20° Heavy Duty (peso máx. Utilizador 180 Kg)	NC 2110, 2054, 2202	723,26	
ARH1093	Basculação elétrica c/ compensação COG 0 - 30° (peso máx. utilizador 160 kg)	NC 2110, 2202	844,76	
ARH1094	Elevação de assento (300mm) c/ Basculação Elétrica c/ compensação COG 0°-30° (peso máx. utilizador 160 kg)	NC 2110, 2202	1.851,53	
ALTURA ASSENTO-CHÃO (apenas se opções 1092 ou 1095 selecionadas)				
ARH0354	Altura de assento 450 mm		◆	
ARH0364	Altura de assento 475 mm		○	
OPÇÃO DE BASCULAÇÃO (apenas se selecionar as opções 1093 ou 1094)				
ARH2054	Basculação anterior fixa - Anterior Assist 5° - reduz basculação posterior em 5°	NC 1091, 1092, 1095	347,16	
RECLINAÇÃO DO ENCOSTO				
ARH0975	Reclinação Manual 0°-30°	ENCOSTO REMOVÍVEL SEM FERRAMENTAS	◆	
ARH0977	Reclinação Elétrica 0°-30°	ENCOSTO REBATÍVEL SEM FERRAMENTAS	NC 2110, 2202	607,54
Apoios de Pernas e Pés				
APOIO DE PERNAS CENTRAL (inclui almofada suporte gêmeos e patim ajust. em ângulo)				
ARH0556	Central elevação manual	NC 2110 (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189)	○	
ARH0589	Elevação elet. LNX com compensação de perna	NC 2110, 2202	1.822,60	
APOIO DE PERNAS SEPARADOS (PAR)				
ARH0526	Standard 80°	NC 0504	○	
ARH0503	Apoio de pernas Vari F		◆	
ARH0533	Apoio de pernas Vari A ajustável em ângulo 0-80°, através de manipulador lateral	NC 0512	173,59	
ARH0531	Apoio de pernas elevatório elétrico ADE 0°-80°	NC 0512, 2202	867,91	
TIPO DE PATIM (par)				
ARH0512	Patins Fixos	NC 0533, 0531	◆	
ARH0504	Patins reguláveis em ângulo	NC 0526	115,72	
ARH0513	Patins reguláveis em ângulo e profundidade		173,59	



1432



1427



0975



0977



Encosto Rebatível



0533



0531

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
Tipo de Comando e Eletrônica LiNX		
COMANDO LiNX + TIPO DE SUPORTE		
ARH2203	Comando LiNX - DLX-REM211: 3 perfis de condução e funções elétricas	NC 1437, 2231, 2232
ARH2204	Comando LiNX - DLX-REM216: 3 perfis de condução, funções elétricas e Kit de Luzes (apenas possível de selecionar em combinação c/ ASA1437)	NC 2231, 2232
ARH2205	Comando LiNX Rehab DLX-REM400 com ecrã touch e joystick std, bluetooth integrado e entradas jack p/ switch	NC 2220
ARH2206	Comando LiNX Rehab DLX-REM500 com ecrã touch sem joystick - display de suporte a comandos especiais (bluetooth integrado e entradas jack p/ switch	NC 2220
OPÇÃO DE SWITCH LATERAL PARA COMANDO REM 400		
ARH2270	2 Switch laterais para facilitar acesso a on/off e regulação de velocidade NC 2203, 2204, 2206	138,86
POSIÇÃO DE MONTAGEM DO COMANDO		
ARH1207	Suporte standard à dta.	NC 1404
ARH1208	Suporte standard à esq.	NC 1405
ASA1707	Suporte de comando rebatível e reg. em alt. dto.	NC 1404
ASA1708	Suporte de comando rebatível e reg. em alt. esq.	NC 1405
ARH2227	Suporte direito, montado para acompanhante (apenas fornecido 1 comando)	NC 2219, 2220, 2245, 2128
ARH2228	Suporte esquerdo, montado para acompanhante (apenas fornecido 1 comando)	NC 2219, 2220, 2245, 2128
SUPORTES PARA LiNX REHAB DLX-REM500		
ARH2209	Multiajustável, rebatível à direita	NC (2251, 2217), 1404, 1415
ARH2210	Multiajustável, rebatível à esquerda	NC (2251+2218), 1405, 1339
ARH2213	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à dta	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415
ARH2214	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à esq.	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339
COMANDO DUPLO LiNX + TIPO DE SUPORTE (utilizador + acompanhante)		
ARH2220	Comando duplo LiNX (DLX-REM050 como comando secundário) Atenção: Configurações "Apenas condução" (REM110) não podem exceder os 6km/h!	NC 2202, 2221, 2222
ARH2219	Comando compacto na posição de acompanhante (DLX-ACU200)	NC 1221, 1222, 2128
ARH1207	Suporte acompanhante std montado dta.	NC 2245
ARH1208	Suporte acompanhante std montado ESQ.	NC 2245
ARH1221	Suporte acompanhante destacavel, montado DTA.	NC 2219, 2220
ARH1222	Suporte acompanhante destacavel, montado ESQ.	NC 2219, 2220
LiNX - COMANDOS COMPACTOS & SUPORTES (Requer o REM400/500 como comando principal)		
ARH2231	Comando compacto proporcional DLX-CR400 (força deflexão 192g)	NC 2203, 2204
ARH2232	Comando compacto proporcional joystick baixa força DLX-CR400LF (força deflexão 112g)	NC 2203, 2204
ARH2207	Montagem à dta.	NC 1404, (1207/1708+2205); (2209/2213+2206); (2251+2217)
ARH2208	Montagem à esq,	NC 1405, (1208/1708+2205) (2210/2214+2206) (2251+2218)

LiNX®



REM211



REM050




2219

2231
2232

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeia.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €		
ARH2213	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à dta	NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415; (1207/1707+2205); (2209/2213+2206)	694,32	
ARH2214	Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à esq	NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (1208/1708+2205), (2210/2214+2206)	694,32	
LINX CAIXA DE FUNÇÕES 10 BOTÕES				
ARH2251	Caixa de dez botões/switch DLX-SW10-A p/ acesso a funções elect assento (Inclui cabo / entrada "jack" para ligação ao modulo de potencia e cabo adicional para "mode switch")		595,96	
ARH2217	Suporte dta., montado para utilizador	NC 2209, 2213, (2231/2232+2207)	○	
ARH2218	Suporte esq., montado para utilizador	NC 2210, 2214, (2231/2232+2208)	○	
ARH2227	Suporte dta., montado para acompanhante	NC 2128	○	
ARH2228	Suporte esq., montado para acompanhante	NC 2128	○	
ARH2225	Sem montagem		○	
ARH2252	Cabo para conectar caixa de dez botões/ switch		109,93	
ACESSÓRIOS LINX (fornecidos, não montados)				
CARREGADOR USB				
ARH2253	Carregador 2 entradas USB Charger DLX-USB02-A	NC 2110, (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189)	208,30	
ARH2207	Montagem à direita		○	
ARH2208	Montagem à esquerda		○	
CONECTORES SWITCH (BUDDY BUTTON) (Requer opção 2252 se não tiver seleccionado REM400 ou REM500)				
ARH1685	Vermelho		115,72	
ARH1686	Amarelo		115,72	
ARH1687	Verde		115,72	
ARH1690	Azul		115,72	
EGG SWITCH (Requer opção 2252 se não tiver seleccionado REM400 ou REM500)				
ARH2254	Egg switch, preto		127,30	
CONECTORES SWITCH (BOTÕES PIKO) (Requer opção 2252 se não tiver seleccionado REM400 ou REM500)				
ARH1711	Vermelho		127,30	
ARH1712	Amarelo		127,30	
ARH1713	Verde		127,30	
ARH1714	Laranja		127,30	
ARH1715	Azul		127,30	
ARH1716	Preto		127,30	
MANÍPULO DE JOYSTICK BODYPOINT				
ARH2721	Manípulo de condução 3" em forma de U, Bodypoint PC101A		115,72	
ARH2722	Manípulo de condução 4" em forma de U, Bodypoint PC102A		115,72	
ARH2723	Manípulo de condução, arco palmar, Bodypoint PC107A		115,72	
ARH2724	Manípulo de condução, forma de cogumelo, para comandos com pino 4.8mm (3/16"), Bodypoint PC110A		144,65	
Opções da Unidade de Tração/Condução				
COR CHASSIS (Nota: se não for indicada nenhuma opção, standard será ARH0228)				
ARH0228	Preto	ARH2602	Azul Island	○
ARH2601	Cinza SpaceStation	ARH2608	Preto mate	○
ARH2603	Lilás JellyBean	ARH2609	Azul Invacare	○
ARH2607	Vermelho RockStar			○
COR DOS AROS DAS JANTES				
ARH2620	Preto	ARH2613	Lilás JellyBean	○
ARH2612	Azul Island	ARH2617	Vermelho RockStar	○
ARH2618	Preto Mate	ARH2619	Azul Invacare	○
ARH2621	Sem aro			○
ARH2611	Cinza SpaceStation			○
FORQUETAS				
ARH2631	Forqueta única			◆
ARH2632	Forqueta dupla			○



2213/14



2251



2253



Manípulo em forma de U



Manípulo em forma de cogumelo



Manípulo para apoio de arco palmar

Código	Descrição	P.R.P. €	
RODAS DE TRACÇÃO			
ARH0704	14"x3" Pneumáticas, pneu preto	◆	
ARH0732	14"x3" Maciças, pneu preto anti-furo (injeção), 3,00-8	○	
ARH0733	14"x3" Maciças, com injeção de gel	○	
Opções De Performance			
TIPO DE MOTOR			
ARH1283	Motor 10 km/h, 4 polos (peso máx. utilizador: 150kg)	◆	
ARH1224	Motor 12 km/h, 4 polos	520,75	
TIPO DE BATERIAS			
ARH1260	Baterias 73 Ah	◆	
Acessórios De Performance			
TECNOLOGIA G-TRAC			
ARH1215	Módulo G-Trac1 - Controlo, Tracção e Segurança!	723,26	
CARREGADOR DE BATERIAS			
ARH1343	Carregador Opticharge 8A (200-250V)	◆	
ARH1313	Carregador Opticharge 10A	405,03	
Opções de Segurança			
KIT DE LUZES			
ARH1254	Sem Kit de Luzes	◆	
ARH1437	Kit de Luzes LED com intermitenteS	NC 1643, 2202, 2203	567,04
Acessórios De Segurança			
KIT DE TRANSPORTE			
ARH1493	4-Pontos (para transportar a cadeira sem utilizador)	◆	
ARH1494	4-Pontos (para transportar utilizador sentado na cadeira, de acordo ISO 7176-19:2001; Obrigatório Apoio de cabeça) NC 2128	○	
CINTO PÉLVICO			
ARH1329	Cinto pélvico com auto-lock (montagem std)	55,11	
ARH2113	Cinto pélvico com auto-lock (montagem na placa assento Modulte telesc.) NC 2110, (2132+2181+2191)	55,11	
ARH1332	Cinto em H	NC 2110	185,15
CINTOS PÉLVICOS BODYPONT			
ARH2701	Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo Rehab Latch e ajuste central, tam L (comprimento da faixa 620 mm)	144,65	
ARH2702	Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo Rehab Latch e ajuste central, tam M (comprimento da faixa 460 mm)	144,65	
ARH2703	Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam L (comp. faixa 620 mm)	127,30	
ARH2704	Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam M (comp faixa 460 mm)	127,30	
ARH2705	Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam L (comp faixa 620 mm)	104,15	
ARH2706	Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam M (comp faixa 460 mm)	104,15	
ESPELHO RETROVISOR			
ARH1415	Retrovisor direito	69,43	
ARH1339	Retrovisor esquerdo	69,43	
Acessórios			
ARH2128	Ganchos para suporte de mochila	NC 1494, 2173, 2179,2161, 2227, 2228, 2220, 2219, 2245, 1602	115,72
MESA/TABULEIRO			
ARH1404	Rebatível à direita	NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2214	289,31
ARH1405	Rebatível à esquerda	NC 1208, 1708, 2210, 2213, 2214	289,31
FABRICO ESPECIAL			
ESPECIAL - personalização da cadeira às necessidades/gostos do utilizador; exemplos: suporte de comando; adaptação de comando especial; cor de chassis de acordo com RAL (necessário orçamento específico).			
ARV1300	Especial		
PREÇO TOTAL			



G-Trac®

1/ Essencial para quem controla a cadeira com comandos especiais. Mantenha a trajectória com máximo controlo.



Cinto pélvico Evoflex



Fivela Push-Button



2128

Código	Descrição	P.R.P. €		
TABELA ALTURA ASSENTO-CHÃO DE ACORDO UN. DE ASSENTO				
	Altura Assento-Chão (mm)			
	Modulite Standard 2110	Modulite Modular 2111	Modulite Modular 2112	
1091 - Basculação Manual	450	450	480	
1092/1095 - Basc. Eléctrica 0-20°	NC	450 / 475	480 / 505	
1093 - Basc. Eléctrica 0-30° COG	NC	475	505	
1094 - Basc. Com elev. de Ass.	NC	475	505	

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.