

Move Up



A poltrona que combina o
conforto e a mobilidade

Design moderno | 4 rodízios | Conforto



Yes, you can.

A Move Up vem tornar a gama de poltronas da Invacare ainda mais completa, adicionando características diferenciadoras, sem abdicar das funcionalidades presentes em todos os restantes modelos da Invacare.

Com 4 rodízios e foco no conforto

Disponível na versão elétrica de 1 motor, a Move Up tem almofadas totalmente redesenhadas, apoios laterais de cabeça integrados no encosto e um mecanismo inovador de ativação dos 4 rodízios. Com um design global mais moderno e elegante, a poltrona Move Up é uma excelente opção para domicílios e instituições geriátricas.

Este modelo está presente no mercado com tecido Heritage ou Napa, nas cores camel e cinzento, respetivamente.



Sistema único de ativação dos 4 rodízios

Para possibilitar a descolação da poltrona entre divisões, quer seja no domicílio ou numa instituição, a Move Up está equipada com 4 rodízios. Através de um pedal, colocado na parte traseira da poltrona, o cuidador consegue ativar, sem esforço, os rodízios mesmo com o utilizador sentado na poltrona. Após a deslocação, basta usar o mesmo pedal para recolher os rodízios e assim aumentar a estabilidade e segurança durante os movimentos de articulação.



Design moderno e elegante

Com um estilo completamente diferente das restantes poltronas da gama Invacare, a Move Up é inconfundível. Desde o encosto totalmente redesenhado com apoios laterais, para maior envôlência, até às almofadas com um novo design que foram desenvolvidas com foco no conforto e no apoio a dar aos utilizadores. Além disso os apoios de braço são também exclusivos com arestas arredondadas e costuras no tecido, para um aspeto ainda mais requintado.

5 CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS



1

Encosto com apoios laterais

- ▶ Maior conforto e envolvimento para os utilizadores.
- ▶ Maior robustez no design geral da poltrona.

2

Novas almofadas

- ▶ Com um design melhorado, para se integrarem da melhor forma no caráter da poltrona.
- ▶ Pensadas para oferecer grande conforto e apoio.

3

Mecanismo inovador de ativação dos rodízios

- ▶ Facilmente ativado por parte do cuidador, sem esforço.
- ▶ O mecanismo pode ser ativado com o utilizador na poltrona.

4

Bolsa lateral redesenhada

- ▶ O novo design e posição da bolsa conferem um aspeto mais moderno e elegante à Move Up

5

Articulação elétrica

- ▶ Através do comando podemos reclinar o encosto, levantar o apoio de pés e também elevar o assento para facilitar a saída da poltrona.

Especificações técnicas ▼

Para mais informações de pré-venda sobre este produto, incluindo o manual do utilizador do produto, consulte o website da Invacare.

						
Posição Relax ▼	Posição de elevação ▼	Continuidade entre assento e apoio de pernas ▼	Profundidade de Assento ▼	Altura de assento/chão ▼	Largura de assento ▼	
<i>Move Up</i>	◆	◆	◆	480 mm	500 mm	480 mm
						
Inclinação máxima do encosto ▼	Altura total ▼	Largura total ▼	Profundidade total poltrona posição sentada ▼	Profundidade total poltrona toda reclinada ▼	Afastamento da parede para reclinção máxima do encosto ▼	
<i>Move Up</i>	120°	1110 mm	770 mm	970 mm	1580 mm	360 mm
						
Altura apoio de braço / chão ▼	Peso máximo utilizador ▼	Peso da poltrona ▼	Densidade da espuma ▼			
<i>Move Up</i>	640 mm	120 kg	65 kg	Unidade de assento 28kg/m ³ Apoios de braços 23kg/m ³		

Tecidos e cores ▼



Heritage Camel



Napa Cinzenta

Tel. : +351 225 193 360
portugal@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal II
Rua Estrada Velha, n.º949
4465-784 Leça do Balio
Portugal



Yes, you can.

