

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® **Flo-tech® Lite,**
Invacare® **Flo-tech® Contour,**
Invacare® **Flo-tech® Lite Visco,**
Invacare® **Flo-tech® Contour Visco,**
Invacare® **Matrx® Contour Visco NG,**
Invacare® **Flo-tech® Image,**
Invacare® **Flo-tech® Solution,**
Invacare® **Flo-tech® Solution Xtra,**
Invacare® **Flo-tech® Acessórios Posicionamento**



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ○ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Descrição		P.R.P. €
Almofada Invacare® Flo-tech Lite Almofada com desenho anatómico para ajudar a prevenir úlceras de pressão para utilizadores de baixo/médio risco. Almofada de espuma de PU de alta resiliência, microestrutura de célula aberta, baixo perfil, com cavidade pélvica ligeira e ligeira inclinação lateral para alinhamento dos membros inferiores e ligeira cunha de abdução. Capa de PU preta (bielástica, repelente à água e permeável à circulação do ar). Altura: 78 mm Peso máximo utilizador: 127 kg Código de prescrição: ISO 04 33 03		
	Flo-Tech Lite , baixo perfil, com base plana e capa bielástica de tecido soft preto, repelente à água e permeável à circulação do ar.	120,82 €



Guia de tamanhos disponíveis - Flo-tech LITE

	LARGURA											
	cm	25	28	30	33	36	38	41	43	46	48	51
PROFUNDIDADE	25											
	28											
	30											
	33											
	36											
	38											
	41						1634382	1627075	1627076			
	43							1602386	1603035			
	46							1626669	1603036	1603038		
	48								1633794			
	51											
	53											

Células a Branco: Não é possível o tamanho

Células Azul escuro: Tamanhos em Stock (entrega em 48h)

Células Cinza: Tamanho disponível por encomenda (configurador), consultar prazo de entrega junto do Serviço a Clientes INVACARE

Código	Descrição	P.R.P. €
Almofada <i>Invacare® Flo-tech Contour</i> Almofada com desenho anatómico para ajudar a prevenir úlceras de pressão para utilizadores de baixo/médio risco. Almofada de espuma de PU de alta resiliência, microestrutura de célula aberta, alto perfil, com cavidade pélvica ligeira e ligeira informação lateral para alinhamento dos membros inferiores e ligeira cunha de abdução. Capa de PU preta (bielástica, repelente à água e permeável à circular do ar). Almofada de alto perfil é adequada para utilizadores mais pesados e garante mais suporte, imersão e envolvimento Altura: 103 mm Peso máximo utilizador: 152 kg até largura 51cm; 191Kg para largura > 51 Código de prescrição: ISO 04 33 03		
	Flo-Tech Contour , alto perfil, com base plana e capa bielástica de tecido soft preto, repelente à água e permeável à circulação do ar.	131,33 €


Guia de tamanhos disponíveis - Flo-tech CONTOUR												
PROFUNDIDADE	LARGURA											
	cm	36	38	41	43	46	48	51	53	56	58	61
	33											
	36											
	38											
	41											
	43				1548221							
	46				1548222	1548224						
	48						1634377					
	51											
	53											
	56											

Células a Branco: Não é possível o tamanho

Células Azul escuro: Tamanhos em Stock (entrega em 48h)

Células Cinza: Tamanho disponível por encomenda (configurador), consultar prazo de entrega junto do Serviço a Clientes INVACARE

Almofada <i>Invacare® Flo-tech Lite Visco</i> Almofada com desenho anatómico para ajudar a prevenir úlceras de pressão para utilizadores de médio/alto risco. Almofada de baixo perfil, espuma de suporte em PU de alta resiliência, microestrutura de célula aberta, com revestimento na camada superior e lateral em espuma viscoelástica. A espuma viscoelástica favorece a imersão e aumenta o envolvimento e garante conforto, reduz os pontos de pressão, graças ao aumento das áreas de contacto. Estabilidade garantida pelo desenho da cavidade pélvica com ligeira depressão e ligeira informação lateral para alinhamento dos membros inferiores e ligeira cunha de abdução. Capa de PU preta (bielástica, repelente à água e permeável à circular do ar). Almofada disponível em 3 densidades dependendo do peso do utilizador. Altura: 80 mm Peso máximo do utilizador: de acordo com a densidade (veja abaixo) Código de prescrição: ISO 04 33 03		 
	Flo-Tech Lite Visco Soft com base plana e capa bielástica de tecido soft preto, repelente à água e permeável à circulação do ar (até 32kg)	141,83 €
	Flo-Tech Lite Visco MEDIO com base plana e capa bielástica de tecido soft preto, repelente à água e permeável à circulação do ar (até 51kg)	
	Flo-Tech Lite Visco FIRME com base plana e capa bielástica de tecido soft preto, repelente à água e permeável à circulação do ar (até 100kg)	



Guia de tamanhos disponíveis - Flo-tech LITE VISCO Soft (peso max. utilizador 32 kg)						
PROFUNDIDADE	LARGURA					
	cm	25	28	30	33	36
	25					
	28					
	30					
	33					
	36					
	38					
	41					

Guia de tamanhos disponíveis - Flo-tech LITE VISCO Medio (peso max. utilizador 51 Kg)												
PROFUNDIDADE	LARGURA											
	cm	25	28	30	33	36	38	41	43	46	48	51
	25											
	28											
	30											
	33											
	36											
	38											
	41						1590673	1590674	1634390			
	43							1634374	1627216			
	46											
	48											
	51											
	53											

Guia de tamanhos disponíveis - Flo-tech LITE VISCO Firme (peso max. utilizador 100 Kg)							
PROFUNDIDADE	LARGURA						
	cm	38	41	43	46	48	51
	36						
	38						
	41						
	43		1634375	1552807			
	46						
	48						
	51						
	53						


Células a Branco: Não é possível o tamanho

Células Azul escuro: Tamanhos em Stock (entrega em 48h)

Células Cinza: Tamanho disponível por encomenda (configurador), consultar prazo de entrega junto do Serviço a Clientes INVACARE


Código	Descrição	P.R.P. €																																																																																																																																																																																									
Almofada <i>Invacare® Flo-tech Contour Visco</i> Almofada com desenho anatómico para ajudar a prevenir úlceras de pressão para utilizadores de alto risco. Almofada de alto perfil, espuma de suporte em PU de alta resiliência, microestrutura de célula aberta, com revestimento na camada superior e lateral em espuma viscoelástica. A espuma viscoelástica favorece a imersão e aumenta o envolvimento e garante conforto, reduz os pontos de pressão, graças ao aumento das áreas de contacto. Estabilidade garantida pelo desenho da cavidade pélvica com ligeira depressão e ligeira informação lateral para alinhamento dos membros inferiores e ligeira cunha de abdução. Capa de PU preta (bielástica, repelente à água e permeável à circulação do ar). Almofada disponível em 4 densidades dependendo do peso do utilizador. Peso máximo utilizador de acordo com a densidade (veja abaixo) Altura: 120 mm Prescrição do Código: ISO 04 33 03 <table><tr><td></td><td>Flo-Tech Contour Visco SOFT com base plana e capa bielástica de tecido soft preto, repelente à água e permeável à circulação do ar (até 51kg)</td><td rowspan="4">141,83 €</td></tr><tr><td></td><td>Flo-Tech Contour Visco MEDIO com base plana e capa bielástica de tecido soft preto, repelente à água e permeável à circulação do ar (até 76kg)</td></tr><tr><td></td><td>Flo-Tech Contour Visco FIRME com base plana e capa bielástica de tecido soft preto, repelente à água e permeável à circulação do ar (até 108kg)</td></tr><tr><td></td><td>Flo-Tech Contour Visco MUITO FIRME com base plana e capa bielástica de tecido soft preto, repelente à água e permeável à circulação do ar (até 127kg)</td></tr></table>				Flo-Tech Contour Visco SOFT com base plana e capa bielástica de tecido soft preto, repelente à água e permeável à circulação do ar (até 51kg)	141,83 €		Flo-Tech Contour Visco MEDIO com base plana e capa bielástica de tecido soft preto, repelente à água e permeável à circulação do ar (até 76kg)		Flo-Tech Contour Visco FIRME com base plana e capa bielástica de tecido soft preto, repelente à água e permeável à circulação do ar (até 108kg)		Flo-Tech Contour Visco MUITO FIRME com base plana e capa bielástica de tecido soft preto, repelente à água e permeável à circulação do ar (até 127kg)	 																																																																																																																																																																															
	Flo-Tech Contour Visco SOFT com base plana e capa bielástica de tecido soft preto, repelente à água e permeável à circulação do ar (até 51kg)	141,83 €																																																																																																																																																																																									
	Flo-Tech Contour Visco MEDIO com base plana e capa bielástica de tecido soft preto, repelente à água e permeável à circulação do ar (até 76kg)																																																																																																																																																																																										
	Flo-Tech Contour Visco FIRME com base plana e capa bielástica de tecido soft preto, repelente à água e permeável à circulação do ar (até 108kg)																																																																																																																																																																																										
	Flo-Tech Contour Visco MUITO FIRME com base plana e capa bielástica de tecido soft preto, repelente à água e permeável à circulação do ar (até 127kg)																																																																																																																																																																																										
<table><tr><td colspan="9">Guia de tamanhos disponíveis Flo-tech CONTOUR VISCO SOFT (peso max. utilizador 51 kg)</td></tr><tr><td rowspan="8">PROFUNDIDADE</td><td colspan="5">LARGURA</td></tr><tr><td>cm</td><td>36</td><td>38</td><td>41</td><td>43</td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Guia de tamanhos disponíveis Flo-tech CONTOUR VISCO SOFT (peso max. utilizador 51 kg)									PROFUNDIDADE	LARGURA					cm	36	38	41	43	33					36					38					41					43										<table><tr><td colspan="9">Guia de tamanhos disponíveis - Flo-tech CONTOUR VISCO Medio (peso max. utilizador 76Kg)</td></tr><tr><td rowspan="10">PROFUNDIDADE</td><td colspan="8">LARGURA</td></tr><tr><td>cm</td><td>36</td><td>38</td><td>41</td><td>43</td><td>46</td><td>48</td><td>51</td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td>1590736</td><td>1634376</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td>1501073</td><td>1590738</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>51</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>53</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Guia de tamanhos disponíveis - Flo-tech CONTOUR VISCO Medio (peso max. utilizador 76Kg)									PROFUNDIDADE	LARGURA								cm	36	38	41	43	46	48	51	33								36								38								41			1590736	1634376				43			1501073	1590738				46								48								51								53																																											
Guia de tamanhos disponíveis Flo-tech CONTOUR VISCO SOFT (peso max. utilizador 51 kg)																																																																																																																																																																																											
PROFUNDIDADE	LARGURA																																																																																																																																																																																										
	cm	36	38	41	43																																																																																																																																																																																						
	33																																																																																																																																																																																										
	36																																																																																																																																																																																										
	38																																																																																																																																																																																										
	41																																																																																																																																																																																										
	43																																																																																																																																																																																										
Guia de tamanhos disponíveis - Flo-tech CONTOUR VISCO Medio (peso max. utilizador 76Kg)																																																																																																																																																																																											
PROFUNDIDADE	LARGURA																																																																																																																																																																																										
	cm	36	38	41	43	46	48	51																																																																																																																																																																																			
	33																																																																																																																																																																																										
	36																																																																																																																																																																																										
	38																																																																																																																																																																																										
	41			1590736	1634376																																																																																																																																																																																						
	43			1501073	1590738																																																																																																																																																																																						
	46																																																																																																																																																																																										
	48																																																																																																																																																																																										
	51																																																																																																																																																																																										
53																																																																																																																																																																																											
<table><tr><td colspan="9">Guia de tamanhos disponíveis - Flo-tech CONTOUR VISCO FIRME (peso max. utilizador 102 kg)</td></tr><tr><td rowspan="11">PROFUNDIDADE</td><td colspan="8">LARGURA</td></tr><tr><td>cm</td><td>36</td><td>38</td><td>41</td><td>43</td><td>46</td><td>48</td><td>51</td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>51</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>53</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Guia de tamanhos disponíveis - Flo-tech CONTOUR VISCO FIRME (peso max. utilizador 102 kg)									PROFUNDIDADE	LARGURA								cm	36	38	41	43	46	48	51	33								36								38								41								43								46								48								51								53								<table><tr><td colspan="8">Guia de tamanhos disponíveis - Flo-tech CONTOUR VISCO MUITO FIRME (peso max. utilizador 125 kg)</td></tr><tr><td rowspan="11">PROFUNDIDADE</td><td colspan="7">LARGURA</td></tr><tr><td>cm</td><td>38</td><td>41</td><td>43</td><td>46</td><td>48</td><td>51</td></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>51</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>53</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Guia de tamanhos disponíveis - Flo-tech CONTOUR VISCO MUITO FIRME (peso max. utilizador 125 kg)								PROFUNDIDADE	LARGURA							cm	38	41	43	46	48	51	33							36							38							41							43							46							48							51							53						
Guia de tamanhos disponíveis - Flo-tech CONTOUR VISCO FIRME (peso max. utilizador 102 kg)																																																																																																																																																																																											
PROFUNDIDADE	LARGURA																																																																																																																																																																																										
	cm	36	38	41	43	46	48	51																																																																																																																																																																																			
	33																																																																																																																																																																																										
	36																																																																																																																																																																																										
	38																																																																																																																																																																																										
	41																																																																																																																																																																																										
	43																																																																																																																																																																																										
	46																																																																																																																																																																																										
	48																																																																																																																																																																																										
	51																																																																																																																																																																																										
	53																																																																																																																																																																																										
Guia de tamanhos disponíveis - Flo-tech CONTOUR VISCO MUITO FIRME (peso max. utilizador 125 kg)																																																																																																																																																																																											
PROFUNDIDADE	LARGURA																																																																																																																																																																																										
	cm	38	41	43	46	48	51																																																																																																																																																																																				
	33																																																																																																																																																																																										
	36																																																																																																																																																																																										
	38																																																																																																																																																																																										
	41																																																																																																																																																																																										
	43																																																																																																																																																																																										
	46																																																																																																																																																																																										
	48																																																																																																																																																																																										
	51																																																																																																																																																																																										
	53																																																																																																																																																																																										
Células a Branco: Não é possível o tamanho Células Azul escuro: Tamanhos em Stock (entrega em 48h) Células Cinza: Tamanho disponível por encomenda (configurador), consultar prazo de entrega junto do Serviço a Clientes INVACARE																																																																																																																																																																																											

Código	Descrição	P.R.P. €																																																																	
	Almofada <i>Invacare® Matrx Contour Visco NG</i> Almofada com desenho anatómico para ajudar a prevenir úlceras de pressão para utilizadores de alto risco. Almofada de médio perfil, totalmente em espuma viscoelástica, com microestrutura de célula aberta. A espuma viscoelástica favorece a imersão e aumenta o envolvimento e garante conforto, reduz os pontos de pressão, graças ao aumento das áreas de contacto. Estabilidade garantida pela reação da espuma viscoelástica em combinação com o desenho da cavidade pélvica. Almofada com recorte posterior para melhor adaptação aos tubos de encosto da cadeira de rodas e recorte anterior para alívio de pressão na fossa poplíteia. Fornecida com 2 Capas de PU preta (bielástica, repelente à água e permeável à circular do ar). Almofada disponível em 2 densidades. Peso máximo utilizador de 80 a 140 Kg, de acordo com o tamanho da almofada. Altura: 100 mm																																																																		
	Prescrição do Código: ISO 04 33 03																																																																		
	Matrx Contour Visco NG, médio perfil, com base plana e 2 capas bielásticas de tecido soft preto, repelente à água e permeável à circulação do ar.	157,59 €																																																																	
Guia de tamanhos disponíveis - Matrx Contour Visco NG <table><tr><th rowspan="9">PROFUNDIDADE</th><th colspan="8">LARGURA</th></tr><tr><th>cm</th><th>36</th><th>38</th><th>41</th><th>43</th><th>46</th><th>48</th><th>51</th></tr><tr><td>41</td><td></td><td>1632351</td><td>1632354</td><td>1632357</td><td>1632360</td><td>1632363</td><td>1632366</td></tr><tr><td>43</td><td></td><td>1632352</td><td>1632355</td><td>1632358</td><td>1632361</td><td>1632364</td><td>1632367</td></tr><tr><td>46</td><td></td><td>1632353</td><td>1632356</td><td>1632359</td><td>1632362</td><td>1632365</td><td>1632368</td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>51</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>53</td><td>1632369</td><td></td><td>1632370</td><td></td><td>1632371</td><td></td><td>1632372</td></tr></table>			PROFUNDIDADE	LARGURA								cm	36	38	41	43	46	48	51	41		1632351	1632354	1632357	1632360	1632363	1632366	43		1632352	1632355	1632358	1632361	1632364	1632367	46		1632353	1632356	1632359	1632362	1632365	1632368	48								51								53	1632369		1632370		1632371		1632372
PROFUNDIDADE	LARGURA																																																																		
	cm	36		38	41	43	46	48	51																																																										
	41			1632351	1632354	1632357	1632360	1632363	1632366																																																										
	43			1632352	1632355	1632358	1632361	1632364	1632367																																																										
	46			1632353	1632356	1632359	1632362	1632365	1632368																																																										
	48																																																																		
	51																																																																		
	53	1632369			1632370		1632371		1632372																																																										
	Células a Branco: Não é possível o tamanho Células Azul escuro: Tamanhos em Stock (entrega em 48h) Células Cinza: Tamanho disponível por encomenda (consultar prazo de entrega junto do Serviço a Clientes INVACARE)																																																																		



	Almofada <i>Invacare® Flo-tech Image</i> Almofada com desenho anatómico para ajudar a prevenir úlceras de pressão para utilizadores com alto risco. Almofada de espuma de baixo perfil, em espuma em PU de alta resiliência, microestrutura de célula aberta, com cavidade pélvica com ligeira depressão composta por uma bolsa de gel viscofluido, ligeira informação lateral para alinhamento dos membros inferiores e ligeira cunha de abdução. O fluido melhora os mecanismos de gestão de temperatura e aumenta o envolvimento e imersão, com mais área de contato ao nível do sacro e limita os riscos de fricção e cisalhamento. Capa de PU preta (bielástica, repelente à água e permeável à circular do ar). Altura: 78 mm Peso máximo do utilizador: 140 kg																																																																																										
	Prescrição do Código: ISO 04 33 03																																																																																										
	Flo-Tech Image com base plana e capa bielástica de tecido soft preto, repelente à água e permeável à circulação do ar	231,13 €																																																																																									
Guia de tamanhos disponíveis - Flo-tech IMAGE <table><tr><th rowspan="11">PROFUNDIDADE</th><th colspan="8">LARGURA</th></tr><tr><th>cm</th><th>36</th><th>38</th><th>41</th><th>43</th><th>46</th><th>48</th><th>51</th></tr><tr><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41</td><td></td><td>1548226</td><td>1548585</td><td>1634378</td><td>1631938</td><td></td><td></td></tr><tr><td>43</td><td></td><td>1548237</td><td>1548586</td><td>1548608</td><td>1548610</td><td></td><td></td></tr><tr><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>51</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>53</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			PROFUNDIDADE	LARGURA								cm	36	38	41	43	46	48	51	33								36								38								41		1548226	1548585	1634378	1631938			43		1548237	1548586	1548608	1548610			46								48								51								53							
PROFUNDIDADE	LARGURA																																																																																										
	cm	36		38	41	43	46	48	51																																																																																		
	33																																																																																										
	36																																																																																										
	38																																																																																										
	41			1548226	1548585	1634378	1631938																																																																																				
	43			1548237	1548586	1548608	1548610																																																																																				
	46																																																																																										
	48																																																																																										
	51																																																																																										
	53																																																																																										
Células a Branco: Não é possível o tamanho Células Azul escuro: Tamanhos em Stock (entrega em 48h) Células Cinza: Tamanho disponível por encomenda (configurador), consultar prazo de entrega junto do Serviço a Clientes INVACARE																																																																																											





Código	Descrição	P.R.P. €
Almofada Invacare® Flo-tech Solution Almofada de posicionamento e prevenção de úlceras de pressão para utilizadores com Risco Muito Alto . Almofada de baixo perfil, com desenho anatómico, a almofada Flo-tech Solution é uma almofada em espuma HR em PU de alta resiliência, microestrutura de célula aberta, com cavidade pélvica com depressão profunda composta por uma bolsa dupla de fluido que permite uma distribuição ideal da pressão. A bolsa de fluido gel é compartimentada para garantir a imersão das tuberosidades isquiáticas e garantir mais estabilidade pélvica ao mesmo tempo que melhora os mecanismos de gestão de temperatura. Lateralmente apresenta ligeira elevação para alinhamento dos membros inferiores e ligeira cunha de abdução. Capa de PU preta (bielástica, repelente à água e permeável à circular do ar) e cobertura extra em PU Platilon verde. Altura: 78 mm Peso máximo utilizador: 140 kg		
Prescrição do Código: ISO 04 33 03		
	Flo-Tech Solution com base plana e capa bielástica de tecido soft preto, repelente à água e permeável à circulação do ar	386,10 €




Guia de tamanhos disponíveis Flo-tech SOLUTION (até 140 kg)												
PROFUNDIDADE	LARGURA											
	cm	36	38	41	43	46	48	51	53	56	58	61
	33											
	36											
	38											
	41			1601590								
	43				1602366							
	46											
	48											
	51											
	53											
	56											

Células a Branco: Não é possível o tamanho

Células Azul escuro: Tamanhos em Stock (entrega em 48h)

Células Cinza: Tamanho disponível por encomenda (configurador), consultar prazo de entrega junto do Serviço a Clientes INVACARE



Código	Descrição	P.R.P. €
	Almofada Invacare® Flo-tech Solution Xtra Almofada de posicionamento e prevenção de úlceras de pressão para utilizadores com risco muito elevado. Almofada com desenho anatómico, a almofada Flo-tech Solution Xtra é uma almofada de baixo perfil em espuma HR em PU de alta resiliência, microestrutura de célula aberta, com cavidade pélvica com depressão profunda composta por uma bolsa dupla de fluido que permite uma distribuição ideal da pressão. A bolsa de fluido gel é compartimentada para garantir a imersão das tuberosidades isquiáticas e garantir mais estabilidade pélvica ao mesmo tempo que melhora os mecanismos de gestão de temperatura. A almofada integra faixas aderentes macias para facilitar a fixação dos acessórios de posicionamento. Lateralmente apresenta ligeira elevação para alinhamento dos membros inferiores e ligeira cunha de abdução. Capa de PU preta (bielástica, repelente à água e permeável à circulação do ar) e cobertura extra em PU Plátano verde. Design especial da capa com zíper duplo que permite aumentar a altura para poder colocar as cunhas de posicionamento. Altura: 78 mm Peso máximo utilizador: 140 kg Prescrição do Código: ISO 04 33 03	
	Flo-Tech Solution Xtra com base plana e capa bielástica de tecido soft preto, repelente à água e permeável à circulação do ar, design especial com zíper duplo que permite aumentar a altura para poder colocar as cunhas de posicionamento.	579,15 €




Guia de tamanhos disponíveis Flo-tech SOLUTION (até 140 kg)												
PROFUNDIDADE	LARGURA											
	cm	36	38	41	43	46	48	51	53	56	58	61
	31											
	33											
	36	1501056										
	38											
	41		1494430	1487145	1494441							
	43			1494436	1487146							
	46			1556601	1634379	1494447						
	48			1634389	1634380	1556587	1634381					
	51				1494444	1494449						
	53											
	56											

Células a Branco: Não é possível o tamanho

Células Azul escuro: Tamanhos em Stock (entrega em 48h)

Células Cinza: Tamanho disponível por encomenda (configurador), consultar prazo de entrega junto do Serviço a Clientes INVACARE

Código	Descrição	P.R.P. €	
Acessórios para posicionamento sentado - <i>Invacare® Flo-tech Solution Xtra Positioning</i> Prescrição do Código: ISO 04 33 03			
1487270	Kit de acessórios de posicionamento Sistema Modular Xtra (Inclui: 1 nivelador pélvico, 1 saco de fluido gel, 1 base rígida, 2 suportes de anca, 2 adutores, 1 abdutor standard, 1 abdutor alto, 2 cunhas laterais, 2 cunhas para obliquidade pélvica e 1 cunha frontal). Não inclui almofada nem capa extra.	523,98 €	
INVACARE® SOLUTION XTRA - ACESSÓRIOS			
1487164	Acessórios para redução da cavidade pélvica - Nivelador pélvico	48,54 €	
1487166	Bolsa de fluido (gel)	51,85 €	
1487165	Base rígida (40 X 40cm)	49,64 €	
1487161	Suporte de anca (unidade)	39,71 €	
1487160	Adutor (unidade)	41,92 €	
1487163	Peça de Abdução Standard (unidade)	35,30 €	
1487162	Peça de Abdução alta (unidade)	46,33 €	
1487158	Cunhas para obliquidade pélvica (par)	77,22 €	
1487155	Cunha lateral (unidade)	38,61 €	
1487157	Cunha Frontal (unidade)	60,67 €	