

AQUATEC®

Ocean Ergo VIP

A cadeira de banho de basculação mais avançada



Soluções avançadas de cuidados de higiene

Design clínico, ajustável e de conforto



Yes, you can.®

A próxima geração de cadeiras de duche com basculação

A mais recente Aquatec Ocean Ergo VIP é uma cadeira de banho modular, com basculação, concebida para se adequar a uma vasta gama de utilizadores e às suas necessidades posturais. Esta cadeira beneficia de um ângulo de basculação de -5° a 40°.

Como em todos os modelos Ocean Ergo, a VIP pode ser adaptada a cada utilizador, fazendo ajustes simples ou acrescentando acessórios especiais super fáceis de encaixar. O design com foco clínico assegura uma utilização mais fácil para o cuidador, ao mesmo tempo que proporciona ótima segurança e conforto para o utilizador.

NOVO

Suporte melhorado para o Apoio de Cabeça (Brevemente)

Com ajuste de eixos múltiplos, o suporte ergonómico do apoio de cabeça oferece um apoio postural superior para a região da cabeça/pescoço. Os ajustes são rápidos e fáceis de fazer através da simples rotação dos parafusos manuais integrados para alcançar a posição correta para o utilizador. Ideal para fins de avaliação e configuração, sem necessidade de ferramentas.

NOVO

Função de bloqueio de basculação

Função de bloqueio, fácil de utilizar, que evita que a cadeira bascule anteriormente para menos de 0°. Assim garante que o chassis fica sem paralelo ao chão, facilitando a utilização de elevadores de transferência. Como opção, pode ainda adquirir um peça para fazer o bloqueio da basculação em qualquer grau.



Características e benefícios



Sistema de basculação único

O mecanismo de basculação significa que durante a bascula, a cadeira move-se agora para baixo e para a frente, o que mantém o centro de gravidade do utilizador próximo do da cadeira. Isto torna a ação de basculação mais leve e intuitiva para o cuidador, cria uma experiência mais suave e confortável para o utilizador e reduz o volume total da cadeira, sem afetar a sua estabilidade.



Assento ergonómico e com contorno

Concebido com base nas opiniões dos utilizadores, assegura uma posição sentada mais direita e estável para aumentar a independência e o conforto.

A inclinação positiva a 5° do assento coloca o utilizador numa posição favorecida (squat), quando a cadeira é utilizada como cadeira sanitária com a aparadeira montada ou diretamente sobre o vaso sanitário.

Os recortes do assento na parte frontal ajudam o utilizador a posicionar da melhor forma as mãos aquando do processo de reposicionamento ou transferência.

-5° a +40°



NOVO

Apoios de braço melhorados

Os apoios de braços recentemente concebidos proporcionam maior apoio e conforto para o utilizador. As novas e opcionais almofadas dos apoios de braços oferecem aos utilizadores uma superfície mais suave e uma posição de descanso. Apresentam um sistema de bloqueio de segurança integrado, opcional e fácil de operar.

Apoios de braços e de pés ajustáveis

A altura dos apoios de braços, dos apoios de pés e do assento pode ser facilmente ajustada.



Altamente personalizável

Disponível com uma vasta gama de acessórios de posicionamento, de assento e de higiene, que podem adequar-se a uma grande gama de condições e necessidades posturais.



Extremamente estável

Estabilidade melhorada para maior segurança e tranquilidade, mesmo com a basculação máxima.



Menor Volume

Com um chassis otimizado, facilita as manobras em espaços pequenos.



Chassis de aço

Estrutura de aço inoxidável.



Lavável na máquina

Encosto regulável em tensão, lavável à máquina.



Veja a Ocean Ergo VIP online
www.invacare.pt

Apresentamos a mais recente **Ocean** VIP Ergo

Conheça a nossa avançada cadeira de duche com basculação e integrando as mais recentes melhorias de design. Altamente configurável e modular, a Ocean Ergo VIP oferece soluções de banho e duche com maiores níveis de apoio e conforto.



Ocean Ergo VIP

Uma cadeira de referência com basculação de -5° a -40°.

NOVO

Suporte melhorado para o Apoio de Cabeça (Brevemente)



Especificações técnicas

Para informações de pré-venda mais completas sobre este produto, incluindo o manual do utilizador do produto, consulte o website da Invacare.

					
	Largura do assento ▼	Profundidade do assento ▼	Largura total ▼	Profundidade total ▼	Largura entre apoios de braço ▼
Ocean Ergo VIP	480 mm	480 mm	565 mm	1000 mm	475 mm

				
	Ângulo de basculação ▼	Peso ▼	Peso máximo do utilizador ▼	Cor do chassis
Ocean Ergo VIP	-5° - 40°	23,5 kg	150 kg	Branco

Tel. : +351 225 193 360
portugal@invacare.com
www.invacare.pt

Invacare Portugal II
 Rua Estrada Velha, nº949
 4465-784 Leça do Balio
 Portugal