

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2024, Acresce IVA à taxa legal em vigor



Alber® Via GO



Código ISO 12 22 12 (a ser prescrito em conjunto com cadeira de rodas) Kit motorizado para auxiliar a empurrar a cadeira, com roda maciça anti furo, de 123mm de altura por 45mm de largura, para aplicação na parte posterior da cadeira, com pega ergonómica para transporte, comando e respetivo hardware de instalação junto dos punhos do encosto da cadeira.
 Fornecido com carregador de bateria.
 Velocidade máxima de 5,5 km/h com regulação em 9 modos; Bateria de iões de lítio com 4,5Ah de capacidade, integrada no sistema de propulsão, com autonomia para 16 km.
 Peso total do sistema: 5,85 kg
 Peso máximo do utilizador: 150 kg

Data:

Ortopedia:


Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz Característica standard Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
1595002	Via GO V24	1.645,00 €
DADOS DA CADEIRA DE RODAS A APLICAR O SISTEMA		
	Modelo:	
	Nº Serie:	
	Largura de assento:	
	Tamanho da roda:	
	Altura traseira:	
	Cadeira com travões de acompanhante*	<input type="radio"/>
	Cadeira com rodas anti-volteio*	<input type="radio"/>
1595020	Kit de fixação standard para Via GO (opção obrigatória)	135,00 €



1595020 - Kit Fixação standard

* o Via GO não está equipado com travão, pelo que é recomendado que a cadeira de rodas esteja equipada com travão de acompanhante e rodas anti-volteio