

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Yes, you can.®

Invacare® Action²_{NG} Transit Lite



Código ISO 12 22 18 - Cadeira de Rodas Controlada pelo Acompanhante

Cadeira de rodas de liga-leve com chassis em alumínio. Tela de assento em nylon 40 cm prof., encosto dobrável com tela em nylon almofadado, com bolso traseiro, altura 43cm. Tubos do encosto em Y. Altura assento-chão standard de 48,5cm e apoios de pernas a 80º destacáveis e giratórios, com patins rebatíveis. Apoios de braços rebatíveis e destacáveis, altura 28cm. Rodas traseiras 12" maciças; rodas dianteiras 7" x 1.1/4" maciças. Travão de acompanhante e travão de parque para utilizador e acompanhante. Cor de chassis Castanho Moca.



Data:





Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ☒ Característica standard ☐ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = **kg.**

Código	Descrição				P.R.P. €
Invacare® Action2NG Transit Lite					299,00
Rodas 12" x 2 maciças - eixo fixo					
BR1673114		Largura 40,5 x prof. 40 cm	BR1673116		Largura 45,5 x prof. 40 cm
BR1673115		Largura 43 x prof. 40 cm	BR1673117		Largura 48 x prof. 40 cm
Acessórios					
Apoio de Pernas Elevatório (par)			Largura da Cadeira		
Patim Ajustável em ângulo e profundidade		AP1656946		405mm	204,75
		AP1657056		430 mm	
		AP1662822		455 mm	
		AP1662823		480 mm	
Suporte para Amputados					
	AP1442991		Esquerdo	115,76	
	AP1442990		Direito		
Suporte de Canadianas					
	AP0572-02056		Suporte de canadianas	33,08	
Apoio de Cabeça simples (inclui esticador)					
	AP1673830		P/ Largura Assento 40,5cm	152,25	
	AP1673831		P/ Largura Assento 43cm		
	AP1673832		P/ Largura Assento 45,5cm		
	AP1673833		P/ Largura Assento 48cm		

Código	Descrição				P.R.P. €
Rodas Anti-Volteio					
	AP1680189		Roda Anti-volteio (par)	40,95	
Suporte de Soro (inclui Esticador)					
	AP1673836		P/ Largura Assento 40,5cm	130,20	
	AP1673837		P/ Largura Assento 43cm		
	AP1673838		P/ Largura Assento 45,5cm		
	AP1673839		P/ Largura Assento 48cm		