

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

**Yes, you can.®****P.R.P.**

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Matrx® MAC**NOVIDADE**

Código ISO - 12 24 30 - Encostos para Posicionamento - Novo encosto de posicionamento e conforto **Matrx MAC**. Encosto de Posicionamento modular, com estrutura rígida de alumínio e espuma de dupla camada ou com almofada HUG para maior imersão, conforto e envolvimento; com apoio para a cintura escapular, particularmente útil para utilização em cadeiras com basculação e/ou reclinção; com **contorno lateral opcional de 9 a 23 cm de profundidade**, sendo possível a combinação de diferentes tamanhos para um **suporte assimétrico em altura, profundidade ou largura**. Peso máximo de utilizador 136Kg; ranhura vertical para ajuste do encosto em altura, mantendo o cliente na posição de sentado. **Fixações de 2 pontos, com ajuste em altura, profundidade e ângulo, incluídas:** Standard EasySet, com possibilidade de extração do encosto através de fita ajustável. Equipado de série com interface de montagem para apoio de cabeça em encostos de altura 41, 46, 51 e 56cm. Vários tamanhos disponíveis (para adequar às necessidades e anatomia dos vários utilizadores).

Excelente solução de posicionamento em combinação com as almofadas **Matrx**, cintos de estabilização **Bodypoint** e apoio de cabeça **Matrx Elan, Loxx ou Flipp** (Consultar lista de opções e preços individualmente nos respetivos produtos)

Data:

Ortopedia:



Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ○ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = **kg.**

Etapa 1: Escolher a Almofada de Encosto			PRP
TIPO DE ENCOSTO			
	Encosto Matrx MAC - Almofada com espuma de dupla camada - Fixações EasySet incluídas - Contorno à escolha na etapa 3 - Peso máximo de utilizador: 136 Kg		663,00 €
	Encosto Matrx MAC HUG - Almofada Stamina Fibre™ - Fixações EasySet incluídas - Contorno à escolha na etapa 3 - Peso máximo de utilizador: 136 Kg		708,90 €
Opção MATRX SHAPE			
1634816	Matrx Shape - Conjunto de blocos de espuma modular para otimizar a acomodação de assimetrias posturais moderadas - utilizar em combinação com Matrx MAC HUG		250,00 €

**Etapa 2: Escolher o tamanho do Encosto****Encosto Matrx MAC (fixações incluídas) - Contorno do Encosto à escolha na etapa 3****Peso Máximo do utilizador: 136Kg****Hardware de Fixação Incluído: Easy Set Standard (QR*)**

Largura do Encosto	Para montar em cadeiras com largura	Largura de Tronco indicativa	Altura do encosto							
			410 mm		460 mm		510 mm		560 mm	
410 mm	380mm - 460mm	≤310mm	1634608		1634609		1634610		1634611	
430 mm	410mm - 480mm	≤330mm	1634612		1634613		1634614		1634615	
460 mm	430mm - 510mm	≤360mm	1634616		1634617		1634618		1634619	
480 mm	460mm - 530mm	≤380mm	1634620		1634621		1634622		1634623	
510 mm	480mm - 560mm	≤410mm	1634624		1634625		1634626		1634627	

*QR = Quick-Release , extração fácil

Encosto Matrx MAC HUG (fixações incluídas) - Contorno do Encosto à escolha na etapa 3 Peso Máximo do utilizador: 136Kg Hardware de Fixação Incluído: Easy Set Standard (QR*)										
										
Largura do Encosto	Para montar em cadeiras com largura	Largura de Tronco indicativa	Altura do encosto							
			410 mm		460 mm		510 mm		560 mm	
410 mm	380mm - 460mm	≤310mm	1634678		1634679		1634680		1634681	
430 mm	410mm - 480mm	≤330mm	1634682		1634683		1634684		1634685	
460 mm	430mm - 510mm	≤360mm	1634686		1634687		1634688		1634689	
480 mm	460mm - 530mm	≤380mm	1634690		1634691		1634692		1634693	
510 mm	480mm - 560mm	≤410mm	1634694		1634695		1634696		1634697	

*QR = Quick-Release , extração fácil

Código	Descrição	P.R.P. €
Etapla 3: Escolher a Profundidade do Encosto (Contorno Lateral)		
Nota: Pode combinar diferentes tamanhos - aconselhamos sempre a escolha de contorno lateral para ambos os lados.		
Contorno Lateral Direito		
1634628	Profundidade de 9 cm	117,30 €
1634629	Profundidade de 15 cm	142,80 €
1634630	Profundidade de 23 cm	173,40 €
Contorno Lateral Esquerdo		
1634628	Profundidade de 9 cm	117,30 €
1634629	Profundidade de 15 cm	142,80 €
1634630	Profundidade de 23 cm	173,40 €
Acessórios		
Hardwares de Fixação		
Todas as fixações apresentam possibilidade de ajuste em altura, profundidade e ângulo. Os encostos acima apresentados já são fornecidos com hardware de fixação. Escolha uma fixação extra ou Selecione abaixo outro tipo de Hardware de Fixação ideal para as necessidades dos vários utilizadores.		
1545275	Fixações Standard EasySet (par), permite a extração fácil do encosto. Peso máximo de utilizador 136Kg. Para encostos altura 460-560mm	173,75 €
1632766	Fixações Standard, fixas, par (peso máximo de utilizador 227kg). Recomendado para cadeiras manuais rígidas ou elétricas com funções basculação/ reclinção. Extração do encosto requer ferramenta. Para encostos de altura 460-560mm	231,66 €
1545278	Fixação Split, de 4 pontos, permite a extração fácil do encosto. Peso máximo de utilizador 136Kg. (aconselhado para cadeiras onde hajam obstáculos à montagem no encosto, como parafusos, manipulós, etc.). Para encostos altura 460-560mm	214,28 €
1544776	Fixações EasySet reforçadas (HD), par, permite a extração fácil do encosto. Peso máximo de utilizador 227Kg. Para encostos altura 460-560mm	347,48 €
Acessórios para Encostos Matrx MAC		
1632759	Almofada de Apoio Lombar (Pode ser recortada para adaptação do tamanho desejado)	57,92 €
1632760	Faixa Abdominal PostureFlex, tamanho M (405mm - 580x165mm)	220,08 €
1632761	Faixa Abdominal PostureFlex, tamanho L (505mm - 810x175mm)	220,08 €
1632796	Opção para facilitar abertura da Faixa Abdominal (ideal para tetraplegia)	81,09 €
1632758	Hardware para Coletes de Tronco e Cintos de Ombros (para encostos largura 410-510mm)	92,67 €
1551799	Capa de Privacidade - tamanho XS (260 x 410 mm)	57,92 €
1551800	Capa de Privacidade - tamanho S (380 x 410 mm)	57,92 €
1551903	Capa de Privacidade - tamanho M (430 x 410 mm)	57,92 €
1551904	Capa de Privacidade - tamanho L (480 x 410 mm)	57,92 €



9 cm



15 cm



23 cm



Combinação Assimétrica



1545275



1632766



1545278



1544776



1632759



1632760 / 1632761



Capa de Privacidade



1632796



1632758



9 cm



15 cm



23 cm



Combinação Assimétrica



1545275

1632766



1545278


1544776



1632759



1632760 / 1632761



Capa de Privacidade



1632796

1632758