

P.R.P.

Válido a partir de Janeiro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® AVIVA FX40 MPS Maxx



Código ISO 12 23 06: Cadeira de rodas elétrica de tração dianteira, com módulo de verticalização elétrica **MPS Maxx**. Base de tração com largura de 604mm e profundidade de 1070mm, raio de viragem de 680mm, e suspensão 4Sure com sistema de molas helicoidais nos braços de suporte das rodas traseiras e dois pistões instalados no eixo de tração. Unidade de assento com largura ajustável 405-510 mm e profundidade entre 405-510 mm, com 178° de verticalização, basculação elétrica de assento 0-45°, reclinção de encosto elétrica 90°-170° com sistema de compensação **Extended Shear Reduction (ESR)**, elevação elétrica do assento até 178mm. Motores de 4 polos de 340W, com **velocidade máxima de 12km/h**, baterias de 60Ah Gel, rodas dianteiras 14", pneumáticas ou maciças e traseiras de 8"; apoios de braços almofadados com sistema rebatível, apoio de pernas central com sistema elétrico de regulação em ângulo e plataforma individual de apoio de pés, ajustável em altura, largura e ângulo. Suporte de joelhos com almofada ajustável de forma assimétrica em altura, largura e ângulo, sistema de bloqueio e de extração, barra para suporte anterior do tronco aquando da verticalização. Comando REM 400 com bluetooth integrado, botões para ligar/desligar e acesso a funções e ecrã tátil para regulação das funções e acesso direto, **eletrónica LiNX** programável sem fios. Comando de acompanhamento com ecrã tátil para regulação e controlo das funções elétricas assim como para programação dos atuadores. Encosto high back de série com **barra de suporte LOXX e apoio de cabeça Matrix ELAN**. Outras opções de posicionamento Matrix disponíveis como opção.
Peso máximo do utilizador: 113 Kg

Data:

Ortopedia:


Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ☒ Característica standard ☐ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
OBRIGATÓRIO PREENCHER AS MEDIDAS - EM MM		
ALTURA DO UTILIZADOR:		
PESO DO UTILIZADOR:		
A. MEDIDA ASSENTO-OMBRO:		
B. PROFUNDIDADE DO TRONCO:		
C. LARGURA DO TRONCO:		
D. MEDIDA DA PERNA ESQ : DIR :		
E : MEDIDA ASSENTO-CABEÇA:		
F : MEDIDA COTOVELO-MÃO:		
G. MEDIDA ASSENTO-COTOVELO:		
H. LARGURA DAS ANCAS:		
I. MEDIDA JOELHO-CALCANHAR ESQ: DIR:		
ALTURA DA ALMOFADA DE ASSENTO:		
MODELO BASE AVIVA FX		
JEA0000	◆ AVIVA FX40 MPS Maxx (largura da base 604 mm)	29.019,00 €
ESPECIAL		
N	<input type="checkbox"/> Não	
JEX0001	<input type="checkbox"/> Especial	Prazo de entrega adicional: consulte o Serviço a Clientes
UNIDADE DE ASSENTO		
JEA0100	◆ Módulo de assento com verticalização elétrica MPS Maxx - Inclui: barra de suporte peitoral rebatível e suporte modular de joelhos com ajuste assimétrico em altura, profundidade e ângulo	◆
ALTURA DO ASSENTO		
JEA0200	<input type="checkbox"/> 470 mm	<input type="radio"/>
JEA0210	<input type="checkbox"/> 495 mm	<input type="radio"/>
BASCULAÇÃO DE ASSENTO E RECLINAÇÃO DO ENCOSTO		
JEA0300	◆ Unidade de assento MPS Maxx com basculação elétrica do assento de 0° a 45° com compensação do centro de gravidade e reclinção elétrica do encosto de 90° a 170°, com sistema de compensação ESR	◆
MÓDULO DE VERTICALIZAÇÃO		
JEA0400	◆ Módulo de Verticalização MPS	◆
ELEVAÇÃO ELÉTRICA DO ASSENTO		
JEA0500	◆ 178 mm	◆



Código	Descrição		P.R.P. €
LARGURA DE ASSENTO COM PLATAFORMA TELESCÓPICA AJUSTÁVEL			
JEA0600	<input type="checkbox"/>	405 mm	○
JEA0610	<input type="checkbox"/>	430 mm	○
JEA0620	<input type="checkbox"/>	455 mm	○
JEA0630	<input type="checkbox"/>	485 mm	○
JEA0640	<input type="checkbox"/>	510 mm	○
PROFUNDIDADE DE ASSENTO COM PLATAFORMA TELESCÓPICA AJUSTÁVEL			
JEA0700	<input type="checkbox"/>	405 mm	○
JEA0710	<input type="checkbox"/>	430 mm	○
JEA0720	<input type="checkbox"/>	455 mm	○
JEA0730	<input type="checkbox"/>	485 mm	○
JEA0740	<input type="checkbox"/>	510 mm	○
ALMOFADA DE ASSENTO (Tamanhos de acordo com as medidas do assento)			
JEA0800	◆	Matrx Libra standard	◆
JEA0810	<input type="checkbox"/>	Matrx Libra, capa SPACER	○
SISTEMAS DE ESTABILIZAÇÃO DO UTILIZADOR			
FAIXA PEITORAL			
JEA0900	◆	Faixa Peitoral acolchoada de 2 pontos	◆
JEA0910	<input type="checkbox"/>	Cinto peitoral Bodypoint Monoflex, S (75 mm x 395 mm)	114,28 €
JEA0920	<input type="checkbox"/>	Cinto peitoral Bodypoint Monoflex, M (100 mm x 464 mm)	114,28 €
JEA0930	<input type="checkbox"/>	Cinto peitoral Bodypoint Monoflex L (114 mm x 546 mm)	114,28 €
JEA0940	<input type="checkbox"/>	Cinto peitoral Monoflex, ajuste e fixação central S (63.5 mm x 395 mm)	114,28 €
JEA0950	<input type="checkbox"/>	Cinto peitoral Monoflex, ajuste e fixação central M (83 mm x 464 mm)	114,28 €
JEA0960	<input type="checkbox"/>	Cinto peitoral Monoflex, ajuste e fixação central L (89 mm x 546 mm)	114,28 €
BARRA DE SUPORTE PEITORAL			
JEA0970	◆	Barra de suporte peitoral envolvida em espuma - Montagem à esquerda	NC : 1020, 3110, 3130, 3150, 3170 ◆
JEA0980	<input type="checkbox"/>	Barra de suporte peitoral envolvida em espuma - Montagem à direita	NC : 1010, 3100, 3120, 3140, 3160 ○
JEA0990	<input type="checkbox"/>	Barra de suporte peitoral com almofada plana - Montagem à esquerda	NC : 1020, 3110, 3130, 3150, 3170 346,80 €
JEA1000	<input type="checkbox"/>	Barra de suporte peitoral com almofada plana - Montagem à direita	NC : 1010, 3100, 3120, 3140, 3160 346,80 €
TABULEIRO			
JEA1010	<input type="checkbox"/>	Tabuleiro regulável em altura, em plástico transparente, montado à esquerda	NC : 3110, 3130, 3150, 3170 540,60 €
JEA1020	<input type="checkbox"/>	Tabuleiro regulável em altura, em plástico transparente, montado à direita	NC : 3100, 3120, 3140, 3160 540,60 €
CINTO PÉLVICO			
JEA1030	<input type="checkbox"/>	Cinto pélvico com fivela metálica push button, 1220 mm	○
JEA1040	◆	Cinto pélvico com fivela metálica push button, 1524 mm	◆
JEA1050	<input type="checkbox"/>	Cinto pélvico com fivela metálica push button, 1803 mm	○
JEA1060	<input type="checkbox"/>	Cinto pélvico Bodypoint almofadado, fivela metálica, ajuste central, 2 pontos	115,99 €
JEA1070	<input type="checkbox"/>	Cinto pélvico Bodypoint almofadado, fivela metálica, ajuste central, 4 pontos	159,05 €
ALMOFADA DO APOIO DE CABEÇA			
JEA1100	<input type="checkbox"/>	Matrx ELAN Standard, 152 mm	○
JEA1110	◆	Matrx ELAN Standard, 254 mm	◆
JEA1120	<input type="checkbox"/>	Matrx ELAN Standard, 355 mm	○
JEA1130	<input type="checkbox"/>	Matrx ELAN Occipital, 229 mm	196,91 €
JEA1140	<input type="checkbox"/>	Matrx ELAN Occipital, 305 mm	196,91 €
JEA1150	<input type="checkbox"/>	Matrx ELAN Mini 4 Pontos, 229 mm x 177 mm	359,07 €
JEA1160	<input type="checkbox"/>	Matrx ELAN 4 Pontos, 280 mm x 254 mm	359,07 €




0900

0910 / 0920
09300940 / 0950 /
0960

0970/0980



0990/1000



1010/1020

Dimensões tabuleiro

Largura assento 405-430
= 455 (largura) x 305mm (Prof.)
Largura assento 455-485
= 505 (largura) x 305mm (Prof.)
Largura assento 510 = 560
(largura) x 305mm (Prof.)



1030/1040/1050

1060
10701100/110/
1120 1130/
1140 1150/
1160

Código	Descrição	P.R.P. €
CAPA ANTIBACTERIANA PARA APOIO DE CABEÇA		
JEA1170	<input type="checkbox"/> Capa Anti-Bacteriana para Matrx ELAN	○
BARRA DE SUPORTE DO APOIO DE CABEÇA		
JEA1180	<input type="checkbox"/> Barra do apoio de cabeça fixa, não destacável	NC : 1510, 1530, 1540, 1550 ○
JEA1190	<input type="checkbox"/> Barra Matrx Elan Adulto (380mm tamanho barra), destacável	220,08 €
JEA1200	<input type="checkbox"/> Barra Matrx Elan Adulto com Links adicionais (380mm tamanho barra), destacável	289,41 €
JEA1210	◆ Barra Matrx Loxx (380mm tamanho barra)	◆
ALTURA DE MONTAGEM DO ENCOSTO (MEDIDA DA PLACA DE ASSENTO AO TOPO DO ENCOSTO) - é obrigatória uma distância ≥ 200 mm entre a placa de assento e a parte inferior do encosto para funcionamento do mecanismo ESR		
JEA1300	<input type="checkbox"/> 505 mm	NC : 1500, 1510, 1530, 1610, 1620, 1630, 1640 ○
JEA1310	<input type="checkbox"/> 530 mm	NC : 1500, 1510, 1530, 1610, 1620, 1630, 1640 ○
JEA1320	<input type="checkbox"/> 555 mm	NC : 1500, 1620, 1630, 1640 ○
JEA1330	<input type="checkbox"/> 580 mm	NC : 1500, 1620, 1630, 1640 ○
JEA1340	<input type="checkbox"/> 610 mm	NC : 1630, 1640 ○
JEA1350	<input type="checkbox"/> 635 mm	NC : 1630, 1640 ○
JEA1360	<input type="checkbox"/> 660 mm	NC : 1640 ○
JEA1370	<input type="checkbox"/> 685 mm	NC : 1640 ○
JEA1380	<input type="checkbox"/> 710 mm	○
TIPO DE ENCOSTO		
JEA1500	◆ High Back	NC : 1600, 1610 ◆
JEA1510	<input type="checkbox"/> Matrx Elite E2	NC : 1600 752,89 €
JEA1530	<input type="checkbox"/> Matrx Elite E2 Profundo	NC : 1600, 2200, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270 810,80 €
JEA1540	<input type="checkbox"/> Matrx Posture Back	NC : 1610, 2200, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270 790,84 €
JEA1550	<input type="checkbox"/> Matrx Posture Back Profundo	NC : 1610, 2200, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270 805,80 €
ALTURA DO ENCOSTO (Altura Montagem - Altura encosto ≥ 200mm)		
JEA1600	<input type="checkbox"/> 305 mm	○
JEA1610	<input type="checkbox"/> 355 mm	○
JEA1620	<input type="checkbox"/> 405 mm	○
JEA1630	<input type="checkbox"/> 455 mm	○
JEA1640	<input type="checkbox"/> 505 mm	○
APOIOS DE BRAÇO		
APOIOS DE BRAÇO		
JEA1800	◆ Rebatíveis e paralelos, reguláveis em largura, ângulo e altura (240-330 mm)	◆
JEA1805	<input type="checkbox"/> Rebatíveis e paralelos, com rotação, reguláveis em largura, ângulo e altura (240-330 mm)	357,00 €
COMPRIMENTO DO TUBO DO APOIO BRAÇO ESQUERDO		
JEA1810	◆ Tubo Longo	◆
JEA1820	<input type="checkbox"/> Tubo curto	○



1180



1190 1200



1500



1510

1530



1540

1550



1800



1805

Código	Descrição			P.R.P. €
COMPRIMENTO DO TUBO DO APOIO BRAÇO DIREITO				
JEA1830	◆	Tubo Longo		◆
JEA1840	□	Tubo curto		○
ALMOFADA APOIO DE BRAÇO ESQUERDO				
JEA1850	□	Almofada standard - longa (355mm)	NC : 1970	○
JEA1860	□	Almofada standard - curta (254mm)	NC : 1970	○
JEA1870	□	Almofada modular, espuma suave Iskin - longa (355mm)	NC : 1970	○
JEA1880	□	Almofada modular, espuma suave Iskin - curta (254mm)	NC : 1970	○
JEA1890	□	Almofada de espuma viscoelástica com capa Startex, longa (355 mm)	NC : 1970	○
JEA1900	◆	Almofada de espuma viscoelástica com capa Startex (254 mm)	NC : 1970	◆
JEA1910	□	Almofada multiposições - longa (355mm)	NC : 1970	96,90 €
JEA1920	□	Almofada multiposições - curta (254mm)	NC : 1970	96,90 €
JEA1930	□	Almofada de Gel , estreita (51 x 305mm)	NC : 1970	132,60 €
JEA1940	□	Almofada de Gel , larga (89 x 305mm)	NC : 1970	132,60 €
JEA1950	□	Almofada de Gel , longa (89 x 355mm)	NC : 1970	132,60 €
JEA1960	□	Almofada Ergonómica côncava - (114 x 330 mm)		383,61 €
APOIO PALMAR ESQUERDO (Apenas para almofada ergonómica)				
JEA1970	□	Almofada plana p/ apoio da palma da mão - (114 x 127 mm)		212,47 €
ALMOFADA APOIO DE BRAÇO DIREITO				
JEA2000	□	Almofada standard - longa (355mm)	NC : 2120	○
JEA2010	□	Almofada standard - curta (254mm)	NC : 2120	○
JEA2020	□	Almofada modular, espuma suave Iskin - longa (355mm)	NC : 2120	○
JEA2030	□	Almofada modular, espuma suave Iskin - curta (254mm)	NC : 2120	○
JEA2040	□	Almofada de espuma viscoelástica com capa Startex, longa (355 mm)	NC : 2120	○
JEA2050	◆	Almofada de espuma viscoelástica com capa Startex (254 mm)	NC : 2120	◆
JEA2060	□	Almofada multiposições - longa (355mm)	NC : 2120	96,90 €
JEA2070	□	Almofada multiposições - curta (254mm)	NC : 2120	96,90 €
JEA2080	□	Almofada de Gel , estreita (51 x 305mm)	NC : 2120	132,60 €
JEA2090	□	Almofada de Gel , larga (89 x 305mm)	NC : 2120	132,60 €
JEA2100	□	Almofada de Gel , longa (89 x 355mm)	NC : 2120	132,60 €
JEA2110	□	Almofada Ergonómica côncava - (114 x 330 mm)		383,61 €
APOIO PALMAR DIREITO (Apenas para almofada ergonómica)				
JEA2120	□	Almofada plana p/ apoio da palma da mão - (114 x 127 mm)		212,47 €
SUPORTES LATERAIS				
SUPORTE LATERAL DE TRONCO				
ALMOFADA COM SUPORTE DE TRONCO FIXO MAXX - ESQUERDA				
JEA2200	□	Almofada MAXX Style XS, 83 x 108 mm	Inclui suporte fixo	153,00 €
JEA2210	□	Almofada MAXX Style S, 89 x 133 mm	Inclui suporte fixo	153,00 €
JEA2220	□	Almofada MAXX Style M, 95 x 146 mm	Inclui suporte fixo	153,00 €
JEA2230	□	Almofada MAXX Style L, 108 x 165 mm	Inclui suporte fixo	153,00 €
ALMOFADA COM SUPORTE DE TRONCO FIXO MAXX - DIREITA				
JEA2240	□	Almofada MAXX Style XS, 83 x 108 mm	Inclui suporte fixo	153,00 €
JEA2250	□	Almofada MAXX Style S, 89 x 133 mm	Inclui suporte fixo	153,00 €



1850/1860/2000/2010



1870/1880/2020/2030



1890/1900/2040/2050



1910/1920/2060/2070

1930/1940/1950/
2080/2090/2100

1960/2110



1970 / 2120



2200 a 2230


Código	Descrição		P.R.P. €
JEA2260	<input type="checkbox"/>	Almofada MAXX Style M, 95 x 146 mm	Inclui suporte fixo 153,00 €
JEA2270	<input type="checkbox"/>	Almofada MAXX Style L, 108 x 165 mm	Inclui suporte fixo 153,00 €
SUPORTE DE TRONCO REBATÍVEL MAXX Style - ESQUERDA			
JEA2280	<input type="checkbox"/>	Suporte MAXX Style rebatível	183,60 €
SUPORTE TELESCÓPICO ADICIONAL - ESQUERDA			
JEA2290	<input type="checkbox"/>	Suporte telescópico adicional, Maxx Style - 25mm	171,16 €
SUPORTE DE TRONCO REBATÍVEL MAXX Style - DIREITA			
JEA2300	<input type="checkbox"/>	Suporte MAXX Style rebatível	183,60 €
SUPORTE TELESCÓPICO ADICIONAL - DIREITA			
JEA2310	<input type="checkbox"/>	Suporte telescópico adicional, Maxx Style - 25mm	171,16 €
SUPORTE DE ANCA			
ALMOFADA DE SUPORTE DE ANCA - ESQUERDA (não inclui suporte)			
JEA2400	<input type="checkbox"/>	Almofada XS, 140x102 mm	153,00 €
JEA2410	<input type="checkbox"/>	Almofada S, 178x152 mm	153,00 €
JEA2420	<input type="checkbox"/>	Almofada M, 229x102 mm	153,00 €
JEA2430	<input type="checkbox"/>	Almofada L, 330x102 mm	153,00 €
ALMOFADA DE SUPORTE DE ANCA - DIREITA (não inclui suporte)			
JEA2440	<input type="checkbox"/>	Almofada XS, 140x102 mm	153,00 €
JEA2450	<input type="checkbox"/>	Almofada S, 178x152 mm	153,00 €
JEA2460	<input type="checkbox"/>	Almofada M, 229x102 mm	153,00 €
JEA2470	<input type="checkbox"/>	Almofada L, 330x102 mm	153,00 €
TIPO DE SUPORTE DE ANCA - EQUERDA			
JEA2480	<input type="checkbox"/>	Suporte fixo, montagem ao nível da anca	○
JEA2490	<input type="checkbox"/>	Suporte Destacável, montagem ao nível da anca	132,60 €
JEA2500	<input type="checkbox"/>	MAXX Style multiajustável, extração rápida, montagem ao nível da anca	183,60 €
JEA2510	<input type="checkbox"/>	MAXX Style multiajustável, extração rápida, montagem ao nível do joelho	183,60 €
JEA2520	<input type="checkbox"/>	MAXX Style com extensão, multiajustável, extração rápida, montagem ao nível da anca	198,90 €
JEA2530	<input type="checkbox"/>	MAXX Style com extensão, multiajustável, extração rápida, montagem ao nível do joelho	198,90 €
TIPO DE SUPORTE DE ANCA - DIREITA			
JEA2540	<input type="checkbox"/>	Suporte fixo, montagem ao nível da anca	○
JEA2550	<input type="checkbox"/>	Suporte Destacável, montagem ao nível da anca	132,60 €
JEA2560	<input type="checkbox"/>	MAXX Style multiajustável, extração rápida, montagem ao nível da anca	183,60 €
JEA2570	<input type="checkbox"/>	MAXX Style multiajustável, extração rápida, montagem ao nível do joelho	183,60 €
JEA2580	<input type="checkbox"/>	MAXX Style com extensão, multiajustável, extração rápida, montagem ao nível da anca	198,90 €
JEA2590	<input type="checkbox"/>	MAXX Style com extensão, multiajustável, extração rápida, montagem ao nível do joelho	198,90 €
APOIO DE PERNAS			
APOIO DE PERNAS CENTRAL			
JEA2600	◆	Apoio de pernas central elétrico BDC, com compensação - inclui apoio de gêmeos	◆
PLATAFORMA DOS PATINS INDIVIDUAL PARA APOIO DE PERNAS CENTRAL ELÉTRICO - PREENCHER COM MEDIDAS EM MM			
DISTÂNCIA JOELHO-CALCANHAR:			
ALTURA DA ALMOFADA (SUBTRAIR):			
COMPRESSÃO DA ALMOFADA (SOMAR):			
DISTÂNCIA PLATAFORMA DE ASSENTO-PATIM (TOTAL):			
SELECIONAR DISTÂNCIA PLATAFORMA DE ASSENTO - PATIM			
JEA2610	<input type="checkbox"/>	203 - 305 mm	NC : 2650 ○
JEA2630	<input type="checkbox"/>	280 - 406/430 mm	NC : 2640 ○



2280/2300



2290/2310




2400/2440



2410/2450



2420/2460



2430/2470



2480/2540/2490/2550


2500/2510/2520/2530/
2560/2570/2580/2590


2600

Código	Descrição	P.R.P. €
ALMOFADA DE APOIO DE GÊMEOS		
JEA2640	◆ Suporte de gêmeos 140mm (altura) x 102mm (largura)	◆
JEA2650	□ Suporte de gêmeos 190 mm(altura) x 150 mm (largura)	○
TAMANHO DO PATIM DIREITO		
JEA2660	□ S (140x190 mm)	○
JEA2670	◆ M (140x240 mm)	◆
JEA2680	□ L (150x290 mm)	○
TAMANHO DO PATIM ESQUERDO		
JEA2690	□ S (140x190 mm)	○
JEA2700	◆ M (140x240 mm)	◆
JEA2710	□ L (150x290 mm)	○
SUPORTE DE JOELHOS		
JEA2720	□ Suporte de joelhos modular, ajustável em altura, profundidade e ângulo	○
JEA2730	◆ Suporte de joelhos modular, com possibilidade de ajuste assimétrico em altura, profundidade e ângulo	◆
ALMOFADA DO SUPORTE DE JOELHOS		
JEA2740	□ Almofada com 254 mm	○
JEA2750	◆ Almofada com 203 mm	◆
JEA2760	□ Almofada com 150 mm	○
ELECTRÓNICA LINX		
COMANDO LINX + TIPO DE SUPORTE		
JEA3000	□ Comando LiNX - DLX-REM211 : 3 perfis de condução e funções elétricas	○
JEA3010	□ Comando LiNX - DLX-REM216 : 3 perfis de condução, funções elétricas e Kit de Luzes (apenas possível de selecionar em combinação c/ JEA5400)	○
JEA3020	◆ Comando LiNX Rehab DLXREM400 : com ecrã touch e joystick std, bluetooth integrado e entradas jack p/ switch	◆
JEA3030	□ Comando LiNX Rehab DLXREM500 com ecrã touch sem joystick - display de suporte a comandos especiais (bluetooth integrado e entradas jack p/ switch)	1.534,46 €
OPÇÃO DE SWITCH LATERAL PARA COMANDO REM400		
JEA3040	□ 2 Switch laterais para facilitar acesso a on/ off e regulação de velocidade	366,18 €
POSIÇÃO DE MONTAGEM DO COMANDO PRIMÁRIO		
JEA3100	□ Suporte standard montado direita	○
JEA3110	□ Suporte standard montado esquerda	○
JEA3120	◆ Suporte rebatível, ajustável em altura e largura, direita	◆
JEA3130	□ Suporte rebatível, ajustável em altura e largura, esquerda	○
JEA3140	□ Suporte Maxx Resolve, rebatível interior/exterior, regulável em tensão, direita	357,00 €
JEA3150	□ Suporte Maxx Resolve, rebatível interior/exterior, regulável em tensão, esquerda	357,00 €
JEA3160	□ Multiajustável, rebatível, direita (apenas para REM500)	○



2720



2730



2740/2750/2760



3000/3010

3020



3030

3040



3100-3110



3120/3130



3140/3150



3160/3170

Código	Descrição		P.R.P. €
JEA3170	<input type="checkbox"/>	Multiajustável, rebatível, esquerda (apenas para REM500) NC : 3620	○
COMANDO DUPLO LiNX + TIPO DE SUPORTE			
JEA3200	<input type="checkbox"/>	Comando compacto na posição de acompanhante (DLXACU200)	873,46 €
JEA3210	<input type="checkbox"/>	Suporte fixo à Direita, para posição de acompanhante	○
JEA3220	<input type="checkbox"/>	Suporte fixo à esquerda, para posição de acompanhante	○
LiNX - COMANDOS COMPACTOS + SUPORTES (Requer o REM400/500 como comando principal)			
JEA3300	<input type="checkbox"/>	Comando compacto proporcional DLXCR400 (força deflexão 192g)	743,62 €
JEA3310	<input type="checkbox"/>	Comando compacto proporcional joystick baixa força DLX-CR400LF (força deflexão 112g)	826,24 €
COMANDOS ALTERNATIVOS			
COMANDO DE CABEÇA (Requer o comando REM400 ou 500 como comando principal)			
JEX3500	<input type="checkbox"/>	Comando de cabeça com sensores de proximidade (ATOM, ASL104) com abas laterais ajustáveis	5.606,66 €
JEX3510	<input type="checkbox"/>	Comando de cabeça com sensores de proximidade (PROTON, ASL104P) com varetas laterais multiajustáveis	6.609,96 €
COMANDO QUATRO SENSORES DE PROXIMIDADE			
JEX3600	<input type="checkbox"/>	Comando quatro sensores de proximidade (ASL106)	7.318,16 €
JEX3610	<input type="checkbox"/>	Comando montagem central, rebatível para a dta na linha média (inclui tabuleiro em meia-lua ASL619, 36x18cm)	○
JEX3620	<input type="checkbox"/>	Comando montagem central, rebatível para a esq na linha média (inclui tabuleiro em meia-lua ASL619, 36x18cm)	○
ACESSÓRIOS WIRELESS PARA ATOM			
JEX3700	<input type="checkbox"/>	Recetor Switch triplo wireless(ASL557-3)	531,17 €
JEX3710	<input type="checkbox"/>	Emulador de Rato wireless (ASL558)	1.062,31 €
COMANDO DE SOPRO			
JEX3720	<input type="checkbox"/>	Comando de Cabeça e Sopro (ASL109), inclui módulo de input e switch de lábio (ASL301 LIP) (combina comando de sopro com movimentos da cabeça)	7.672,27 €
MÓDULO DE INPUT			
JEA3740	<input type="checkbox"/>	Módulo de Input DLX-IN500-A	767,23 €
MÓDULO DE OUTPUT			
JEA3750	<input type="checkbox"/>	Módulo de output LiNX (DLX-OUT500) (para controlo de dispositivos externos ex.: dispositivo de comunicação)	767,23 €
MANÍPULO DE JOYSTICK BODYPOINT (APENAS PARA REM400)			
JEA3800	<input type="checkbox"/>	Manípulo de condução 3" em forma de U, Bodypoint PC101A	118,03 €
JEA3810	<input type="checkbox"/>	Manípulo de condução 4" em forma de U, Bodypoint PC102A	118,03 €
JEA3820	<input type="checkbox"/>	Manípulo de condução, arco palmar, Bodypoint PC107A	118,03 €
JEA3830	<input type="checkbox"/>	Manípulo de condução, forma de cogumelo, para comandos com pino 4.8mm (3/16"), Bodypoint PC110A	147,54 €
LiNX CAIXA DE FUNÇÕES			
JEA4000	<input type="checkbox"/>	Caixa multifunções de 8 botões	CONSULTAR DISPONIBILIDADE 1.326,00 €
JEA4010	<input type="checkbox"/>	Caixa multifunções de 10 botões	CONSULTAR DISPONIBILIDADE 1.530,00 €
SUPORTE DA CAIXA DE FUNÇÕES			
JEA4030	<input type="checkbox"/>	Montagem na almofada do apoio de braço esquerdo	○
JEA4040	<input type="checkbox"/>	Montagem na almofada do apoio de braço direito	○
JEA4050	<input type="checkbox"/>	Montagem no suporte do comando LiNX	○
JEA4060	<input type="checkbox"/>	Sem montar	○
DETALHES DA UNIDADE DE TRAÇÃO			
COR DO CHASSIS			
JEA4130	<input type="checkbox"/>	Preto Obsidiano	○
JEA4140	<input type="checkbox"/>	Vermelho Rubi	○
JEA4150	<input type="checkbox"/>	Azul	○
JEA4160	<input type="checkbox"/>	Rosa Flamingo	○
JEA4170	<input type="checkbox"/>	Púrpura	○
JEA4180	<input type="checkbox"/>	Azul-Marinho	○



3200



3300/3310



3500



3510



3600



3300/3310



3700



3710



3720



3760



3740



3800/3810



3750



3820



3830




4000




4010



4030/4040



4050



4130 4140 4150



4160 4170 4180

Código		Descrição	P.R.P. €
JEA4190	<input type="checkbox"/>	Verde Lima	○
JEA4200	<input type="checkbox"/>	Azul Ártico	○
COR DAS JANTES			
JEA4240	<input type="checkbox"/>	Preto Obsidiano	○
JEA4250	<input type="checkbox"/>	Vermelho Rubi	○
JEA4260	<input type="checkbox"/>	Azul	○
JEA4270	<input type="checkbox"/>	Rosa Flamingo	○
JEA4280	<input type="checkbox"/>	Púrpura	○
JEA4290	<input type="checkbox"/>	Azul-Marinho	○
JEA4300	<input type="checkbox"/>	Verde Lima	○
JEA4310	<input type="checkbox"/>	Azul Ártico	○
JEA4320	<input type="checkbox"/>	Amarelo	○
JEA4330	<input type="checkbox"/>	Laranja	○
JEA4340	<input type="checkbox"/>	Cinzentos	○
COR DO GUARDA-LAMAS			
JEA4400	◆	Mesma cor do chassis	◆
JEA4410	<input type="checkbox"/>	Preto	○
FORQUETAS TRASEIRAS			
JEA4500	◆	Forqueta única	◆
RODAS TRASEIRAS			
JEA4600	◆	8", maciças, pretas	◆
RODAS DE TRAÇÃO			
JEA4700	◆	14" (355mm) x 3" (75mm) , pneumáticas, pretas	◆
JEA4710	<input type="checkbox"/>	14" (355 mm) x 3" (75 mm), com injeção de gel anti-furo, pretas	○
TIPO DE SUSPENSÃO			
JEA4800	◆	Sistema de suspensão de 4 barras, tecnologia Broken-Link	◆
VELOCIDADE			
JEA4910	◆	12 km/h, Motor 4 Polos	◆
BATERIAS			
JEA5000	◆	60 Ah Gel	◆
G-TRAC			
JEA5100	◆	Módulo G-Trac	◆
CARREGADOR			
JEA5210	◆	Carregador Opti Charge 10A (IP44)	◆
RODAS ANTI-VOLTEIO DIANTEIRAS			
JEA5300	◆	Rodas anti-volteio - Peso máx: 136Kg	◆
LUZES			
JEA5400	<input type="checkbox"/>	Luzes LED com piscas - Potência 30 Lux	483,95 €
KIT DE TRANSPORTE			
JEA5500	◆	4-Pontos (para transportar a cadeira sem utilizador)	◆
JEA5510	<input type="checkbox"/>	6-Pontos (testado para usar a cadeira como assento do veículo, de acordo ISO 7176-19; Obrigatório Apoio de cabeça, cinto pélvico e apoios de pés	○

