

P.R.P.

Válido a partir de Setembro de 2026, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® AVIVA RX 10



Código ISO 12 23 06 - Cadeira de rodas elétrica de tração traseira, **ultra compacta com largura mínima da base de 53,9mm** e profundidade total mínima de 103,5cm equipada com suspensão traseira ajustável, rodas dianteiras de 9" e traseiras de 14", ambas maciças.

Elevada manobrabilidade em espaços reduzidos com **raio de viragem de 80,4 cm**.

Unidade de assento com 2 larguras (43cm ou 48cm), com possibilidade de aumento em 2,5cm, de cada lado, através da fixação do apoio de braço. Profundidade de assento ajustável de 41 a 51 cm.

Encosto ajustável manualmente em ângulo de 90° a 120° e com estofa em nylon com faixas reguláveis em tensão 51cm altura; apoios de braço destacáveis, com almofada curta ajustável em altura e profundidade; apoios de pernas individuais rebatíveis e destacáveis com apoio de pés individuais

ajustável em altura e plataforma rebatível e faixa ajustável para suporte de calcanhar; Comando com eletrônica LINX, programável sem fios através de chave LAK, botões de ligar/desligar, regulação da velocidade e buzina; montado no lado direito, com suporte rebatível.

Motores de 400W com velocidade de 10km/h e baterias de 51Ah Gel, nas versões de condução e de basculação. Par de rodas anti-volteio. Disponível versão com basculação elétrica de 20° e apoio de cabeça simples, com REM210 com botões de acessos a 3 perfis de condução e regulação da função elétrica de basculação. **Peso máximo do utilizador: 136 kg**

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ☒ Característica standard ☐ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	P.R.P.€
AVIVA RX10 - versão apenas de condução		
1680057	Largura de assento 43 cm , Profundidade de assento ajustável de 41 a 51 cm, comando REM060 , 10km/h, com almofada de assento de 6cm altura	3.200 €
1680058	Largura de assento 48 cm , Profundidade de assento ajustável de 41 a 51 cm, comando REM060 , 10km/h, com almofada de assento de 6cm altura	3.200 €
AVIVA RX10 - versão com basculação elétrica 20°		
1680067	Largura de assento 43 cm , Profundidade de assento ajustável de 41 a 51 cm, comando REM210 , 10km/h, com apoio de cabeça simples e almofada de assento de 6cm altura	4.050 €
1680068	Largura de assento 48 cm , Profundidade de assento ajustável de 41 a 51 cm, comando REM210 , 10km/h, com apoio de cabeça simples e almofada de assento de 6cm altura	4.050 €
Caso pretenda equipar a cadeira com acessórios, como apoios de cabeça, encostos, apoios de pés, entre outros, contacte o nosso serviço a clientes		



REM060



REM210

