

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt

Yes, you can.®
P.R.P.

Válido a partir de fevereiro de 2019, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Fox Modulite

Código ISO 122306

Cadeira de rodas elétrica de tração traseira, **chassis rígido com sistema de encarte antero-posterior com 8 pontos de ligação para máxima rigidez e estabilidade. Eixo dianteiro pendular potenciador da tração e suspensão.** Assento rígido com plataforma de ajuste com calha telescópica e encosto rígido com almofada conforto com contorno lombar e lateral ligeiro, reclinção elétrica 30° com ponto pivot elevado com sistema rebatível sobre o assento, basculação manual do assento de 0-8°; comando de condução com Eletrônica **LINX Simply Smart**, programável sem fios com função de condução personalizada ao utilizador, cinto pélvico auto-lock; Largura total da base de tração 59cm, diâmetro de viragem 1600mm (raio de viragem 800mm). 2 motores de 200 W, velocidade de 6 km/h; baterias de gel 40Ah integradas em caixa de fácil manuseio e extração. Fornecida com almofada Lite com espuma de alta resiliência, cavidade pélvica ligeira e proeminência de abdução e adutores para melhor alinhamento dos membros inferiores.



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ☒ Característica standard ☐ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
AXB2100	Invacare Fox Modulite	€ 2.600,00
Unidade de Assento Modulite		
AXB2100	Unidade de assento Modulite	◆
TIPO DE PLATAFORMA DE ASSENTO		
AXB2111	Plataforma telescópica com calhas laterais e placa de assento; ajustável em largura de 380mm a 530mm (+50mm através dos apoios de braços)	◆
LARGURA DE ASSENTO (+50mm através dos apoios de braços)		
AXB2121	380mm (pode ser reduzido para 330mm em combinação com os apoios de braços inrigged) NC, 2701, 2703, 2705	○
AXB2122	430 mm NC 2701, 2703, 2705	◆
AXB2123	480mm NC 2702, 2704, 2706	○
PROFUNDIDADE DE ASSENTO		
AXB2132	410 mm NC, (2195+1404/1405), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706	○
AXB2134	460 mm	◆
AXB2136	510 mm	○
ALMOFADA DE ASSENTO (tamanhos de acordo com a plataforma de assento)		
AXB2142	Matrx Flo-tech Lite (75mm até 127 kg); Contour (100mm até 191 kg)	◆
TUBOS DE ENCOSTO (com suporte ajustável)		
AXB2162	Longos - 540 mm	◆
PUNHOS PARA TUBOS DE ENCOSTO		
AXB2107	Com punhos	◆
TIPO DE ENCOSTO		
AXB2173	Flex3 com placas de encosto reguláveis com almofada Laguna	◆
TIPO DE ESTOFO DE ASSENTO E ENCOSTO		
AXB2151	Nylon preto	○
AXB2152	Dartex preto	◆
AXB2155	Spacer preto	○
APOIOS DE BRAÇOS		
AXB2191	T-Arm destacável	◆
AXB2183	Apoio de braços Inrigged (reduz a largura de assento 25mm cada lado)	○
ALMOFADA PARA APOIOS DE BRAÇOS		
AXB2195	Curta (325 mm)	◆
AXB2196	Longa (375 mm) NC 2132	○
APOIO DE PESCOÇO/ CABEÇA (Dartex)		
AXB1350	Apoio de pescoço regulável em profundidade	€ 180,00
AXB1432	Apoio de cabeça com abas laterais, regulável	€ 210,00
AXB2323	ELAN STANDARD almofada envolvente para suporte posterior e lateral; tamanho 15 x 9 cm, capa standard e hardware ELAN incluído	€ 320,00



2142



1350 / 1432

Código	Descrição	P.R.P. €
AXB2324	ELAN STANDARD almofada envolvente para suporte posterior e lateral; tamanho 25 x 13 cm, capa standard e hardware ELAN incluído	€ 320,00
AXB2322	ELAN STANDARD almofada envolvente para suporte posterior e lateral; tamanho 36 x 13 cm, capa standard e hardware ELAN incluído	€ 320,00
AXB2326	ELAN OCCIPITAL almofada em triângulo para suporte occipital e sub-occipital, tamanho 31 x 20 cm, capa standard e hardware ELAN incluído	€ 390,00
AXB2327	ELAN 4 PONTOS pontos para suporte occipital e região temporal, libertando orelha, tamanho 26 x 26 cm, capa standard e hardware ELAN incluído	€ 430,00
APOIOS LATERAIS DE TRONCO		
AXB1446	Apoios laterais de tronco (par)	€ 150,00
AXB1445	Apoio laterais de tronco (par) com braço longo e almofada multi-ajustável	€ 195,00
ALTURA DE ASSENTO		
AXB0312	Altura assento-chão 480 mm, regulação de fábrica 4º (-30mm/ + 30mm dependendo das definições de basculação)	◆
AXB0344	Altura assento-chão 510 mm, regulação de fábrica 4º (-30mm/ + 30mm dependendo das definições de basculação)	○
BASCULAÇÃO DE ASSENTO		
AXB1002	Basculação manual (0º/2º/4º/6º/8º); regulação de fábrica 4º	◆
RECLINAÇÃO DO ENCOSTO		
AXB0977	Reclinação elétrica	◆
TIPO DE APOIO DE PERNAS (par)		
AXB0567	Apoios de pernas 80º rebatíveis p/ dentro e fora (em aço)	◆
AXB0529	Elevatórios manuais	€ 250,00
TIPO DE PATIM (par)		
AXB0512	Patins fixos rebatíveis	◆
AXB0513	Patins reguláveis em ângulo e profundidade	€ 100,00
Tipo de Eletrônica		
COMANDO LINX + TIPO DE SUPORTE		
AXB2203	Comando LINX - DLX REM211: 3 perfis de condução e funções elétricas	◆
MONTAGEM DO COMANDO		
AXB1707	Suporte rebatível direita	NC 1404 ◆
AXB1708	Suporte rebatível esquerda	NC 1405 ○
AXB2227	Suporte dto, montado para o acompanhante (FORNECIDO APENAS 1 COMANDO)	€ 85,00
AXB2228	Suporte esq., montado para o acompanhante (FORNECIDO APENAS 1 COMANDO)	€ 85,00
Manípulo de Joystick BODYPOINT NOVIDADE		
AXB2721	Manípulo de condução 3" em forma de U, Bodypoint PC101A	€ 100,00
AXB2722	Manípulo de condução 4" em forma de U, Bodypoint PC102A	€ 100,00
AXB2723	Manípulo de condução, arco palmar, Bodypoint PC107A	€ 100,00
AXB2724	Manípulo de condução, forma de cogumelo, para comandos com pino 4.8mm (3/16"), Bodypoint PC110A	€ 125,00
Opções da unidade de tração / condução		
DEFINIÇÕES DA BASE DE TRACÇÃO		
AXB1226	Recomendado de fábrica de acordo c/ config da cadeira	◆
AXB1262	Base longa (distância entre eixos 441mm)	comprimento total s/ ap. pernas - 773mm ○
COR CHASSIS		
AXB0201	Azul noite	◆
AXB0233	Cinza metálico	○
AXB0228	Preto mate	○
AXB0204	Vermelho cereja transparente	○
AXB0222	Branco	○
RODAS DIANTEIRAS		
AXB0802	Cinzas 200x50 maciças PU, jante preta	◆
AXB0803	Cinzas 200x50 maciças, injeção de líquido, jante cinza	€ 70,00
RODAS TRASEIRAS		
AXB0711	Cinzas pneumáticas (12 1/2 * 2 1/4") jante cinza alumínio	◆



0977

LINX



0802



0803 /0711

Código	Descrição	P.R.P. €
VELOCIDADE		
AXB1282	Velocidade 6km/h	◆
AXB1284	Velocidade 8km/h	○
TIPO DE BATERIAS		
AXB1255	40 Ah (gel)	◆
CARREGADOR DE BATERIAS		
AXB1343	Opticharge 8A	◆
TREPA-PASSEIOS		
AXB1244	Trepa-passeios	€ 180,00
KIT DE TRANSPORTE		
AXB1494	4-Pontos (para transportar utilizador sentado na cadeira, de acordo ISO 7176-19:2001; Obrigatório Apoio de cabeça - ver opções abaixo)	◆
CINTO PÉLVICO		
AXB1329	Cinto pélvico com auto-lock	◆
CINTOS PÉLVICOS BODYPOINT NOVIDADE		
AXB2701	Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo rehab latch e ajuste central, tam L (comprimento da faixa 620 mm)	NC , 2121, 2122, 2132, 1329 € 125,00
AXB2702	Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo rehab latch e ajuste central, tam M (comprimento da faixa 460 mm)	NC , 2123, 2124, 2132, 1329 € 125,00
AXB2703	Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam L (comp. faixa 620 mm)	NC , 2121, 2122, 2132, 1329 € 100,00
AXB2704	Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam M (comp faixa 460 mm)	NC , 2123, 2124, 2132, 1329 € 100,00
AXB2705	Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam L (comp faixa 620 mm)	NC , 2121, 2122, 2132, 1329 € 90,00
AXB2706	Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam M (comp faixa 460 mm)	NC , 2123, 2124, 2132, 1329 € 90,00
Acessórios		
SUPORTE PARA CANADIANAS		
AXB1312	Suporte à direita	AXB1363 Suporte à esquerda € 60,00
MESA/TABULEIRO		
AXB1404	Rebatível à direita	NC 1707 € 250,00
AXB1405	Rebatível à esquerda	NC 1708 € 250,00
KIT DE FERRAMENTAS		
AXB1333	Kit de ferramentas	◆
FABRICO ESPECIAL		
ESPECIAL (necessário orçamento específico) - personalização da cadeira às necessidades/gostos do utilizador; exemplos: comando de acompanhante; outro tipo de suporte de comando; outras opções não presentes na configuração		
AXZ1300	Especial	
PREÇO TOTAL		

