

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**  
 Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



**Yes, you can.®**

**P.R.P.**

Válido a partir de março de 2020, Acresce IVA à taxa legal em vigor

**Invacare<sup>®</sup> Action<sup>®3</sup> Junior<sup>®</sup> Evolutiva** **CE**

**Código ISO - 12 22 03 - Cadeira de rodas manobrada bimanualmente por rodas**  
 Cadeira de rodas manual pediátrica, estrutura de alumínio de encartar com cruzeta telescópica curta ou longa de alta resistência ajustável em largura e profundidade; Ângulo do assento ajustável com forquetas dianteiras em alumínio, tubos de encosto com ângulo fixo 7º (reclinável como opção), punhos integrados, tela de assento ajustável em largura e profundidade com tiras de faixas aderentes macho/ fêmea, encosto almofadado; rodas traseiras com aro motor em alumínio e eixo de extração rápida ajustável em altura e profundidade; várias opções de apoios de braço; apoios de pés individuais a 90 ou 80º ajustáveis em altura, rebatíveis e destacáveis com cinto de pernas incluído.  
 Versão de trânsito opcional (Código ISO 12 22 18)  
 Indicada para crianças a partir dos 18 meses de idade. Peso: a partir de 12 kg.

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz     Característica standard     Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

**Peso do utilizador =                      kg.**


Código	Descrição	P.R.P. €
<b>MODELO-BASE</b>		
CNC0001	<b>Action<sup>3</sup> Júnior Evolutiva</b>	825,00
CNCSPEC	Especial	
CNC0025	Action <sup>3</sup> Júnior	◆
<b>TIPO DE PROPULSÃO</b>		
CNC0100	Auto-propulsão (NC: 1010, 1170)	◆
CNC0110	Trânsito (somente com ângulo de assento de 1,5°) (NC : 0280, 1020, 1030, 1180, 1190, 1195, 1375, 1390, 1430, 1440)	○
<b>ASSENTO</b>		
<b>LARGURA DE ASSENTO</b>		
<b>Cruzeta telescópica para larguras de 20,5 cm a 28 cm (exclusivamente com cruzeta curta)</b>		(NC: 0170, 0171, 0480, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 1375)
CNC0140	20,5 cm largura Inclui Kit Estabilização Frontal (0881)	(NC: 0170, 0171, 0360, 0480, 0490, 0492, 0495, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 1375, 0600, 0605, 0620, 0625) ○
CNC0141	23 cm largura Inclui Kit Estabilização Frontal (0881)	(NC: 0170, 0171, 0360, 0480, 0490, 0492, 0495, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 1375, 0600, 0605, 0620, 0625) ○
CNC0142	25,5 cm largura Inclui Kit Estabilização Frontal (0881)	(NC: 0170, 0171, 0480, 0495, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 1375, 0600, 0620) ○
CNC0143	28 cm largura Inclui Kit Estabilização Frontal (0881)	(NC: 0170, 0171, 0480, 0495, 0511, 0513, 0520, 0530, 0561, 0563, 0570, 0580, 0881, 0890, 1375, 0600, 0620) ○
<b>Cruzeta telescópica para larguras de 30,5 cm a 38 cm (exclusivamente com cruzeta comprida)</b>		
CNC0150	30,5 cm largura (NC: 0160, 0161, 0162, 0490, 0520, 0570, 0890)	○
CNC0151	33 cm largura (NC: 0160, 0161, 0162, 0490, 0530, 0570)	◆
CNC0152	35,5 cm largura (NC: 0160, 0161, 0162, 0490, 0530, 0570)	○
CNC0153	38 cm largura (NC: 0160, 0161, 0162, 0360, 0490, 0492, 0495, 0530, 0570)	○
<b>PROFUNDIDADE DE ASSENTO</b>		
<b>Com cruzeta telescópica curta: profundidades possíveis 20 cm a 35 cm (com ajuda de extensões)</b>		

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
CNC0160	Ajustável de 20 a 25 cm - forn. c/ 23 cm (NC: 1030)	◆
CNC0161	Ajustável de 25 a 30 cm - forn. c/ 28 cm	○
CNC0162	Ajustável de 30 a 35 cm - forn. c/ 33 cm	○
<b>Com cruzeta telescópica comprida: profundidades possíveis 27,5 cm a 37,5 cm (com ajuda de extensões)</b>		
CNC0170	Ajustável de 27,5 a 32,5 cm - forn. c/ 30 cm	○
CNC0171	Ajustável de 32,5 a 37,5 cm - forn. c/ 35 cm	○
<b>ALTURA ASSENTO</b>		
CNC0260	46 cm altura	◆
CNC0270	43,5 cm altura	○
CNC0280	41 cm altura (NC: 1375, 1430, 1440)	○
<b>TIPO DE ASSENTO</b>		
CNC0335	Tela de assento c/ faixas aderentes macho/ fêmea de fixação, reg. largura e profundidade	○
<b>ALMOFADA DE ASSENTO</b>		
CNC0360	Almofada Matrx Mini PS (com capa kid*a*bra) Peso máx. utilizador 68 kg	295,00
CNC0362	Almofada de assento MSS (Essential Junior)	105,00
<b>ENCOSTO</b>		
<b>TIPO DE ENCOSTO</b>		
CNC0380	Fixo 7° 3 alturas: 37/ 40/ 43 cm (fornecido com 37cm)	◆
CNC0390	Reclinável (cremalheira) 0/30° 5 alturas: 35/ 37/ 39/ 41/ 43 cm (fornecido com 37 cm) sem esticador (NC: 1190, 1195)	150,00
CNC0395	Reclinável (pneumatico) 0/30° altura 40 cm, sem esticador (NC: 1190, 1195)	150,00
CNC0400	Encosto dobrável 3 alturas: 37/ 40/ 43 cm (fornecido c/ 37 cm)	○
CNC0425	Fixo 7° altura 40 cm, punhos reguláveis em altura 40 a 55 cm (NC: 0490, 0492, 0495)	100,00
<b>TELA DO ENCOSTO</b>		
CNC0475	Tela ajustável em altura e largura (NC: 0866, 0868)	◆
CNC0480	Encosto regulável em tensão (NC: 0866, 0868)	80,00
CNC0490	Encosto Matrx Mini, 26 cm altura (com capa kid*a*bra) Peso máx. utilizador 68 kg (NC 1345)	650,00
CNC0492	Encosto Matrx Mini, 31 cm altura (com capa kid*a*bra) Peso máx. utilizador 68 kg (NC 1345)	650,00
CNC0495	Encosto Matrx Mini, 36 cm altura (com capa kid*a*bra) Peso máx. utilizador 68 kg (NC 1345)	650,00
<b>APOIOS DE PERNAS + APOIOS DE PÉS</b>		
<b>APOIO DE PERNA DIREITO</b>		
CNC0505	Curto a 90° destacável UL 12,5 a 26 cm (NC: 0600, 0610, 1007)	50,00
CNC0510	Curto, a 80° dest., giratório cor preta abdu. 0° UL 22 a 32 cm (NC: 0561, 0562, 0563, 0610)	○
CNC0511	Curto, a 80° dest., giratório cor preta abdu. 30° UL 22 a 32 cm (NC: 0560, 0562, 0563, 0610, 0611, 0881)	○
CNC0512	Longo, a 80° dest., giratório abdu 0° UL 30 a 45 cm (NC: 0560, 0561, 0563, 0610)	◆
CNC0513	Longo, a 80° dest., giratório abdu. 30° UL 30 a 45 cm (NC: 0560, 0561, 0562, 0610, 0611, 0881)	○
CNC0520	Ajustável de 0° - 80° dest, gir. (inclui almof. gémeo) UL 27a 37 cm (NC: 0600, 0611, 0880, 0886)	110,00
CNC0530	Ajustável de 0° - 80° dest, gir. (s/ almof. gémeo) UL 23 a 29 cm (NC: 0600, 0611, 0880, 0886)	95,00
<b>APOIO DE PERNA ESQUERDO</b>		
CNC0555	Curto a 90° destacável UL 12,5 a 26 cm (NC: 0620, 0630, 1007)	50,00
CNC0560	Curto, a 80° dest., giratório cor preta abdu. 0° UL 22 a 32 cm (NC: 0630)	○
CNC0561	Curto, a 80° dest., giratório cor preta abdu. 30° UL 22 a 32 cm (NC: 0611, 0630, 0881)	○
CNC0562	Longo, a 80° dest., giratório abdu 0° UL 30 a 45 cm (NC: 0630)	◆
CNC0563	Longo, a 80° dest., giratório abdu. 30° UL 30 a 45 cm (NC: 0611, 0630, 0881)	○
CNC0570	Ajustável de 0° - 80° dest, gir. (inclui almof. gémeo) UL 27a 37 cm (NC: 0611, 0620, 0880, 0886)	110,00

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
CNC0580	Ajustável de 0° - 80° dest, UL 23 a 29 cm (NC: 0611, 0620, 0880, 0886)	95,00
<b>TUBO + APOIO DE PÉ DIREITO</b>		
CNC0600	Rebatível (NC: 0886)	◆
CNC0605	Rebatível regulável em ângulo e profundidade	50,00
CNC0610	Rebatível e regulável em ângulo (NC: 0886)	40,00
CNC0611	Patim único (NC: 0620, 0625, 0630)	150,00
<b>TUBO + APOIO DE PÉ ESQUERDO</b>		
CNC0620	Rebatível (NC: 0886)	◆
CNC0625	Rebatível regulável em ângulo e profundidade	50,00
CNC0630	Rebatível e regulável em ângulo (NC: 0886)	40,00
<b>APOIOS DE BRAÇOS</b>		
<b>APOIO DE BRAÇO DIREITO</b>		
CNC0640	Destacável, de secretária ajust.18 a 25 cm (entrega c/ 18 cm) (NC: 0750, 0745, 0755)	◆
CNC0645	Dest. secretária com resguardo Junior ajust.15 a 25 cm (entrega c/ 18 cm) (NC: 0740, 0750, 0755)	60,00
CNC0650	Protetor de roupa c/ rebordo (NC: 0740, 0745, 0755, 1471, 1472)	40,00
CNC0655	Resguardo Junior (NC: 0740, 0745, 0750, 1471, 1472)	30,00
<b>APOIO DE BRAÇO ESQUERDO</b>		
CNC0740	Destacável, de secretária ajust.18 a 25 cm (entrega c/ 18 cm)	◆
CNC0745	Dest. secretária com resguardo Junior ajust.15 a 25 cm (entrega c/ 18 cm)	60,00
CNC0750	Protetor de roupa c/ rebordo (NC: 1201, 1471, 1472)	40,00
CNC0755	Resguardo Junior (NC: 1471, 1472)	30,00
<b>OPÇÕES DE ASSENTO</b>		
CNC0860	Apoio de cabeça envolvente (inclui esticador) multi-ajustável (NC: 0865, 0866, 0902)	120,00
CNC0865	Apoio de cabeça envolvente suporte de bochechas (inc. esticador) multi-ajustável (NC: 0866, 0902)	200,00
CNC0866	Apoio de cabeça Matrx Elan Standard com almofada envolvente para suporte posterior e lateral, (tam.150 x 90 mm), peso máx. utilizador 68 kg Apenas disponível com encostos Matrx	€ 310,00
CNC0868	Suportes laterais de tronco fixos Matrx Mini, par	€ 150,00
CNC0880	Cinto de perna ajustável	◆
CNC0881	Kit estabilização frontal (+100 MM para exterior)	35,00
FT220M	Suporte de tornozelos ajustável com fivela, M (par)	160,00
FT220S	Suporte de tornozelos ajustável com fivela, S (par)	160,00
FT220XS	Suporte de tornozelos ajustável com fivela, XS (par)	160,00
CNC0886	Kit ajuste patins	200,00
CNC0890	Par de patins elevatórios de 0 a 80° rebátíveis interior exterior (incl. almofada gémeos) UL 27 a 37,5 cm	300,00
CNC0902	Esticador Ajustável em largura	60,00
<b>CORES CHASSIS</b>		
CNC0952	Branco pérola	○
CNC0953	Preto mate	○
CNC0954	Vermelho mate	○
CNC0955	Amarelo	○
CNC0956	Azul polar	○
CNC0957	Rosa rebuçado	○
<b>RODAS DIANTEIRAS</b>		
CNC0999	5" x 1" maciços pretos	◆
CNC1001	5" x 1" com leds de cores maciças	40,00
CNC1007	5"x 1" 3/4 maciços pretos	○
<b>RODAS TRASEIRAS</b>		
<b>TAMANHO DA RODA TRASEIRA</b>		
CNC1010	12" (NC : 1040, 1045, 1130, 1140, 1141, 1180, 1253, 1254, 1255, 1256, 1380, 1390)	○
CNC1020	20" (NC: 1040, 1055, 1050, 1170)	○



Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
CNC1030	22" (NC: 1045, 1055, 1170)	◆
<b>TIPO DE RODA TRASEIRA</b>		
CNC1040	Rodas Standard Eixo preto, jante sem cor, raios zincado	◆
CNC1045	Rodas Reforçadas Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidável	100,00
CNC1050	Rodas com travão tambor 20"/22"/24" Eixo sem cor, jantes anodizadas, raios em aço inoxidável (NC: 1270 )	125,00
CNC1055	Rodas Jante Nylon Composite	○
<b>TIPO DE PNEU DA RODA TRASEIRA</b>		
CNC1120	Pneu maciço preto (1.3/8)	○
CNC1130	Pneumático preto de baixo perfil (1.3/8)	◆
<b>AROS</b>		
CNC1140	Aros alumínio pré-anodizado	◆
CNC1141	Aros anti-derrapante (preto)	75,00
<b>EIXO DAS RODAS TRASEIRAS</b>		
CNC1170	Eixo fixo	○
CNC1180	Eixo extração rápida	◆
<b>POSIÇÃO DA RODAS TRASEIRAS</b>		
CNC1190	Posição standard (eixo 25mm à frente do tubo de encosto)	◆
CNC1195	Posição „conforto“ (eixo alinhado com o tubo de encosto)	○
CNC1200	Posição recuado „amputado“ (eixo 25mm atrás do tubo de encosto)	○
CNC1201	Posição recuado „bi-amputado“ (NC: 1280, 1375)	75,00
<b>BOMBA</b>		
CNC1220	Sem bomba de ar	○
CNC1230	Com bomba de ar e suporte	◆
<b>OPÇÕES CHASSIS</b>		
CNC1240	Sem opções de chassis (NC: 1250,1251,1252, 1253)	◆
CNC1253	Protetor raios transparente	100,00
CNC1254	Protetor raios Pixel	100,00
CNC1255	Potetor raios flocos de neve	100,00
CNC1256	Protetor raios para colorir	100,00
<b>TRAVÕES</b>		
CNC1270	Travões de empurrar standard	◆
<b>OPÇÕES DE SEGURANÇA</b>		
CNC1340	Sem opções de segurança (NC: 1345, 1360, 1370, 1375, 1380, 1390)	◆
CNC1345	Kit de Transporte (inclui cinto) (NC: 1360)	45,00
CNC1360	Cinto com fivela	◆
CNC1370	Rodas anti-volteio com ponteira (par) (NC: 1430, 1440)	70,00
CNC1375	Kit transferência (rodas 4") anti barreiras	40,00
CNC1380	Kit reflectores (rodas e chassis)	15,00
CNC1390	Extensões da alavanca dos travões	15,00
<b>OPÇÕES ACOMPANHANTE</b>		
CNC1420	Sem opções de acompanhante (NC: 1426, 1430, 1440)	◆
CNC1426	Barra de empurrar tipo „Stroller“, multi-ajustável	120,00
CNC1430	Ponteira direita	20,00
CNC1440	Ponteira esquerda	20,00
<b>ACESSÓRIOS</b>		
CNC1460	Sem acessórios (NC: 1471, 1472)	◆
CNC1471	Mesa acrílica arredondada rebatível direita	165,00
CNC1472	Mesa acrílica arredondada rebatível esquerda	165,00
<b>Para Acessórios de Posicionamento BODYPOINT, por favor consulte a tabela PRP BODYPOINT</b>		
<b>PREÇO TOTAL</b>		




1254



1255



1256



1375



1426



1470



1471 / 1472