



Invacare Advantik

A mais astuciosa das canadianas oferece-lhe uma vasta gama de cores é confortável, com tubo de alumínio anodizado, com ponteira antideslizante, punho ergonómico, braçadeira fixa.

- Versão de adulto: **P2800** (Cinzenta), **P2804** (Bordeaux), **P2805** (Azul).
- Versão de criança: **P2831** (azul e vermelho) e **P2832** (vermelho e amarelo)



Advantik P2800




Invacare **P2832**

Invacare **P2831**



Invacare **Advantik P2805**




Advantik Soft 1529865

A canadiana **Advantik Soft** é equipada de um punho anatómico muito mais macio. Ideal para utilizadores com artrite ou que procuram simplesmente maior conforto.



Invacare P227S

A mais simples.
A mais leve das
canadianas de
adulto



Advantik Tall

Canadiana
indicada para
utilizadores mais
altos.



Invacare Big 150

Canadiana reforçada
para utilizadores até
150 kg

Características técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

Product	Código	Altura chão ao punho	Handle to cuff	Peso max. utilizador	Peso/ unidade
Invacare Advantik P2800	P2800	740 - 980 mm	240 mm	130 kg	0.618 kg
Invacare Advantik P2804	P2804	740 - 980 mm	240 mm	130 kg	0.618 kg
Invacare Advantik P2805	P2805	740 - 980 mm	240 mm	130 kg	0.618 kg
Invacare Basik P227S	P227S	730 - 960 mm	240 mm	100 kg	0.515 kg
Invacare Advantik Soft Azul	1529865	735 - 960 mm	240 mm	130 kg	0.635 kg
Invacare Advantik Tall	1529863	850 - 1070 mm	240 mm	130 kg	0.635 kg
Invacare Advantik Criança	P2831	510 - 730 mm	175-225 mm	100 kg	0.4 kg
Invacare Advantik Criança	P2832	510 - 730 mm	175-225 mm	100 kg	0.4 kg
Invacare Big 150	1529868	1100 mm (para cortar)	240-265 mm	150 kg	0.75 kg