




# Legacy



O original





Desenhado para os utilizadores que procuram um andarilho fiável e de elevada qualidade. Um andarilho de segmento superior, mais leve e muito funcional com uma performance no exterior surpreendente!

O *Dolomite Legacy* oferece um espaço amplo para caminhar, facilita a mobilidade em fase de reabilitação da marcha e ainda para caminhadas mais longas.

## Características e Opções

### Assento e rodas

O assento rebatível, anti deslizante e cómodo oferece um apoio seguro para o utilizador. As forquetas estreitas e rodas giratórias facilitam o manuseamento do andarilho e o acesso a espaços mais estreitos. Fornecido de série com cesto e tabuleiro acrílico.

### Peça de ajuda à travagem

Para utilizadores com pouca força nas mãos.  
Cod. 12651

### Suporte de Bengala

Cod. 12606

### Redutor de velocidade

Uma opção segura para a reabilitação prudente da marcha.  
Cod. 13041-21

### Dobrável

Basta agarrar na pega e elevar o andarilho para ele se encartar. Não podia ser mais fácil! Evita que o utilizador tenha que se baixar para dobrar o andarilho e perca o equilíbrio.

### Suporte de botija de oxigénio

Para ser fixado no centro do andarilho para continuar a permitir boa manobrabilidade.  
Cod. 12682-25

### Tira de encosto









Suporte cómodo e seguro para descansar. Monta-se nos punhos.  
Cod. 12510


### Trepa Passeios

Facilita a ultrapassagem de passeios ou outros obstáculos. Monta-se do lado direito.  
Cod. 12560-21

## Dados Técnicos

Para mais informação pré-venta sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da [Invacare Portugal](http://Invacare Portugal).

	Largura total	Profundidade Total	Largura entre rodas	Altura total	Altura assento/chão	Largura punho a punho	Diâmetro das rodas	Peso
12050-37-24DA	 600 mm	 720 mm	 455 mm	 835 - 920 mm	 620 mm	 420 mm	 200 mm	 7,6 kg

12050-37-24DA	<p>Peso max. utilizador</p>  <p>125 kg</p>
---------------	---

### Cor

Azul Ral 5022

