

Com a **The KSL** quisemos criar algo fora do comum. É a experiência completa kÿschall com a cadeira de rodas mais leve e mais dinâmica que alguma vez criamos. Para o fazer, tivemos de pensar em cada pormenor. Não só para a tornar mais leve e resistente, mas também melhor. O resultado é algo mais do que uma cadeira de rodas. É a **The KSL**.

V
A



LIVE VIDA



Simplemente extrema e super leve



Tampa da forqueta personalizável com texto ou imagem




Disponível com encosto fixo ou rebatível



Design do chassis minimalista



Detalhes estéticos com precisão Suíça



Barra de eixo em carbono

DADOS TÉCNICOS

THE KSL

**Ângulo de Chassis**

75°/90°

V-frame ou tapered

**Altura assento**

frente: 450 – 530 mm

traseira: 400 – 480 mm

incrementos de 10 mm

**Max. grad. inclinação**

7°

**Peso total**

aprox. 6.8 kg

**Largura de assento**

340 – 440 mm

incrementos de 20 mm

**Altura joelho-calcancar (UL)**

350 – 500 mm

incrementos de 10 mm

**Inversão**

920 – 1230 mm

**Peso para transporte
(sem rodas tras.)**

aprox. 4.3 kg

**Profundidade de assento**

385 – 485 mm

incrementos de 25 mm

**Centro de gravidade**

80 mm/95 mm/110mm/

125 mm/140 mm

**Largura total**

SW + 170 mm

**Peso máximo utilizador**

100 kg

**Altura do encosto**

270 – 420 mm

incrementos de 15 mm

**Ângulo do encosto**

74°/78°/82°/86°/90°

**Comprimento total**

75°: aprox. 800 mm

90°: aprox. 730 mm