


120 kg

Invacare Clinic 1497566

- Para doentes acamados com baixo risco de aparecimento de escaras, com valor superior ou igual a 17 na escala de Norton. Acamados durante 10h / dia em média.
- Colchão em espuma polyester standard 24 kg/m³
- Capa PVC com fecho




100 kg

Invacare Liber L803 / Eskal L839

O Sobre colchão **Eskal** é composto de dois circuitos de ar independentes que o enchem de maneira alternativa com a ajuda de um compressor.

O compressor **Liber** acompanha o sobre colchão para assim poder regular o fluxo de ar segundo a necessidade do paciente.

- O movimento do colchão favorece a circulação de ar
- Compressor muito silencioso
- Fluxo do ar regulável



Peças

- | | |
|--------------------------------|------------|
| ① Interruptor | L803-MA04A |
| ② Botões de regulação | L803-MA05A |
| ● Botões de regulação | L803-MA01A |
| ● Fusível | L803-MA02A |
| ● Bomba de ar | L803-MA03A |
| ● Placa electrónica | L803-MA06A |
| ● Distribuidor de ar com motor | L803-MA07A |

Características técnicas

	Clinic	L839	L803
Peso (kg)	10	2	0,4
Peso Máximo utilizador (kg)	120	100	
Cor	Cinza	Bege	Cinza
Garantia (anos)	2	2	2