

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt


Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de fevereiro de 2019, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® Fox LINX®

Código ISO 122306

Cadeira de rodas elétrica de tração traseira, **chassis rígido com sistema de encarte antero-posterior com 8 pontos de ligação para máxima rigidez e estabilidade. Eixo dianteiro pendular potenciador da tração e suspensão.** Assento e encosto em nylon ligeiramente almofadado, encosto ajustável em ângulo com sistema rebatível sobre o assento, basculação manual do assento de 0-8°; comando de condução com Eletrônica **LINX Simply Smart**, programável sem fios com função de condução personalizada ao utilizador, cinto pélvico auto-lock; Largura total da base de tração 59cm, diâmetro de viragem 1600mm (raio de viragem 800mm). 2 motores de 200 W, velocidade de 6 km/h; baterias de gel 40Ah integradas em caixa de fácil manuseio e extração.



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

☐ Pf marque o seu pedido com uma cruz ☒ Característica standard ☐ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = kg.

Código	Descrição	P.R.P. €
AXA0000	Invacare Fox Modelo Básico	2.250,00
AXZ0000	Invacare Fox Modelo Básico Especial	
Unidade de Assento		
LARGURA DE ASSENTO (Ajuste entre apoios de braços 50 mm)		
AXA0368	Largura útil 350mm (através dos ap. braços inrigged;)	NC0606 <input type="radio"/>
AXA0361	Largura 400mm	<input type="radio"/>
AXA0345	Largura 450mm	<input checked="" type="radio"/>
AXA0350	Largura 500 mm (ajuste através dos apoios de braços; assento 450mm) NC1187 , 1184	<input type="radio"/>
PROFUNDIDADE DE ASSENTO		
AXA0324	400 mm (de acordo c/ ISO 7176-7:1998; 370 mm desde os tubos do enc.)	<input type="radio"/>
AXA0308	430 mm (de acordo c/ ISO 7176-7:1998; 400 mm desde os tubos do enc.)	<input type="radio"/>
AXA0327	460 mm (de acordo c/ ISO 7176-7:1998; 430 mm desde os tubos do enc.)	<input checked="" type="radio"/>
AXA0319	490 mm (de acordo c/ ISO 7176-7:1998; 460 mm desde os tubos do enc.)	<input type="radio"/>
TIPO DE ASSENTO		
AXA1187	Tela de assento em nylon ligeiramente almofadado	NC 0350 <input checked="" type="radio"/>
AXA1188	Placa de assento	100,00
ALMOFADA DE ASSENTO		
AXA1409	Sem almofada de assento	<input type="radio"/>
AXA1336	Almofada 50mm, nylon preto	<input checked="" type="radio"/>
TELA E ALTURA DE ENCOSTO (sem almofada de assento)		
AXA1184	Tela de encosto em nylon ligeiramente almofadado	NC 0350 <input checked="" type="radio"/>
AXA1178	Tela de encosto ajustável em tensão	100,00
AXA0448	Altura 490 mm	<input checked="" type="radio"/>
AXA0454	Altura 570 mm	<input type="radio"/>
APOIOS DE BRAÇOS		
AXA0606	Apoio de braços em „T“ destacável, altura e prof. reg. NC 0365, 0645	<input checked="" type="radio"/>
AXA0677	Inrigged - redução da largura de assento em 5 cm (-2,5 cm cada lado) - alcance de larg. ass. de 35 cm	NC 0650 <input type="radio"/>
ALMOFADAS DE APOIOS DE BRAÇOS		
AXA0647	Almofada standard (325mm)	<input checked="" type="radio"/>
AXA0649	Almofada comprida (375mm)	<input type="radio"/>
AXA0645	Almofada curta (220mm)	NC 0606 60,00
AXA0650	Almofada Ergonómica (397mm)	NC 0677 125,00



Código	Descrição	P.R.P. €
Acessórios de Assento		
APOIO DE CABEÇA		
AXA1350	Apoio de pescoço dartex	195,00
AXA1432	Apoio de cabeça com ajuste lateral	210,00
Regulações da unidade de assento		
ALTURA DE ASSENTO		
AXA0312	Altura assento-chão 480 mm (c/ basculação a 4º)	◆
AXA1014	Altura assento-chão 510 mm (c/ basculação a 4º)	○
BASCULAÇÃO DE ASSENTO		
AXA1002	Basculação manual (0º/2º/4º/6º/8º); regulação de fábrica 4º	◆
RECLINAÇÃO DO ENCOSTO		
AXA0961	Reclinação manual em passos (85º/95º/105º/115º)	◆
Apoios de pernas e pés		
TIPO DE APOIO DE PERNAS (par)		
AXA0526	80º, em alumínio, tipo Action 3NG	95,00
AXA0567	80º, em aço, tipo Action 1 NG	NC 0513
AXA0529	Elevatórios manuais	250,00
AXA0501	Sem apoios de pernas	○
TIPO DE PATIM (par)		
AXA0512	Patins Fixos	◆
AXA0513	Patins reguláveis em ângulo e profundidade	NC 0567
Tipo de Electrónica		
COMANDO LiNX + TIPO DE SUPORTE		
AXA2201	Comando DLX-REM110	◆
AXA1707	Suporte de comando rebatível e reg. em alt. dto.	NC 1404
AXA1708	Suporte de comando rebatível e reg. em alt. esq.	NC 1405
COMANDO COLOCADO NA POSIÇÃO PARA ACOMPANHANTE - CADEIRA FORNECIDA APENAS COM 1 COMANDO		
AXA2202	Comando LiNX (montado apenas para acompanhante)	NC 2220
AXA2227	Fixação à dta.	AXA2228
	Fixação à esq.	○
COMANDO DUPLO (utilizador + acompanhante) - FORNECIDOS 2 COMANDOS		
AXA2220	LiNX Comando duplo (DLX-REM050 como acompanhante)	NC 2220, 1284
AXA1207	Suporte à direita	○
AXA1208	Suporte à esquerda	○
Manípulo de Joystick BODYPOINT		
AXA2721	Manípulo de condução 3" em forma de U, Bodypoint PC101A	100,00
AXA2722	Manípulo de condução 4" em forma de U, Bodypoint PC102A	100,00
AXA2723	Manípulo de condução, arco palmar, Bodypoint PC107A	100,00
AXA2724	Manípulo de condução, forma de cogumelo, para comandos com pino 4.8mm (3/16"), Bodypoint PC110A	125,00
Opções da unidade de tracção / condução		
DEFINIÇÕES DA BASE DE TRACÇÃO		
AXA1226	Recomendado de fábrica de acordo c/ config da cadeira	◆
AXA1263	Base curta (distância entre eixos 411mm)	comprimento total - 747mm
AXA1262	Base longa (distância entre eixos 441mm)	comprimento total - 773mm
COR CHASSIS		
AXA0201	Azul noite	◆
AXA0233	Cinza metalizado	○
AXA0228	Preto mate	○
AXA0204	Vermelho cereja transparente	○
AXA0222	Branco	○
RODAS DIANTEIRAS		
AXA0802	Cinzas 200x50 maciças PU, jante preta	NC 0710
AXA0803	Cinzas 200x50 maciças, jante alumínio cinza	NC 0709
RODAS TRASEIRAS		
AXA0709	Cinzas maciças (12 1/2 * 2 1/4"), jante preta plástica	◆
AXA0710	Cinzas maciças (12 1/2 * 2 1/4"), jante cinza alumínio	125,00
AXA0711	Cinzas pneumáticas (12 1/2 * 2 1/4") jante cinza alumínio	125,00

LiNX®



2201



2220



Código	Descrição	P.R.P. €
PERFORMANCE		
VELOCIDADE		
AXA1282	Velocidade 6km/h	◆
AXA1284	Velocidade 8km/h	○
TIPO DE BATERIAS		
AXA1255	40 Ah (gel)	◆
CARREGADOR DE BATERIAS		
AXA1343	Carregador Opticharge 8A (200-250V)	◆
Acessórios de segurança		
TRAVÕES DE PARQUE		
AXA1206	Travões manuais	60,00
TREPA-PASSEIOS		
AXA1244	Trepa-passeios	180,00
KIT DE TRANSPORTE		
AXA1493	4-Pontos (para transportar a cadeira sem utilizador)	◆
AXA1494	4-Pontos (para transportar utilizador sentado na cadeira, de acordo ISO 7176-19:2001; Obrigatório Apoio de cabeça - ver opções abaixo)	○
APOIO DE CABEÇA P/ TRANSPORTE EM VEÍCULOS		
	Modelo Invacare, seleccionado de acordo c/ a unidade de assento escolhida	
AXA1495	Outro apoio de cabeça, fornecido independentemente deste pedido/ cadeira)	
CINTO PÉLVICO		
AXA1329	Cinto pélvico com auto-lock	◆
Acessórios		
SUPORTE PARA CANADIANAS		
AXA1312	Suporte à direita	AXA1363 Suporte à esquerda 60,00
MESA/TABULEIRO		
AXA1404	Rebatível à direita	NC (1801/1551 + 1207/1707) 250,00
AXA1405	Rebatível à esquerda	NC (1801/1551 + 1208/1708) 250,00
SUPORTE PARA GARRAFA DE OXIGÉNIO		
AXA1454	Suporte para garrafa de O2	170,00
TRAVÃO BLOQUEIO DA DIRECÇÃO DA FORQUETA		
AXA1490	Bloqueio de forqueta	75,00
KIT DE FERRAMENTAS		
AXA1333	Kit de ferramentas	◆
FABRICO ESPECIAL		
ESPECIAL - personalização da cadeira às necessidades/gostos do utilizador; exemplos: suporte de comando; cor de chassis de acordo com RAL (necessário orçamento específico).		
AXZ1300	Especial	
PREÇO TOTAL		

