

Código	Descrição	P.R.P. €
SH361XL-B6	Colete Stayflex Narrow, ajuste multi-direcional, sem fecho, XL, Cinch-Mount	195,00
SH361L-B6	Colete Stayflex Narrow, ajuste multi-direcional, sem fecho, L, Cinch-Mount	195,00
SH361M-B2	Colete Stayflex Narrow, ajuste multi-direcional, sem fecho, M, Cinch-Mount	195,00
SH290XL-B6	Colete em H PivotFit, ajuste multi-direcional, XL, Cinch-Mount	165,00
SH290L-B6	Colete em H PivotFit, ajuste multi-direcional, L, Cinch-Mount	165,00
SH290M-B6	Colete em H PivotFit, ajuste multi-direcional, M, Cinch-Mount	165,00
SH290S-B6	Colete em H PivotFit, ajuste multi-direcional, S, Cinch-Mount	165,00
SH290XS-B6	Colete em H PivotFit, ajuste multi-direcional, XS, Cinch-Mount	165,00
SH290XXS-B6	Colete em H PivotFit, ajuste multi-direcional, XXS, Cinch-Mount	165,00
SH295XL-B6	Colete em H PivotFit Dynamic, ajuste multi-direcional, XL, Cinch-Mount	175,00
SH295L-B6	Colete em H PivotFit Dynamic, ajuste multi-direcional, L, Cinch-Mount	175,00
SH295M-B6	Colete em H PivotFit Dynamic, ajuste multi-direcional, M, Cinch-Mount	175,00
SH295S-B6	Colete em H PivotFit ynamic, ajuste multi-direcional, S, Cinch-Mount	175,00
SH29-XS-B6	Colete em H PivotFit Dynamic, ajuste multi-direcional, XS, Cinch-Mount	175,00
SH295XXS-B6	Colete em H Pivotfit Dynamic, ajuste multi-direcional, XXS, Cinch-Mount	175,00
SH235L-B6	Colete Trimline, L, Cinch-Mount	150,00
SH235M-B6	Colete Trimline, M, Cinch-Mount	150,00
SH235S-B6	Colete Trimline, S, Cinch-Mount	150,00
SH120XL-B3	Cinto peitoral Monoflex, XL	120,00
SH120L-B3	Cinto peitoral Monoflex, L	120,00
SH120M-B3	Cinto peitoral Monoflex, M	120,00
SH120S-B3	Cinto peitoral Monoflex, S	120,00
SH120XS-B3	Cinto peitoral Monoflex, XS	120,00
SH122XL-B1	Cinto peitoral Monoflex, ajuste e fixação central, XL, 2 pc, Flat-Mount	135,00
SH122L-B1	Cinto peitoral Monoflex, ajuste e fixação central, L, 2 pc, Flat-Mount	135,00
SH122M-B1	Cinto peitoral Monoflex, ajuste e fixação central, M, 2 pc, Flat-Mount	135,00
SH122S-B1	Cinto peitoral Monoflex, ajuste e fixação central, S, 2 pc, Flat-Mount	135,00
SH122XS-B1	Cinto peitoral Monoflex, ajuste e fixação central, XS, 2 pc, Flat-Mount	135,00
SP110XL	Faixa Universal Elástica, 142cm comprimento (pode ser cortada), tam XL - 15 cm largura	115,00
SP110L	Faixa Universal Elástica, 142cm comprimento (pode ser cortada), tam L - 11 cm largura	115,00
SP110S	Faixa Universal Elástica, 142cm comprimento (pode ser cortada), tam S - 8 cm largura	115,00
POSICIONAMENTO DOS MEMBROS INFERIORES		
LH600L-B2	Faixas Abdutoras, tam L, 38cm comprimento faixa x 5cm largura, cinch-mount	125,00
LH600M-B2	Faixas Abdutoras, tam M, 33cm comprimento faixa x 4,5cm largura, cinch-mount	125,00
LH600S-B2	Faixas Abdutoras, tam S, 23cm comprimento faixa x 4cm largura, cinch-mount	125,00
LH600L-B1	Faixas Abdutoras, tam L, 38cm comprimento faixa x 5cm largura, flat-mount	125,00
LH600M-B1	Faixas Abdutoras, tam M, 33cm comprimento faixa x 4,5cm largura, flat-mount	125,00
LH600S-B1	Faixas Abdutoras, tam S, 23cm comprimento faixa x 4cm largura, flat-mount	125,00
FT240XL	Suporte de tornozelos ajustável com fivela, XL (par)	160,00
FT240L	Suporte de tornozelos ajustável com fivela, L (par)	160,00
FT240M	Suporte de tornozelos ajustável com fivela, M (par)	160,00
FT240S	Suporte de tornozelos ajustável com fivela, S (par)	160,00
FT240XS	Suporte de tornozelos ajustável com fivela, XS (par)	160,00
SPI02L	Faixa de apoio de gêmeos Aeromesh, L, 48-56cm	85,00
SPI02M	Faixa de apoio de gêmeos Aeromesh, M, 38-48cm	85,00
SPI02S	Faixa de apoio de gêmeos Aeromesh, S, 31-38cm	85,00
SPI03L	Faixa larga de apoio de gêmeos Aeromesh, L, 48-56cm	110,00
SPI03M	Faixa larga de apoio de gêmeos Aeromesh, M, 38-48cm	110,00
SPI03S	Faixa larga de apoio de gêmeos Aeromesh, S, 31-38cm	110,00



Colete Stayflex Narrow



Colete em H PivotFit standard



Colete Trimline



FT240



Código	Descrição	P.R.P. €				
HARDWARES DE FIXAÇÃO (NÃO INCLUIDOS NOS ARTIGOS ACIMA DESCRITOS)						
HKA10-1	Acessório para unidades de assento Modulite e Ultra Low Maxx, par	20,00				
HW303-B-2	Hardware de fixação para tubo 22mm, par	20,00				
HW320-25-2	Hardware de fixação para tubo 25mm, par	25,00				
HW320-30-2	Hardware de fixação para tubo 30mm, par	25,00				
SP1559963	Acessório para coletes BodyPoint e apoio de cabeça Invacare	30,00				
1557038	Acessório para patins ajustáveis em ângulo e profundidade (aplicável ao suporte de tornozelo)	60,00				
1580358	Kit para fixação do colete no encosto MatrX Posture Back	45,00				
1580359	Kit para fixação do colete no encosto MatrX Elite	80,00				
HW200-20-2	Hardware para cinto pélvico, montagem lateral (inclui parafusos)	50,00				
HW200-90-2	Hardware para cinto pélvico, montagem superior (inclui parafusos)	50,00				
SP1601541	Acessório de fixação para Action5	12,00				
ACESSÓRIOS						
SP001	Bolsa de transporte para cadeira de rodas, 20cm largura, 19cm altura, 11cm profundidade	85,00				
Manípulos para joystick						
PC101A	Manípulo de condução 3" em forma de U	100,00				
PC102A	Manípulo de condução 4" em forma de U	100,00				
PC107A	Manípulo de condução, arco palmar	100,00				
PC110A	Manípulo de condução, forma de cogumelo, para comandos com pino 4,8mm (3/16")	125,00				
PC110b	Manípulo de condução, forma de cogumelo, para comandos com pino 6,4mm (1/4")	125,00				
CONSELHOS DE MONTAGEM DOS CINTOS NAS CADEIRAS INVACARE						
	Modulite	Kuschall	Action 1, 2, 3, 4	Action 5	Rea Dahlia	Rea Azalea
Cinto Pélvico 2 pontos	1 X HKA10-1	1 X HW320-30-2 (Champion, KSL)	1 x HW303-B-2	2 x SP1601541	Pontos de fixação integrados na cadeira de rodas; Nos cinto cinch-mount considerar 1x HW200;	Opção 1310
Cinto Pélvico 4 pontos Faixas Abdutoras	1 X HKA10-1 + 1 x HW303-B-2 Ou 2 x HKA10-1	2x HW320-30-2 (Champion, KSL)	2 x HW303-B-2	4 x SP1601541	Pontos de fixação integrados na cadeira de rodas; Nos cinto cinch-mount considerar 1x HW200...	Opção 1310 considerar sempre 1x HW303-B-2
Colete de tronco	Parte superior do colete: Com encosto MatrX Elite : 1580359 Com encosto MatrX Posture Back : 1580358 Se existir apoio de cabeça Invacare: SP155996 Parte inferior do colete: Igual aos cintos pélvicos de 2 pontos HW303-B-2 sempre 1 unidade.	Parte superior do colete: Se encosto MatrX Elite: 1580359 Parte inferior do colete : 1 x HW303-B-2	1 x SP1559963 (se existir apoio de cabeça Invacare) + 2 x HW303-B-2	1x SP1559963 (se existir apoio de cabeça) + 2 x HW303-B-2	Opção 1860 (30°) / 1820 (45°) / 1 x SP1559963 + 2 x HW303-B-2	Opção 1300 + 2 x HW303-B-2
Suporte dos tornozelos	1557038 (Para patins reguláveis em ângulo)	NC	1557038 (Para patins reguláveis em ângulo e em profundidade)			



HKA10



HW320



1557038

1580358
1580359

SP1559963



SP001



PC110A



Código	Descrição	P.R.P. €
Para Prescrição usar o Código ISO - 12 24 30 - Sistemas de Estabilização do Ocupante na Cadeira de Rodas		
Sandálias de Posicionamento (Este produto pode ser vendido isoladamente. Não é produto Bodypoint)		
1496425	Sandalias fixadoras de pés tamanho S 12,7cm (P) x 9cm (L) (par)	175,00
1496426	Sandalias fixadoras de pés tamanho S/M 14,6cm (P) x 9,5cm (L) (par)	175,00
1496905	Sandalias fixadoras de pés tamanho M/L 18,4cm (P) x 10,8cm (L) (par)	175,00
1496906	Sandalias fixadoras de pés tamanho L 20,3cm (P) x 101cm (L) (par)	175,00
PREÇO TOTAL		

