

matrx[®]
SEATING SERIES

Flo-tech™ Plus



Almofada anatómica de perfil
alto com secção de fluído



A almofada *Invacare Flo-tech Plus* incorpora uma secção de fluído que suporta a zona do sacro, oferecendo uma maior distribuição das pressões e permitindo uma imersão das zonas mais vulneráveis (tuberosidades isquiáticas). O formato proporciona um elevado grau de proteção para os utilizadores com elevado risco de aparecimento de escaras. A espuma moldada de perfil alto garante uma proteção e um conforto ótimo para utilizadores considerados como clinicamente obesos ou para os que requerem um posicionamento mais elevado na cadeira.



Características e Opções



Capa Bi-elástica Resistente

A capa é em tecido preto dartex, bi-elástica, impermeável a líquidos e permeável a vapor. A base é anti-deslizante. Incorpora uma pega.



Oferta abrangente

Estão 51 tamanhos disponíveis dos quais 41 podem ser fornecidos em 24h. Consulte a tabela em anexo para mais informação.



Ultra-fresh™ adicionado a todas as almofadas para proteção antimicrobiana e anti-odor.

Base de espuma perfilada

A secção de fluído permite uma imersão profunda e protege a zona isquiática dos utilizadores que apresentam um elevado risco de aparecimento de úlceras por pressão. O sistema único de compartimento de fluído contribui para a redução das pressões e proporciona maior conforto.

Características Técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

Altura	Peso total	Peso max. utilizador	Temperatura máx. lavagem
 103 mm	 2.5 kg	 152 kg	 80°

Matrx
Flo-tech Plus

Fabricada segundo normas Europeias :
BS EN 597-1 Cig, BS EN 597-2 Match, e BS 7176 (Crib 5)

Cores

Tecido Preto
impermeável

