



DOLOMITE

Jazz I



Design ao serviço da marcha



O *Dolomite Jazz I* é um andarilho com estilo, elegância e muito funcional. Está equipado com punhos ergonómicos, reguláveis em altura, e os cabos do sistema de travagem não estão visíveis.

Muito fácil de encartar

O encarte por cruzeta garante rigidez e minimiza o espaço que ocupa quando dobrado. Segura-se na vertical quando está dobrado e é muito leve (7,8kg). O assento e o cesto em material flexível podem permanecer montados no andarilho aquando do encarte.

Fácil de usar

A regulação em altura dos punhos é bastante precisa graças às indicações nos tubos. Fornecido de série com trepa passeios incorporado na roda. Disponível numa altura de 60cm.



Encartado, o *Dolomite Jazz* fica estreito, fácil de alojar em qualquer lugar na posição de pé.

Características e opções



Cesto

O cesto grande é resistente e encarta com o resto da estrutura do andarilho. Capacidade máxima de carga: 5 kg.



Trepa-passeios

Ponteira integrada que facilita a passagem de obstáculos



Tira de Encosto (Opção sem acréscimo)

Para maior segurança e conforto do utilizador na posição sentada.

Dados técnicos

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

	Largura total	Profundidade Total	Largura entre rodas	Altura total	Altura assento/chão	Largura punho a punho	Diâmetro das rodas	Peso
Jazz I 520	620 mm	680 mm	440 mm	670 - 810 mm	520 mm	420 mm	200 mm	7,2 kg
Jazz I 600	620 mm	680 mm	440 mm	750 - 970 mm	600 mm	420 mm	200 mm	7,7 kg

	Peso máximo utilizador	Largura total encartado
Jazz I 520 / 600	130 kg	290 mm

Cor

Antracite

