

# TABELA DE COMPARAÇÃO

26



Modelo	THE KSL	KÜSCHALL ADVANCE	KÜSCHALL R33	KÜSCHALL K-SERIES
<b>Description</b>	Simplesmente extrema e ultra-leve	Experimente algo diferente	Tecnologia de ponta	Sem limites
<b>Descrição</b>	Cadeira rígida	Cadeira rígida	Cadeira rígida	Cadeira rígida
<b>Peso máximo utilizador</b>	100 kg	125 kg	100 kg	130 kg
<b>Peso total</b>	aprox. 6.8 kg	aprox. 8.8 kg	aprox. 8.6 kg	aprox. 7.8 kg
<b>Peso p/ transporte (s/ rodas traseiras)</b>	aprox. 4.3 kg	aprox. 6.2 kg	aprox. 6 kg	aprox. 5.1 kg
<b>Comprimento total</b>	75°: aprox. 800 mm 90°: aprox. 730 mm	75°: aprox. 830 mm 90°: aprox. 760 mm	75°: aprox. 830 mm 90°: aprox. 760 mm	75°: aprox. 830 mm 90°: aprox. 760 mm
<b>Largura total</b>	Largura de assento + 170 mm	Largura de assento + 170 mm	Largura de assento + 170 mm	Largura de assento + 170 mm
<b>Largura encartada</b>	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Ângulo de Chassis</b>	75°/90° V-frame ou tapered	75°/90° V-frame ou tapered	75°/90° V-frame	75°/90° V-frame ou tapered
<b>Largura de assento</b>	340 - 440 mm (incrementos de 20 mm)	340 - 460 mm (incrementos de 20 mm)	340 - 440 mm (incrementos de 20 mm)	320 - 500 mm (incrementos de 20 mm)
<b>Profundidade de assento</b>	385 - 485 mm (incrementos de 25 mm)	360 - 520 mm (incrementos de 20 mm)	350 - 450 mm (incrementos de 25 mm)	350 - 525 mm (incrementos de 20 mm)
<b>Altura assento</b>	frente: 450 - 530 mm traseira: 400 - 480 mm (incrementos de 10 mm)	frente: 450 - 550 mm traseira: 390 - 490 mm Reg. gradual	frente: 460 - 510 mm traseira: 430 - 480 mm (incrementos de 10 mm)	frente: 450 - 520 mm traseira: 380 - 490 mm (incrementos de 10 mm)
<b>Altura joelho-calcanhar (UL)</b>	350 - 500 mm (incrementos de 10 mm)	220 - 520 mm Reg. gradual	300 - 480 mm (incrementos de 10 mm)	290 - 480 mm (incrementos de 10 mm)
<b>Altura do encosto</b>	270 - 420 mm (incrementos de 15 mm)	270 - 480 mm (incrementos de 15 mm)	270 - 465 mm (incrementos de 15 mm)	270 - 480 mm (incrementos de 15 mm)
<b>Ângulo do encosto</b>	74°/78°/82°/86°/90°	78°/82°/86°/90°/94°	74°/78°/82°/86°/90°	74°/78°/82°/86°/90°
<b>Max. grad. inclinação</b>	7°	7°	7°	7°
<b>Inversão</b>	920 - 1230 mm	920 - 1230 mm	920 - 1230 mm	920 - 1230 mm
<b>Crash test</b>	-	-	-	Aprovada

As medidas e pesos indicados são baseados numa largura e profundidade de assento de 400 mm na versão mais leve e mais compacta possível. As medidas e pesos podem variar com diferentes configurações. Excepção para a Kuschall K-Series attract: pesos indicados baseados na largura e profundidade de assento de 400 mm na configuração standard.



KÜSCHALL K-SERIES attract	KÜSCHALL CHAMPION	KÜSCHALL ULTRA-LIGHT	KÜSCHALL COMPACT	KÜSCHALL COMPACT attract
Mobilidade Extrema	Viva sem fronteiras	Vá a qualquer lugar. Faça tudo.	Dobrável. Funcional. Compacta.	Intemporal e fiável
Cadeira rígida	Cadeira dobrável	Cadeira dobrável	Cadeira dobrável	Cadeira dobrável
120 kg	125 kg	130 kg	130 kg	130 kg
aprox. 10.3 kg	aprox. 9.2 kg	aprox. 10.1 kg	aprox. 11 kg	aprox. 11.3 kg
aprox. 7 kg	aprox. 6.7 kg	aprox. 7.2 kg	aprox. 8.3 kg	aprox. 8.7 kg
75°: aprox. 830 mm 90°: aprox. 760 mm	75°: aprox. 930 mm 85°: aprox. 850 mm	70°: aprox. 880 mm 80°: aprox. 830 mm	70°: aprox. 940 mm 80°: aprox. 890 mm 90°: aprox. 840 mm	70°: ca. 985 mm 90°: ca. 895 mm w/out legrest: 690 mm
Largura de assento + 170 mm	Largura de assento + 160 mm	Largura de assento + 180 mm	Largura de assento + 180 mm	Largura de assento +180 mm
N/A	aprox. 285 mm	aprox. 290 mm	aprox. 290 mm	aprox. 300 mm
75°/90° tapered	75°/85° Recto ou tapered	70°/80° Recto ou tapered	70°/80°/90°	70°/90°
360 - 480 mm (incrementos de 20 mm)	360 - 480 mm (incrementos de 20 mm)	280 - 500 mm (incrementos de 20 mm)	280 - 500 mm (incrementos de 20 mm)	360 - 500 mm (incrementos de 20 mm)
375 - 475 mm (incrementos de 20 mm)	340 - 480 mm (incrementos de 20 mm)	320 - 500 mm (incrementos de 20 mm)	320 - 500 mm (incrementos de 20 mm)	360 - 500 mm (incrementos de 20 mm)
frente: 480 - 510 mm traseira: 400 - 480 mm (incrementos de 10 mm)	frente: 450 - 540 mm traseira: 390 - 490 mm (Reg. gradual)	frente: 430 - 530 mm traseira: 390 - 500 mm (incrementos de 10 mm)	frente: 380 - 530 mm traseira: 380 - 500 mm (incrementos de 10 mm)	frente: 430 - 520 mm traseira: 400 - 490 mm (incrementos de 10 mm)
290 - 480 mm (incrementos de 10 mm)	320 - 500 mm (Reg. gradual)	200 - 510 mm (incrementos de 10 mm)	210 - 510 mm (incrementos de 10 mm)	380 - 460 mm (incrementos de 10 mm)
315 - 480 mm (incrementos de 15 mm)	300 - 465 mm (incrementos de 15 mm)	300 - 510 mm (incrementos de 15 mm)	300 - 510 mm (incrementos de 15 mm)	330 - 495 mm (incrementos de 15 mm)
74°/78°/82°/86°/90°	76°/80.5°/85°/89.5°/94°	82°/86°/90°/94°/98°/102°	82°/86°/90°/94°/98°/102°	82°/86°/90°/94°/98°/102°
7°	7°	7°	7°	7°
920 - 1230 mm	920 - 1230 mm	920 - 1230 mm	920 - 1230 mm	920 - 1125 mm
Aprovada	-	Aprovada	Aprovada	Aprovada