

INVACARE PORTUGAL II, Lda

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



Yes, you can.®

P.R.P.

Válido a partir de maio de 2019, Acresce IVA à taxa legal em vigor

Invacare® TDX® SP2NB LINX® CE

Código ISO 12 23 06: Cadeira de rodas elétrica de tração central com Tecnologia Sure Step para ultrapassar obstáculos mantendo a posição de assento estável e **Tecnologia Stability Lock** para máxima estabilidade na circulação em pisos irregulares. Unidade de assento Modulite (standard ou telescópico) com ajuste em profundidade milimétrico, regulável entre 410 e 510 mm. Eletrónica **LINX Simply Smart**, programável sem fios com 3 funções de condução personalizadas ao utilizador. Largura total da base de tração de 610mm, diâmetro de viragem de 1120mm (raio de viragem de 560mm). Motores de 4 polos de 340W e baterias de 50Ah.



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz ◆ Característica standard ○ Sem acréscimo NC: Não compatível com opção XXX

Peso do utilizador = **kg.**

| Código | Descrição | P.R.P. € |
|--|--|----------|
| ARL0000 | TDX SP2 NB modelo básico | 4.950,00 |
| ARV0000 | TDX SP2 NB modelo básico especial | |
| 1. Unidade de Assento MODULITE Standard | | |
| ARL2110 | Unidade de Assento MODULITE Standard - placa de assento rígida, largura de 430mm, ajustável de 440 a 480 mm através dos apoios de braços NC 0977, 1092, 1093, 1094, 1095,1719, 2121,2123, 2124, 2162, 2163, 2173, 0556, 0589, 2113, 1332, 2193, 2194, 2192, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2179, 2229 | ◆ |
| PROFUNDIDADE DE ASSENTO - regulável de 410mm a 510mm | | |
| ARL2132 | 410 mm NC 2196, 2197, 2198, (2191/2183+2113), (2124+2147/2144), (2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556) | ○ |
| ARL2134 | 460 mm (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556) | ◆ |
| ARL2136 | 510 mm NC 2143, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556) | ○ |
| ARL2138 | 560 mm (combinado com o encosto Flex3 regulavel em tensao, a prof assento é reduzida em 10 mm) NC 2141,2143,(2121+2144),(2121/2122/2123+2142/2147), (2142+2152/2153/2154) | ○ |
| ALMOFADA DE ASSENTO | | |
| ARL2141 | Almofada standard, nylon preto, 50mm altura NC 2111, 2112, 2138,2152, 2154, 2153 | ◆ |
| ARL2142 | Almofada Matrx Flo-tech Lite (alt. 75mm, peso máx: 127kg) NC (2121/22/23+2138), (2138+2152/53/54) | 95,00 |
| ARL2143 | Almofada Matrx Flo-tech Contour Visco 430x430mm (peso máx. 100kg) NC 2136, 2121, 2124, 2138 | 135,00 |
| ARL2147 | Almofada Matrx Libra, 90 mm espessura, Standard (peso max 136kg); HD (peso max 227kg) NC (2124+2132), (2121/23/23+2138) | 399,00 |
| ARL2144 | Almofada Matrx Vi prof. Ass.460mm (tecido microfibra) NC (2121+2138), (2124+2132) | 390,00 |
| TIPO DE ENCOSTO (NC 0977) ENCOSTO REMOVÍVEL DE SÉRIE SEM FERRAMENTAS | | |
| ARL2161 | Encosto altura 480mm, removível NC 2111, 2112, 2173, 0977 | ◆ |
| ARL2171 | Encosto regulável em tensão, com tela de encosto bi-material, com bolsa NC 1445, 1446, 2152, 2153, 2154, 2229 | ◆ |
| ARL2174 | Encosto Matrx Posture Back, altura 400mm (inc. hardware fixação) NC 1445, 1446, 2124 | 610,00 |
| ARL2175 | Encosto Matrx Posture Back, altura 500mm (inc. hardware fixação) NC 1445, 1446, 2124 | 610,00 |
| ARL2176 | Encosto Matrx Elite Back, altura 500 mm [Tecido Mesh] NC 1445, 1446, 1496, 2124, (2121+2192/2193/2194) | 530,00 |
| ARL2177 | Encosto Matrx Elite TR Back, altura 500 mm [Tecido Mesh] NC 1445, 1446, 1496, 2124, (2121+2192/2193/2194) | 530,00 |
| ARL2178 | Encosto Matrx Elite Deep Back, height 500 mm [tecido Mesh] NC 1445, 1446, 1496, 2124 | 580,00 |



matrx
SEATING SERIES

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

| Código | Descrição | P.R.P. € | |
|--|---|--|--------|
| 2. Unidade de Assento MODULITE Telescópica (opção Encosto Flex3 ou Matrix) | | | |
| TIPO DE PLATAFORMA DE ASSENTO | | | |
| ARL2111 | Plataforma TELESCÓPICA, com calhas laterais e placa de assento rígida; Largura: ajustável de 380mm a 530mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm. NC 2141, 2161, (2124+2192/94+2173) | 495,00 | |
| ARL2112 | Plataforma TELESCÓPICA, com calhas laterais e faixas reguláveis em tensão; Largura: ajustável de 380mm a 530mm (+50mm através dos apoios de braços); Profundidade: ajustável de 410mm a 530mm. NC 2141, 2161, (2124+2192/94+2173) | 495,00 | |
| LARGURA DE ASSENTO (regulável - 4 posições, selecionar predefinição de fábrica) | | | |
| ARL2121 | 380 mm (Pode ser reduzido a 33cm c/ ARL2183) | NC 2110, 2143, (2138+2142/2147/2144), 2701, 2703, 2705 | ○ |
| ARL2122 | 430 mm | NC (2138+2142/2147), 2701, 2703, 2705 | ◆ |
| ARL2123 | 480 mm | NC 2110, (2138+2142/2147), 2702, 2704, 2706 | ○ |
| ARL2124 | 530 mm | NC 2110, 2174, 2175, 2176, 2143, (2111/12+2192/94+2173), (2132+2147/2144), 2702, 2704, 2706 | ○ |
| PROFUNDIDADE DE ASSENTO - regulável de 410mm a 560mm (selecionar predefinição de fábrica) | | | |
| ARL2132 | 410 mm | NC 2196, 2197, 2198, (2191/2183+2113), (2124+2147/2144) (2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556), (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 | ○ |
| ARL2134 | 460 mm | (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556), (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253) | ◆ |
| ARL2136 | 510 mm | NC 2143, (2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189+0556) | ○ |
| ARL2138 | 560 mm (combinado com o encosto Flex3 regulavel em tensão, a prof assento é reduzida em 10 mm) | NC 2141, 2143, (2121+2144), (2121/2122/2123+2142/2147), (2142+2152/2153/2154) | ○ |
| ALMOFADA DE ASSENTO | | | |
| ARL2142 | Almofada Matrix Flo-tech Lite (alt. 75mm, até 127kg, para larg. 380 a 480mm) / Contour (100mm, até 152kg, para larg. 530mm) NC (2121/22/23+2138), (2138+2152/53/54) | | ◆ |
| ARL2143 | Almofada Matrix Flo-tech Contour Visco 430x430 mm (peso máx. 100kg) NC 2136, 2121, 2124, 2138 | 135,00 | |
| ARL2147 | Almofada Matrix Libra, 90 mm espessura, Standard (peso max 136kg); HD (peso max 227kg) | NC (2124+2132), (2121/23/23+2138) | 399,00 |
| ARL2144 | Almofada Matrix Vi prof. Ass.460mm (tecido microfibra) | NC (2121+2138), (2124+2132) | 390,00 |
| ARL2140 | Sem almofada de assento | | ○ |
| TUBOS DE ENCOSTO | | | |
| ARL2162 | Altura 540 mm | NC 2110 | ○ |
| ARL2163 | Altura 480 mm | NC 2110, 2173 | ◆ |
| PUNHOS PARA OS TUBOS DE ENCOSTO | | | |
| ARL2107 | Tubos de encosto com punhos | NC 2161 | ◆ |
| TIPO DE ENCOSTO | | | |
| ARL2171 | Encosto regulável em tensão, com tela de encosto bi-material, com bolsa NC 1445, 1446, 2152, 2153, 2154, 2229, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 1288, 1289 | | ◆ |
| ARL2179 | Flex3 Regulável em tensão (longo=540 mm/ curto=480mm) (em combinação com prof assento mais larga, vai ser reduzido 100mm) NC 2110, 2151, 2153, 2154, 2192, 2193, 2194, 1446, 2229,2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327 | 280,00 | |
| ARL2173 | Encosto FLEX 3, ajustável em largura e altura (h=560 a 790mm) com almofada Laguna NC 2110, 2161, 2163, 2128 (2111/22+2124+2192/94) | 280,00 | |
| ARL2174 | Encosto Matrix Posture Back, altura 400mm (inc. hardware fixação) | NC 1445, 1446, 2124 | 610,00 |
| ARL2175 | Encosto Matrix Posture Back, altura 500mm (inc. hardware fixação) | NC 1445, 1446, 2124 | 610,00 |
| ARL2176 | Encosto Matrix Elite Back, altura 500 mm [Tecido Mesh] | NC 1445, 1446, 1496, 2124, (2121+2192/2193/2194) | 530,00 |



2111



2112

2111
+2142
+21712111
+ 2142
+ 2173
+ 2153Vista
posterior
do Encosto
Flex 3 com
encosto
reclinável
elect.2111 +
2144 +
2175

| Código | Descrição | | P.R.P. € |
|--|---|--|----------|
| ARL2177 | Encosto Matrx Elite TR Back, altura 500 mm [Tecido Mesh] | NC 1445, 1446, 1496, 2124, (2121+2192/2193/2194) | 530,00 |
| ARL2178 | Encosto Matrx Elite Deep Back, height 500 mm [tecido Mesh] | NC 1445, 1446, 1496, 2124 | 580,00 |
| ARL2170 | Sem estofo de encosto - apenas os tubos | NC 1445, 1446, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327 | ○ |
| Opções para a Unidade de Ass. Modulite Telescópica | | | |
| TIPO DE ESTOFO DE ASSENTO E ENCOSTO (apenas para Modulite c/ Flex3) | | | |
| ARL2151 | Nylon preto | NC 2179 | ◆ |
| ARL2152 | Dartex preto | NC 2141, 2171, (2138+2142) | ○ |
| ARL2153 | Versão LK (tecido skai preto com costuras laranjas) | NC 2141, 2171, 2179, (2138+2142) | ○ |
| ARL2154 | Veludo preto | NC 2141, 2171, 2179, (2138+2142) | ○ |
| APOIOS DE BRAÇO | | | |
| ARL2191 | T-Arm, reguláveis em altura 290-360mm, prof. e remov. (par) NC 2132+2113, (2134/2136+suporte anca+0556), (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253) | | ◆ |
| ARL2181 | T-Arm destacável (50mm mais alto) | NC (2132+2113), (2134/2136+suporte anca+0556), (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253) | 75,00 |
| ARL2198 | Ap Braço Almofada envolvente (par) | NC 2132, 2195/96/97, 2184/85/86/87/88/89 | 150,00 |
| ARL2183 | Apoios de braços Inrigged (reduz a largura de ass. 2,5cm cada lado) NC 2184/85/86/87/88/89, (2132+2113) | | ○ |
| ARL2193 | Apoios de braços rebatível | NC 2110, 1445, 1446, 2179 | 195,00 |
| ARL2192 | Apoios de braços rebat., deslizante (alt. Ajust. 230 - 300 mm) | NC 2110, 1445, 1446, (2134/2136+suporte anca+0556), (2109/2111/12+2124+2173), 217, (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253) | 250,00 |
| ARL2194 | Apoios de braços rebat., deslizante (alt. Ajust. 300 - 360 mm) | NC 2110, 1445, 1446, (2134/2136+suporte anca+0556), (2109/2111/12+2124+2173), 2179, (2132/2134+2184/2185/2186/2187/2188/2189+2253) | 250,00 |
| ALMOFADAS PARA APOIOS DE BRAÇO | | | |
| ARL2195 | Almofada standard, curta 325mm (par) | NC 2198, (2132+1607/1404/1405) | ◆ |
| ARL2196 | Almofada standard, longa 375mm (par) | NC 2132, 2198 | ○ |
| ARL2197 | Almofada longa Ergonómica 397mm (par) | NC 2132, 2198 | 125,00 |
| SUPORTES DE ANCA ESQ. E DTO. (apenas p/ Ap braço ARL2193 e 2192/4) | | | |
| ARL2184 | Suporte de Anca esq. 140x100mm | NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 | 210,00 |
| ARL2185 | Suporte de Anca dto. 140x100mm | NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 | 210,00 |
| ARL2186 | Suporte de Anca esq. 230x100mm | NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 | 210,00 |
| ARL2187 | Suporte de Anca dto. 230x100mm | NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 | 210,00 |
| ARL2188 | Suporte de Anca esq. 330x100mm | NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 | 210,00 |



2191




2198



2184 - 89

| Código | Descrição | P.R.P. € |
|--|--|----------|
| ARL2189 | Suporte de Anca dto. 330x100mm NC 2110, 2198, 2183, (2132+0556), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+0556), (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2253), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 | 210,00 |
| HARDWARE PARA MONTAGEM DOS SUPORTES DE ANCA | | |
| ARL2164 | Montagem para ajuste em altura 155mm | ○ |
| ARL2165 | Montagem para ajuste em altura 206mm | ○ |
| APOIOS DE PESCOÇO/CABEÇA | | |
| ARL1350 | Apoio de pescoço regulável em profundidade NC (2229+1288/1289) | 180,00 |
| ARL1432 | Apoio de cabeça com abas laterais, ajustável NC (2229+1288/1289) | 195,00 |
| ARL1427 | Apoio de cabeça, c/ apoio das maçãs do rosto NC (2229+1288/1289) | 210,00 |
| ARL2323 | Apoio de cabeça Elan Elipse, almofada conforto sup occipital 15cm com capa standard e hardware de montagem multiajustavel NC 2171, 2179, 2170 | ○ |
| ARL2324 | Apoio de cabeça Elan Elipse, almofada conforto sup occipital 25.5cm com capa standard e hardware de montagem NC 2171, 2179, 2170 | ◆ |
| ARL2322 | Apoio de cabeça Elan Elipse,almofada conforto sup occipital 35.5cm com capa standard e hardware de montagem NC 2171, 2179, (2229+1288/2189) 2170 | ○ |
| ARL2325 | Apoio de cabeça Elan occipital e sub-occipital, almofada 23x18cm com capa standard e hardware de montagem NC 2171, 2179, 2170 | 325,00 |
| ARL2326 | Apoio de cabeça Elan occipital e sub-occipital, almofada 30.5x20cm com capa standard e hardware de montagem NC 2171, 2179, 2170 | 325,00 |
| ARL2327 | Apoio de cabeça Elan 4 pontos, almofada 28x25.5cm com capa standard e hardware de montagem NC 2171, 2179, 2170 | 450,00 |
| ARL1496 | Sem Apoio de cabeça - Apenas perfil para Flex 3 encosto rígido NC 2170, 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, (2229+1288/1289) | 125,00 |
| ARL1495 | Sem hardware de montagem - Apenas com esticador/ barra de empurrar dia. 22mm (apenas em conjunto com assento telescópico) NC (2229+1288/1289) | 95,00 |
| APOIOS LATERAIS DE TRONCO (APENAS COMPATIVEL COM ENCOSTO FLEX 3 LAGUNA) | | |
| ARL1446 | Apoios laterais de tronco (par) c/ braço longo, almofada rigida NC 2170/71/74/75/76/79, 2192/93/94 | 150,00 |
| ARL1445 | Apoios laterais de tronco c/ braço longo (par), almofada multi ajustável NC 2170/71/74/75/76, 2192/93/94 | 195,00 |
| Regulações da Unidade de Assento Modulite Standard e Modular | | |
| BASCULAÇÃO DE ASSENTO (ver tabela de medidas na última página) | | |
| ARL1091 | Basculação manual 0 - 8,5° NC 0364 | ◆ |
| ARL1092 | Basculação Eléctrica 0 - 20° (peso máx. Utilizador 136 Kg) NC 2110, 2202 | 570,00 |
| ARL1095 | Basculação Eléctrica 0 - 20° Heavy Duty (peso máx. Utilizador 150 Kg) NC 2110, 2202 | 625,00 |
| ARL1093 | Basculação eléctrica c/ compensação COG 0 - 30° (peso máx. utilizador 160 kg) NC 2110, 0354, 0364, 2202 | 730,00 |
| ARL1094 | Elevação de assento (300mm) c/ Basculação Electrica c/ compensação COG 0°-30° NC 2110, 1638, 1639, 0354, 0364, (2054+0556/0589), 2202 | 1.600,00 |
| ALTURA ASSENTO-CHÃO (apenas se opções 1092 ou 1095 selecionadas) | | |
| ARL0354 | Altura de assento 450 mm | ◆ |
| ARL0364 | Altura de assento 475 mm NC 1091 | ○ |
| OPÇÃO DE BASCULAÇÃO DE ASSENTO (apenas se selecionou as opções 1093 e 1094) | | |
| ARL2054 | Basculação anterior fixa - Anterior Assist 5° - reduz basculação posterior em 5° NC 1091, 1092, 1095, (1094+0556/0589) | 300,00 |
| RECLINAÇÃO DO ENCOSTO | | |
| ARL0975 | Reclinação Manual 0°-30° ENCOSTO DESMONTÁVEL SEM FERRAMENTAS | ◆ |
| ARL0977 | Reclinação Eléctrica 0°-30° ENCOSTO REBATÍVEL SEM FERRAMENTAS NC 2110 | 525,00 |
| Apoios de Pernas e Pés | | |
| APOIO DE PERNAS CENTRAL (inclui almofada suporte gêmeos e patim ajust. em angulo) | | |
| ARL0556 | Central elevação manual NC (2132+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2110, (1094+2054), (2134/2136+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189) | ○ |



1432

1427



0975

0977



Encosto Rebatível

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

| Código | Descrição | | P.R.P. € |
|---|---|--|----------|
| ARL0589 | Central elevação eléctrica com compensação | NC 2110, (1094+2054) | 1.575,00 |
| APOIO DE PERNAS SEPARADOS (PAR) | | | |
| ARL0526 | Standard 80º | NC 0504 | ○ |
| ARL0503 | Apoio de pernas Vari F | | ◆ |
| ARL0533 | Apoio de pernas Vari A - elevatório manual | NC 0512 | 250,00 |
| ARL0531 | Apoio de pernas elevatório eléctrico ADE 0º-80º | NC 0512, 1801 | 750,00 |
| TIPO DE PATIM (par) | | | |
| ARL0512 | Patins Fixos | NC 0533, 0531 | ◆ |
| ARL0504 | Patins reguláveis em ângulo | NC 0526 | 100,00 |
| ARL0513 | Patins reguláveis em ângulo e profundidade | | 150,00 |
| Tipo de Comando e Eletrónica LiNX | | | |
| COMANDO LiNX + TIPO DE SUPORTE | | | |
| ARL2203 | Comando LiNX - DLX-REM211: 3 perfis de condução e funções elétricas | NC 1437, 2229, 2231, 2232, 2270 | ◆ |
| ARL2204 | Comando LiNX - DLX-REM216: 3 perfis de condução, funções elétricas e Kit de Luzes (apenas possível de selecionar em combinação c/ ASA1437) | NC 2229, 2231, 2232, 2270 | ○ |
| ARL2205 | Comando LiNX Rehab DLX-REM400 com ecrã touch e joystick std, bluetooth integrado e entradas jack p/ switch | NC 2220 | 790,00 |
| ARL2206 | Comando LiNX Rehab DLX-REM500 com ecrã touch sem joystick - display de suporte a comandos especiais (bluetooth integrado e entradas jack p/ switch) | NC 2220, 2270 | 1.300,00 |
| ARL1207 | Suporte standard dto. | NC 1404 | ○ |
| ARL1208 | Suporte standard esq. | NC 1405 | ○ |
| ARL1707 | Rebatível dta. | NC 1404 | ◆ |
| ARL1708 | Rebatível esq. | NC 1405 | ○ |
| ARL2227 | Suporte direito, montado para acompanhante (apenas fornecido 1 comando) | NC 2219, 2220, 2245, 1287, 2128 | 120,00 |
| ARL2228 | Suporte esquerdo, montado para acompanhante (apenas fornecido 1 comando) | NC 2219, 2220, 2245, 1286, 2128 | 120,00 |
| OPÇÃO DE SWITCH LATERAL PARA COMANDO REM 400 NOVIDADE | | | |
| ARL2270 | 2 Switch laterais para facilitar acesso a on/off e regulação de velocidade | | 120,00 |
| HARDWARE DE MONTAGEM PARA LiNX REHAB DLX-REM500 | | | |
| ARL2209 | Multiajustável, rebatível à direita | NC (2251+2217), 1404, 1415 | ◆ |
| ARL2210 | Multiajustável, rebatível à esquerda | NC (2251+2218), 1405, 1339 | ○ |
| ARL2213 | Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à dta | NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415 | 600,00 |
| ARL2214 | Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à esq. | NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339 | 600,00 |
| COMANDO DUPLO LiNX + TIPO DE SUPORTE (utilizador + acompanhante) | | | |
| ARL2220 | Comando duplo LiNX (DLX-REM050 como comando secundário) | NC 2205, 2206, 1221, 1222, (2227/2228+2203/2204), 2128 | 740,00 |
| ARL2219 | Comando compacto na posição de acompanhante (DLX-ACU200) | NC 1221, 1222, 2227, 2228 | 740,00 |
| ARL1207 | Suporte acompanhante std montado dta. | NC 2245, (2229+1287) | ○ |
| ARL1208 | Suporte acompanhante std montado esq. | NC 2245, (2229+1286) | ○ |
| ARL1221 | Suporte acompanhante destacavel, montado dta | NC 2219, 2220, (2229+1287) | 120,00 |
| ARL1222 | Suporte acompanhante destacavel, montado esq | NC 2219, 2220, (2229+1286) | 120,00 |



0533

0513

LiNX®



REM211




REM050



2219

2231
2232

| Código | Descrição | P.R.P. € |
|--|---|--|
| LINX - COMANDOS COMPACTOS & SUPORTES (Requer o REM400/500 como comando principal) | | |
| ARL2231 | Comando compacto proporcional DLX-CR400 (força deflexão 192g) | NC 2203, 2204 600,00 |
| ARL2232 | Comando compacto proporcional joystick baixa força DLX-CR400LF (força deflexão 112g) | NC 2203, 2204 850,00 |
| ARL2207 | Montagem à dta. | NC 1404+(1207/1707+2204/2205/2206), (2251+2217) ○ |
| ARL2208 | Montagem à esq. | NC 1405+(1208+1708+2204/2205/2206), (2251+2218) ○ |
| ARL2213 | Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à dta | NC (2251+2217), 1404, 1405, 1415, (1207/177+2205), (2209/2213+2206) 600,00 |
| ARL2214 | Braço de Montagem na linha média, multiajustável e rebatível à esq | NC (2251+2218), 1404, 1405, 1339, (1208/1708+2205), (2210/2214+2206) 600,00 |
| COMANDO MENTONIANO & SUPORTES (Requer o comando REM400 ou 500 como comando principal) | | |
| ARL2229 | Comando mentoniano proporcional (ASL138) | NC 2203, 2204, 2128, 2110, 2171, 2179 2.100,00 |
| ARL1289 | Hardware rebatível manualmente instalado do lado dto (ASL628) | NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1495 ○ |
| ARL1288 | Hardware rebatível manualmente instalado do lado esq (ASL628) | NC 1350, 1432, 1427, 1496, 1495 ○ |
| ARL1287 | Hardware rebatível eletricamente instalado do lado dto | NC 2227, (2219+1207), (2245+1221), 1404, 1415 1.100,00 |
| ARL1286 | Hardware rebatível eletricamente instalado do lado esq | NC 2228, (2219+1208), 2245+12222, 1405, 1339 1.100,00 |
| LINX CAIXA DE FUNÇÕES 10 BOTÕES | | |
| ARL2251 | Caixa de dez botões/switch DLX-SW10-A p/ acesso a funções elect assento (Inclui cabo / entrada "jack" para ligação ao modulo de potencia e cabo adicional para "mode switch") | 515,00 |
| ARL2217 | Suporte dto., montado para o utilizador | NC 2209, 2213, (2231/2232+2207) 60,00 |
| ARL2218 | Suporte esq., montado para o utilizador | NC 2210, 2214, (2231/2232+2208) 60,00 |
| ARL2227 | Suporte dto., montado para o acompanhante | NC 2128, 1287 85,00 |
| ARL2228 | Suporte esq., montado para o acompanhante | NC 2128, 1286 85,00 |
| ARL2252 | Cabo para entrada "jack" - modo condução e função | 95,00 |
| ACESSÓRIOS LINX (fornecidos, não montados) | | |
| ARL2253 | Carregador 2 entradas USB Charger DLX-USB02-A NC 2110, (2132/2134+2191/2181/2192/2194+2184/2185/2186/2187/2188/2189), 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 | 180,00 |
| ARL2207 | Montagem à dta. | ○ |
| ARL2208 | Montagem à esq. | ○ |
| BOTÕES BUDDY (Requer opção 2252 se não tiver seleccionado REM400 ou REM500) | | |
| ARL1685 | Vermelho | 100,00 |
| ARL1686 | Amarelo | 100,00 |
| ARL1687 | Verde | 100,00 |
| ARL1690 | Azul | 100,00 |
| EGG SWITCH (Requer opção 2252 se não tiver seleccionado REM400 ou REM500) | | |
| ARL2254 | Egg switch, preto | 150,00 |
| BOTÕES PIKO (Requer opção 2252 se não tiver seleccionado REM400 ou REM500) | | |
| ARL1711 | Vermelho | 110,00 |
| ARL1712 | Amarelo | 110,00 |
| ARL1713 | Verde | 110,00 |
| ARL1714 | Laranja | 110,00 |
| ARL1715 | Azul | 110,00 |
| ARL1716 | Preto | 110,00 |
| MANÍPULO DE JOYSTICK BODYPOINT NOVIDADE | | |
| ARL2721 | Manípulo de condução 3" em forma de U, Bodypoint PC101A | 100,00 |
| ARL2722 | Manípulo de condução 4" em forma de U, Bodypoint PC102A | 100,00 |
| ARL2723 | Manípulo de condução, arco palmar, Bodypoint PC107A | 100,00 |
| ARL2724 | Manípulo de condução, forma de cogumelo, para comandos com pino 4.8mm (3/16"), Bodypoint PC110A | 125,00 |



2213/14



2229



1289/1288



2251



2253



Manípulo em forma de U



Manípulo em forma de cogumelo



Manípulo em forma de arco palmar

| Código | Descrição | P.R.P. € | |
|---|--|---------------------------|--------|
| Opções da Unidade de Tracção/Condução | | | |
| COR CHASSIS (Nota: se não for indicada nenhuma opção, standard será ARL0228) | | | |
| ARL0228 | Preto | ○ | |
| ARL2601 | Cinza SpaceStation | ○ | |
| ARL2603 | Lilás JellyBean | ○ | |
| ARL2605 | Laranja Tangy | ○ | |
| ARL2607 | Vermelho RockStar | ○ | |
| ARL2609 | Azul Invacare | ○ | |
| COR DOS AROS DAS JANTES | | | |
| ARL2611 | Cinza SpaceStation | ○ | |
| ARL2613 | Lilás JellyBean | ○ | |
| ARL2615 | Laranja Tangy | ○ | |
| ARL2617 | Vermelho RockStar | ○ | |
| ARL2619 | Azul Invacare | ○ | |
| FORQUETAS | | | |
| ARL2631 | Forqueta única | ◆ | |
| ARL2632 | Forqueta dupla | ○ | |
| RODAS DE TRACÇÃO | | | |
| ARL0704 | 14"x3" Pneumáticas, pneu preto | ◆ | |
| ARL0732 | 14"x3" Maciças, pneu preto anti-furo (injeção), 3,00-8 | ○ | |
| ARL0733 | 14"x3" Maciças, com injeção de gel | ○ | |
| Opções De Performance | | | |
| TIPO DE MOTOR | | | |
| ARL1282 | Motor Durawatt 6 km/h, 4 polos | ◆ | |
| ARL1283 | Motor Durawatt 10 km/h, 4 polos (peso máx. utilizador: 150kg) | 250,00 | |
| TIPO DE BATERIAS | | | |
| ARL1257 | 50 Ah Gel | ◆ | |
| Acessórios De Performance | | | |
| TECNOLOGIA G-TRAC | | | |
| ARL1215 | Módulo G-Trac1 - Controlo, Tracção e Segurança! | 625,00 | |
| CARREGADOR DE BATERIAS | | | |
| ARL1343 | Carregador OptiCharge 8A | ◆ | |
| ARL1313 | Carregador OptiCharge 10A | | |
| ARL1389 | Carregador 10A | 350,00 | |
| Opções de Segurança | | | |
| KIT DE LUZES | | | |
| ARL1254 | Sem Kit de Luzes | ◆ | |
| ARL1437 | Kit de Luzes LED com intermitentes | NC 1638, 2203, 2202, 2221 | 490,00 |
| Acessórios De Segurança | | | |
| KIT DE TRANSPORTE | | | |
| ARL1493 | 4-Pontos (para transportar a cadeira sem utilizador) | ◆ | |
| ARL1494 | 4-Pontos (para transportar utilizador sentado na cadeira, de acordo ISO 7176-19:2001; Obrigatório Apoio de cabeça - ver opções abaixo) NC 2128 | ○ | |
| CINTO PÉLVICO | | | |
| ARL1329 | Cinto pélvico com auto-lock (montagem std) NC 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706 | ◆ | |
| ARL2113 | Cinto pélvico com auto-lock (montagem na placa de assento Modulte telesc.) NC 2110, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, (2191+2132) | 20,00 | |
| ARL1332 | Cinto em H | 160,00 | |
| CINTOS PÉLVICOS BODYPONT NOVIDADE | | | |
| ARP2701 | Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo Rehab Latch e ajuste central, tam L (comprimento da faixa 620 mm) | 125,00 | |
| ARP2702 | Cinto pélvico Evoflex, com fivela metálica tipo Rehab Latch e ajuste central, tam M (comprimento da faixa 460 mm) | 125,00 | |
| ARP2703 | Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam L (comp. faixa 620 mm) | 110,00 | |
| ARP2704 | Cinto pélvico de 2 pontos, neoprene almofadados, com fivela metálica Push Button, ajuste central, tam M (comp. faixa 460 mm) | 110,00 | |
| ARP2705 | Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam L (comp. faixa 620 mm) | 90,00 | |
| ARP2706 | Cinto pélvico de 2 pontos com fivela plástica Dual-Pull e ajuste bi-lateral, tam M (comp. faixa 460 mm) | 90,00 | |



1/ Essencial para quem controla a cadeira com comandos especiais. Mantenha a trajectória com máximo controlo.



Cinto pélvico Evoflex



Fivela Push-Button

| Código | Descrição | P.R.P. € | |
|--|---|---------------------------------------|-----------------------|
| ESPELHO RETROVISOR | | | |
| ARL1415 | Retrovisor direito | NC 2209, 2213, 1287 | 60,00 |
| ARL1339 | Retrovisor esquerdo | NC 2210, 2214, 1286 | 60,00 |
| Acessórios | | | |
| GANCHOS PARA SUPORTE MOCHILA | | | |
| ARL2128 | Ganchos para mochila (apenas no Modulite telescópico) NC 1494, 2173, 2161, 2227, 2228, 2220, 2219, 2229, 2245 | | 100,00 |
| MESA/TABULEIRO | | | |
| ARL1404 | Rebatível à direita | NC 1207, 1707, 2209, 2213, 2214, 1287 | 250,00 |
| ARL1405 | Rebatível à esquerda | NC 1208, 1708, 2210, 2213, 2214, 1286 | 250,00 |
| FABRICO ESPECIAL | | | |
| ESPECIAL - personalização da cadeira às necessidades/gostos do utilizador; exemplos: suporte de comando; adaptação de comando especial; cor de chassis de acordo com RAL (necessário orçamento específico). | | | |
| ARV1300 | Especial | | |
| PREÇO TOTAL | | | |
| TABELA ALTURA ASSENTO-CHÃO DE ACORDO UN. DE ASSENTO | | | |
| | Altura Assento-Chão (mm) | | |
| | Modulite Standard 2110 | Modulite Modular 2111 | Modulite Modular 2112 |
| 1091 - Basculação Manual | 450 | 450 | 480 |
| 1092/1095 - Basc. Eléctrica 0-20° | NC | 450 / 475 | 480 / 505 |
| 1093 - Basc. Eléctrica 0-30° COG | NC | 475 | 505 |
| 1094 - Basc. Com elev. de Ass. | NC | 475 | 505 |



2128