

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
 Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



**Yes, you can.®**

**P.R.P.**

Válido a partir de fevereiro de 2019, Acresce IVA à taxa legal em vigor

**Invacare® Action<sup>3</sup> NG Hemi Plus**



**Código ISO - 12 22 09 - Cadeira de rodas manobrada unilateralmente**

Cadeira de rodas manual de alumínio com mecanismo de propulsão por alavanca, mecanismo de encarte por cruzeta de alta resistência; angulo do assento ajustável 0°, 3° e 6° com forquetas dianteiras em alumínio, tubos de encosto com ângulo fixo e punhos integrados, tela de assento ajustável em profundidade em nylon com tiras de velcro, encosto almofadado com suporte lombar; rodas traseiras com aro motor em alumínio e eixo de extração rápida ajustável em altura e profundidade; apoios de braço, rebatíveis e destacáveis com protetor lateral e almofada tipo secretária; apoios de pés individuais a 80° ajustáveis em altura, rebatíveis e destacáveis,

Peso máximo utilizador: 125 kg

Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz     Característica standard     Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

**Peso do utilizador =            kg.**

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>MODELO</b>		
CEI0000	<b>Action<sup>3</sup> NG</b>	
<b>ESPECIAL</b>		
N	Configuração Standard	◆
CEISPEC	Especial	
<b>MODELO-BASE</b>		
CEI0026	Modelo-base Action3 NG	780,00
<b>PROPULSÃO</b>		
CEI0160	Kit hemiplégico com alavanca direita (NC: 0732)	○
CEI0170	Kit hemiplégico com alavanca esquerda (NC: 0832)	○
<b>ASSENTO</b>		
<b>LARGURA DE ASSENTO</b>		
CEI0180	Largura assento 38 cm	○
CEI0190	Largura assento 40,5 cm	○
CEI0200	Largura assento 43 cm	◆
CEI0210	Largura assento 45,5 cm	○
CEI0220	Largura assento 48 cm	○
CEI0230	Largura assento 50,5 cm	○
<b>PROFUNDIDADE DE ASSENTO</b>		
CEI0252	Profundidade assento ajustável 40 a 45 cm- (Forn.43 cm)	◆
<b>ALTURA DO ASSENTO</b>		
CEI0260	Altura assento 51 cm	◆
CEI0270	Altura assento 48,5 cm	○
<b>TIPO DE ESTOFO DE ASSENTO</b>		
CEI0340	Nylon com tiras de velcro	◆
<b>ENCOSTO</b>		
<b>ALTURA E TIPO DE ENCOSTO</b>		
CEI0410	Fixo a 7° 2 alturas 40 / 43 cm (forn. 43 cm)	◆
<b>TIPO DE ESTOFO DE ENCOSTO</b>		
CEI0474	Almofadado Bi-Material (nylon e tecido mesh no centro) c/ ap. Lombar e Bolsa de Encosto	◆
CEI0479	Almofadado, reg. tensão (3+1 faixas) - estampado NG (inclui esticador) (NC: 0940)	50,00
CEI0481	Almofadado, Bi-Material (preto e cinza) reg. tensão (7+1 faixas) e Bolsa de Encosto (inclui esticador) (NC: 0940)	50,00
<b>APOIO PERNAS / PÉS</b>		
<b>APOIO DE PERNAS DIREITO</b>		
CEI0510	Apoio de perna a 80° giratório	◆

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €	
<b>APOIO DE PERNAS ESQUERDO</b>			
CEI0560	Apoio de perna a 80º giratório	◆	
<b>APOIO PÉS DIREITO</b>			
CEI0600	Patim rebatível direito	inclui calcanheiras ajustáveis	◆
CEI0610	Regulável em ângulo e profundidade	inclui calcanheiras ajustáveis	40,00
<b>APOIO PÉS ESQUERDO</b>			
CEI0620	Patim rebatível esquerdo	inclui calcanheiras ajustáveis	◆
CEI0630	Regulável em ângulo e profundidade	inclui calcanheiras ajustáveis	40,00
<b>APOIO DE BRAÇOS</b>			
<b>APOIO DE BRAÇOS DIREITO (COR PRETA)</b>			
CEI0660	Rebatível e destacável (Nº2) - secretária	altura 24 cm (NC: 0780, 0790)	◆
CEI0670	Rebatível e destacável (Nº2) - braço longo	altura 24 cm (NC: 0780, 0790)	○
CEI0680	Rebatível e destacável (Nº3) - tubular secretária	reg em altura 17-29.5cm (NC: 0760, 0770)	○
CEI0690	Rebatível e destacável (Nº3) - tubular Longo	reg em altura 19-29.5cm e prof (NC:0760, 0770)	○
CEI0732	Destacável HEMI (Nº 5) - almofada hemi dartex multiposições	almofada e protetor reg em altura	125,00
<b>APOIO DE BRAÇOS ESQUERDO (COR PRETA)</b>			
CEI0760	Rebatível e destacável (Nº2) - secretária	altura 24 cm	◆
CEI0770	Rebatível e destacável (Nº2) - braço longo	altura 24 cm	○
CEI0780	Rebatível e destacável (Nº3) - tubular secretária	reg em altura 17-29.5cm	○
CEI0790	Rebatível e destacável (Nº3) - tubular Longo	reg em altura 19-29.5cm e prof	○
CEI0832	Destacável HEMI (Nº 5) - almofada hemi dartex multiposições	almofada e protetor reg em altura	125,00
<b>OPÇÕES ASSENTO / ENCOSTO</b>			
CEI0840	Sem opções de assento	(NC: 0905, 0906, 0907, 0930, 0935, 0936, 0940)	○
CEI0905	Apoio de cabeça/ pescoço Dartex (inclui esticador)	(NC : 0906, 0907, 0940)	100,00
CEI0906	Apoio de cabeça com abas laterais (inclui esticador)	(NC : 0907, 0940)	170,00
CEI0907	Apoio de cabeça com suporte maçãs do rosto (inclui esticador)	(NC : 0940)	210,00
CEI0930	Cinto de pernas ajustável		15,00
CEI0935	Tubo do patim mais longo UL= 450-530mm	(NC:0936)	50,00
CEI0936	Tubo do patim mais curto UL= 230-430mm		50,00
CEI0940	Esticador		55,00
<b>CORES</b>			
CEI0961	Cinza xisto (RAL 7024 textura fina)		○
CEI0964	Branco Pérola		○
CEI0966	Preto mate		○
CEI0967	Azul pop		○
CEI0968	Púrpura		○
CEI0969	Vermelho mate		○
CEI0980	Antracite		◆
<b>SUPORTE DA FORQUETA</b>			
CEI0995	Standard		◆
CEI0996	Leve		○
<b>RODAS DIANTEIRAS</b>			
CEI1000	8" X 1.1/4" pneumáticas		◆
CEI1010	8" X 1.1/4" pneu preto maciço		○
CEI1020	8" X 2" pneumáticas		○
CEI1030	8" X 2" pneu preto maciço		○
<b>RODAS TRASEIRAS</b>			
<b>RODAS TRASEIRAS</b>			
CEI1060	24" x 1.3/8" pneumáticas	jante enraçada	◆

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira. Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.

Código	Descrição	P.R.P. €
CEI1080	24" x 1.3/8" maciço jante enraçada	○
<b>TIPO DE EIXO TRASEIRO</b>		
CEI1170	Eixo fixo	◆
<b>POSIÇÃO DE EIXO TRASEIRO</b>		
CEI1200	Posição passiva eixo 25mm atrás do tubo de encosto	◆
<b>BOMBA DE AR</b>		
CEI1220	Sem bomba de ar	○
CEI1230	Bomba de ar e suporte	◆
<b>OPÇÕES DE CHASSIS</b>		
CEI1240	Sem opções de chassis	◆
<b>TIPO DE TRAVÕES</b>		
CEI1270	Travão standard de empurrar	◆
<b>OPÇÕES DE SEGURANÇA</b>		
CEI1340	Sem opções de segurança (NC: 1345, 1360,1370)	◆
CEI1345	Kit de Transporte (inclui cinto) (NC: 1360)	45,00
CEI1360	Cinto de segurança com fivela	20,00
CEI1370	Par rodas anti-volteio (NC: 1440, 1441)	75,00
<b>OPÇÕES PARA O ACOMPANHANTE</b>		
CEI1420	Sem opções para o acompanhante (NC: 1430, 1440, 1441, 1451)	◆
CEI1430	Suporte de bengalas / canadianas	25,00
CEI1440	Ponteira traseira direita	20,00
CEI1441	Ponteira traseira esquerda	20,00
CEI1451	Suporte de Soro (apenas c/ opção 0940 - esticador)	40,00
<b>ACESSÓRIOS</b>		
CEI1460	Sem acessórios	◆
<b>PREÇO TOTAL</b>		

Os preços recomendados ao público das opções apenas são válidos quando encomendados junto da cadeira.  
Quando pedidos como acessórios consulte a sua Ortopedia.