

Invacare **Cascade H253**



Cadeira sanitária/ banho de auto-propulsão com chassis em aço. Inclui opções como:

- Apoio de braços acolchoados, rebatíveis e reguláveis em altura
- Apoio de pés rebatível
- Rodas com travão
- Travões de empurrar
- Recorte íntimo (20 cm largura e 37 cm profundidade)
- Aparadeira amovível

Invacare **Cascade H243**




Cadeira sanitária/ banho com quatro rodízios e chassis em aço. Inclui opções como:

- Apoio de braços acolchoados, rebatíveis e reguláveis em altura
- Apoio de pés rebatível
- Rodas com travão
- Recorte íntimo (20 cm largura e 37 cm profundidade)
- Aparadeira amovível

Cadeiras de banho auto-propulsáveis ou de empurrar





Cadeira de banho em aço alta qualidade com tratamento epoxy.

- Encosto e assento ergonómicos em ABS alta qualidade
- Apoios de braços rebátveis : fácil transferência
- Punho de empurrar
- Apoio de pés rebatível
- Rodízios traseiros com travão

Características técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

	H253	H243	H2080
Peso (kg)	8,5	13	16
Peso max do utilizador (kg)	120	120	100
Garantia (anos)	2	2	2

AQUATEC®

Pico

NOVIDADE

Família Pico - Soluções
modulares para o duche

INVACARE
Yes, you can.®

Aquatec **Pico**



Aquatec **Pico**

- 3 modelos disponíveis
- Base de assento anti-derrapante.
- O encosto pode ser montado à frente ou atrás
- Apoios de pernas reguláveis em altura
- Ponteiros com bases redondas em borracha, anti derrapantes.
- Componentes fáceis de montar e desmontar e sem ferramentas.
- Pernas reguláveis em altura 425 a 575 mm
- Peso máximo utilizador : 160 kg.



Aquatec **Pico 3 em 1 - Cadeira de duche com dispositivo sanitário**

- Multifuncional, sólida e regulável em altura
- Versátil : cadeira de duche, quadro de sanita e cadeira sanitária
- Funcional e modular. Componentes fáceis de montar e desmontar e sem ferramentas.
- Totalmente anti corrosiva.
- Pernas reguláveis em altura 425 a 575 mm
- Peso máximo utilizador 160 kg

Características



Banco de duche **Pico**



Banco de duche **Pico** com apoios de braços



Cadeira de duche **Pico** com os apoios de braços desmontados



Cadeira **Aquatec Pico 3 em 1** com o encosto e 1 dos apoios de braço desmontados.



Cadeira **Aquatec Pico 3 em 1** - A aparadeira é facilmente amovível (por trás, pela frente e lateralmente)





Cadeira **Aquatec Pico 3 em 1** com o encosto desmontado.


Dados Técnicos

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

Referência	Aquatec Pico	Aquatec Pico - 3 em 1
Banco de duche	9.20.001	
Banco de duche com apoios de braços	9.21.001	
Cadeira de duche completa	9.22.001	1525887
Encosto (Peças)	16469	
Apoios de braços (par) (Peças)	16468	
Dimensões		
Largura de assento	430 mm (A)	430 mm (A)
Profundidade de assento	420 mm (B)	420 mm (B)
Altura do assento / chão (sem aparadeira)	425 - 575 mm (C)	425 - 575 mm (C)
Largura total	575 mm (D)	575 mm (D)
Profundidade total	520 mm (E)	520 mm (E)
Altura total	825 - 975 mm (F)	825 - 975 mm (F)
Altura dos apoios de braços	605 - 755 mm (G)	605 - 755 mm (G)
Distância entre apoios de braços	430 mm (H)	430 mm (H)
Distância entre regulações	25 mm	25 mm
Largura recorte/ orifício sanitário	180 mm	215 mm
Profundidade recorte/orifício sanitário	145 mm	250 mm
Informação adicional		
Peso do banco de duche	3,2 kg	3,2 kg
Peso do banco de duche com apoios de braços	4,1 kg	4,1 kg
Peso da cadeira de duche só com encosto	4,8 kg	4,8 kg
Peso da cadeira de duche completa	4,8 kg	4,8 kg
Peso máximo de utilizador	160 kg	160 kg
Côr	Branco	Branco




Aquatec **Galaxy 1470805**



Cadeira de banho de encartar em aço lacado regulável em altura. Assento em polietileno com rasgo para facilitar a higiene íntima. O encosto flexível é em PVC. Esta cadeira está equipada de Flexi Foot, que são umas ponteiros flexíveis para a equilibrar nas pequenas irregularidades do chão.

AQUATEC®

Invacare **Alizé H2480/1**



Chassis em aço galvanizado de alta qualidade e superfície com tratamento epoxy.

Encosto e assento ergonómico em ABS de alta qualidade.

- Apoio de braços rebatíveis: fácil transferência
- Reguláveis em altura cada 20 mm

Cadeiras de banho fixas
e de encartar


INVACARE
Yes, you can.®

Invacare **H296 Cadiz 1637296**



- Chassis em alumínio: 100 % anti corrosão, 2,6 kg
- Regulável em altura sem ferramentas de 405 a 505 mm - 5 posições
- Assento ergonómico perfurado para facilitar o escoamento da água
- Segurança e estabilidade aumentadas graças à estrutura de assento reforçada e às 4 ponteiros de borracha ligeiramente inclinadas para se adaptarem da melhor forma a todo tipo de solos, mesmo os irregulares.
- Peso máximo utilizador: 143 kg
- Fácil de limpar
- Pernas desmontáveis na parte superior para reduzir o volume e facilitar transporte

Aquatec **Sorrento 1532633/1532730**



Cadeira de duche anti corrosiva

- Assento extra confortável e tela de encosto flexível e regulável em tensão
- Pernas reguláveis em altura
- Apoios de braços destacáveis para facilitar as transferências
- Disponível com ou sem recorte

AQUATEC®

Invacare **I-Fit 9781E**



Ergonómica e prática, esta cadeira de duche proporciona grandes possibilidades de regulação, graças ao seu sistema de ajuste através de parafusos, o que permite ao assento atingir uma altura de 380 mm a 550 mm.

- Pés largos para permitir um grande estabilidade
- Assento largo e profundo
- Pés reguláveis em rotação
- Montagem sem ferramentas
- Encosto removível



Características técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

	1470805	H2480/1	H296	Sorrento	9781E
Peso (kg)	7,5	7,5	2,6	5,5	4,5
Peso max do utilizador (kg)	100	120	143	135	180
Garantia (anos)	2	2	2	2	2