

**INVACARE PORTUGAL II, Lda**

Rua da Estrada Velha, nº 949 - 4465-784 Leça do Balio - Portugal  
Portugal@invacare.com - www.invacare.pt



**Yes, you can.**

## P.R.P.

Válido a partir de fevereiro de 2019, Acresce IVA à taxa legal em vigor

## KÜSCHALL COMPACT<sub>attract</sub>



**Código ISO - 12 22 03** - Cadeira de rodas manual ativa de liga leve, chassis de alumínio com sistema de encarte por cruzeta reforçada, eixo traseiro ajustável em altura e profundidade, apoios de pernas rebatíveis e destacáveis, apoios de pés com calcanheiras, encosto com estofado com faixas reguláveis em tensão, várias opções de medidas de assento, protetores de roupa com rebordo em composite, peso mínimo 8.7 kg.



Data:

Ortopedia:

Nome Utilizador:

Nº da Encomenda:

Pf marque o seu pedido com uma cruz     Característica standard     Sem acréscimo    NC: Não compatível com opção XXX

**Peso do utilizador =**      **kg.**

Código	Descrição	P.R.P. €
DDY0014	KUSCHALL COMPACT attract	1.875,00
<b>ASSENTO</b>		
<b>CHASSIS DIANTEIRO</b>		
DDY0211	Standard	◆
<b>LARGURA DE ASSENTO (SW) Peso máximo utiliz. até 130 Kg; cruzeta tripla a partir de 44 cm inclusive</b>		
DDY0126	36 cm	○
DDY0128	38 cm	○
DDY0130	40 cm	○
DDY0132	42 cm	○
DDY0134	44 cm (cruzeta três braços)	○
DDY0136	46 cm (cruzeta três braços)	○
DDY0138	48 cm (cruzeta três braços) (NC encostos Matrx MX2 e 0760)	○
DDY0140	50 cm (cruzeta três braços) (NC encostos Matrx MX2 e 0760)	○
<b>PROFUNDIDADE ASSENTO (SD)</b>		
DDY0412	36 cm (NC almofada Matrx Libra,0264, 1311)	○
DDY0415	38 cm (NC almofada Matrx Libra,0264, 1311)	○
DDY0417	40 cm	◆
DDY0420	42 cm	○
DDY0422	44 cm	○
DDY0424	46 cm	○
DDY0427	48 cm	○
DDY0429	50 cm	○
<b>ALTURA ENCOSTO (RH) NC encostos Matrx</b>		
DDY0506	33 cm (NC 1491)	○
DDY0509	34.5 cm (NC 1491)	○
DDY0512	36 cm (NC 1491)	○
DDY0514	37.5 cm (NC 1491)	◆
DDY0516	39 cm (NC 1491)	○
DDY0518	40.5 cm	○
DDY0520	42 cm	○
DDY0522	43.5 cm	○
DDY0524	45 cm	○
DDY0526	46.5 cm	○
DDY0528	48 cm	○
DDY0530	49.5 cm	○
<b>ALTURA ASSENTO / CHÃO DIANTEIRA (FSTF)</b>		
DDY0845	43 cm NC 0949 a 0954, 1683 a 1687, 0820 a 0822	○



Front wheel / Front wheel attachment	high mounted	standard mounted
5"	430 - 450	460 - 520
6"	450 - 470	480 - 520
7"	480 - 500	510 - 520

\*As medidas podem ser ajustadas, mas não estão em lista

Código	Descrição	P.R.P. €
DDY0846	44 cm NC 0950 a 0954, 1684 a 1687, 0820, 0822	○
DDY0847	45 cm NC 0951 a 0954, 1685 a 1687, 0822	○
DDY0848	46 cm NC 0952 a 0954, 1686, 1687, 0822	○
DDY0849	47 cm NC 0953, 0954, 1687, 0822	○
DDY0850	48 cm NC 0954	○
DDY0851	49 cm NC 0945	○
DDY0852	50 cm NC 0945, 0946	◆
DDY0853	51 cm NC 0945, 0946, 0947	○
DDY0854	52 cm NC 0945, 0946, 0947, 0948	○
<b>ALTURA ASSENTO / CHÃO TRASEIRA (RSTF) „RSTF - FSTF = máx. 8 cm“; 70°: RSTF máx. = „FSTF - 0mm“, 90°: RSTF máx. = „FSTF-3cm“</b>		
DDY0945	40 cm (NC 1426, 1405, 1440, 1441)	○
DDY0946	41 cm (NC 1440, 1441)	○
DDY0947	42 cm	○
DDY0948	43 cm	○
DDY0949	44 cm	○
DDY0950	45 cm	◆
DDY0951	46 cm	○
DDY0952	47 cm	○
DDY0953	48 cm	○
DDY0954	49 cm	○
<b>COMPRIMENTO DO JOELHO AO CALCANHAR (LLL) - Para chassis 70° LLL max = „FSTF - 2 cm“; para chassis 90° LLL max = „FSTF - 3 cm“</b>		
DDY1679	38 cm	○
DDY1680	39 cm	○
DDY1681	40 cm	○
DDY1682	41 cm	○
DDY1683	42 cm	○
DDY1684	43 cm	◆
DDY1685	44 cm	○
DDY1686	45 cm (NC DDY1542)	○
DDY1687	46 cm (NC DDY1542, DDY1573)	○
<b>ENCOSTO</b>		
<b>TUBOS DE ENCOSTO</b>		
DDY0736	Rectos fixos, standard	◆
DDY0705	Inclinados ao nível lombar (NC encostos Matrix)	○
DDY0720	Ajustáveis em ângulo (selecionar ângulo de encosto abaixo)	200,00
<b>ÂNGULO DE ENCOSTO REGULÁVEL</b>		
DDY0707	Ângulo encosto 82° apenas possível com FSTF-RSTF=8cm	○
DDY0718	Ângulo encosto 86°	○
DDY0709	Ângulo encosto 90°	○
DDY0719	Ângulo encosto 94°	○
DDY0711	Ângulo encosto 98°	○
DDY0712	Ângulo encosto 102°	○
<b>TIPO DE ENCOSTO</b>		
DDY0700	Standard, ligeiramente almofadado (NC encostos Matrix, 0703, 1491)	◆
DDY0725	Regulável em tensão, preto (NC encostos Matrix)	○
DDY0735	Aero back, regulável em tensão (NC 1491)	250,00
<b>ENCOSTOS MATRIX (prazo de entrega alargado)</b>		
<b>apenas sem punhos (DDY0750) ou punhos ajust. Integrados (DDY0733); NC: DDY1491, DDY0705, DDY0720; DDY0700/0725/0735)</b>		
DDY0764	Matrix MX2, altura 150 mm (inclui hardware de extração rápida)	990,00
DDY0765	Matrix MX2, altura 230 mm (inclui hardware de extração rápida)	990,00
DDY0766	Matrix MX2, altura 305 mm (inclui hardware de extração rápida)	990,00
DDY0767	Matrix MX2, altura 405 mm (inclui hardware de extração rápida)	990,00
DDY0756	Matrix Elite Profundo altura 310 mm c/ hardware extração rápida	640,00
DDY0757	Matrix Elite Profundo altura 410 mm c/ hardware extração rápida	640,00
DDY0762	Matrix Elite Profundo altura 460 mm c/ hardware extração rápida	640,00
DDY0758	Matrix Elite Standard, altura 260 mm c/ hardware extração rápida	590,00
DDY0759	Matrix Elite Standard, altura 310 mm c/ hardware extração rápida	590,00
DDY0760	Matrix Elite Standard, altura 360 mm c/ hardware extração rápida	590,00

**RSTF / Tamanho roda Traseira**

22" : 38-47 cm  
24" : 39-49 cm  
26" : 42-50 cm



0764-0767

Código	Descrição	P.R.P. €
DDY0761	Matrx Elite Standard, altura 410 mm c/ hardware extração rápida	590,00
DDY0763	Matrx Elite Standard, altura 460 mm c/ hardware extração rápida	590,00
<b>PUNHOS DE ENCOSTO</b>		
DDY0750	Sem punhos	◆
DDY0751	Punhos standard curtos	100,00
DDY0702	Punhos standard longos	○
DDY0703	Punhos reg. em altura, rear set	200,00
DDY0733	Punhos reguláveis em altura, integrados (NC 1491)	250,00
DDY0704	Punhos dobráveis (NC 1491)	200,00
<b>OPÇÕES DE ENCOSTO</b>		
DDY1491	Esticador NC BH <39cmcm	100,00
<b>ASSENTO</b>		
<b>TIPO DE TELA DE ASSENTO</b>		
DDY0611	Tela de assento standard ajustável c/ 1 faixa aderente macho/ fêmea central (macia)	◆
<b>ALMOFADA DE ASSENTO</b>		
DDY0600	Almofada standard, 60mm com espuma visco no topo	80,00
DDY0662	Almofada Matrx Libra NC SW<40cm e SD <38cm, SB 36cm apenas possível c/ SD 40/42cm	399,00
<b>OPÇÕES DE ASSENTO</b>		
DDY0606	Bolsa, click in e removível	60,00
<b>BOLSA PARA TELA DE ASSENTO</b>		
DDY0616	Pequena Para colocar debaixo do assento	45,00
DDY0617	Grande Para colocar debaixo do assento	45,00
<b>APOIO DE PÉS/ PERNAS</b>		
<b>APOIO DE PERNAS Nota: algumas opções de ap. pernas como o amputado, o elevatório, da família Action, também são possíveis. Pf consulte-nos.</b>		
DDY1540	Efes ângulo aberto, 70°	◆
DDY1542	Efes ângulo fechado, 90° (NC LLL 45/46cm, 1563, 0820, 0821, 0822)	○
<b>APOIOS DE PÉS</b>		
DDY1562	2 apoios de pés posição avançada	◆
DDY1563	2 apoios de pés posição recuada	○
DDY1573	2 apoio de pés ajustáveis em ângulo. Pode ser montado posi. avançada e recuada; Apoio de pernas a 90° apenas com FSTF >50cm	150,00
<b>OPÇÕES DE CINTOS</b>		
DDY1534	Cinto de pés	40,00
DDY1530	Calcanheiras	◆
<b>RESGUARDOS LATERAIS / PROTETORES DE ROUPA sem apoios de braços</b>		
DDY1424	Protetores de roupa em composito (NC 1416, 1421, 1440, 1441, 1760)	◆
DDY1425	Protetores c/ rebordo em composito, destacáveis (NC 1416, 1421, 1440, 1441, 1760)	85,00
DDY1426	Protetores c/ rebordo em composito, fixos (NC RSTF 40cm, 1416, 1421, 1440, 1441, 1760)	○
DDY1401	Protetores de roupa em carbono (NC 1416, 1421, 1440, 1441, 1760)	125,00
DDY1405	Protetores c/rebordo em carbono, fixos (NC RSTF 40cm, 1416, 1421, 1440, 1441, 1760)	150,00
DDY1408	Protetores c/rebordo em carbono dest. (NC 1416, 1421, 1440, 1441, 1760)	150,00
<b>APOIO DE BRAÇOS inclui resguardos de roupa (aumenta larg. total da cadeira 2 cm)</b>		
DDY1416	Regulável em altura (com ferramenta), dest., almofada de apoio curta inclui protetores de roupa composito	250,00
DDY1421	Regulável em altura (com ferramenta), dest., almofada de apoio longa inclui protetores de roupa composito	250,00
DDY1440	Rebatível, destacável e regulável em altura, almofada curta (função secretária) RSTF 42/43cm apenas possível com roda traseira na posição 1 NC 0283, 1760	380,00
DDY1441	Rebatível, destacável e regulável em altura, almofada longa(função secretária) RSTF 42/43cm apenas possível com roda traseira na posição 1 NC 0283, 1760	380,00
<b>CHASSIS</b>		



0704



0662



1540

1542

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>COR CHASSIS, STANDARD (chassis traseiro e cruzeta em preto mate; chassis dianteiro na cor selecionada)</b>		
DDY0360	Preto attract	◆
DDY0307	Cinza attract	○
DDY0308	Azul attract	○
DDY0311	Vermelho attract	○
<b>RODA DIANTEIRA 3 rodas de 6" e 7" não compatíveis com patins a 90°;</b>		
DDY0810	5" Everyday, pneu preto	○
DDY0863	5" Comfort, pneu preto	◆
DDY0820	6" Comfort, pneu preto (NC DDY1542)	○
DDY0821	6" Pneumática (NC DDY1542)	30,00
DDY0822	7" Comfort, pneu preto (NC DDY1542)	○
<b>RODAS TRASEIRAS</b>		
<b>FIXAÇÃO DE RODAS TRASEIRAS</b>		
DDY0250	Fixação standard	◆
<b>POSIÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS</b>		
DDY0264	Posição attract 1 mais ativa; NC DDY0126/128	○
DDY0265	Posição attract 2	◆
DDY0266	Posição attract 3 menos ativa NC DDY0916/0926	○
<b>TAMANHO DA RODA TRASEIRA</b>		
DDY0902	24"	◆
<b>INCLINAÇÃO DA RODA TRASEIRA</b>		
DDY0282	0°	◆
DDY0283	3° NC 0916, 0926	○
<b>TIPO DE RODA</b>		
DDY0921	Ativa 24" - roda completa: pneu leve com 7,5 bar e aros motores com 6 pontos de fixação (parafusos), 24 raios e eixo em preto; NC aros motores, 1200, 1314	◆
DDY0915	Roda Kuschall Starec 24", jante raios cruzados eixo Starec sem cor e aro preto, raios cinza (2mm), raios cruzados	90,00
DDY0908	Roda 24" High Performance (eixo Starec) Raios cruzados, aro e raios (1,5mm) pretos NC 1004, 1314	250,00
DDY0906	Roda 24", Spinergy LXX (eixo, raios e jante em preto) NC 1004, 1314	495,00
<b>ALBER ADDS ON KIT NC DDY0266, 2 rodas anti-volteio Alber necessitam de ser montadas com esta opção</b>		
	NC DDY1708/01718, DDY1706/1707/1719, DDY1314	
DDY0916	Placa Adaptação E-Motion anti-volteio Alber inc.	375,00
DDY0926	Placa Adaptação Twion anti-volteio Alber inc.	375,00
<b>TIPO DE PNEU roda 24" High Perf. só é compatível com pneu Light, Profile ou Marathon Evolution!</b>		
DDY1014	24" Schwalbe Rightrun preta/cinza	◆
DDY1004	24" Maciça, profile, cinza NC com rodas High Performance e Spinergy!	○
DDY1010	24" Marathon Plus Schwalbe (anti-furo, devido a camada de borracha especial 5mm)	○
DDY1011	24" Schwalbe ONE V-Guard resistente ao furo (tecnologia de alta fibra resistente ao corte)	100,00
<b>AROS</b>		
DDY1113	24" Alu light cinza, distância 3 cm	◆
DDY1102	24" Supergripp dist 3 cm ou 4 cm 2 posições, 3 ou 4cm, montado a 3cm	100,00
DDY1104	24" Aço, dist. 3 cm	80,00
DDY1106	24" Titânio, dist. 3 cm	249,00
DDY1120	24" The Surge LT 30mm, dist. 3 cm	240,00
<b>PROTETORES DE RAIOS</b>		
DDY1200	24" Transparente NC roda ativa 24"	150,00
<b>SEGURANÇA</b>		
<b>TRAVÕES</b>		
DDY1311	Travão de puxar Attract SW 36/38cm apenas na posição 3, SD 40cm apenas na posição 2 e 3	◆
DDY1312	Travão de empurrar Attract	○
DDY1306	Travão de puxar	○



5" for RSTF 430 to 520  
6" for RSTF 450 to 520  
7" for RSTF 470 to 520



0863




0908



The Surge LT

Código	Descrição	P.R.P. €
<b>TRAVÃO DE ACOMPANHANTE (Nota: Roda específica)</b>		
DDY1314	Travão acompanhante punhos fixos curtos, punhos dobráveis, sem punhos	300,00
<b>RODAS ANTI-VOLTEIO (máx. 2 adaptações por lado (anti-volteio, ponteira, suporte canadianas, rodas trânsito)</b>		
DDY1702	Roda anti-volteio direita	95,00
DDY1703	Roda anti-volteio esquerda	95,00
DDY1704	Roda anti-volteio, par	185,00
<b>CINTO</b>		
DDY1730	Cinto de segurança	79,00
<b>REFLETORES</b>		
DDY1710	Refletores montados nos raios	○
<b>ACESSÓRIOS</b>		
<b>PROTEÇÃO PARA O CHASSIS TRASEIRO</b>		
DDY1729	Proteção para o chassi traseiro Montado no chassi traseiro	185,00
<b>MESA TERAPÊUTICA</b>		
DDY1760	Mesa regulável NC 1424, 1401, 1425, 1426, 1408, 1405, 1440, 1441	260,00
<b>PONTEIRA TRASEIRA Max. 2 adaptações por lado (adaptações = rodas anti volteio, ponteiras, suporte para canadianas, rodas de trânsito)</b>		
DDY1708	Ponteira traseira direita NC kits Alber e do mesmo lado que o suporte de canadianas	100,00
DDY1709	Ponteira esquerda NC kits Alber e do mesmo lado que o suporte de canadianas	100,00
<b>SUORTE DE CANADIANAS Max. 2 adaptações por lado (adaptações = rodas anti volteio, ponteiras, suporte para canadianas, rodas de trânsito)</b>		
DDY1706	Suporte de canadianas direito NC kits Alber e no mesmo lado que a ponteira	100,00
DDY1707	Suporte de canadianas esquerdo NC kits Alber e no mesmo lado que a ponteira	100,00
<b>BOMBA DE AR MANUAL</b>		
DDY1715	Bomba de ar	◆
<b>RELÓGIO KUSCHALL montado no suporte da forqueta</b>		
DDY1712	Lado direito	125,00
DDY1713	Lado esquerdo	125,00
<b>KIT DE FERRAMENTAS</b>		
DDY1717	Kit de ferramentas	◆
<b>BOLSA PARA RODAS</b>		
DDY1728	Bolsa para rodas (para rodas 24" e 26")	100,00
<b>PREÇO TOTAL</b>		



1728